

Natural Cycles - Cycle Tracking

Manual d'usuari / Instruccions d'ús

Si us plau, llegiu aquest manual abans de començar a utilitzar el Seguiment del Cicle.

Indicacions d'ús

El Seguiment del Cicle a Samsung Health és una aplicació de software mòbil de venda lliure (OTC) només destinada a utilitzar-se per al seguiment de períodes i cicles.

Població objectiu prevista

El grup objectiu previst són les dones en edat reproductiva. La població pediàtrica <18 anys està exclosa del grup objectiu. L'usuari ha de ser capaç de llegir el document IFU i operar l'aplicació Samsung Health.

Entorn d'ús previst

El dispositiu està pensat per utilitzar-lo en entorns no mèdics.

Contraindicacions

El Seguiment del Cicle no està pensat per ser utilitzat per a mètodes anticonceptius.

Efectes secundaris

El producte no té efectes secundaris directes coneguts sobre el cos humà.

Advertiments

- ⚠ No utilitzeu la informació de fertilitat proporcionada a l'aplicació com a forma de control de la natalitat.
- ⚠ No utilitzeu les dades del Seguiment del Cicle per diagnosticar les condicions de salut, inclòs l'ús de les dades de temperatura de la pell per diagnosticar la febre.
- ⚠ L'usuari no ha d'interpretar ni prendre mesures clíniques basades en les prediccions fetes per l'aplicació sense consultar un professional sanitari qualificat.

Precaucions

- Si actualment està prenent anticonceptius hormonals o seguint un tractament hormonal que inhibeix l'ovulació, aquest servei no serà útil per fer un seguiment de l'ovulació.

Llista de verificació

Per començar amb el Seguiment del Cicle, necessitareu el següent:

- 1. Un smartphone Android (Android O (8.0) o posterior) amb l'última aplicació Samsung Health**

Podeu accedir al Seguiment del Cicle mitjançant l'aplicació Samsung Health a smartphone Android. L'aplicació Samsung Health es pot descarregar a Google Play Store o Samsung Galaxy Store. Per utilitzar Samsung Health, cal una Samsung account.

- 2. Samsung Galaxy Watch5 (opcional)**

El Seguiment del Cicle està disponible al Galaxy Watch5 i superior per mesurar la temperatura de la pell.

Descripció de la plataforma

Seguiment del Cicle Versió: 1.0.0.002 i posteriors

Dispositius que es poden utilitzar per accedir al Seguiment del Cicle mitjançant l'aplicació Samsung Health (versió 6.23.5 i posteriors):

- Smartphones Android: Versió de SO Android 8.0 i superiors, Internet de 250 kbps o més ràpid
 - Samsung Galaxy Watch 5: Wear OS 3.5 i superiors

Ús del Seguiment del Cicle

Incorporació

1. Seleccioneu l'aplicació Samsung Health.
2. Seleccioneu Seguiment del Cicle a la pestanya d'inici.
3. Introduïu les dades necessàries (data de l'últim període, durada mitjana del període, durada mitjana del cicle).

Comproveu l'estat del vostre cicle

1. Podeu comprovar l'estat del vostre cicle i les prediccions tant a l'smartphone com al rellotge.
2. Podeu introduir manualment informació relacionada amb el cicle tant a través de l'Smartphone com del rellotge.
3. Només podeu esborrar les vostres dades relacionades amb el cicle mitjançant l'smartphone.

Mesura de la temperatura de la pell

1. Assegureu-vos que el vostre rellotge estigui connectat al vostre smartphone.
2. Activeu la funció de temperatura de la pell des del Seguiment del Cicle.
3. Porteu el rellotge durant la nit.
 - Guia de vestir recomanada:
 - 4 hores durant el son

- 5 vegades per setmana

Seguretat i rendiment

La capacitat de detectar l'ovulació i predir el proper període amb el rellotge Samsung es va avaluar en un estudi clínic que va incloure 56 subjectes que van registrar 98 cicles. Es va demanar als subjectes de l'estudi que portessin el rellotge Samsung durant la nit, que mesuressin la seva temperatura oralment amb un termòmetre al matí i que fessin proves d'ovulació (LH) basades en orina abans del dia d'ovulació previst. El dia d'ovulació determinat per les dades del rellotge es va comparar amb el de la prova de LH. Va demostrar que la diferència absoluta mitjana era en 3 dies. Es va trobar que la diferència absoluta mitjana entre les prediccions d'inici del període i l'inici del període real era inferior a 3 dies.

Problemes/Resolució de problemes

Si teniu dificultats per fer servir el Seguiment del Cicle, consulteu la guia de resolució de problemes a continuació.

Problema: No podeu trobar la funció “temperatura de la pell durant el son” a l'aplicació de Seguiment del Cicle del Galaxy Watch.

Solució : Comproveu que el vostre Galaxy Watch sigui un model Galaxy Watch5 que admet la temperatura de la pell durant el son. Si el vostre Galaxy Watch és un model Watch5, assegureu-vos que s'ha actualitzat a la darrera versió de manteniment mitjançant l'aplicació Galaxy Wearable. Assegureu-vos també d'estar utilitzant l'última versió de Samsung Health.

Problema: Porteu el rellotge a la nit però no veieu la mesura de la temperatura de la pell a l'aplicació.

Solució: Si la qualitat de les dades de la temperatura mesurada és massa baixa o hi ha menys de 3 hores de dades disponibles, les dades es descartaran i no seran visibles a l'aplicació. Assegureu-vos que el rellotge s'ajusti perfectament al canell mentre dormiu. Assegureu-vos també que la bateria estigui carregada abans d'anar a dormir i mantingueu el rellotge encès durant almenys 4 hores.

Problema: Esteu mesurant segons les instruccions, però la vostra ovulació no s'ha confirmat

Solució: L'ovulació es detecta en funció de les dades de la temperatura. Si les vostres temperatures fluctuen significativament al llarg del cicle, es fa més difícil detectar l'ovulació. Assegureu-vos de portar el rellotge correctament i mesurar segons les nostres directrius. Les temperatures també es poden veure afectades per factors com ara la malaltia, els viatges, els medicaments i les interrupcions de la vostra rutina diària.

Problema: Les vostres dates d'ovulació previstes i confirmades no coincideixen.

Solució: La predicció per al vostre proper dia d'ovulació es basa en les vostres dades històriques, com ara quan es produeix habitualment l'ovulació i quant varia d'un cicle a un altre. Com que cada cicle és únic, podeu ovular en un dia diferent del previst. Un cop s'hagi produït l'ovulació, el dia d'ovulació més probable es determinarà en funció de les dades de temperatura. Per a altres problemes i preguntes, poseu-vos en contacte amb l'equip d'atenció al client de Samsung i els nostres agents d'assistència qualificats us ajudaran.

Accés a les instruccions d'ús

Les instruccions d'ús es poden trobar a la pàgina de Seguiment del Cicle a la pàgina "Sobre el seguiment del cicle" o en línia al lloc web de Cicles Naturals.

Si voleu una còpia en paper de les instruccions d'ús, us n'enviarem una sense cap cost.

Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client amb la vostra sol·licitud.

Seguretat

És molt recomanable que trieu una contrasenya segura per al vostre telèfon per protegir el vostre compte de l'ús no autoritzat. Tot i que no es recomana, si opteu per compartir el vostre inici de sessió amb algú, ho feu sota el vostre propi risc. Tingueu en compte que sempre podeu revocar l'accés canviant la contrasenya del vostre compte.

Si voleu esborrar el vostre compte, poseu-vos en contacte amb l'atenció al client de Samsung a <https://help.content.samsung.com/>.

Consulteu la política de privadesa de Samsung per obtenir més informació sobre seguretat i privadesa de dades.

Informació general

Explicació dels símbols



Fabricant



Marca CE



Precaució



Manual d'usuari/Instruccions d'ús



Dispositiu mèdic

Declaració de conformitat CE

Nom del fabricant:

NaturalCycles Nordic AB

Adreça del fabricant:

St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Suècia

Atenció al client:

<https://help.content.samsung.com/>

Nom del dispositiu:

Seguiment del Cicle

Declarem que aquest producte compleix tots els requisits aplicables del Reglament (UE) 2017/745 per a dispositius mèdics (MDR) i porta la marca CE.

Data de publicació:

2023-02-20

Versió del document:

v1.1