

Natural Cycles°

NC° Thermometer (Gen 2)



Instructions For Use

Användarbeskrivning

Инструкции за употреба

Návod na použití

Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning

Kasutusjuhend

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Használati útmutató

Notkunarleiðbeiningar

Istruzioni per l'uso

Naudojimo instrukcijos

Gebrauchsanweisung

Lietošanas instrukcijas

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użytkowania

Instruções de utilização

Instructiuni de folosire

Návod na použitie

Navodila za uporabo

EN

SE

BG

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IS

IT

LT

LU

LV

NL

NO

PL

PT

RO

SK

INTENDED USE

The NC° Thermometer (Gen 2) is a medical digital thermometer (direct mode) for the self-measurement of human basal body temperature. The device transmits the measured values to the Natural Cycles app via a Bluetooth 4.0 interface. The device is intended for use with the Natural Cycles app. The device cannot be operated with other apps.

SAFETY INSTRUCTIONS

The device must be used solely for the purpose described in these operating instructions. The manufacturer shall not be held liable for any damages resulting from improper use.

Do not allow the thermometer to fall on the floor. The thermometer is not shock-resistant or impact-resistant.

Protect the device from dirt, dust and strong sunlight and keep the device away from excessive heat or cold.

Using the thermometer in a way that does not comply with the intended operating conditions can result in inaccurate measurement values.

Before each measurement, check the integrity of the measuring tip. A damaged measuring tip can cause injuries.

Do not bite or bend the sensor. This can cause damage and lead to malfunctions.

The use of this device near mobile phones, radios or other strong electromagnetic fields can cause errors and malfunctions. Maintain a distance of at least 3.3 metres from such devices when using the device. If you cannot maintain the minimal distance check that the thermometer is working correctly before using it.

The thermometer contains small parts that could be swallowed by children. Do not leave the device unattended with children.


Do not open the device (except when changing the battery).

If the device is not being used for an extended period of time, remove the battery.

Always store the thermometer in the protective cover.

If the device has been stored at temperatures below 10°C or above 40°C, allow it to stand at room temperature for at least 2 hours before using it.

DEVICE DESCRIPTION



① Gold-plated measuring tip


④ On/off button

② Bluetooth button

⑤ Battery compartment

③ Illuminated display

DISPLAY



① Temperature unit

⑤ Memory mode

② Bluetooth data connection

⑥ Synchronising

③ Battery display

⑦ Time

④ Date

INITIAL DEVICE SETUP

You must install the Natural Cycles app on your smartphone before setting up the device for the first time. The NC° Thermometer (Gen 2) cannot be set up without the Natural Cycles app.

Download the Natural Cycles app from the App Store or Google Play.



Open the Natural Cycles app. Follow the instructions in the app.

Now initiate the initial setup of the thermometer. To do this, hold the Bluetooth button for at least 1 second. The device switches on and automatically goes into SET mode, where you can set the date and time (Figure 1).

The date and time are synchronised automatically from the Natural Cycles app. To do this, the device connects to the app via Bluetooth (Figure 2).

If the connection is successful, the "APP" indicator appears (Figure 3).

If the device cannot connect to the app, it switches off after 60 seconds. If this occurs, check whether Bluetooth is enabled on your smartphone and that the Natural Cycles app is running. Now try to establish a connection again.

TEMPERATURE MEASURING

Remove the transparent protective cover from the thermometer before taking a measurement.

Switch on the device by pressing and holding the on/off button for at least 1 second. The word "On" will appear on the display (Figure 1).

The device now performs an internal self-test; all display elements are displayed (Figure 2).



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 1



Figure 2

Checking the transfer status

The device now checks whether all previous measurement values have already been transferred to the Natural Cycles app. The device can temporarily store up to 30 measurements.

The number of measurement values not yet transferred is shown on the display (Figure 3).

If more than 25 saved measurements have not been transferred to the Natural Cycles app, the message "APP/FULL" (Figures 4 and 5) appears on the display to remind you to transfer the measurement values to the app as soon as possible.

If you perform more than 30 measurements without transferring the values to the app, the oldest value is deleted to make room for a new measurement.

Once the transfer status has been checked, the display flashes and/or a beep is sounded. The device is now ready to perform a new measurement.

Never begin a measurement before the display flashes and/or the beep sounds (if the sound is activated). The thermometer must already be in measurement mode when you start measuring to be able to correctly record the progress of the measurement.



Figure 3



Figure 4



Figure 5

Measuring temperature

Place the probe tip underneath your tongue on either the left-hand or right-hand side. The temperature sensor must make good contact with the tissue.

Close your mouth and breathe calmly through your nose so that the measurement result is not affected by the air that you breathe.

As long as the measured temperature remains below the measuring range (32.00°C to 43.99°C), the display shows L (low) (Figure 6). Have a little patience during the measurement. The sensor must first warm up from room temperature to body temperature.




Figure 6

During the measurement, the current temperature is shown on the display. You must wait until the measurement is complete to ensure the accuracy of the temperature value.

A long beep indicates that the measurement is complete. If the sound is deactivated, the display flashes to indicate that the measurement is complete. The measurement value is shown on the display (Figure 7). If the thermometer measures an elevated temperature of 37.50 °C or above, the display will illuminate yellow and/or 10 beeps will sound in rapid succession. The display switches between showing the temperature and "HI" (fever alert, Figure 8).

The device now tries to establish a Bluetooth connection to transfer the measured value to the Natural Cycles app. Make sure that the smartphone is within range, Bluetooth is enabled and the Natural Cycles app is running.

If the connection is successful, the "APP" indicator appears (Figure 9). Once the data has been transferred, the thermometer switches off automatically (Figure 10). If the device cannot establish a connection, the measurement value is stored on the device to be transferred later. The device can temporarily store up to 30 measurement values. The thermometer then switches itself off (Figure 10).



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10

MANUALLY TRANSFERRING DATA TO THE NATURAL CYCLES APP

If the measurements cannot be transferred to the Natural Cycles app immediately after the measurement (e.g. if your smartphone is not within Bluetooth range or the Natural Cycles app is not open), you can transfer the measurements to the Natural Cycles app at a later date. To do so, proceed as follows:

Open the Natural Cycles app on your smartphone.

With the device switched off, press and hold the Bluetooth button for at least 1 second, but no more than 5 seconds, until the Bluetooth symbol * appears in the display. If you hold down the button for more than 5 seconds, you will enter memory recall mode.

The device now connects to the app via Bluetooth (Figure 1).



Figure 1

If the connection is successful, the "APP" indicator appears (Figure 2).

If the device cannot connect to the Natural Cycles app, it switches itself off after 60 seconds. If this occurs, check whether Bluetooth is enabled on your smartphone and that the Natural Cycles app is running, then try again.



Figure 2

RECALLING SAVED MEASUREMENT VALUES

The thermometer has a measurement value memory with 30 save slots. The measurement values are saved automatically together with the date and time of the measurement. The most recently measured value is stored in save slot 1; the value measured prior to that is stored in save slot 2, and so on. If more than 30 measurements are taken, the oldest value (no. 30) is deleted so that the most recent value (no. 1) can be saved.

The measurement values and lots of additional information are saved in the Natural Cycles app, where they can be analysed with ease.

You can also recall the last 30 readings directly from the NC° Thermometer (Gen2). To do so, proceed as follows:

With the device switched off, press and hold the Bluetooth button for at least 5 seconds until the icon appears on the display. The device switches to memory mode (Figure 1).

The most recently measured value, no. 1, is now displayed (Figure 2, Figure 3). The display switches between the measurement value and the year, month/day and time. For measurement values that have been transferred to the Natural Cycles app, the symbol ↷ is displayed.

By repeatedly pressing the Bluetooth button, you can call up the previous measurements (no. 2, no. 3 ...).

If no measurement values are saved, the following appears on the display (Figure 4):



Figure 1




Figure 2



Figure 3




Figure 4

BATTERY DISPLAY/CHANGING THE BATTERY

The device is equipped with a CR2032 lithium battery. If the battery icon  flashes on the display while the thermometer is in use, the battery is low (Figure 1). You can still perform some temperature measurements at this point, but you should have a spare battery ready. Change the battery if:

After switching on the device, the "battery flat" indicator (Figure 2) appears on the display. You must insert a new battery before you can take any temperature measurements.

Nothing is shown on the display despite pressing the on/off button.

Unlock the battery cover by turning it past the marker to the left. Then lift the cover off.

Remove the old battery and insert a new battery (CR2032) with the "+" symbol facing up.

Place the cover back on the battery compartment and lock it in place.

After changing the battery, the thermometer must be connected to the Natural Cycles app so that the date and time can be resynchronised. To do this, open the Natural Cycles app and turn on the thermometer. Until you have done this, you cannot take any new temperature measurements. Measurement values stored on the device are retained when the battery is changed.

CHANGING DEVICES

Each NC° Thermometer (Gen 2) has a unique signature assigned to a specific user. Signatures are assigned during initial setup when the device is synchronised with the Natural Cycles app for the first time.


If your device is lost or faulty, you can assign a new NC° Thermometer (Gen 2) to your user account.




Figure 1



Figure 2



Battery compartment cover unlocked



Battery compartment cover locked

To do this, go to the Top Menu in the Natural Cycles app and follow the instructions.

Please note: If you change device during a cycle, the current cycle becomes inactive in the Natural Cycles app. For your safety, the app only accepts measurement data from a single device during a cycle.


ERROR MESSAGES



The measured temperature is above 43.99°C and is therefore outside the measuring range.



The measured temperature is below 32.00°C and is therefore outside the measuring range.



The ambient temperature is above 40.00°C and is therefore outside the permissible operating conditions.



The ambient temperature is below 10.00°C and is therefore outside the permissible operating conditions.



Fever warning. Temperature higher than 37.5°C measured.



Device memory is full. Connect the thermometer to the Natural Cycles app to transfer the measured values to the app.



Battery low. Have a spare battery ready.



Battery flat. Please change the battery.



No display after switching on. Check whether the battery is positioned correctly and the polarity (+/-) is correct. If the error persists, change the battery.



Bluetooth connection error

Er. 1

Sensor error. If this occurs repeatedly, please contact Natural Cycles customer support.

Er. 2

Measurement was cancelled prematurely. Repeat the measurement and wait until the measurement is complete before removing the thermometer from the measurement point.

Er. CA

Calibration error. If this occurs repeatedly, please contact Natural Cycles customer support.

En

The device is in technical test mode. Switch it off and on again after a few seconds to return to normal mode.

TECHNICAL DATA

Type:	Maximum thermometer, direct mode
Measuring points/body reference points:	rectal, oral, vaginal
Temperature unit:	°C
Measuring range:	32.00°C to 43.99°C
Measurement accuracy:	± 0.05°C between 35.00°C and 38.00°C, ± 0.10°C in other temperature ranges
Memory:	30 measurement values with date and time can be recalled in memory mode
Operating conditions:	Ambient temperature 10°C to 40°C, maximum relative humidity 15% to 95%
Conditions for storage and transport:	-25°C to +55°C, maximum relative humidity 15% to 95%
Time to adjust from minimum/maximum storage temperature to operating temperature:	30 minutes
Battery:	1 x CR2032, 3.0 V, mercury-free
Battery life:	approx. 400 measurements
Data transfer:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)

IP classification:	IP67: dust tight, protection against temporary submersion
Expected service life:	5 years
Dimensions:	137 mm (L) x 32 mm (W) x 15 mm (H)
Weight:	27 g with battery

CUSTOMER SERVICE

Device repairs may only be performed by the manufacturer or an expressly authorised body. Please contact:

NaturalCycles Nordic AB

St Eriksgatan 63b

112 34 Stockholm, Sweden

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

We recommend a technical inspection of the device every 5 years. This inspection can be carried out either by UEBE Medical GmbH or by authorised maintenance services.

EXPLANATION OF SYMBOLS



This product complies with Council Directive 93/42/EEC of 5 September 2007 concerning medical devices and bears the mark CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Degree of protection against electric shock TYPE BF



Consult the instructions for use



Manufacturer



Dust tight, protection against temporary submersion



Lot number/Batch number



Reference number = item number

DISPOSAL



Technical equipment and batteries do not belong in household waste. They must be disposed of at appropriate collection and disposal points.

EN

EN

CLEANING AND CARE

Clean the thermometer with a soft cloth and isopropyl alcohol diluted with water or cold, soapy water.

Do not use aggressive cleaning agents, solvents or petroleum spirit to clean the device.

The thermometer can be immersed in water or a disinfectant solution when cleaning. Do not sterilise the device by boiling it, using gas or placing it in a steam autoclave.

Make sure that the surface of the measuring sensor and the display do not get scratched.

After cleaning the measuring sensor with alcohol, wait 5 minutes before taking the next temperature measurement so that the thermometer can return to the required operating temperature.

WARRANTY

The device has been manufactured and tested with all due care. Nevertheless, in the event of defects upon delivery, we provide a warranty under the following conditions:

During the warranty period of 2 years from the date of purchase, we remedy such defects at our discretion and at our expense in our plant through repair work or replacement delivery of a defect-free device.

The warranty does not cover normal wear and tear of wearing parts or damage caused by failure to observe the instructions for use, improper handling (e.g. unsuitable power sources, breakage, leaking batteries) and/or disassembly of the device by the buyer. Furthermore, the warranty does not constitute grounds for asserting claims for damages against us.

Warranty claims can only be asserted during the warranty period and upon presentation of the proof of purchase. In the case of a warranty claim, the device along with the proof of purchase and a description of the complaint must be sent to:

NaturalCycles Nordic AB

St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Sweden

The cost of returning the device to our factory shall be borne by the sender. Complaints that are sent back without prepayment will not be accepted.

The statutory claims and rights of the buyer against the seller (for example, defect claims, producer liability) are not restricted by this warranty.

Please note: In the case of a warranty claim, please make sure to enclose the proof of purchase.

Natural Cycles[®]

NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Sweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

AVSEDD ANVÄNDNING

NC° Thermometer (Gen 2) är en medicinsk digital termometer (direktläge) för egen mätning av mänsklig basal kroppstemperatur. Enheten överför de uppmätta värdena till Natural Cycles-appen via ett Bluetooth 4.0-gränsnivå. Enheten är avsedd för användning med Natural Cycles-appen. Enheten kan inte användas med andra appar.

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Enheten får endast användas för det ändamål som beskrivs i den här användarmanualen. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av felaktig användning.

Tappa inte termometern. Den tål inte stötar och slag.

Skydda enheten mot smuts, damm och starkt solljus samt håll den borta från stark värme eller kyla.

Om termometern används på ett sätt som inte uppfyller de avsedda användningsförhållandena kan det leda till felaktiga mätvärden.

Kontrollera mätpetsen före varje mätning. En skadad mätpets kan orsaka skador.

Bit inte i eller böj givaren. Det kan orsaka skador och leda till fel.

Användning av den här enheten nära mobiltelefoner, radioapparater eller andra starka elektromagnetiska fält kan orsaka fel. Håll ett avstånd på minst 3,3 meter från sådana enheter när du använder enheten. Om du inte kan upprätthålla det minsta avståndet ska du kontrollera att termometern fungerar korrekt innan du använder den.

Termometern innehåller små delar som barn kan svälja. Låt inte barn använda enheten utan tillsyn.


Öppna inte höljet (förutom vid batteribyte).

Om enheten inte ska användas under en längre period ska batteriet avlägsnas.

Förvara alltid termometern i skyddshöljet.

Om enheten har förvarats i en temperatur under 10 °C eller över 40 °C ska du låta den stå i rumstemperatur i minst 2 timmar innan du använder den.

BESKRIVNING AV ENHETEN



① Guldpläterad mätpets


④ På/Av-knapp

② Bluetooth-knapp

⑤ Batterifack

③ Belyst display

SKÄRM



① Temperaturenhet

⑤ Minnesläge

② Bluetooth-dataanslutning

⑥ Synchronisering

③ Batteridisplay

⑦ Tid

④ Datum

INITIAL KONFIGURATION AV ENHETEN

Du måste installera Natural Cycles-appen i din smartphone innan du konfigurerar enheten för första gången. Du kan inte konfigurera NC° Thermometer (Gen 2) utan Natural Cycles-appen.

Ladda ner Natural Cycles-appen från App Store eller Google Play.



Öppna Natural Cycles-appen. Följ instruktionerna i appen.

Nu kan du börja konfigurera termometern. Starta konfigurationen genom att hålla in Bluetooth-knappen i minst 1 sekund.

Enheten startar och försätts automatiskt i läget SET där du kan ställa in datum och tid (bild 1).

Datum och tid synkroniseras automatiskt via Natural Cycles-appen. Det görs genom att enheten ansluts till appen via Bluetooth (bild 2).

Om anslutningen lyckas visas indikatorn APP (bild 3).

Om enheten inte kan ansluta till appen stängs den av efter 60 sekunder. Om detta inträffar kontrollerar du om Bluetooth är aktiverat på din smartphone och att Natural Cycles-appen är igång. Försök att upprätta en anslutning igen.

TEMPERATURMÄTNING

Ta bort termometerns genomskinliga skyddshölje innan du mäter.

Starta enheten genom att hålla in på/av-knappen i minst 1 sekund. Ordet "On" visas på displayen (bild 1). Enheten utför nu ett internt självtest, alla visningselement visas (bild 2).

Kontrollera överföringsstatusen

Enheten kontrollerar nu om alla tidigare mätvärden redan har överförts till Natural Cycles-appen. Enheten



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 1



Bild 2

kan lagra upp till 30 mätningar tillfälligt.

Antalet mätvärden som inte har överförts ännu visas på displayen (bild 3).

Om fler än 25 sparade mätningar inte har överförts till Natural Cycles-appen visas meddelandet APP/FULL (bild 4 och 5) på displayen för att påminna dig om att överföra mätvärdena till appen så snart som möjligt.

Om du utför fler än 30 mätningar utan att överföra värdena till appen tas det äldsta värdet bort för att ge plats åt en ny mätning.

När överföringsstatusen har kontrollerats blinkar displayen och en ljudsignal hörs. Nu är enheten redo att utföra en ny mätning.

Starta aldrig en mätning innan displayen blinkat och/eller du hört pipet (om ljudet är aktiverat). Termometern måste vara i mätningssläget när du börjar mäta för att mätningens föllopp ska kunna registreras korrekt.



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Mäta temperatur

Placera givarspetsen under tungan på vänster eller höger sida. Temperaturgivaren måste ha god kontakt med vävnaden.

Stäng munnen och andas lugnt genom näsan så att mätresultatet inte påverkas av den luft du andas.

Så länge den uppmätta temperaturen ligger under mätintervallvet (32,00 till 43,99 °C) visas L (läg) på displayen (bild 6). Ha lite tålmod under mätningen. Givaren måste först värmas upp från rumstemperatur till kroppstemperatur.

Under mätningen visas den aktuella temperaturen på displayen. Du måste vänta tills mätningen är färdig så att temperaturvärdet är korrekt.

Ett långt pip indikerar att mätningen är färdig. Om ljudet är avaktiverat blinkar displayen för att visa att mätningen är färdig. Mätvärdet visas på displayen (bild 7).

Om termometern mäter en förhöjd temperatur på 37,50 °C eller högre lyser displayen gult och/eller du



Bild 6



Bild 7

hör 10 pip i snabb följd. Displayen växlar mellan att visa temperaturen och HI (febervarning, bild 8).

Enheten försöker nu upprätta en Bluetooth-anslutning för att överföra det uppmätta värdet till Natural Cycles-appen. Se till att din smartphone är inom räckhåll, att Bluetooth är aktiverat och att Natural Cycles-appen är igång.

Om anslutningen lyckas visas indikatorn APP (bild 9). När data har överförts stängs termometern av automatiskt (bild 10).

Om enheten inte kan upprätta någon anslutning lagras mätvärdet på enheten för senare överföring. Enheten kan lagra upp till 30 mätvärden tillfälligt. Sedan stänger termometern av sig själv (bild 10).



Bild 8



Bild 9



Bild 10

ÖVERFÖRA DATA TILL NATURAL CYCLES-APPEN MANUELLT

Om mätningarna inte kan överföras till Natural Cycles-appen direkt efter mätningen (till exempel om din smartphone inte är inom Bluetooth-räckvidden eller om Natural Cycles-appen inte är igång) kan du överföra mätningarna till Natural Cycles-appen vid ett senare tillfälle. Gör så här:

Öppna Natural Cycles-appen på din smartphone.

Låt enheten vara avstängd och håll in Bluetooth-knappen i minst 1 sekund, men inte längre än 5 sekunder, tills Bluetooth-symbolen * visas på displayen. Om du håller in knappen i mer än 5 sekunder aktiverar du läget för minneshämtning.

Enheten ansluts nu till appen via Bluetooth (bild 1).

Om anslutningen lyckas visas indikatorn APP (bild 2).

Om enheten inte kan ansluta till Natural Cycles-appen stängs den av efter 60 sekunder. Om detta inträffar kontrollerar du att Bluetooth är aktiverat på din smartphone och att Natural Cycles-appen är igång. Försök sedan igen.



Bild 1



Bild 2

HÄMTA SPARADE MÄTVÄRDEN

Termometern har ett mätvärdesminne med 30 sparplatser. Mätvärdena sparas automatiskt tillsammans med datum och tidpunkt för mätningen. Det senast uppmätta värdet lagras på sparplats 1, värdet som uppmättes före det lagras på sparplats 2 och så vidare. Om du gör fler än 30 mätningar raderas det äldsta värdet (nr 30) så att du kan spara ett nytt värdet (nr 1). Mätvärdena och mycket annan information sparas i Natural Cycles-appen där du enkelt kan analysera dem. Du kan också hämta de senaste 30 mätningarna direkt från NC Thermometer (Gen2). Gör så här:

Låt enheten vara avstängd och håll in Bluetooth-knappen i minst 5 sekunder tills ikonen M visas på displayen. Enheten växlar till minnesläget (bild 1).

Nu visas det senast uppmätta värdet, nr 1 (bild 2, bild 3). Displayen växlar mellan mätvärdet och år, månad/dag och tidpunkt. För mätvärden som har överförts till Natural Cycles-appen visas symbolen ↗.

Genom att trycka på Bluetooth-knappen upprepade gånger kan du ta fram tidigare mätningar (nr 2, nr 3 ...).

Om inga mätvärden är sparade visas följande på displayen (bild 4):



Bild 1




Bild 2



Bild 3




Bild 4

BATTERIDISPLAY/BATTERIBYTE

Enheten är utrustad med ett litumbatteri av typ CR2032.

Om batteriikenomen - på displayen blinkar medan termometern används är batteriet svagt (bild 1). Du kan fortfarande utföra några temperaturmätningar när det här händer, men du bör ha ett reservbatteri redo.

Byt batteriet i följande situationer:

Indikatorn för tomt batteri (bild 2) visas på skärmen när du startar enheten. Du måste sätta i ett nytt batteri innan du kan göra fler temperaturmätningar.

Ingenting visas på displayen trots att du trycker på på-/av-knappen.





Bild 1



Bild 2

Lås upp batteriluckan genom att vrida den förbi markeringen åt vänster. Lyft sedan av luckan.



Batterifacket med olåst lucka

Batterifacket med låst lucka

Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt batteri (CR2032) med symbolen + uppåt.

Sätt tillbaka luckan på batterifacket och läs fast den.

När du har bytt batteriet måste du ansluta termometern till Natural Cycles-appen så att datum och tid kan synkroniseras igen. Det gör du genom att öppna Natural Cycles-appen och starta termometern. Innan du har gjort det kan du inte göra några nya temperaturmätningar.

De mätvärden som är lagrade på enheten behålls när du byter batteriet.

BYTA ENHET

Varje NC° Thermometer (Gen 2) har en unik signatur tilldelad till en specifik användare. Signaturer tilldelas under den initiala konfigurationen när enheten synkroniseras med Natural Cycles-appen för första gången.

Om du tappar bort enheten eller den skadas kan du tilldela en ny NC° Thermometer (Gen 2) till ditt användarkonto.

Det gör du genom att gå till den översta menyn i Natural Cycles-appen och följa instruktionerna.

Obs! Om du byter enhet under en cykel blir den aktuella cykeln inaktiv i Natural Cycles-appen. För säkerhets skull accepterar appen bara mätdata från en enda enhet under en cykel.

FELMEDDELANDE



Uppmått temperatur ligger över 43,99 °C och är därmed utanför mätintervallet.



Uppmått temperatur ligger under 32,00 °C och är därmed utanför mätintervallet.



Omgivningstemperaturen ligger över 40,00 °C och är därmed utanför de tillåtna driftförhållandena.



Omgivningstemperaturen ligger under 10,00 °C och är därmed utanför de tillåtna driftförhållandena.



Varning för feber. En temperatur över 37,5 °C är uppmått.



Enhetsminnet är fullt. Anslut termometern till Natural Cycles-appen för att överföra de uppmätta värdena till appen.



Låg batterinivå. Ha ett reservbatteri redo.



Batteriet är tomt. Byt batteriet.



Ingen visning på displayen efter start. Kontrollera att batteriet sitter i ordentligt och att polariteten (+/-) stämmer. Om felet kvarstår byter du ut batteriet.



Bluetooth-anslutningsfel



Givarfel. Om detta inträffar flera gånger kontaktar du Natural Cycles kundtjänst.



Mätningen avbröts för tidigt. Upprepa mätningen och vänta tills mätningen är färdig innan du tar bort termometern från mätpunkten.



Kalibreringsfel. Om detta inträffar flera gånger kontaktar du Natural Cycles kundtjänst.



Enheten är i tekniskt testläge. Stäng av och starta den igen efter några sekunder för att återgå till normalläget.

TEKNIK INFORMATION

Typ:	Maximal termometer, direktläge
Mätställen/referensställen på kroppen:	rektał, oral, vaginal
Temperaturenhet:	°C
Mättintervall:	32,00 °C till 43,99 °C
Noggrannhet:	± 0,05 °C mellan 35,00 °C och 38,00 °C, ± 0,10 °C i andra temperaturområden
Minne:	30 mätvärden med datum och tid kan hämtas i minnesläget
Driftvillkor:	Omgivande temperatur 10 °C till 40 °C, relativ luftfuktighet 15 % till 95 %
Lagrings- och transportvillkor:	-25 °C till 55 °C, relativ luftfuktighet 15 till 95 %
Tid för anpassning från lägsta/högsta förvaringstemperatur till drifttemperatur:	30 minuter
Batteri:	1 x CR2032, 3,0 V, utan kvicksilver
Batteritid:	cirka 400 mätningar
Dataöverföring:	Bluetooth 4.0 LE (lågenergi)
IP-klassning:	IP67: dammtät, skydd mot tillfällig nedräkning
Förväntad livslängd:	5 år
Mått:	137 x 32 x 15 mm (L x B x H)
Vikt:	27 g med batteri

KUNDTJÄNST

Enheten får bara repareras av tillverkaren eller ett uttryckligen auktoriserat organ. Vänligen kontakta:
NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm, Sverige
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Vi rekommenderar en teknisk inspektion av enheten var 5:e års. Den här inspektionen kan antingen utföras av UEBE Medical GmbH eller en auktorisera underhållstjänst.

SYMBOLFÖRKLARING



Denna produkt uppfyller kraven enligt direktivet 93/42/EC från den 5 september 2007 avseende medicintekniska produkter och bär märkningen CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Skyddsniå mot elektriska stötar: TYP BF



Konsultera användarmanualen



Tillverkare



IP 67 Dammtät, skydd mot tillfällig nedräkning



Partinummer



Referensnummer = artikelnummer

AVFALL



Batterier och tekniska anordningar får inte slängas tillsammans med hushållsavfall, utan ska inlämnas till lämplig miljöstation.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengör termometern med en mjuk trasa och isopropylalkohol utspädd med vatten eller kallt tvålvatten.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller petroleumsprut till att rengöra enheten.

Termometern kan sänkas ned i vatten eller desinfektionslösning under rengöringen. Sterilisera inte enheten genom att koka den, använda gas eller att placera den i en autoklav med ånga.

Se till att givarens yta och displayen inte repas.

När du har rengjort givaren med alkohol ska du vänta 5 minuter innan nästa temperaturmätning så att termometern återgår till önskad drifttemperatur.

SE GARANTI

Enheten har tillverkats och testats omsorgsfullt. I händelse av fel vid leverans lämnar vi dock en garanti under följande villkor:

Under garantitiden på 2 år från och med inköpsdatum åtgärdar vi brister efter eget gottfinnande och på vår bekostnad i vår fabrik genom reparation eller genom att leverera en felfri enhet i utbyte.

Garantin täcker inte normalt slitage på slitdelar eller skador som orsakas av underlätenhet att följa användarmanualen, felaktig hantering (till exempel olämpliga strömkällor, brottskador eller läckande batterier) eller om köparen demonterar enheten. Dessutom utgör inte garantin någon grund för att göra skadeståndsanspråk gentemot oss.

Garantianspråk kan endast framföras under garantiperioden och genom att presentera inköpsbevis. Vid reklamation måste enheten skickas till följande adress tillsammans med inköpsbevis och en beskrivning av klagomålet:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Sverige

Kostnaden för att returnera enheten till vår fabrik ska bäras av avsändaren.

Reklamationer som skickas tillbaka utan förbetalning accepteras inte.

Köparens lagstadgade krav och rättigheter mot säljaren (rapporter om defekter, tillverkarens ansvar, exempelvis) begränsas inte av denna garanti.

Observera: vid garantireklamation är det viktigt att bifoga inköpsbevis.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Sverige
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

NC° Thermometer (Gen 2) е медицински дигитален термометър (директен режим) за самоизмерване на човешката базална температура. Уредът прехвърля измерените стойности към приложението Natural Cycles чрез Bluetooth 4.0 интерфейс. Уредът е предназначен за използване с приложението Natural Cycles. Работа с други приложения не е възможна.

BG

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Уредът може да се използва само за целите, описани в това упътване за употреба. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилно боравене.

Не допускайте термометърът да падне. Той не е устойчив на удар или друго въздействие.

Заштитавайте устройството от високи температури и пряка слънчева светлина.

Използването на термометъра по начин, различен от предвидения, може да доведе до неточни измервания.

Проверявайте целостта на измервателния връх преди всяко измерване. Повреден измервателен връх може да доведе до наранявания.

Не хапете и не огъвайте силно сензора. Това може да доведе до повреда и неизправност.

Използването на това устройство в близост до мобилни телефони, микровълнови печки или други устройства със съильно електромагнитно поле може да причини неизправности. Когато използвате термометъра, поддържайте разстояние от най-малко 3,3 метра от тези устройства. Ако не можете да поддържате минималното разстояние, проверете дали термометърът работи правилно, преди да го използвате.

Термометърът съдържа малки части, които децата могат да погълнат. Не позволявайте на деца да използват устройството без надзор.


Не отваряйте корпуса (освен за смяна на батерията).

Извадете батерията, ако уредът няма да се използва дълго време.

Винаги съхранявайте термометъра с поставен предпазен калъф.


Ако уредът е бил съхраняван при температури под 10°C или над 40°C, оставете го на стайна температура за минимум 2 часа, преди да го използвате.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



- ① Позлатен измервателен връх
- ② Bluetooth бутон
- ③ Светещ дисплей
- ④ Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- ⑤ Отделение за батерии

ДИСПЛЕЙ




- ① Температурна единица
- ② Bluetooth връзка за пренос на данни
- ③ Индикатор за батерията
- ④ Дата
- ⑤ Режим на запаметяване
- ⑥ Синхронизация
- ⑦ Час

ПЪРВОНАЧАЛНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

Преди да използваш уреда за първи път, трябва да инсталираш приложението Natural Cycles на твоя смартфон. Въвеждането в експлоатация на NC° Thermometer (Gen 2) не е възможно без приложението Natural Cycles.

Изтегли приложението Natural Cycles от App Store или Google Play.



Отвори приложението Natural Cycles. Следвай инструкциите в приложението.

Сега пусни термометъра. За целта натисни и задържи бутона Bluetooth за поне 1 секунда.

Уредът се включва и автоматично преминава в режим SET за настройка на дата и час (фигура 1).

Датата и часът се синхронизират автоматично от приложението Natural Cycles. За целта уредът се свързва с приложението чрез Bluetooth (фигура 2).

Ако връзката е успешна, на дисплея ще се покаже „APP“ (фигура 3).

Ако уредът не може да се свърже с приложението, той ще се изключи сам след 60 секунди. В този случай провери дали функцията Bluetooth на твоя смартфон е активирана и приложението Natural Cycles е стартирано. Сега опитай отново да установиш връзка.

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Преди измерване отстрани прозрачното защитно покритие от термометъра.

Включи уреда, като натиснеш и задържиш бутона ВКЛ./ИЗКЛ. за поне 1 секунда. Дисплеят показва „On“ (Фигура 1).

Сега уредът извърши вътрешен самостоятелен тест; всички сегменти на дисплея се показват (фигура 2).

Проверка на състоянието на прехвърляне

Сега уредът проверява дали всички предишни измерени стойности вече са прехвърлени в приложението Natural Cycles. Уредът може да съхранява в кеш паметта максимум 30 измервания.

Броят на измерените стойности, които все още не са прехвърлени, се показва на дисплея (фигура 3).

Ако повече от 25 запаметени измервания не са прехвърлени към приложението Natural Cycles, съобщението „APP/FULL“ (фигура 4 и 5) ще се появи на дисплея, за да ти напомни да прехвърлиш измерените стойности в приложението възможно най-скоро.

Ако направиш повече от 30 измервания, без да прехвърлиш измерванията в приложението, най-старата стойност ще бъде изтрита, за да освободи място за ново измерване.

След проверка на състоянието на прехвърляне дисплеят светва за кратко или се чува звуков сигнал. Сега уредът е готов за извършване на ново измерване.

Не започвай измерването, преди дисплеят да светне или да се чуе звуковият сигнал, ако сигналите са активирани. Термометът трябва вече да е в режим на измерване в началото на измерването, за да може да отчита правилно хода на измерването.




Фигура 1



Фигура 2



Фигура 3



Фигура 1



Фигура 2



Фигура 3



Фигура 4



Фигура 5

Измерване на температурата

Постави измервателния връх отляво или отдясно под корена на езика. Температурният сензор трябва да има добър контакт с тъкана.

Затвори устата си и дишай спокойно през носа, така че резултатът от измерването да не се влияе от въздуха, който дишаш.

Докато измерената температура все още е под дипазона на измерване (32,00 до 43,99°C), дисплеят показва L (Low = ниска) (фигура 6). Имай търпение при измерването. Сензорът първо трябва да се заогрее от стайна температура до телесна температура.

По време на измерването актуалната температура се показва на дисплея. Не забравяй да изчакаш края на измерването, за да си сигуриш в точността на отчитането на температурата.



Фигура 6

Дълъг звуков сигнал показва края на измерването. Ако звуковите сигнали са dezактивирани, ще разпознаете края на измерването, когато дисплеят светне. Измерената стойност се показва на дисплея (фигура 7).

Ако термометърът измери повишена температура от 37,50°C или повече, дисплеят светва в жълто или се чуват 10 звукови сигнала в бърза последователност. Дисплеят показва последователно температурата и HI (аларма за висока температура, фигура 8). Сега уредът ще се опита да установи Bluetooth връзка, за да прехвърли измерената стойност към приложението Natural Cycles. Увери се, че твой смартфон е в обхват, има активиран Bluetooth и работи с приложението Natural Cycles.

Ако връзката е успешна, на дисплея ще се покаже „APP“ (фигура 9). След прехвърляне на данните, термометърът се изключва автоматично (фигура 10).

Ако уредът не може да установи връзка, измерената стойност се съхранява в уреда за по-късно прехвърляне. Уредът може да съхранява в кеш паметта максимум до 30 измервания. След това термометърът се самоизключва (фигура 10).

РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО NATURAL CYCLES

Ако измерените стойности не могат да бъдат прехвърлени в приложението Natural Cycles веднага след измерването (например ако твой смартфон не е в обхвата на Bluetooth или приложението Natural Cycles не е отворено), можеш впоследствие да прехвърлиш измерените стойности в приложението Natural Cycles. За целта направи следното:

Отвори приложението Natural Cycles на твой смартфон.

При изключен уред натисни и задръж бутона Bluetooth за минимум 1 секунда, но не повече от 5 секунди, докато символът Bluetooth * се появи на дисплея. Уредът преминава в режим на запаметяване (фигура 1).



Фигура 7



Фигура 8



Фигура 9



Фигура 10

Уредът вече се свърза с приложението чрез Bluetooth (фигура 1).

Ако връзката е успешна, на дисплея ще се покаже „APP“ (фигура 2).

Ако уредът не може да се свърже с приложението Natural Cycles, той ще се изключи след 60 секунди. В този случай провери дали функцията Bluetooth на твой смартфон е активирана и приложението Natural Cycles е стартирано и опитай отново.



Фигура 1



Фигура 2

ПОКАЗВАНЕ НА СЪХРАНЕНИ ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ

Термометърът има памет за измерените стойности с 30 места за памет. Измерените стойности се записват автоматично заедно с датата и часа на измерването. Последната измерена стойност се съхранява в място на паметта 1, предишната измерена стойност в място на паметта 2 и т.н. Ако са извършени повече от 30 измервания, най-старата стойност (№ 30) се изтрива, за да може да се запази най-новата стойност (№ 1).

Измерените стойности се съхраняват в приложението Natural Cycles и могат да бъдат удобно анализирани там.

Можеш също така да извикаш последните 30 показания директно на NC° Thermometer (Gen 2). За целта направи следното:

При изключен уред натисни и задръж бутона Bluetooth за поне 5 секунди, докато символът M се появи на дисплея. Уредът преминава в режим на запаметяване (фигура 1).

Сега се показва последната измерена стойност № 1 (фигура 2, фигура 3). Измерената стойност се показва на дисплея последователно с година, месец/ден и час. Символът ↪ се показва за измерени стойности, които са прехвърлени в приложението Natural Cycles. Чрез многократно натискане на бутона Bluetooth извикваш предишните измервания (№ 2, № 3, ...).



Фигура 1




Фигура 2



Фигура 3

Ако не са записани измерени стойности, се показва следният дисплей (Фигура 4):



Фигура 4

ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯ/СМЯНА НА БАТЕРИЯ

Уредът е оборудван с литиева батерия CR2032.

Ако символът на батериите мига на дисплея, докато термометърът се използва, батерията е изтощена (фигура 1). Сега можеш да направиш още няколко измервания на температурата, но вече трябва да имаш готова резервна батерия.

Смени батерията,

ако след включване на дисплея се появя съобщението „Батерията е празна“ (фигура 2). Сега не можеш да измерваш температурата, докато не поставиш нова батерия.


ако нищо не се появи на дисплея, въпреки натискането на бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

Отвори капака на отделението за батерията, като го завъртиш наляво извън маркировката и го повдигнеш.


Извади старата батерия и постави нова батерия (CR2032) със символ „+“ нагоре.

Постави обратно капака на отделението за батерията и го затвори. След смяна на батерията, термометърът трябва да се свърже веднъж с приложението Natural Cycles, за да могат данната и частът да се синхронизират отново. За да направиш това, отвори приложението Natural Cycles и включи термометъра. Преди това не са възможни нови измервания на температурата.

Измерените стойности, които вече са съхранени в уреда, се запазват при смяна на батерията.



Капакът на отделението за батерията е отворен



Капакът на отделението за батерията е затворен



Фигура 1



Фигура 2

СМЯНА НА УРЕДА

Всеки NC° Thermometer (Gen 2) има уникална сигнатура, свързана с конкретен потребител. Това зачисляване се извършва по време на първоначално стартиране при синхронизиране с приложението Natural Cycles за първи път.

Ако твойт уред се загуби или е дефектен, имаш възможност да зачислиш нов NC° Thermometer (Gen 2) към твоя потребителски акаунт.

За да направиш това, отди в главното меню на приложението Natural Cycles и следвай инструкциите.

Моля, имай предвид: Ако смениш уредите в рамките на цикъл, текущият цикъл ще стане неактивен в приложението Natural Cycles. За твоята безопасност приложението приема данни от измервания само от един уред в рамките на един цикъл.


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА




Измерената температура е над 43,99°C и следователно е извън обхвата на измерване.



Измерената температура е под 32,00°C и следователно е извън обхвата на измерване.



Окончателната температура е над 40,00°C и следователно е извън допустимите условия за работа.



Окончателната температура е под 10,00°C и следователно е извън допустимите условия за работа.



Аларма за висока температура. Измерена повишенна температура над 37,5°C.



Паметта на уреда е пълна. Свържи термометъра към приложението Natural Cycles, за да прехвърлиш показанията към приложението.



Изтощена батерия. Пригответи резервна батерия.

 Батерията е празна. Моля, смени батерията.

 След включване дисплеят не се показва. Провери правилното поставяне и полярността (+/-) на батерията. Ако грешката продължи да се появява, смени батерията.

 Ег.Бт.

Грешка в Bluetooth връзката

 Ег. I

Грешка на сензора. Ако проблемът продължава, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на Natural Cycles.

 Ег.2

Измерването е прекъснато преждевременно. Повтори измерването и изчакай измерването да приключи, преди да извадиш термометъра от мястото на измерване.

 Ег.ЕА

Грешка при калибиране. Ако проблемът продължава, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти на Natural Cycles.

En

Уредът е в режим на технически тест. Изключи го и след това го включи отново след няколко секунди, за да се върнем към нормален режим.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип:	Максимален термометър, директен режим
Точки на измерване/референтни точки на тялото:	ректално, орално, вагинално
Температурна единица:	°C
Обхват:	от 32,00°C до 43,99°C
Точност:	± 0,05°C между 35,00°C и 38,00°C, ± 0,10°C в други температурни диапазони
Памет:	В режим на запаметяване могат да бъдат извикани 30 измерени стойности с дата и час

Работни условия:	Температура на околната среда от 10 до 40°C, относителна влажност от 15 до 95%
Условия за съхранение и транспортиране:	Температура на околната среда от -25 до 55°C, относителна влажност от 15 до 95%
Време за уеднаквяване от минимална/максимална температура на съхранение до работна температура:	30 минути
Батерия:	1 x CR2032 3,0V без живак
Жivot на батерията:	около 400 измервания
Прехвърляне на данни:	Bluetooth 4.0 LE (ниска енергия)
IP класификация:	IP 67: прахоустойчив, защита срещу временно потопяне
Очакван експлоатационен живот:	5 години
Размери:	137 mm (Д) x 32 mm (Ш) x 15 mm (В)
Тегло:	27 g с батерия

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Уредът може да бъде ремонтиран само от производителя или от изрично упълномощен за това сервис. Моля, обърни се към:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Швеция

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Препоръчваме техническа проверка на уреда на всеки 5 години. Тази проверка може да се извърши или от UEBE Medical GmbH, или от оторизирани сервиси за поддръжка.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

 Този продукт е в съответствие с Директива 93/42/EО на Съвета от 5 септември 2007 г. относно медицинските изделия и носи маркировката CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Степен на защита срещу токов удар: TYP BF



Моля, спазвайте инструкциите за работа



Производител

BG

IP 67 Прахоустойчив, защита срещу временно потапяне

LOT Партиден номер/партиден номер

REF Референтен номер = номер на артикул

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Батерите и техническите уреди не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, а трябва да се предават в съответните пунктове за събиране и изхвърляне.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

Почиствай термометъра с мека кърпа и разреден с вода изопропилов алкохол или със студена сапунена вода.

Не използвай агресивни почистващи препарати, разтворители или бензин за почистване.

Термометът може да се потапя във вода или дезинфекционен разтвор за почистване. Не стерилизирай чрез варене, автоклав с газ или пара.

Внимавай да не надраскаш повърхността на измервателния сензор и дисплея.

След почистване на измервателния сензор с алкохол, изчакай 5 минути преди измерване на температурата, за да може термометът отново да достигне необходимата работна температура.

ГАРАНЦИЯ

Уредът е произведен и тестван с най-голямо внимание. В случай че въпреки това покаже дефекти при доставката, ние даваме гаранция при следните условия:

По време на гаранционния период от 2 години от датата на закупуване ние отстраняваме дефекти по наша преценка и за наша сметка в нашето

предприятие чрез ремонт или доставка на устройство без дефекти за смяна.

Гаранцията не покрива нормалното износване и разкъсьване на износващи се части или повреди, причинени от неспазване на инструкциите за употреба, неправилно боравене (например счупване, изтичане на батерии) или разглобяване на устройството от купувача. Освен това гаранцията не представява основание за предявяване на искове за обезщетение срещу нас.

Гаранционните искове могат да бъдат предявени само в гаранционния период и при представяне на доказателство за покупка. В случай на гаранционен иск уредът трябва да бъде изпратен на следния адрес заедно с доказателството за покупка и описание на оплакването:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Швеция

Разходите за връщане на устройството в нашата фабрика се поемат от лицето, което го изпраща.

Законовите искове и права на купувача срещу продавача (например претенции за дефект, отговорност на производителя) не са ограничени от тази гаранция.

Моля обърнете внимание: При гаранционен иск е от съществено значение да приложите доказателството за покупка.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Швеция
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

URČENÍ ÚČELU

NC° Thermometer (Gen 2) je lékařský digitální teploměr (v přímém režimu) pro samoměření bazální teploty lidského těla. Přístroj přenáší naměřené hodnoty prostřednictvím rozhraní Bluetooth 4.0 do aplikace Natural Cycles. Přístroj je určený k použití s aplikací Natural Cycles. Jeho provozování s jinými aplikacemi není možné.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CZ
Přístroj smí být používán pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití. Výrobce neodpovídá za škody, k nimž by mohlo dojít při nepřiměřeném zacházení.

Teplovýměr nevystavujte prudkým nárazům. Není nárazuvzdorný ani odolný proti úderu.

Teplovýměr chráňte před vysokými tepletami a přímým slunečním zářením. Nedodržení instrukcí popsaných v tomto letáku a měření teploty mimo vymezený prostor můžezpůsobit nesprávnost měření.

Před každým měřením zkонтrolujte neporušenosť měřicího hrotu. Poškozený měřicí hrot můžezpůsobit poranění.

Do měřicího čidla nekousejte ani ho neohýbejte. To by mohlozpůsobit poškození a poruchy fungování.

Použití tohoto přístroje v blízkosti přenosných telefonů, mikrovlnných trub nebo jiných přístrojů se silnými elektromagnetickými poli může vést k chyběnému fungování. Při používání dodržujte minimální vzdálenost 3,3 m od takových přístrojů. Pokud nemůžete minimální vzdálenost dodržet, zkonzultujte před použitím správnou funkci přístroje.

Teplovýměr obsahuje drobné díly, které by mohly děti spolknout. Teplovýměr proto nenechávejte k dispozici dětem bez dozoru!


Teplovýměr neotvírejte (kromě výměny baterie).

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něho baterie.

Teplovýměr uchovávejte vždy s nasazeným ochranným pouzdrem.

Jestliže byl teplovýměr skladován při méně než 10 °C nebo více než 40 °C, nechte ho před použitím nejméně 2 hodiny přizpůsobit pokojové teplotě.

POPIS PŘÍSTROJE



① Pozlacený měřicí hrot


④ Tlačítko zap/vyp

② Tlačítko Bluetooth

⑤ Příhrádka na baterie

③ Osvětlený displej

DISPLEJ



① Jednotka teploty

⑤ Režim ukládání

② Datové spojení Bluetooth

⑥ Synchronizace

③ Kontrolka baterie

⑦ Čas

④ Datum

PRVNÍ UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

Před prvním uvedením přístroje do provozu si na svůj chytrý telefon musíte nainstalovat aplikaci Natural Cycles. Uvedení NC° Thermometer (Gen 2) do provozu není bez aplikace Natural Cycles možné.
Stáhněte si aplikaci Natural Cycles z obchodu App Store nebo Google Play.



CZ Spusťte aplikaci Natural Cycles a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Nyní uvedte teploměr do provozu. Za tím účelem podržte nejméně 1 sekundu stisknuté tlačítko Bluetooth. Přístroj se zapne a automaticky přejde do režimu SET pro nastavení data a času (obrázek 1).

Datum a čas se automaticky sesynchronizuje s aplikací Natural Cycles. Za tím účelem se přístroj spojí s aplikací prostřednictvím Bluetooth (obrázek 2).

Při úspěšném spojení se objeví nápis „APP“ (obrázek 3). Jestliže přístroj nedokáže navázat spojení s aplikací, po 60 sekundách se vypne. V takovém případě zkонтrolujte, zda je funkce Bluetooth na vašem chytrém telefonu aktivovaná a zda je aplikace Natural Cycles spuštěná. Pak se znova pokuste navázat spojení.

MĚŘENÍ TEPLIT

Sejměte z teploměru průhledné ochranné pouzdro. Přístroj zapněte tím, že nejméně na 1 sekundu podržíte stisknuté tlačítko zap/vyp. Na displeji se objeví ukazatel „On“ (obrázek 1).

Přístroj nyní provede interní samotest; rozsvítí se všechny segmenty displeje (obrázek 2).

Kontrola stavu přenosu

Nyní přístroj zkонтroluje, zda již byly do aplikace Natural Cycles přeneseny všechny předchozí naměřené

hodnoty. Přístroj může dočasně uložit maximálně 30 měření.

Počet dosud nepřenesených naměřených hodnot se zobrazí na displeji (obrázek 3).

Jestliže do aplikace Natural Cycles nebylo přeneseno více než 25 uložených měření, objeví se na displeji hlášení „APP/FULL“ (obrázky 4 a 5), které vás upozorní, abyste naměřené hodnoty co nejdříve přenesli do aplikace.

Pokud jste provedli více než 30 měření bez toho, abyste naměřené hodnoty přenesli do aplikace, bude nejstarší hodnota vymazána, aby se uvolnilo místo pro nové měření.

Po kontrole stavu přenosu se displej krátce rozsvítí a případně se ozve signální tón. Přístroj je nyní připraven k provedení nového měření.

V žádném případě nezahajujte měření, než se displej rozsvítí, resp. než se ozve signální tón (pokud ho máte aktivovaný). Teploměr musí být na začátku měření už v režimu měření, aby mohl správně zaznamenat průběh měření.

Měření teploty

Umistěte měřící hrot nalevo nebo napravo pod kořen jazyka. Snímač teploty musí mít dobrý kontakt s tkání.

Zavřete ústa a klidně dýchejte nosem, tak aby výsledek měření nebyl ovlivněn vdechovaným vzduchem.

Dokud se naměřená teplota ještě pohybuje pod rozsahem měření (32,00 až 43,99 °C), zobrazuje se na displeji L (Low = nízká) (obrázek 6). Při měření budete trpěliví. Senzor se nejprve musí ohřát z pokojové na tělesnou teplotu.

Během měření se na displeji zobrazuje aktuální teplota. Bezpodmínečně počkejte na konec měření, aby byla zaručena přesnost hodnoty teploty.

Konec měření je indikován dlouhým signálním tónem. Pokud máte signální tón deaktivovaný, poznáte konec měření podle toho, že se rozsvítí displej. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji (obrázek 7).



Obrázek 3




Obrázek 4



Obrázek 5




Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 6



Obrázek 7

Jestliže teploměr naměří zvýšenou teplotu počínaje 37,50 °C, svítí displej žlutě, resp. nazní 10 signálních tónů rychle za sebou. Na displeji se střídavě zobrazuje teplota a HI (alarm horečky, obrázek 8).

Přístroj se nyní pokusí navázat spojení Bluetooth, aby mohl naměřenou hodnotu přenést do aplikace Natural Cycles. Ujistěte se, že se váš chytrý telefon nachází v jeho dosahu, že je Bluetooth aktivovaný a že je aplikace Natural Cycles spuštěná.

Při úspěšném spojení se objeví nápis „APP“ (obrázek 9). Po přenesení dat se teploměr automaticky vypne (obrázek 10).

Jestliže přístroj nedokáže navázat spojení, naměřená hodnota se uloží pro pozdější přenos. Přístroj může dočasně uložit až 30 naměřených hodnot. Poté se teploměr vypne (obrázek 10).

RUČNÍ PŘENOS DAT DO APLIKACE NATURAL CYCLES

Jestliže nemohou být naměřené hodnoty přeneseny do aplikace Natural Cycles hned po měření (např. pokud se váš chytrý telefon nenachází v dosahu Bluetooth nebo aplikace Natural Cycles není spuštěná), můžete naměřené hodnoty přenést do aplikace Natural Cycles později. Postupujte následovně:

Otevřete aplikaci Natural Cycles na svém chytrém telefonu.

Při vypnutém přístroji podržte tlačítko Bluetooth stisknuté nejméně 1 sekundu, avšak nejdéle 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví symbol *. Pokud tlačítko podržíte stisknuté déle než 5 sekund, přejdete do režimu vyvolání paměti.

Přístroj se nyní spojí s aplikací prostřednictvím Bluetooth (obrázek 1).

Při úspěšném spojení se objeví nápis „APP“ (obrázek 2). Jestliže přístroj nedokáže navázat spojení s aplikací Natural Cycles, po 60 sekundách se vypne. V takovém případě zkонтrolujte, zda je funkce Bluetooth na vašem chytrém telefonu aktivovaná a aplikace Natural Cycles spuštěná, a zkuste to znova.



Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

VYVOLÁNÍ ULOŽENÝCH NAMĚŘENÝCH HODNOT

Teploměr disponuje pamětí pro naměřené hodnoty s 30 místy v paměti. Naměřené hodnoty se ukládají automaticky společně s datem a časem měření. Naposledy naměřená hodnota se uloží na místo v paměti 1, předtím naměřená hodnota na místo v paměti 2 atd. Pokud bylo provedeno více než 30 měření, nejstarší hodnota (č. 30) se smaže, aby mohla být uložena nová hodnota (č. 1).

Naměřené hodnoty se ukládají do aplikace Natural Cycles, kde je lze pohodlně analyzovat.

Posledních 30 naměřených hodnot si ale můžete vyvolat také přímo v NC° Thermometer (Gen 2). Postupujte následovně:

Při vypnutém přístroji podržte tlačítko Bluetooth stisknuté nejméně 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví symbol [M]. Přístroj přepne do režimu paměti (obrázek 1).


Nyní se zobrazí naposledy naměřená hodnota č. 1 (obrázek 2, obrázek 3). Naměřená hodnota se zobrazuje na displeji střídavě s letopočtem, měsícem/dnem a časem. U naměřených hodnot, které byly přeneseny do aplikace Natural Cycles, se zobrazuje symbol ↗.

Opakováním stisknutí tlačítka Bluetooth vyvoláte starší provedená měření (č. 2, č. 3, ...).

Jestliže nejsou uložené žádné naměřené hodnoty, zobrazí se na displeji následující (obrázek 4):




Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4

UKAZATEL STAVU BATERIE / VÝMĚNA BATERIE

Přístroj je napájen z lithiové baterie typu CR2032.

Jestliže během používání teploměru začne blikat symbol baterie [B] na displeji, je baterie téměř vybitá (obrázek 1). Můžete provést ještě několik měření teploty, ale měli byste již mít připravenou náhradní baterii.

Vyměňte baterii, pokud se po zapnutí objeví ukazatel „Vybitá baterie“ (obrázek 2). Nyní už nemůžete provést žádné měření teploty a baterii musíte vyměnit.



Obrázek 1

Obrázek 2



Obrázek 1





Obrázek 2

pokud se navzdory stisknutí tlačítka zap/vyp neobjeví žádné zobrazení na displeji.

Odblokuje víčko příhrádky na baterie tím, že je otočíte přes značku doleva, a nadzvednete je.

Vyjměte starou baterii a vložte novou (CR2032) symbolem "+" nahoru.



Víčko příhrádky
na baterie
odblokované

Víčko příhrádky
na baterie
zablokované

Víčko příhrádky na baterii nasadte zpátky a zablokujte je.

Po výměně baterie se musí teploměr jednou spojit s aplikací Natural Cycles kvůli opětovné synchronizaci data a času. Za tím účelem otevřete aplikaci Natural Cycles a zapněte teploměr. Předtím nelze provádět měření teploty.

Naměřené hodnoty, které už jsou v přístroji uložené, zůstanou při výměně baterie zachovány.

VÝMĚNA PŘÍSTROJE


Každý NC[°] Thermometer (Gen 2) má jedinečnou signaturu, která je přiřazena určitému uživateli. Toto přiřazení probíhá během prvního uvedení do provozu při první synchronizaci s aplikací Natural Cycles.

V případě ztráty nebo závady přístroje máte možnost přiřadit ke svému uživatelskému účtu nový NC[°] Thermometer (Gen 2).

Za tím účelem otevřete hlavní nabídku aplikace Natural Cycles a postupujte podle pokynů.

Pozor: Jestliže vyměníte přístroj v průběhu cyklu, stane se aktuální cyklus v aplikaci Natural Cycles neaktivním. Pro vaši vlastní bezpečnost přijímá aplikace v rámci jednoho cyklu pouze data naměřená jedním jediným přístrojem.


CHYBOVÁ HLÁŠENÍ




Naměřená teplota se nachází nad 43,99 °C, a je tedy mimo rozsah měření



Naměřená teplota se nachází pod 32,00 °C, a je tedy mimo rozsah měření



Okolní teplota přesahuje 40,00 °C, a pohybuje se tedy mimo přípustné provozní podmínky.



Okolní teplota nedosahuje 10,00 °C, a pohybuje se tedy mimo přípustné provozní podmínky.



Alarm horečky. Byla naměřena zvýšená teplota nad 37,5 °C.




Paměť přístroje je plná. Propojte teploměr s aplikací Natural Cycles, abyste mohli naměřené hodnoty přenést do aplikace.



Slabá baterie. Mějte připravenou náhradní baterii.




Vybírá baterie. Vyměňte prosím baterii.




Po zapnutí žádné zobrazení na displeji. Zkontrolujte správné usazení a polaritu baterie (+/-). Pokud chyba přetrvává, vyměňte baterii.




Chyba spojení Bluetooth



Chyba snímače. Pokud se chyba opakuje, obraťte se prosím na zákaznický servis Natural Cycles.



Měření bylo přerušeno předčasně. Zopakujte měření a počkejte do konce měření, než teploměr odstraníte z místa měření.



Chyba kalibrace. Pokud se chyba opakuje, obraťte se prosím na zákaznický servis Natural Cycles.

Přístroj se nachází v režimu technické zkoušky. Vypněte ho a po několika sekundách ho zase zapněte, aby se vrátil do normálního režimu.

TECHNICKÁ DATA

Typ:	Teploměr s indikací maxima, přímý režim
Místa měření / referenční místa na těle:	rektálně, orálně, vaginálně
Jednotka teploty:	°C
Měřicí rozsah:	32,00 °C až 43,99 °C
Přesnost měření:	± 0,05 °C mezi 35,00 °C a 38,00 °C, ± 0,10 °C v ostatních rozsazích teplot
Paměť:	V režimu paměti lze vyvolat 30 naměřených hodnot s datem a časem
Provozní podmínky:	Teplota prostředí 10 až 40 °C, relativní vlhkost vzduchu 15 až 95 %
Skladování a přepravní podmínky:	Okolní teplota: -25 až 55 °C, relativní vlhkost do 15 až 95 %
Doba přechodu z minimální/maximální skladovací teploty na provozní teplotu:	30 minut
Baterie:	1x CR2032, 3,0 V, bez rtuti
Životnost baterie:	cca 400 měření
Přenos dat:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
Třída IP:	IP 67: ochrana proti prachu a dočasnému ponoření
Očekávaná provozní životnost:	5 let
Rozměry:	137 mm (D) x 32 mm (Š) x 15 mm (V)
Hmotnost:	27 g včetně baterie

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Opravu přístroje smí provádět pouze výrobce nebo jím výslově pověřená organizace. Obratte se prosím na:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Švédsko

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Doporučujeme vám kontrolu technického stavu přístroje vždy jednou za 5 let. Tuto kontrolu může provést buď společnost UEBE Medical GmbH, nebo autorizované servisní středisko.

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM



Tento produkt je v souladu se směrnicí Rady 93/42/ES ze dne 5. září 2007 o zdravotnických prostředcích a nese označení CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Stupeň ochrany před úrazem způsobeným elektrickým proudem:
TYP BF



Dodržujte pokyny v návodu na použití



Výrobce



Prachotěsné, ochrana proti dočasněmu ponoření



Číslo dávky/šarže



Referenční číslo = číslo výrobku

LIKVIDACE



Baterie a technické zařízení nesmí být likvidovány spolu s domácím odpadem, ale je třeba je odevzdat do určených sběrných nebo likvidačních míst.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Teplovým čističem měkkým hadříkem a izopropylalkoholem ředěným vodou nebo studeným roztokem saponátu.

K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpuštědla nebo benzín. Chcete-li teplový čističit, můžete ho ponořit do vody nebo dezinfekčního roztoku. Ke sterilaci přístroje nepoužívejte vyvaření, plyn ani parní autoklávy.

Dbejte na to, abyste povrch měřicího senzoru a displeje nepoškrábali.

Po vyčištění měřicího senzoru alkoholem počkejte 5 minut, než provedete měření teploty, aby teplový mohl znova dosáhnout potřebné provozní teploty.

ZÁRUKA

Přístroj byl vyroben a otestován s veškerou náležitou péčí. Pro případ, že by se při dodání přesto objevily nějaké nedostatky, poskytujeme záruku za následujících podmínek:

Během záruční doby 2 roky od nákupu odstraňujeme nedostatky námi zvoleným způsobem a na naše náklady v našem závodě opravou nebo výměnou vadného přístroje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení opotřebitelných dílů nebo na škody, které vznikly v důsledku nedodržení návodu k použití, nesprávné manipulace (např. praskliny, vytěklá baterie) nebo demontáže přístroje k upevněním. Záruka dále nevede k žádným nárokům na nahradu škody.

Nárok na záruku lze uplatnit pouze v záruční době a po předložení dokladu o koupě. V případě reklamace zašlete přístroj s dokladem o zaplacení a popisem reklamace na

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Švédsko

Náklady na vrácení přístroje do našeho závodu nese odesíatel. Uplatnění reklamace nad rámec záruční doby je možné: případnou poruchou nebo vadou způsobenou výrobcem.

Vezměte prosím na vědomí: V záručním případě přiložte prosím bezpodmínečně doklad o koupě.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Švédsko
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

ZWECKBESTIMMUNG

Das NC° Thermometer (Gen 2) ist ein medizinisches Digitalthermometer (Direktmodus) zur Selbstmessung der menschlichen Basaltemperatur. Das Gerät überträgt die gemessenen Werte über eine Bluetooth-4.0-Schnittstelle an die Natural Cycles App. Das Gerät ist zur Verwendung mit der Natural Cycles App bestimmt. Ein Betrieb mit anderen Apps ist nicht möglich.

SICHERHEITSHINWEISE

DE
Das Gerät darf nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck verwendet werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden haftbar, die aus unsachgemäßer Handhabung resultieren.

Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder stoß- noch schlagfest.

Schütze das Gerät vor Schmutz und Staub, starker Sonneneinstrahlung sowie Hitze und Kälte.

Die Benutzung außerhalb der vorgesehenen Betriebsbedingungen kann zu ungenauen Messwerten führen.

Prüfe vor jeder Messung die Unversehrtheit der Messspitze. Eine beschädigte Messspitze kann zu Verletzungen führen.

Nicht auf den Messfühler beißen oder diesen stark verbiegen. Dies kann zu Beschädigungen und Funktionsstörungen führen.

Die Anwendung dieses Gerätes in der Nähe von tragbaren Telefonen, Mikrowellen- oder sonstigen Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern kann zu Fehlfunktionen führen. Halte bei der Benutzung einen Mindestabstand von 3,3 m zu diesen Geräten ein. Falls du den Mindestabstand nicht einhalten kannst, überprüfe die korrekte Funktion des Gerätes, bevor du es benutzt.

Das Thermometer enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten. Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen.


Gerät nicht öffnen (ausgenommen Batteriewechsel).

Entferne die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Bewahre das Thermometer immer mit aufgesteckter Schutzhülle auf.

Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C aufbewahrt wurde, lass es mindestens 2 Stunden bei Raumtemperatur liegen, bevor Du es benutzt.

GERÄTEBESCHREIBUNG



① Vergoldete Messspitze


④ Ein-Aus-Taste

② Bluetooth-Taste

⑤ Batteriefach

③ Beleuchtetes Display

DISPLAY



① Temperatureinheit

⑤ Speichermodus

② Bluetooth-Datenverbindung

⑥ Synchronisierung

③ Batterieanzeige

⑦ Uhrzeit

④ Datum

ERSTINBETRIEBNNAHME DES GERÄTES

Vor der Erstinbetriebnahme des Gerätes musst du die Natural Cycles App auf deinem Smartphone installieren. Die Inbetriebnahme des NC° Thermometer (Gen 2) ist ohne die Natural Cycles App nicht möglich.
Lade die Natural Cycles App im App Store oder bei Google Play.



DE Öffne die Natural Cycles App. Folge den Anweisungen in der App.

Nimm nun das Thermometer in Betrieb. Halte dazu mindestens 1 Sekunde lang die Bluetooth-Taste gedrückt.

Das Gerät schaltet sich ein und wechselt automatisch in den SET-Modus zur Einstellung von Datum und Uhrzeit (Bild 1).

Datum und Uhrzeit werden automatisch von der Natural Cycles App synchronisiert. Dazu verbindet sich das Gerät per Bluetooth mit der App (Bild 2).

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint die Anzeige „APP“ (Bild 3).

Wenn das Gerät keine Verbindung zur App aufbauen kann, schaltet es sich nach 60 Sekunden ab. Prüfe in diesem Fall, ob die Bluetooth-Funktion deines Smartphones aktiviert und die Natural Cycles App gestartet ist. Versuche nun erneut, eine Verbindung aufzubauen.

MESSEN DER TEMPERATUR

Nimm vor der Messung die transparente Schutzhülle vom Thermometer ab.

Schalte das Gerät ein, indem Du die Ein-Aus-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt hältst. Im Display erscheint die Anzeige „On“ (Bild 1).

Das Gerät führt nun einen internen Selbsttest durch; alle Displaysegmente werden angezeigt (Bild 2).



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 1



Bild 2

Prüfung des Übertragungsstatus

Das Gerät prüft nun, ob bereits alle vorherigen Messwerte zur Natural Cycles App übertragen wurden. Das Gerät kann maximal 30 Messungen zwischenspeichern.

Die Anzahl der noch nicht übertragenen Messwerte wird im Display angezeigt (Bild 3).

Wenn mehr als 25 gespeicherte Messungen nicht an die Natural Cycles App übertragen wurden, erscheint im Display die Meldung „APP/FÜLL“ (Bild 4 und 5), um dich daran zu erinnern, die Messwerte möglichst bald an die App zu übertragen.

Wenn du mehr als 30 Messungen durchführst, ohne die Messwerte an die App zu übertragen, wird der älteste Wert gelöscht, um Platz für eine neue Messung zu schaffen.

Nach der Prüfung des Übertragungsstatus leuchtet das Display kurz auf bzw. es ertönt ein Signalton. Das Gerät ist nun bereit zur Durchführung einer neuen Messung.

Beginne auf keinen Fall mit der Messung, bevor das Display aufleuchtet bzw. bei aktivierte Signaltonen der Signalton zu hören ist. Das Thermometer muss bei Beginn der Messung bereits im Messmodus sein, um den Verlauf der Messung korrekt erfassen zu können.

Messen der Temperatur

Platziere die Messspitze links oder rechts unter der Zungenwurzel. Der Temperatursensor muss einen guten Gewebekontakt haben.

Schließe den Mund und atme ruhig durch die Nase, so dass das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinträchtigt wird.

Solange die gemessene Temperatur noch unterhalb des Messbereiches (32,00 bis 43,99 °C) liegt, wird im Display L (Low = Niedrig) angezeigt (Bild 6). Hab bei der Messung ein wenig Geduld. Der Sensor muss sich erst von Zimmertemperatur auf Körpertemperatur erwärmen.

Während der Messung wird die aktuelle Temperatur im Display angezeigt.



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Warte unbedingt das Ende der Messung ab, um die Genauigkeit des Temperaturwertes sicherzustellen.

Das Ende der Messung wird durch einen langen Signalton angezeigt. Bei deaktivierten Signaltönen erkennst Du das Ende der Messung am Aufleuchten des Displays. Der Messwert wird im Display angezeigt (Bild 7).

Falls das Thermometer eine erhöhte Temperatur ab 37,50 °C misst, leuchtet das Display gelb bzw. es ertönen 10 Signaltöne in schneller Folge. Im Display wird abwechselnd die Temperatur und HI angezeigt (Fieberalarm, Bild 8).

Das Gerät versucht nun, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, um den gemessenen Wert an die Natural Cycles App zu übertragen. Stelle sicher, dass sich das Smartphone in Reichweite befindet, Bluetooth aktiviert und die Natural Cycles App gestartet ist.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint die Anzeige "APP" (Bild 9). Nach der Datenübertragung schaltet sich das Thermometer automatisch ab (Bild 10).

Falls das Gerät keine Verbindung herstellen kann, wird der Messwert zur späteren Übertragung im Gerät gepeichert. Das Gerät kann bis zu 30 Messwerte zwischenspeichern. Das Thermometer schaltet sich danach ab (Bild 10).



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10

MANUELLE DATENÜBERTRAGUNG ZUR NATURAL CYCLES APP

Wenn die Messwerte nicht gleich nach der Messung an die Natural Cycles App übertragen werden können (z.B. wenn dein Smartphone nicht in Bluetooth-Reichweite oder die Natural Cycles App nicht geöffnet ist), kannst Du die Messwerte nachträglich an die Natural Cycles App übertragen. Gehe dazu wie folgt vor:

Öffne die Natural Cycles App auf deinem Smartphone.

Halte bei ausgeschaltetem Gerät die Bluetooth-Taste für mindestens 1 Sekunde, höchstens jedoch für 5 Sekunden gedrückt, bis das Bluetooth-Symbol * im Display erscheint. Wenn du die Taste länger als 5 Sekunden ge-

drückt hältst, gelangst Du in den Speicherabruft-Modus. Das Gerät verbindet sich nun per Bluetooth mit der App (Bild 1).

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint die Anzeige "APP" (Bild 2).

Wenn das Gerät keine Verbindung zur Natural Cycles App aufbauen kann, schaltet es sich nach 60 Sekunden ab. Prüfe in diesem Fall, ob die Bluetooth-Funktion deines Smartphones aktiviert und die Natural Cycles App gestartet ist und versuche es erneut.



Bild 1



Bild 2

ABRUF GESPEICHERTER MESSWERTE

Das Thermometer verfügt über einen Messwertspeicher mit 30 Speicherplätzen. Die Messwerte werden automatisch zusammen mit Datum und Uhrzeit der Messung abgespeichert. Der zuletzt gemessene Wert wird auf Speicherplatz 1 gespeichert, der zuvor gemessene Wert auf Speicherplatz 2 usw. Wenn mehr als 30 Messungen durchgeführt sind, wird der älteste Wert (Nr. 30) gelöscht, um den neuesten Wert (Nr. 1) speichern zu können.

Die Messwerte werden in der Natural Cycles App gespeichert und können dort bequem analysiert werden. Du kannst die letzten 30 Messwerte aber auch direkt am NC° Thermometer (Gen 2) abrufen. Gehe dazu wie folgt vor: Halte bei ausgeschaltetem Gerät die Bluetooth-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis das Symbol [M] im Display erscheint. Das Gerät schaltet in den Speichermodus (Bild 1).

Nun wird der zuletzt gemessene Messwert Nr. 1 angezeigt (Bild 2, Bild 3). Der Messwert wird abwechselnd mit Jahreszahl, Monat/Tag und Uhrzeit im Display angezeigt. Bei Messwerten, die an die Natural Cycles App übertragen wurden, wird das Symbol ↷ angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der Bluetooth-Taste rufst du die weiter zurückliegenden Messungen (Nr. 2, Nr. 3, ...) auf. Wenn keine Messwerte gespeichert sind, wird folgendes Display angezeigt (Bild 4):



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 4

BATTERIEANZEIGE/BATTERIEWECHSEL

Das Gerät ist mit einer Lithiumbatterie des Typs CR2032 ausgestattet.

Wenn während der Benutzung des Thermometers das Batteriesymbol  im Display blinkt, ist die Batterie schwach (Bild 1). Du kannst nun noch einige Temperaturmessungen durchführen, solltest aber bereits eine Ersatzbatterie bereithalten.



Bild 1

Wechsel die Batterie,


wenn nach dem Einschalten die Anzeige „Batterie leer“ (Bild 2) im Display erscheint. Du kannst nun keine Temperaturmessungen durchführen, bevor Du nicht eine neue Batterie eingesetzt hast.




Bild 2

wenn trotz Drücken der Ein-Aus-Taste keine Anzeige im Display erscheint.

Entriegle den Batteriefachdeckel, indem Du ihn über die Markierung hinaus nach links drehst, und hebe ihn ab.



Batteriefachdeckel entriegelt



Batteriefachdeckel verriegelt

Entferne die alte Batterie und setze eine neue Batterie (CR2032) mit dem Zeichen "+" nach oben ein.

Setze den Batteriefachdeckel wieder auf und verriegle ihn.

Nach dem Batteriewechsel muß sich das Thermometer einmal mit der Natural Cycles App verbinden, damit Datum und Uhrzeit wieder synchronisiert werden können. Öffne dazu die Natural Cycles App und schalte das Thermometer ein. Vorher sind keine neuen Temperaturmessungen möglich. Bereits im Gerät gespeicherte Messwerte bleiben beim Batteriewechsel erhalten.

GERÄTEWECHSEL

Jedes NC° Thermometer (Gen 2) hat eine einzigartige Signatur, die einem bestimmten Benutzer zugeordnet ist. Diese Zuordnung erfolgt während der Erstinbetriebnahme bei der ersten Synchronisierung mit der Natural Cycles App.

Sollte dein Gerät verloren gehen oder defekt sein, hast du die Möglichkeit, deinem Benutzeraccount ein neues NC° Thermometer (Gen 2) zuzuordnen. Gehe dazu ins Hauptmenü der Natural Cycles App und folge den Anweisungen.

Bitte beachte: Wenn du innerhalb eines Zyklus das Gerät auswechselst, wird der aktuelle Zyklus in der Natural Cycles App inaktiv. Zu deiner Sicherheit akzeptiert die App innerhalb eines Zyklus nur Messdaten von einem einzigen Gerät.


FEHLERMELDUNGEN




Gemessene Temperatur liegt über 43,99 °C und damit außerhalb des Messbereiches.



Gemessene Temperatur liegt unter 32,00 °C und damit außerhalb des Messbereiches.



Umgebungstemperatur liegt über 40,00 °C und damit außerhalb der zulässigen Betriebsbedingungen.



Umgebungstemperatur liegt unter 10,00 °C und damit außerhalb der zulässigen Betriebsbedingungen.



Fieberalarm. Erhöhte Temperatur ab 37,5 °C gemessen.



Speicher des Gerätes ist voll. Verbinde das Thermometer mit der Natural Cycles App, um die Messwerte an die App zu übertragen.



Batterie schwach. Halte eine Ersatzbatterie bereit.



Batterie leer. Bitte wechsle die Batterie.



Keine Anzeige nach dem Einschalten. Prüfe den korrekten Sitz und Polarität (+/-) der Batterie. Wenn der Fehler weiter auftritt, Batterie wechseln.

Erbt

Bluetooth-Verbindungsfehler

Er. I

Sensorfehler. Bei wiederholtem Auftreten wende dich bitte an den Natural Cycles Kundenservice.

Er. 2

Messung wurde vorzeitig abgebrochen. Wiederhole die Messung und warte das Ende der Messung ab, bevor du das Thermometer vom Messort entfernst.

Er. CR

Kalibrierfehler. Bei wiederholtem Auftreten wende dich bitte an den Natural Cycles Kundenservice.

En

Das Gerät befindet sich im technischen Prüfmodus. Schalte es aus und nach einigen Sekunden wieder ein, um in den Normalmodus zurückzukehren.

TECHNISCHE DATEN

Typ:	Maximum-Thermometer, Direktmodus
Messstellen/Referenz-Körperstellen:	rektal, oral, vaginal
Temperatureinheit:	°C
Messbereich:	32,00 °C bis 43,99 °C
Messgenauigkeit:	± 0,05 °C zwischen 35,00 °C und 38,00 °C ± 0,10 °C in anderen Temperaturbereichen
Speicher:	30 Messwerte mit Datum und Uhrzeit im Speichermodus abrufbar
Betriebsbedingungen:	Umgebungstemperatur 10 °C bis 40 °C, relative maximale Luftfeuchtigkeit 15 bis 95 %
Lager- und Transportbedingungen:	-25 °C bis +55 °C, relative maximale Luftfeuchtigkeit 15 bis 95 %
Zeit zur Angleichung von minimaler/maximaler Lagertemperatur auf Betriebstemperatur:	30 Minuten

Batterie:	1 x CR2032, 3,0 V, quecksilberfrei
Batterielebensdauer:	ca. 400 Messungen
Datenübertragung:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-Klassifizierung:	IP 67: staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Zu erwartende Betriebslebensdauer:	5 Jahre
Abmessungen:	137 mm (L) x 32 mm (B) x 15 mm (H)
Gewicht:	27 g mit Batterie

KUNDENDIENST

Eine Reparatur des Gerätes darf nur durch den Hersteller oder eine ausdrücklich dazu ermächtigte Stelle erfolgen. Bitte wende Dich an:

NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm, Schweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Wir empfehlen eine technische Überprüfung des Gerätes alle 5 Jahre. Diese Überprüfung kann entweder durch die UEBE Medical GmbH oder durch autorisierte Wartungsdienste erfolgen.

ZEICHENERKLÄRUNG



Dieses Produkt hält die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 5. September 2007 über Medizinprodukte ein und trägt das Zeichen CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: TYP BF



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



Staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

LOT Lot-Nummer/Chargennummer

REF Referenznummer = Artikelnummer

ENTSORGUNG

 Batterien und technische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen bei den entsprechenden Sammel- bzw. Entsorgungsstellen abgegeben werden.

DE REINIGUNG UND PFLEGE

Reinige das Thermometer mit einem weichen Tuch und wasserverdünntem Isopropyl-Alkohol oder mit kaltem Seifenwasser.

Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzin zum Reinigen.

Das Thermometer kann zur Reinigung in Wasser oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Nicht durch Kochen, Gas- oder Dampfautoklaven sterilisieren.

Achte darauf, die Oberfläche des Messsensors und des Displays nicht zu verkratzen.

Warte nach dem Reinigen des Messsensors mit Alkohol 5 Minuten, bevor Du eine Temperaturmessung durchführst, damit das Thermometer wieder die notwendige Betriebstemperatur erreichen kann.

GARANTIE

Das Gerät wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und geprüft. Für den Fall, dass es trotzdem bei der Auslieferung Mängel aufweisen sollte, geben wir eine Garantie zu den nachfolgenden Konditionen:

Während der Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum beheben wir solche Mängel nach unserer Wahl und auf unsere Kosten in unserem Werk durch Reparatur oder Ersatzlieferung eines mangelfreien Gerätes.

Nicht unter die Garantie fällt die normale Abnutzung von Verschleißteilen oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Handhabung (z.B. ungeeignete Stromquellen, Bruch, ausgelaufene Batterien) und/oder Demontage des Gerätes durch den Käufer entstehen. Ferner werden durch die Garantie keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.

Garantieansprüche können nur in der Garantiezeit und durch Vorlage des Kaufbeleges geltend gemacht werden. Im Garantiefall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und Beschreibung der Reklamation zu senden an:

NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Schweden

Die Kosten der Rücksendung des Gerätes in unser Werk trägt der Einsender. Unfrei zurückgesendete Reklamationen werden nicht angenommen.

Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte des Käufers gegen den Verkäufer (beispielsweise Mangelansprüche, Produzentenhaftung) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte beachte: Im Garantiefall bitte unbedingt den Kaufbeleg beilegen.

Natural Cycles[®]

NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Schweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

PÅTÆNKET ANVENDELSE

NC° Thermometer (Gen 2) er et medicinsk digitaltermometer (direkte tilstand) til egenmåling af et menneskes basaltemperatur. Enheden overfører de målte værdier til Natural Cycles App via en Bluetooth 4.0-interface. Apparatet er beregnet til brug sammen med appen Natural Cycles. Det er ikke muligt at anvende andre apps.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Enheden må kun bruges til det formål, der er beskrevet i denne bruger-vejledning. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug.

Tab ikke termometeret på gulvet. Termometeret er ikke stød- eller slagfast. Beskyt enheden mod snavs, støv og stærkt sollys, og hold enheden væk fra overdrevne varme eller kulde.

Brug af termometeret på en måde, der ikke imødekommer de tilsigtede driftsbetingelser, kan resultere i unojagtige måleværdier.

Før hver måling skal du kontrollere målespidsens for skader. En beskadiget målespids kan forårsage personskader.

Undlad at bide i eller bøje sensoren. Dette kan forårsage skader og føre til funktionsfejl.

Brug af denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, radioer eller andre stærke elektromagnetiske felter kan forårsage fejl og funktionsfejl. Hold en afstand på mindst 3,3 meter fra sådanne enheder, når du bruger enheden. Hvis du ikke kan opretholde minimumsafstanden, skal du kontrollere, at termometeret fungerer korrekt, før du bruger det.

Termometeret indeholder små dele, der kan sluges af børn. Efterlad ikke enheden sammen med børn uden opsyn.


Åbn ikke enheden (undtagen når du skifter batteri).

Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, skal du fjerne batteriet.

Opbevar altid termometeret i beskyttelsesdækslet.

Hvis enheden har været opbevaret ved temperaturer under 10°C eller over 40°C, skal den opbevares i stuetemperatur i mindst 2 timer, før den bruges.

BESKRIVELSE AF ENHEDEN



① Guldbelagt målespids


④ Til/fra-knap

② Bluetooth-knap

⑤ Batterirum

③ Oplyst display

DISPLAY



① Temperatureenhed

⑤ Hukommelvestilstand

② Bluetooth-dataforbindelse

⑥ Synkronisering

③ Batteri-display

⑦ Tid

④ Dato

FØRSTE ENHEDSOPSÆTNING

Før du tager apparatet i brug for første gang, skal du installere appen Natural Cycles på din smartphone. Det er ikke muligt at tage NC° Thermometer (Gen 2) i brug uden appen Natural Cycles.

Download Natural Cycles App fra App Store eller Google Play.



Åbn Natural Cycles App. Følg instruktionerne i appen.

Tag nu termometeret i brug. For at gøre dette skal du holde Bluetooth-knappen nede i mindst 1 sekund.

Enheden tændes og går automatisk i INDSTILLINGS-TILSTAND, hvor du kan indstille dato og tid (figur 1).

Dato og tid synkroniseres automatisk fra Natural Cycles App. For at gøre dette opretter enheden forbindelse til appen via Bluetooth (figur 2).

Hvis forbindelsen er vellykket, vises "APP"-indikatoren (figur 3).

Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse til appen, slukkes den efter 60 sekunder. Hvis det sker, skal du kontrollere, om Bluetooth er aktiveret på din smartphone, og at Natural Cycles App er aktiveret. Prøv nu at oprette en forbindelse igen.

TEMPERATURMÅLING

Fjern det gennemsigtige beskyttelsesdæksel fra termometeret, før du foretager en måling.

Tænd enheden ved at trykke på og holde til/fra-knappen nede i mindst 1 sekund. Ordet "Til" vises på displayet (figur 1).

Enheden udfører nu en intern selvtest; alle displayelementer vises (figur 2).

Kontrol af overførselsstatus

Enheden kontrollerer nu, om alle tidligere måleværdier allerede er overført til Natural Cycles App. Enheden

kan midlertidigt lagre op til 30 målinger.

Antallet af måleværdier, der endnu ikke er overført, vises på displayet (figur 3).

Hvis mere end 25 gemte målinger ikke er overført til Natural Cycles App, vises beskedten "APP/FULD" (figur 4 og 5) på displayet for at minde dig om at overføre måleværdierne til appen så hurtigt som muligt.

Hvis du udfører mere end 30 målinger uden at overføre værdierne til Natural Cycles App, slettes den ældste værdi for at give plads til en ny måling.

Efter kontrol af overførselsstatus lyser displayet kortvarigt, eller der lyder et bip. Apparatet er nu klar til at foretage en ny måling.

Påbegynd under ingen omstændigheder målingen, før displayet lyser, eller før der høres et bip, hvis bip er aktiveret. Termometeret skal være i målingstilstand, når målingen påbegyndes, for at kunne registrere målingsfølget korrekt.

Temperaturmåling

Placér sondespidsen under din tung i enten venstre eller højre side. Temperatursensoren skal have god kontakt med vævet.

Luk munden, og ånd roligt gennem næsen, så måleresultatet ikke påvirkes af den luft, du indånder.

Så længe den målte temperatur forbliver under temperaturintervallet (32,00°C til 43,99°C), viser displayet L (lav) (figur 6). Vær tålmodig under målingen. Sensoren skal først opvarmes fra stuetemperatur til krops temperatur.

Under målingen vises den aktuelle temperatur på displayet. Du skal vente til målingen er afsluttet for at sikre nøjagtigheden af temperaturværdien.

Målingen er slut, når du hører et langt bip. Hvis bip er deaktiveret, kan du se, at målingen er slut, når displayet lyser. Den målte værdi vises i displayet (billede 7).

Hvis termometret mäter en temperatur på over 37,50 °C, lyser displayet gult, eller der lyder 10 bip




Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6



Figur 7

hurtigt efter hinanden. Displayet viser skiftevis temperatur og HI (feberalarm, billede 8).

Enheden forsøger nu at etablere Bluetooth-forbindelse for at overføre den målte værdi til Natural Cycles App. Sørg for, at din smartphone er inden for rækkevidde, samt at Bluetooth og Natural Cycles App er aktiveret.

Hvis forbindelsen er vellykket, vises "APP"-indikatoren (figur 9). Når dataene er overført, slukker termometret automatisk (figur 10).

Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse, gemmes måleværdien på enheden, og overføres senere. Enheden kan midlertidigt lagre op til 30 målinger. Termometret slukker derefter selv (figur 10).



Figur 8



Figur 9



Figur 10

MANUEL OVERFØRSEL AF DATA TIL NATURAL CYCLES APP

Hvis målingerne ikke kan overføres til Natural Cycles App umiddelbart efter målingen (f.eks. hvis din smartphone ikke er inden for Bluetooth-rækkevidde, eller Natural Cycles App ikke er aktiveret), kan du overføre målingerne til Natural Cycles App på et senere tidspunkt. Det gøres som følger:

Åbn Natural Cycles App på din smartphone.

Med enheden slukket skal du trykke på og holde Bluetooth-knappen nede i mindst 1 sekund, men ikke længere end 5 sekunder, indtil Bluetooth-symbolet * vises på displayet. Hvis du holder knappen nede i mere end 5 sekunder, går du i hukommelsesgenkaldstilstand.

Enheden forbinder nu til appen via Bluetooth (figur 1). Hvis forbindelsen er vellykket, vises "APP"-indikatoren (figur 2).

Hvis enheden ikke kan oprette forbindelse til Natural Cycles App, slukkes den efter 60 sekunder. Hvis det sker, skal du kontrollere, om Bluetooth er aktiveret på din smartphone, og at Natural Cycles App er aktiveret. Prøv derefter igen.



Figur 1



Figur 2

GENKALD AF GEMTE MÅLEVÆRDIER

Termometeret kan gemme 30 målinger. Målingerne gemmes automatisk sammen med datoén og tidspunktet for målingen. Den seneste måling gemmes som måling 1; den måling, der er målt før det, gemmes som måling 2 osv. Hvis der foretages mere end 30 målinger, slettes den ældste måling (nr. 30), så den senestemåling (nr. 1) kan gemmes.

Måleværdierne og masser af yderligere oplysninger gemmes i Natural Cycles App, hvor de nemt kan analyseres.

Du kan også genkalde de sidste 30 aflæsninger direkte fra NC[®] Thermometer (Gen 2). Det gøres som følger: Mens enheden er slukket, skal du holde Bluetooth-knappen nede i mindst 5 sekunder, indtil ikonet [M] vises på displayet. Apparaturet skifter til lagringstilstand (figur 1).

Den seneste målte værdi, nr. 1 vises nu (figur 2, figur 3). Displayet skifter mellem måleværdien og år, måned/dag og tidspunkt. For måleværdier, der er overført til Natural Cycles App, vises symbolet ↗.

Hvis du trykker gentagne gange på Bluetooth-knappen, hentes de tidligere målinger (nr. 2, nr. 3,..).

Hvis der ingen måleværdier er gemt, vises følgende på displayet (figur 4):




Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4

BATTERIVISNING/BATTERISKIFT

Enheden er udstyret med et CR2032-litiumbatteri.

Hvis batteriikonot [] blinker på displayet, mens termometeret er i brug, er batteristrømmen lav (Figur 1). Du kan stadig udføre nogle temperaturmålinger på dette tidspunkt, men du skal have et ekstra batteri klar.

Skift batteriet hvis:

Når der er tændt for enheden og indikatoren "Batteri fladt" (figur 2) vises på displayet. Du skal isætte et nyt batteri, inden du kan foretage temperaturmålinger.

Intet vises på displayet på trods af, at der er trykket på til/fra-knappen.





Figur 1



Figur 2

Lås batteridækslet op ved at dreje det forbi markøren til venstre. Løft derefter dækslet op.



Batterirumdækslet er låst op

Batterirumdækslet er låst

Fjern det gamle batteri, og indsæt et nyt batteri (CR2032) med symbolet "+" opad.

Sæt dækslet tilbage på batterirummet, og lås det på plads.

Når batteriet er skiftet, skal termometeret tilsluttes Natural Cycles App, så datoen og klokkeslættet kan synkroniseres igen. For at gøre dette skal du åbne Natural Cycles App og tænde termometeret. Før du har gjort dette, kan du ikke udføre nye temperaturmålinger.

Måleværdier, der er gemt på enheden, bevares, når batteriet skiftes.

SKIFT AF ENHEDER

Hvert NC° Thermometer (Gen 2) har en unik signatur tildelt til en bestemt bruger. Signaturen tildeles under den første opsætning, når enheden synkroniseres med Natural Cycles App for første gang.

Hvis du mister din enhed eller den er defekt, kan du tildele et nyt NC° Thermometer (Gen 2) til din brugerkonto.

For at gøre dette skal du gå til hovedmenuen i appen Natural Cycles og følge instruktionerne.

Bemærk: Hvis du skifter enhed under en cyklus, bliver den aktuelle cyklus inaktiv i Natural Cycles App. For din sikkerhed accepterer Natural Cycles App kun måledata fra en enkelt enhed i løbet af en cyklus.

FEJLBESKED



Den målte temperatur er over 43,99°C, og er derfor uden for måleintervallet.



Den målte temperatur er under 32,00°C, og er derfor uden for måleintervallet.



Den omgivende temperatur er over 40,00°C, og er derfor uden for de tilladte driftsbetingelser.

Er.H

Den omgivende temperatur er over 40,00°C, og er derfor uden for de tilladte driftsbetingelser.

Er.L

Den omgivende temperatur er under 32,00°C, og er derfor uden for de tilladte driftsbetingelser.

H I
08:02

Feberadvarsel Temperaturen er målt højere end 37,5°C.

APP
26

FULL
26

Enhedshukommelse er fuld. Forbind termometeret til Natural Cycles App for at overføre de målte værdier til appen.



Batteri lavt. Hav et ekstra batteri klar.



Batteri fladt. Skift batteriet.



Ingen visning efter tænding. Kontroller, om batteriet er placeret korrekt, og polariteten (+/-) er korrekt. Hvis fejlen fortsætter, skal du udskifte batteriet.

Er.bt*

Bluetooth-forbindelsesfejl

Er.I

Sensorfejl. Kontakt Natural Cycles-kundeservice, hvis fejlen opstår gentagne gange.

Er.2

Måling blev afbrudt for tidligt. Udfør målingen igen, og vent, indtil målingen er fuldført, inden termometret fjernes fra målestedet.

Er.EA

Kalibreringsfejl. Kontakt Natural Cycles-kundeservice, hvis fejlen opstår gentagne gange.

En

Enheden er i teknisk testtilstand. Sluk for den, og tænd den igen efter et par sekunder for at vende tilbage til normal tilstand.

TEKNISK DATA

Type:	Maksimal termometer, direkte tilstand
Målesteder/kropsreferencepunkter:	rektał, oral, vaginal
Temperaturenhed:	°C
Måleinterval:	32,00°C til 43,99°C
Målenøjagtighed:	± 0,05°C mellem 35,00°C og 38,00°C ± 0,10°C i andre temperaturintervaller
Hukommelse:	30 måleværdier med dato og tid kan huskes i hukommelsetilstand
Driftsbetingelser:	Omgivelsestemperatur 10°C til 40°C, maksimal relativ fugtighed 15% til 95%
Betingelser for opbevaring og transport:	-25°C til 55°C, maksimal relativ fugtighed 15% til 95%.
Tiden det tager at justere fra minimum/maksimal opbevaringstemperatur til driftstemperatur:	30 minutter
Batteri:	1 x CR2032, 3,0 V, kviksølvfrit
Batterilevetid:	ca. 400 målinger
Dataoverførsel:	Bluetooth 4.0 LE (lavenergi)
IP-klassificering:	IP67: støvtæt, beskyttelse mod midlertidig nedbør
Forventet serviceliv:	5 år
Mål:	137 mm (L) x 32 mm (B) x 15 mm (H)
Vægt:	27 g med batteri

KUNDESERVICE

Enhedsreparationer må kun udføres af producenten eller et autoriseret organ. Kontakt:
NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Sverige
info@naturalcycles.com, www.naturalcycles.com

DK

Vi anbefaler teknisk inspektion af enheden hvert 5. år. Denne inspektion kan udføres enten af UEBE Medical GmbH eller af autoriserede vedligeholdelsesserviceudbydere.

FORKLARING AF SYMBOLE



Dette produkt er i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/42/EØF af 5. september 2007 om medicinsk udstyr og bærer mærket 0123 CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Grad af beskyttelse mod elektrisk stød TYPE BF



Se brugervejledningen



Producent



IP 67 Støvtæt, beskyttelse mod midlertidig nedbør



Partinummer/Batchnummer



Referencenummer = varenummer

BORTSKAFFELSE

Teknisk udstyr og batterier er ikke husholdningsaffald. De skal bortskaffes på passende opsamlings- og bortskaffelsessteder.



RENGØRING OG PLEJE

Rengør termometeret med en blød klud og isopropylalkohol fortynnet med vand eller kaldt sæbevand.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, opløsningsmidler eller petroleumsmether til at rengøre enheden.

Termometeret kan nedsænkes i vand eller et desinfektionsmiddel under rengøring. Steriliser ikke enheden ved at koge den, bruge gas eller placere den i en dampautoklave.

Sørg for, at målesensoren og displayets overflade ikke bliver ridset.

DK-70

DK-71

Efter rengøring af målesensoren med alkohol, skal du vente 5 minutter, inden du udfører den næste temperaturmåling, så termometret har tid til at vende tilbage til den påkrævede driftstemperatur.

GARANTI

Enheden er fremstillet og testet med al forsigtighed. Ikke desto mindre leverer vi garanti i henhold til følgende betingelser i tilfælde af mangler eller fejl ved levering:

I løbet af garantiperioden på 2 år fra købsdatoen afhjælper vi sådanne mangler efter vores skøn og for vores regning i vores fabrik ved reparationsarbejde eller levering af en fejlfri enhed.

Garantien dækker ikke normalt slid på dele eller skader forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, forkert håndtering (f.eks. uegnede strømkilder, brud, lækkende batterier) og/eller demontering af enheden af køberen. Endvidere udgør garantien ikke anledning til at rejse erstatningssøgsmål mod os.

Garantikrav kan kun fremføres i garantiperioden og ved at fremvise købsbevis. I tilfælde af et garantikrav skal enheden sendes til følgende adresse sammen med købsbeviset og en beskrivelse af reklamationen:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Sverige

Omkostningerne ved returnering af apparatet til vores fabrik påhviler afsenderen. Ufrankerede reklamationer, der returneres, accepteres ikke.

Køberens lovmæssige krav og rettigheder over for sælgeren (for eksempel reklamation, producentansvar) er ikke begrænset af denne garanti.

Bemærk: I tilfælde af garantikrav skal du sørge for at vedlægge købsbeviset.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Sverige
help.naturalcycles.com, www.naturalcycles.com

ETTEÄHTUD KASUTUSOTSTARVE

Termomeeter NC° Thermometer (Gen 2) on meditsiiniline (otserežiimis töötav) digitaaltermomeeter inimese basaaltemperatuuri isemõõtmiseks. Seade edastab mõõdetud väärused Bluetooth 4.0 liidese kaudu rakendusele Natural Cycles. Seade on ette nähtud kasutamiseks koos rakendusega Natural Cycles. Muude rakenduste kasutamine ei ole võimalik.

OHUTUSJUHISED

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Tootja ei vastuta seadme mitteasjakohase kasutamise tagajärvel tekkinud kahju eest.

Ärge pillake termomeetrit maha. See ei ole lõögikindel.

Kaitske seadet kõrge temperatuuri ja otsese päikesevalguse eest.

Termomeetri kasutamine muul kui ettenähtud viisil võib põhjustada ebatäpsid mõõtmisi.

Enne iga mõõtmist kontrollige mööteotsaku läitmatut seisukorda. Kahjustatud mööteotsak võib põhjustada vigastusi.

Ärge hammustage mööteandurit ega painutage seda tugevasti. See võib põhjustada vigastusi ja seadme tööhääreid.

Seadme kasutamine mobiiltelefonide, mikrolaineahjude või muude tugeva elektromagnetväljaga seadmete läheades võib põhjustada talitlushääreid. Termomeetri kasutamisel hoidke sellistest seadmetest vähemalt 3,3 meetri kaugusele. Kui te ei suuda minimaalsest kaugust hoida, veenduge enne termomeetri kasutamist, et see töötaks korralikult.

Termomeeter sisaldb väikseid osi, mida lapsed võivad alla neelata. Ärge lubage lastel seadet järelevalveta kasutada.


Ärge avage kesta (välja arvatud patarei vahetamiseks).

Kui te ei kasuta seadet pikka aega, võtke sellest patarei välja.

Hoidke termomeetrit alati püstises kaitseümbrisnes.

Kui seadet on hoitud temperatuuril alla 10 °C või üle 40 °C, hoidke seda enne kasutamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.

SEADME KIRJELDUS



① Kullatud mööteotsak


④ Toitelüliti

② Bluetooth-nupp

⑤ Akupesa

③ Valgustatud näidik

NÄIDIK



① Temperatuuri ühik

⑤ Mälurežiim

② Bluetooth-andmeside

⑥ Sünkroonimine

③ Akunäit

⑦ Kellaaeag

④ Kuupäev

SEADME ESMAKORDNE KASUTUSELEVÖTMINE

Enne seadme esmakordset kasutuselevõtmist tuleb nutitelefoni installida rakendus Natural Cycles. Termomeeterit NC° Thermometer (Gen 2) ei ole võimalik kasutusele võtta ilma rakenduseta Natural Cycles.

Laadige rakendus Natural Cycles alla App Store'ist või Google Play'st.



Avage rakendus Natural Cycles. Järgige rakenduses esitatud juhiseid.

Võtke nüüd termomeeter kasutusele. Selleks hoidke vähemalt üks sekund Bluetoothi nuppu allavajutatuna. Seade lülitub sisse ning kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks otse seadistusrežiimile (pilt 1).

Rakendus Natural Cycles sünkroonib kuupäeva ja kellaaja automaatselt. Selleks loob seade Bluetoothi kaudu ühenduse rakendusega (pilt 2).

Pärast ühenduse edukat loomist ilmub näit "RAKENDUS" (pilt 3).

Kui seade ei suuda rakendusega ühendust luua, lülitub see 60 sekundi pärast välja. Sellisel juhul kontrollige, kas nutitelefonil on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud ja on käivitatud rakendus Natural Cycles. Püüdke uuesti luua ühendust.

TEMPERATUURI MÖÖTMINE

Enne möötmist eemaldage termomeetrilt läbipaistev kaitseümbris.

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitelülitit all vähemalt üks sekund. E kraanile ilmub näit „Sisse lülitatud“ (pilt 1).

Seade teostab nüüd sisemise enesetesti; kuvatakse kõik näiduelementid (pilt 2).

Ülekandeoleku kontrollimine

Seade kontrollib seejärel, kas kõik eelmised mööteväärtused on rakendusse Natural Cycles üle kantud.

Seade saab vahemällu salvestada maksimaalselt 30 mööteväärtust.

E kraanil kuvatakse veel salvestamata mööteväärtuste arv (pilt 3).

Kui enam kui 25 salvestatud möötmist pole rakendusse Natural Cycles üle kantud, ilmub e kraanile teade APP/FULL (Rakendus/täis) (pildid 4 ja 5), mis tuletab meelde mööteväärtuste võimalikult kiiret rakendusse ülekandmist.

Kui teete rohkem kui 30 möötmist ilma mööteväärtusi rakendusse üle kandmata, kustutatakse vanim väärus, et teha ruumi uuele möötmisele.

Pärast ülekandeoleku kontrollimist süttib e kraan koraks või kõlab signaaltoon. Seade on nüüd valmis uue möötmise teostamiseks.

Ärge alustage möötmist mingil juhul enne, kui e kraan süttib või kui aktiveeritud signaaltoonide korral on kuulda signaaltoonid. Termomeeter peab möötmise alguses olema juba möötterehiimis, et oleks võimalik möötmise kulgu õigesti fikseerida.

Temperatuuri möötmine

Pange mööteotsak vasakule või paremale keelejuure alla. Temperatuurindur peab olema kudedega heas kontaktis.

Sulgege suu ja hingake rahulikult läbi nina, et möötmistulemust ei möjutaks hingatav öhk.

Kuni möödetav temperatuur on endiselt allpool möötevahemikku (32,00 kuni 43,99 °C), kuvatakse e kraanil L (Low = madal) (pilt 6). Olge möötmise ajal kannatlik. Andur peab esmalt soojenema ruumitemperatuurilt kehatemperatuurile.

Möötmise ajal näidatakse näidikul tegelikku temperatuuri. Temperatuuri vääruse täpsuse tagamiseks oodake tingimata ära möötmise lõpp.

Möötmise lõpust annab märku pikk signaaltoon. Kui signaaltoonid on deaktiveeritud, saate möötmise lõpust teada näidiku süttimise teel. Mööteväärtus kuvatakse e kraanil (pilt 7).



Pilt 3




Pilt 4



Pilt 5



Pilt 1



Pilt 2




Pilt 3



Pilt 1



Pilt 2



Pilt 6



Pilt 7

Kui termomeeter mõõtab temperatuuri tõusu 37,50 °C või rohkem, süttib ekraan kollaselt või kõlavad 10 järjestikust signaaltonni. Näidikul kuvatakse kordamööda temperatuur ja HI (palavikuhäire, pilt 8). Seade püüab luua Bluetooth-ühenduse, et kanda mõõteväärtus üle rakendusse Natural Cycles. Veenduge, et nutitelefon on töötulatuses, Bluetooth on aktiveeritud ja rakendus Natural Cycles on käivitatud.

Pärast ühenduse edukat loomist ilmub näit "RAKEN-DUS" (pilt 9). Pärast andmete ülekandmist lülitub termomeeter automaatselt välja (pilt 10).

Kui seade ei suuda ühendust luua, salvestatakse mõõteväärtus hilisemaks ülekandmiseks seadmesse. Seade vahemällu saab salvestada kuni 30 mõõteväärtust. Seejärel lülitub termomeeter välja (pilt 10).



Pilt 8



Pilt 9



Pilt 10

ANDMETE KÄITSI ÜLEKANDMINE RAKENDUSSE NATURAL CYCLES

Kui mõõdetud väärtsusi ei saa vahetult pärast mõõtmist rakendusse Natural Cycles üle kanda (nt kui teie nutitelefon ei ole Bluetoothi levialas või rakendus Natural Cycles ei ole avatud), saate mõõdetud väärtsused üle kanda rakendusse Natural Cycles hiljem. Selleks toimige allpool kirjeldatud viisil:

Avage nutitelefonis rakendus Natural Cycles.

Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke Bluetoothi nuppu all vähemalt 1 sekund, kuid mitte rohkem kui 5 sekundit, kuni ekranile ilmub Bluetoothi sümbool *. Kui hoiata nuppu all kauem kui 5 sekundit, sattute mälü taasavamise režiimile.

Seade loob nüüd Bluetoothi kaudu ühenduse rakendusega (pilt 1).

Pärast ühenduse edukat loomist ilmub näit "RAKEN-DUS" (pilt 2).

Kui seade ei suuda luua ühendust rakendusega Natural Cycles, lülitub seade 60 sekundi pärast välja. Sellisel juhul kontrollige, kas nutitelefonil on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud ja on käivitatud rakendus Natural Cycles ning proovige uuesti.



Pilt 1



Pilt 2

SALVESTATUD MÕÖTEVÄÄRTUSTE TAASAVAMINE

termomeetril on 30 mälukohaga mõõteväärtuste mälü. Mõõteväärtused salvestatakse automaatselt koos kuupäeva ja kellaajaga. Viimati mõõdetud väärtsus salvestatakse mälukohta 1, varem mõõdetud väärtsus mälukohta 2 jne. Kui on tehtud üle 30 mõõtmise, kustutatakse vanim väärtsus (nr 30), et saaks salvestada uusima väärtsuse (nr 1).

Mõõdetud väärtsused salvestatakse rakendusse Natural Cycles ja neid saab seal mugavasti analüüsida.

Viimast 30 mõõteväärtust saab siiski ka otse vaadata termomeetrit NC° Thermometer (Gen 2). Selleks toimige allpool kirjeldatud viisil:

Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke Blue-toothi nuppu all vähemalt 5 sekundit, kuni ekranile ilmub sümbool [M]. Seade lülitub mälurežiimile (pilt 1).

Seejärel näidatakse viimati mõõdetud mõõteväärtust nr 1 (pilt 2,pilt 3). Mõõteväärtus kuvatakse ekraanil vahendumisi aastanumbri, kuu/nädalapäeva ja kellaajaga. Mõõteväärtuste puhul, mis kantakse üle rakendusse Natural Cycles, näidatakse sümbolelo.

Vajutades korduvalt Bluetooth-nuppu, kuvatakse eel-mised mõõtmised (nr 2, nr 3,...).

Kui mõõteväärtusi ei ole salvestatud, kuvatakse all-järgnev näit (pilt 4):

AKUNÄIT/AKU VAHETAMINE

Seade on varustatud CR2032 tüüpiga liitiumakuga.

Kui termomeetri kasutuse ajal vilgub näidikul akusümbol [-] on aku tühi (pilt 1). Saate veel temperatuuri mõõta, kuid peate vahetusaku valmis panema.


Aku vahetamine,

kui pärast seadme sisselülitamist ilmub näidikule tekst „Aku tühi“ (pilt 2). Enne uue aku paigaldamist ei saa temperatuuri mõõta.

Kui hoolimata toitenupu vajutamisest ei ilmu näidikule näitu.



Pilt 1



Pilt 2



Pilt 3



Pilt 4



Pilt 1



Pilt 2


Avage patareipesa kate, keerates seda vasakule märgist mööda ja töstke see ära.

Eemaldage vana patarei ja sisestage uus patarei (CR2032) nii, et "+" märk jäeks ülespoole.


Asetage patareipesa kate tagasi ja lukustage see.

Päristaku vahetamist peab termomeeter looma üks kord ühendusega Natural Cycles, et kuupäeva ja kellaja saaks uesti sünkroonida. Avage rakendus Natural Cycles ja lülitage termomeeter välja. Enne seda pole uued temperatuurimõõtmised võimalikud.

Juba seadmesse salvestatud mõõteväärtused jäavad patarei vahetamise korral alles.



Patareipesa kate
vabastatud



Patareipesa kate
lukustatud



Ümbrisseva õhu temperatuur on üle 40,00 °C ja seega väljaspool lubatud töötigimusi.



Ümbrisseva õhu temperatuur on alla 10,00 °C ja seega väljaspool lubatud töötigimusi.



Palavikuhäire. Möödetud on kõrgendatud temperatuur alates 37,5 °C.



Seadme mälu on täis. Näitude rakendusse ülekandmiseks ühendage termomeeter rakendusega Natural Cycles.



Aku hakkab tühjaks saama. Hoidke varuaku valmis.



Aku on tühi. Paigaldage uus aku.



Pärist sisselülitamist puudub näit. Kontrollige aku õiget kindlust ja polaarsust (+/-). Kui viga kordub, vahetage aku välja.



Bluetoothi ühendusega seotud viga



Anduri viga Kui probleem püsib, võtke ühendust rakenduse Natural Cycles klienditeenindusega.



Mõõtmise katkes enneaegselt. Enne termomeetri mõõtmiskohast eemaldamist korrake mõõtmist ja oodake mõõtmise lõppu.



Kalibreerimisviga. Kui probleem püsib, võtke ühendust rakenduse Natural Cycles klienditeenindusega.



Seade viibib tehnilise testimise režiimis. Tavarežiimi naasmiseks lülitage see välja ja mõne sekundi pärast uesti sisse.

SEADME VAHETAMINE

Igal termomeetril NC° Thermometer (Gen 2) on ainulaadne signatuur, mis on ette nähtud teatud kindlale kasutajale. See määramine leiab aset seadme esmakordse kasutamise ajal, kui rakendusega Natural Cycles sünkroonitakse esimest kohta.

Kui teie seade on kadunud või defektne, on teil võimalus määrate oma kasutajakontole uus termomeeter NC° Thermometer (Gen 2).

Avage rakenduse Natural Cycles peamenüü ja järgige alljärgnevaid juhiseid:

Võtke arvesse: Kui vahetate seadmed tsükli jooksul välja, muutub praegune tsükkel rakenduses Natural Cycles passiivseks. Teie turvalisuse huvides aktsepteerib rakendus tsükli jooksul ainult ühest seadmost pärit mõõtmisandmeid.

VEATEATED



Mõõdetud temperatuur on üle 43,99 °C ja jäab seetõttu mõõtepiirkonnast välja.



Mõõdetud temperatuur on alla 32,00 °C ja jäab seetõttu mõõtepiirkonnast välja.

TEHNILISED ANDMED

Tüüp:	maksimumtermomeeter,otserežiim
Mõõtekohad / viitekohad kehal:	rektaalne, oraalne, vaginalne
Temperatuuri mõõtühik:	°C
Vahemik:	32,00 °C kuni 43,99 °C
Täpsus:	±0,05 °C vahemikus 35,00 °C kuni 38,00 °C, ±0,10 °C muudes temperatuurivahemikes
Mälu:	Mälurežiimis saab vaadata 30 mõõteväärtust koos kuupäeva ja kellaajaga.
Töötungimused:	ümbritsev temperatuur 10–40 °C, suhteline õhuniiskus 15–95%
Ladustamis- ja transpor-ditingimused:	ümbritsev temperatuur -25 kuni 55 °C, suhteline õhuniiskus 15 kuni 95%
Aeg minimaalsest/maksi-maalselt säilitustempera-tuurilt töötemperatuurile kohanemiseks:	30 minutit
Aku:	1 x CR2032, 3,0 V, ilma elavhöbedata
Aku kasutusiga:	u 400 mõõtmist
Andmete edastamine:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-klass:	IP 67: tolmukindel, lühiajalise vettesattumise korral kaitstud
Eeldatav kasutusiga:	5 aastat
Mõõtmed:	137 mm (P) x 32 mm (L) x 15 mm (K)
Kaal:	27 g akuga

KLIENDITEENINDUS

Seadet tohib remontida ainult tootja või selleks selgesõnaliselt volitatud asutus. Pöörduge asutuse poole:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Roots

help.naturalcycles.com, www.naturalcycles.com

Soovitame teha seadme tehnilist kontrolli iga 5 aasta järel. Selle kontrolli tohib läbi viia kas UEBE Medical GmbH või volitatud hooldusteenistust.

MÄRKIDE SELGUTUS

 See toode vastab meditsiiniseadmeid käsitlevale 5. septembri 2007. aasta direktiivil 93/42/EÜ ja kannab märki CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Kaitseaste elektrilöögi eest: TÜÜP BF



Palun järgige kasutusjuhendit



Tootja



IP 67 Tolmukindel, lühiajalise vettesattumise korral kaitstud



Partii number / komplekti number



Viitenumber = tootenumber

KÖRVALDAMINE



Patareisid ega seadmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega, vaid need tuleb viia sobivasse kogumispunkti.

PUHASTAMINE JA KORRAHOID

Puhastage termomeetrit pehme lapi ja isopropüülalkoholiga, mis on lah-jendatud vee või külma seebiveega.

Ärge kasutage puhastamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega bensiini.

Termomeetri võib puhastamiseks kasta vette või desinfiteerimislahusesse. Ärge steriliseerge keetmise teel ega gaasi või auruga autoklaavis.

Olge ettevaatlik, et mitte kriimustada mõõteanduri ja ekraani pinda.

Pärast mõõteanduri alkoholiga puhastamist oodake 5 minutit enne tempe-ratuuri mõõtmist, et termomeeter jõuaks uesti vajaliku töötemperatuurini.

GARANTII

Seade valmistati ja testiti suure hoolega. Juhul, kui tarnimisel ilmneb siiski defekte, anname garantii alljärgnevatel tingimustel:

Kaheaastase garantiiperioodi jooksul alates ostukuupäevast parandame seadme oma äranägemisel ja kulul oma tehases või saadame defektivaba asendusseadme.

Garantii ei hõlma kuluvalt osade normaalset kulumist ega kahjustusi, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimisest, ebaõigest käitlemisest (nt purunemisest, lekkivatest patareidest) või ostja poolt seadme demonteerimisest. Garantii ei ole aluseks kahjunoüete esitamisele meie vastu.

Garantiinõudeid saab esitada ainult garantiajal ja ostutõendi esitamisel. Garantiinõude korral tuleb seade koos ostutõendi ja kaebuse kirjeldusega saata järgmisele aadressile:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Rootsi

Seadme tagastamise kulud meie tehasesse kannab saatja.

See garantii ei piira ostja seadusjärgseid nõudeid ja õigusi müüja vastu (näiteks nõuded defekti korral, tootja vastutus).

Pange tähele! Garantiinõude korral on hä davajalik lisada ostutõend.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Rootsi
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το NC° Thermometer (Gen 2) είναι ένα ιατρικό ψηφιακό θερμόμετρο (απευθείας χρήσης) για την αυτομέτρηση της βασικής θερμοκρασίας σώματος. Η συσκευή μεταφέρει τις τιμές που έχουν μετρηθεί στην εφαρμογή Natural Cycles μέσω διεπαφής Bluetooth 4.0. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μαζί με την εφαρμογή Natural Cycles. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της με άλλες εφαρμογές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη χρήση της συσκευής.

EL Μην αφήσετε να πέσει το θερμόμετρο. Δεν είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς ή πεσιμάτα.

Προστατέψτε τη συσκευή από τις υψηλές θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Χρησιμοποιώντας το θερμόμετρο πέραν της ενδεδειγμένης χρήσης του μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις.

Πριν από κάθε μέτρηση, ελέγχτε την ακεραιότητα του άκρου μέτρησης της συσκευής. Ένα άκρο που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

Μην δαγκώνετε και μην λυγίζετε τον αισθητήρα μέτρησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβες και να επηρέασε τη λειτουργία της συσκευής.

Η χρήση αυτής της συσκευής πλησίον κινητών τηλεφώνων, συσκευών μικροκυμάτων ή άλλων συσκευών με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Κατά τη χρήση, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 3,3 μέτρων από αντίστοιχες συσκευές. Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε την ελάχιστη απόσταση, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Το θερμόμετρο περιέχει μικρά κομμάτια που θα μπορούσαν να καταπιούν τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.


Μην ανοίγετε το περίβλημα (εκτός από το να αλλάξετε την μπαταρία).

Αφαιρέστε την μπαταρία, όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποθηκεύστε το θερμόμετρο πάντα μαζί με το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα του.

Όταν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες κάτω των 10 °C ή άνω των 40 °C, αφήστε τη σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2 ώρες, προτού τη χρησιμοποιήσετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ




① Επιχρυσωμένο άκρο μέτρησης

② Πλήκτρο Bluetooth

③ Φωτιζόμενη οθόνη

④ Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

⑤ Χώρος μπαταρίας



- | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| EL | ① Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας | ④ Ημερομηνία |
| | ② Σύνδεση δεδομένων μέσω Bluetooth | ⑤ Λειτουργία αποθήκευσης |
| | ③ Ένδειξη μπαταρίας | ⑥ Συγχρονισμός |
| | | ⑦ Ώρα |

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής Natural Cycles στο smartphone σας. Η χρήση του NC° Thermometer (Gen 2) δεν είναι δυνατή χωρίς την εφαρμογή Natural Cycles.

Κατεβάστε την εφαρμογή Natural Cycles από το App Store ή το Google Play.



Ανοίξτε την εφαρμογή Natural Cycles. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Θέστε το θερμόμετρο σε λειτουργία. Κρατήστε το πλήκτρο Bluetooth πατημένο για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.

Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα μπει αυτόματα σε λειτουργία SET για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας (Εικόνα 1).



Εικόνα 1

Η ημερομηνία και η ώρα συγχρονίζονται αυτόματα από την εφαρμογή Natural Cycles. Για αυτό, η συσκευή σύνδεται με την εφαρμογή μέσω Bluetooth (Εικόνα 2).

Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «APP» (Εικόνα 3).

Εάν η σύνδεση της συσκευής με την εφαρμογή δεν είναι δυνατή, η ίδια απενεργοποιείται μετά από 60 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχετε εάν η λειτουργία Bluetooth του smartphone σας είναι ενεργοποιημένη και εάν η εφαρμογή Natural Cycles είναι ανοικτή. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση και πάλι.



Εικόνα 2




Εικόνα 3

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αφαιρέστε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα από το θερμόμετρο πριν τη μέτρηση.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «Όποι» (Εικόνα 1).

Η συσκευή πραγματοποιεί από μόνη της εσωτερικό έλεγχο. Όλα τα στοιχεία της οθόνης είναι εμφανής (Εικόνα 2).



Εικόνα 1



Εικόνα 2

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η συσκευή ελέγχει εάν όλες οι τιμές μέτρησης έχουν ήδη μεταφερθεί στην εφαρμογή Natural Cycles. Στη συσκευή μπορούν να αποθηκευθούν έως και 30 τιμές μέτρησης.

Ο αριθμός των τιμών μέτρησης που δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα εμφανίζεται στην οθόνη (Εικόνα 3).

Εάν περισσότερες από 25 αποθηκευμένες τιμές μέτρησης δεν έχουν μεταφερθεί στην εφαρμογή Natural Cycles, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «APP/FULL» (Εικόνα 4 και 5) υπενθυμίζοντας ότι



Εικόνα 3



Εικόνα 4

οι τιμές μέτρησης πρέπει να μεταφερθούν στην εφαρμογή το συντομότερο δυνατό.

Εάν έχουν γίνει περισσότερες από 30 μέτρησεις χωρίς οι τιμές να έχουν μεταφερθεί στην εφαρμογή, τότε η παλαιότερη μέτρηση διαγράφεται προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα μέτρηση.

Μετά τον έλεγχο της κατάστασης μεταφοράς, η οθόνη φωτίζεται για λίγο και η συσκευή βγάζει ένα χαρακτηριστικό όχο. Η συσκευή είναι τότε έτοιμη για την πραγματοποίηση μιας νέας μέτρησης.

Μην ξεκινήσετε τη μέτρηση μέχρι η οθόνη να φωτίστε ή μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός όχος. Κατά την έναρξη της μέτρησης, το θερμόμετρο πρέπει να βρίσκεται ήδη σε λειτουργία μέτρησης για να μπορέσει να πραγματοποιήσει σωστά όλη τη διαδικασία.



Εικόνα 5

Μέτρηση θερμοκρασίας

Τοποθετήστε το άκρο του θερμόμετρου κάτω από τη βάση της γλώσσας από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας θα πρέπει να έχει καλή επαφή με τους ιστούς.

Κρατήστε το στόμα σας κλειστό και αναπνεύστε από τη μύτη, έτσι ώστε η αναπνοή σας να μην επηρεάσει το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που μπορούν να μετρηθούν (32,00 έως 43,99 °C), στην οθόνη θα εμφανίσεται η ένδειξη L (Low = χαμηλό) (Εικόνα 6).

Κάνετε υπομονή κατά τη διαδικασία της μέτρησης. Ο αισθητήρας πρέπει πρώτα να προσαρμοστεί από τη θερμοκρασία δωματίου στη θερμοκρασία σώματος.

Η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η μέτρηση, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι τιμές μέτρησης είναι ακριβείς.

Η ολοκλήρωση της μέτρησης σηματοδοτείται από έναν παρατεταμένο χαρακτηριστικό όχο. Η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί όταν ακουστεί ο χαρακτηριστικός όχος και φωτίστε η οθόνη. Η τιμή μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη (Εικόνα 7).

Σε περίπτωση που το θερμόμετρο ανιχνεύσει αυ-



Εικόνα 6



Εικόνα 7

ημένη θερμοκρασία που ξεπερνά τους 37,50 °C, η οθόνη θα φωτιστεί με κίτρινο χρώμα και 10 χαρακτηριστικοί διαδοχικοί όχοι ειδοποίησης θα ακουστούν. Στην οθόνη εμφανίζεται εναλλασσόμενα η θερμοκρασία και η ένδειξη HI (ειδοποίηση πυρετού, Εικόνα 8).

Η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω Bluetooth, έτσι ώστε να μεταφέρει την τιμή μέτρησης στην εφαρμογή Natural Cycles. Σιγουρεύετε ότι το smartphone σας βρίσκεται κοντά στη συσκευή, ότι το Bluetooth σας είναι ενεργοποιημένο και ότι η εφαρμογή Natural Cycles είναι ανοικτή.

Σε περίπτωση επιπλέον σύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη «APP» (Εικόνα 9). Μετά τη μεταφορά των δεδομένων το θερμόμετρο απενεργοποιείται αυτόματα (Εικόνα 10).

Σε περίπτωση που η σύνδεση δε μπορεί να πραγματοποιηθεί, η τιμή μέτρησης αποθηκεύεται στη συσκευή και μεταφέρεται αργότερα. Στη συσκευή μπορούν να αποθηκευθούν έως και 30 τιμές μέτρησης. Στη συνέχεια το θερμόμετρο απενεργοποιείται (Εικόνα 10).



Εικόνα 8



Εικόνα 9



Εικόνα 10

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NATURAL CYCLES

Όταν δεν είναι δυνατή η μεταφορά των τιμών μέτρησης στην εφαρμογή Natural Cycles αμέσως μετά τη μέτρηση (π.χ. όταν το smartphone δεν βρίσκεται κοντά στο Bluetooth ή όταν η εφαρμογή Natural Cycles είναι κλειστή), υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης μεταφοράς τους στην εφαρμογή Natural Cycles σε δεύτερο χρόνο. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ανοίξτε την εφαρμογή Natural Cycles στο smartphone σας.

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε το κουμπί Bluetooth πατημένο για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο ή για 5 δευτερόλεπτα το πολύ μέχρι το σύμβολο του Bluetooth * να εμφανίσεται στην οθόνη. Εάν το κουμπί παραμείνει πατημένο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αποθήκευσης.

Η συσκευή συνδέεται με την εφαρμογή μέσω Bluetooth (Εικόνα 1).

Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η ένδειξη «APP» (Εικόνα 2).

Σε περίπτωση που η σύνδεση με την εφαρμογή Natural Cycles δεν είναι δυνατή, η συσκευή απενεργοποιείται μετά από 60 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγχετε εάν η λειτουργία Bluetooth του smartphone σας είναι ενεργοποιημένη και εάν έχει γίνει εκκίνηση της εφαρμογής Natural Cycles και δοκιμάστε πάλι.



Εικόνα 1



Εικόνα 2


ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το θερμόμετρο έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 30 τιμών. Οι τιμές μέτρησης αποθηκεύονται αυτόματα μαζί με την ημερομηνία και την ώρα. Η τιμή που μετρήθηκε τελευταία αποθηκεύεται στη θέση αποθήκευσης 1, η τιμή που μετρήθηκε δεύτερη από το τέλος αποθηκεύεται στη θέση αποθήκευσης 2 κ.ο.κ. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 μετρήσεις, η πλαισιότερη τιμή (νούμερο 30) διαγράφεται προκειμένου να μπορέσει να αποθηκευθεί η πιο πρόσφατη τιμή (νούμερο 1). Οι τιμές μέτρησης αποθηκεύονται στην εφαρμογή Natural Cycles και μπορούν να αναλυθούν εκεί με ευκολία.

Οι τελευταίες 30 τιμές μέτρησης μπορούν να ανακτηθούν και απευθείας στο NC° Thermometer (Gen 2). Η διαδικασία έχει ως εξής:

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε το κουμπί Bluetooth πατημένο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μέχρι το σύμβολο να εμφανιστεί στην οθόνη. Η συσκευή ενεργοποιείται και μεταβαίνει σε λειτουργία αποθήκευσης (Εικόνα 1).

Η τιμή που μετρήθηκε τελευταία εμφανίζεται ως νούμερο 1 (Εικόνα 2 και Εικόνα 3). Η τιμή μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη εναλλάξ με το έτος, τον μήνα/την ημέρα και την ώρα. Οι τιμές μέτρησης που έχουν μεταφερθεί στην εφαρμογή Natural Cycles φέρουν την ένδειξη .



Εικόνα 1




Εικόνα 2



Εικόνα 3

Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο Bluetooth, οι υπάρχουσες τιμές μέτρησης (νούμερο 2, νούμερο 3...) ανακτώνται.

Εάν οι τιμές μέτρησης δεν έχουν αποθηκευθεί, εμφανίζεται η εξής ένδειξη (Εικόνα 4):



Εικόνα 4

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Στη συσκευή περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου CR2032.

Εάν, κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, το σύμβολο της μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη, η μπαταρία έχει εξασθενίσει (Εικόνα 1). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λίγες ακόμα μετρήσεις, αλλά θα πρέπει να έχετε έτοιμη μια μπαταρία για να προχωρήσετε σε αντικατάσταση.

Αλλάξτε την μπαταρία,

εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «αποφορτισμένη μπαταρία» (Εικόνα 2) μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Η μέτρηση της θερμοκρασίας δεν είναι δυνατή πριν την αντικατάσταση της μπαταρίας

εάν, δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη, παρά το πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Ξεβιδώστε το κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας στρέφοντάς το προς τα αριστερά και αναστήκωστε το.

Απομακρύνετε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια νέα (CR2032) με το σύμβολο «+» να βρίσκεται προς τα πάνω.

Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας και βιδώστε.


Μετά την αλλαγή της μπαταρίας, το θερμόμετρο πρέπει να συνδεθεί με την εφαρμογή Natural Cycles, προκειμένου η ημερομηνία και η ώρα να μπορέσουν να συγχρονι-




Εικόνα 1



Εικόνα 2



Ξεβιδώστε το κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας



Βιδώστε το κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας

στούν και πάλι. Ανοίγετε την εφαρμογή Natural Cycles και ενεργοποιήστε το θερμόμετρο. Η μέτρηση νέων θερμοκρασιών δεν είναι δυνατή πριν από αυτό.

Οι τιμές μέτρησης που έχουν αποθηκευθεί ήδη στη συσκευή θα διατηρηθούν και μετά την αλλαγή της μπαταρίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε NC° Thermometer (Gen 2) φέρει ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο χρήστη. Η αντιστοίχιση αυτή πραγματοποιείται κατά την πρώτη χρήση της συσκευής και κατά τον πρώτο συγχρονισμό της με την εφαρμογή Natural Cycles.

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της συσκευής, υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχισης ενός λογαριασμού χρήστη με ένα νέο NC° Thermometer (Gen 2).

Μεταβείτε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής Natural Cycles και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Προσοχή: Σε περίπτωση αλλαγής της συσκευής κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, ο τρέχων κύκλος καθίσταται ανενεργός στην εφαρμογή Natural Cycles. Για την ασφάλειά σας, η εφαρμογή δέχεται δεδομένα μέτρησης μόνο από μία συσκευή κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι πάνω από 43,99 °C και επομένως είναι εκτός του εύρους μέτρησης



Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι κάτω των 32,00 °C και επομένως είναι εκτός του εύρους μέτρησης.



Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 40,00 °C και βρίσκεται εκτός των επιτρεπόμενων όρων λειτουργίας.



Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη των 10,00 °C και βρίσκεται εκτός των επιτρεπόμενων όρων λειτουργίας.



Ειδοποίηση πυρετού. Η αυξημένη θερμοκρασία μετριέται από τους 37,5 °C και πάνω.



Ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής έχει εξαντληθεί. Συνδέστε το θερμόμετρο με την εφαρμογή Natural Cycles, προκειμένου να μεταφέρετε τις τιμές μέτρησης στην εφαρμογή.




Χαμηλή ισχύς μπαταρίας. Έχετε έτοιμη μπαταρία για αντικατάσταση.




Αποφορτισμένη μπαταρία. Αλλάζετε μπαταρία.




Καμία ένδειξη μετά την ενεργοποίηση. Ελέγχετε τη θέση και την πολικότητα (+/-) της μπαταρίας. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί και πάλι, αλλάζετε μπαταρία.




Σφάλμα σύνδεσης Bluetooth



Σφάλμα αισθητήρα. Σε περίπτωση που η ένδειξη εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Natural Cycles.



Η μέτρηση διακόπηκε πρόωρα. Επαναλάβετε τη μέτρηση και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν απομακρύνετε το θερμόμετρο από το σημείο μέτρησης.



Σφάλμα βαθμονόμησης. Σε περίπτωση που η ένδειξη εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Natural Cycles.



Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία τεχνικού ελέγχου. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη και πάλι μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να την επαναφέρετε σε κανονική λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τύπος:	Μέγιστης ένδειξης θερμόμετρο, άμεση λειτουργία
Σημεία μέτρησης/Σωματικά σημεία αναφοράς:	πρωκτός, στόμα, κόλπος
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας:	°C
Εύρος μέτρησης:	32,00 °C έως 43,99 °C
Ακρίβεια:	± 0,05 °C μεταξύ 35,00 °C και 38,00 °C, ± 0,10 °C και σε άλλα εύρη θερμοκρασίας
Αποθηκευτικός χώρος:	30 τιμές μέτρησης μαζί με ημερομηνία και ώρα με δυνατότητα ανάκτησης χάρη στη λειτουργία αποθήκευσης
Συνθήκες λειτουργίας:	Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10 έως 40 °C, Σχετική υγρασία 15 έως 95%, μη συμπυκνώσιμη
Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς:	Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25 έως 55 °C, Σχετική υγρασία 15 έως 95%
Χρόνος για την επαναφορά από την ελάχιστη/ μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης στη θερμοκρασία λειτουργίας:	30 λεπτά
Μπαταρία:	1 x CR2032, 3,0 V, χωρίς υδράργυρο
Διάρκεια ζωής μπαταρίας:	περίπου 400 μετρήσεις
Μεταφορά δεδομένων:	Bluetooth 4.0 LE (χαμηλής ενέργειας)
Διαβάθμιση IP:	IP 67: ανθεκτικότητα στη σκόνη, προστασία από τα αποτελέσματα προσωρινής βύθισης σε νερό
Προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας:	5 έτη
Διαστάσεις:	137 mm (M) x 32 mm (Π) x 15 mm (Υ)
Βάρος:	27 g μαζί με την μπαταρία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η επισκευή της συσκευής είναι δυνατή μόνο μέσω του κατασκευαστή ή ενός εκπροσώπου που έχει οριστεί από τον ίδιο. Παρακαλώ απευθυνθείτε εδώ:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Σουηδία
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Συστήνεται ο τεχνικός έλεγχος της συσκευής ανά 5 έτη. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της UEBE Medical ΕΠΕ είτε μέσω εγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 0123 Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/42/EK του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με ιατρικές συσκευές, και φέρει τη σήμανση CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: ΤΥΠΟΣ BF



Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης



Κατασκευαστής

IP 67 Ανθεκτικότητα στη σκόνη, προστασία από τα αποτελέσματα προσωρινής βύθισης σε νερό



Αριθμός παρτίδας



Αριθμός αναφοράς = Αριθμός τεμαχίου

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

 Οι μπαταρίες και τα τεχνολογικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλα σημεία συλλογής και απόρριψης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το θερμόμετρο με ένα μαλακό πανί και ισοπροπυλική αλκοόλη διαλυμένη σε νερό ή με κρύο σαπουνόνερο.

Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών καθαριστικών, διαλυμάτων ή βενζίνης για τον καθαρισμό της.

Το θερμόμετρο μπορεί να καθαριστεί σε νερό ή σε διάλυμα απολύμανσης. Απαγορεύεται η αποστείρωση με βράσιμο ή με κλίβανο αποστείρωσης αερίου ή ατμού.

ΕΛ Αποφύγετε τις γρατσουνιές στην επιφάνεια του αισθητήρα μέτρησης και στην οθόνη.

Μετά τον καθαρισμό του αισθητήρα μέτρησης με αλκοόλη, περιμένετε για 5 λεπτά πριν πραγματοποιήσετε μέτρηση θερμοκρασίας. Έτσι ώστε το θερμόμετρο να έχει φθάσει στην απαραίτητη θερμοκρασία για τη σωστή λειτουργία του.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή έχει κατασκευασθεί και ελεγχθεί με τη μέγιστη προσοχή. Σε περίπτωση που, παρά ταύτα, σημειωθούν ελείψεις κατά την παράδοση, προβλέπεται εγγύηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης των 2 χρόνων από την ημερομηνία αγοράς διατηρούμε το δικαίωμα είτε επισκευής ενός τέτοιου ελαπτώματος καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα επισκευής είτε αντικατάστασης της συσκευής με μια αντίστοιχη συσκευή που λειτουργεί άφονα.

Από την εγγύηση εξαιρούνται τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά καθώς και οι φθορές που προκλήθηκαν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, ακατάλληλο χειρισμό (π.χ. θραύση, διαρροή μπαταριών) ή από αποσυναρμολόγηση της συσκευής από τον αγοραστή. Περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον της εταιρείας μας για προκληθείσες ζημιές δεν τεκμηριώνονται από την παρούσα εγγύηση.

Οι αξιώσεις εγγύησης είναι έγκυρες μόνο εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της τελευταίας και με προσκόμιση των σχετικών παραστατικών αγοράς. Σε περίπτωση αξιώσης εγγύησης η συσκευή πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα σχετικά παραστατικά αγοράς και μία περιγραφή του προβλήματος στην παρακάτω διεύθυνση:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Σουηδία

Το κόστος επιστροφής της συσκευής στο εργοστάσιο μας θα καλυφθεί από τον αποστολέα.

Ο πελάτης διατηρεί το έννομο δικαίωμα για ελαπτωματικά προϊόντα από τον αγοραστή (αιτήσεις για ελάπτωμα με την ευθύνη του κατασκευαστή, για παράδειγμα δεν περιορίζονται από αυτή την εγγύηση). Προσοχή: Σε περίπτωση αξιώσης εγγύησης η επισύναψη του παραστατικού αγοράς κρίνεται απαραίτητη.

Natural Cycles[®]

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Σουηδία
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

USO PREVISTO

El NC° Thermometer (Gen 2) es un termómetro digital médico (modo directo) para la automedición de la temperatura basal humana. El dispositivo transfiere los valores medidos a la aplicación Natural Cycles a través de una interfaz Bluetooth-4.0. El dispositivo está diseñado para su uso con la aplicación Natural Cycles. No es posible utilizarlo con otras aplicaciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El termómetro solo puede utilizarse para el fin descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado.

Evite las caídas. No resiste los golpes ni los impactos.

Proteja el termómetro de temperaturas elevadas y la exposición directa al sol.

La utilización sin tener en cuenta las condiciones de uso previstas puede provocar mediciones imprecisas.

Antes de cada medición, compruebe la integridad de la punta de medición. Una punta de medición dañada puede provocar lesiones.

No morder el sensor de medición ni doblarlo fuertemente. Esto puede provocar daños y fallos de funcionamiento.

El uso de este dispositivo cerca de teléfonos móviles, microondas u otros dispositivos con campos electromagnéticos fuertes puede provocar fallos de funcionamiento. Mientras utilice el termómetro, manténgalo a una distancia mínima de 3,3 m de estos dispositivos. Si no le resulta posible mantener esta distancia mínima, antes de utilizarlo compruebe que funciona correctamente.

El termómetro contiene piezas pequeñas que un niño podría tragar. Por lo tanto, no deje el termómetro al alcance de los niños.


No abra el aparato (salvo para cambiar la pila).

Retire la pila si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Guarde siempre el termómetro con la funda protectora insertada.


Si el dispositivo se almacena a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C, déjelo al menos 2 horas a temperatura ambiente antes de usarlo.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO



- ① Punta de medición dorada
② Botón Bluetooth
③ Pantalla iluminada
④ Tecla de encendido/apagado
⑤ Compartimento de la pila

PANTALLA



- ① Unidad de temperatura
② Conexión de datos Bluetooth
③ Indicación de carga de la pila
④ Fecha
⑤ Modo de memoria
⑥ Sincronización
⑦ Hora

PRIMER USO DEL DISPOSITIVO

Antes de la primera puesta en marcha del dispositivo, debe instalar la aplicación Natural Cycles en su smartphone. La puesta en servicio del NC® Thermometer (Gen 2) no es posible sin la aplicación Natural Cycles. Descargue la aplicación Natural Cycles en Apple Store o en Google Play.



Abra la aplicación Natural Cycles. Siga las instrucciones de la aplicación.

Ponga en funcionamiento el termómetro. Para ello, mantenga pulsada la tecla Bluetooth durante al menos 1 segundo.

El dispositivo se enciende y pasa automáticamente al modo SET para introducir la fecha y la hora (imagen 1). La fecha y la hora se sincronizan automáticamente con la aplicación Natural Cycles. Para ello, el dispositivo se conecta a la aplicación mediante Bluetooth (imagen 2). Si la conexión se ha realizado correctamente, aparece la indicación "APP" (imagen 3).

Si el dispositivo no puede establecer conexión con la aplicación, se apagará transcurridos 60 segundos. En este caso, compruebe si la función Bluetooth de su smartphone está activada y si se ha iniciado la aplicación Natural Cycles. Intente establecer conexión de nuevo.

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA

Antes de la medición, saque la funda protectora transparente del termómetro.

Encienda el dispositivo manteniendo pulsada la tecla de encendido/apagado durante al menos 1 segundo. En la pantalla aparece la indicación "On" (imagen 1). El dispositivo realiza una prueba automática interna; se muestran todos los segmentos de la pantalla (imagen 2).



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 1



Imagen 2

Comprobación del estado de transferencia

El dispositivo comprueba si ya se han transferido todos los valores de medición anteriores a la aplicación Natural Cycles. El dispositivo puede guardar temporalmente un máximo de 30 mediciones.

En la pantalla se muestra el número de valores de medición que aún no se han transferido (imagen 3).

Si no se han transferido más de 25 mediciones guardadas a la aplicación Natural Cycles, en la pantalla aparecerá el mensaje "APP/FULL" (imágenes 4 y 5) para recordarle que los valores de medición se deben transferir a la aplicación lo antes posible.

Si realiza más de 30 mediciones sin transferir los valores de medición a la aplicación, se borrará el valor más antiguo para dejar espacio a una nueva medición. Tras comprobar el estado de transmisión, la pantalla se ilumina brevemente o suena una señal acústica. El dispositivo está listo para realizar una nueva medición.

En ningún caso comience la medición antes de que se encienda la pantalla o si se escucha el tono de aviso si están activas las señales acústicas. El termómetro debe estar ya en modo de medición al comienzo del proceso para poder registrar correctamente el desarrollo de la medición.

Medición de la temperatura

Colocar la punta de medición a la izquierda o a la derecha debajo de la base de la lengua. El sensor de temperatura debe tener un buen contacto con el tejido.

Cierre la boca y respire suavemente por la nariz, de modo que el resultado de la medición no se vea afectado por el aire de la respiración.

Mientras la temperatura medida se encuentre por debajo del rango de medición (de 32,00 hasta 43,99 °C), en la pantalla se visualiza L (Low = bajo) (imagen 6). Tenga un poco de paciencia en la medición. Primero el sensor debe pasar a la temperatura ambiente y luego a la temperatura corporal.

Durante la medición, se mostrará la temperatura actual en la pantalla. Es-



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5




Imagen 6

pere sin falta el final de la medición para garantizar la precisión del valor de temperatura.

El final de la medición se indica mediante un pitido prolongado. Con los tonos de señal desactivados, reconocerá el final de la medición porque se ilumina la pantalla. El valor de medición se muestra en la pantalla (Imagen 7).

Si el termómetro mide una temperatura elevada a partir de 37,50 °C, la pantalla se ilumina en amarillo o suenan 10 pitidos en una secuencia rápida. La pantalla muestra alternativamente la temperatura y HI (alarma de fiebre, Imagen 8).

El dispositivo intenta establecer una conexión Bluetooth para transferir el valor medido a la aplicación Natural Cycles. Asegúrese de que el smartphone está dentro del alcance, tiene el Bluetooth activado y se ha iniciado la aplicación Natural Cycles.

Si la conexión se ha realizado correctamente, aparece la indicación "APP" (Imagen 9). Después de la transmisión de datos, el termómetro se apaga automáticamente (Imagen 10).

Si el dispositivo no puede establecer conexión, el valor de medición se guardará en el dispositivo para su posterior transferencia. El dispositivo puede guardar temporalmente hasta 30 valores de medición. El termómetro se apagará después (Imagen 10).



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9



Imagen 10

TRANSFERENCIA MANUAL DE DATOS A LA APLICACIÓN NATURAL CYCLES

Si los valores de medición no se pueden transferir a la aplicación Natural Cycles inmediatamente después de la medición (p. ej., si el smartphone no está dentro del alcance de Bluetooth o la aplicación Natural Cycles no está abierta), puede transferir posteriormente los valores de medición a la aplicación Natural Cycles. Para ello:

Abra la aplicación Natural Cycles en su smartphone.

Con el dispositivo desconectado, mantenga pulsada la tecla Bluetooth durante al menos 1 segundo, pero como máximo durante 5 segundos, hasta

que aparezca el símbolo de Bluetooth en la pantalla. Si mantiene pulsada la tecla durante más de 5 segundos, accederá al modo de recuperación de memoria. El dispositivo se conecta a la aplicación mediante Bluetooth (Imagen 1).

Si la conexión se ha realizado correctamente, aparece la indicación "APP" (Imagen 2).

Si el dispositivo no puede establecer conexión con la aplicación Natural Cycles, se apagará transcurridos 60 segundos. En este caso, compruebe si la función Bluetooth de su smartphone está activada y si se ha iniciado la aplicación Natural Cycles, en ese caso, inténtelo de nuevo.



Imagen 1



Imagen 2

CONSULTA DE VALORES DE MEDICIÓN GUARDADOS

El termómetro tiene una memoria de valores de medición con 30 posiciones. Los valores de medición se guardan automáticamente con la fecha y la hora de la medición. El último valor medido se guarda en la posición 1, el valor medido antes en la posición 2, etc. Si se realizan más de 30 mediciones, el valor más antiguo (n.º 30) se borra para poder guardar el valor más reciente (n.º 1). Los valores de medición se guardan en la aplicación Natural Cycles y se pueden analizar cómodamente allí. También puede consultar los últimos 30 valores de medición directamente en el NC° Thermometer (Gen2). Para ello:

Con el dispositivo desconectado, mantenga pulsada la tecla Bluetooth durante al menos 5 segundos hasta que aparezca el símbolo en la pantalla. El dispositivo pasa al modo de memoria (Imagen 1).

Se muestra el último valor medido n.º 1 (Imagen 2, Imagen 3). El valor de medición aparece en la pantalla alternándose con el año, el mes/día y la hora. En el caso de valores de medición transferidos a la aplicación Natural Cycles, se muestra el símbolo .

Pulsando repetidamente el botón Bluetooth accederá a las demás mediciones anteriores (n.º 2, n.º 3, etc.).



Imagen 1




Imagen 2




Imagen 3

Si hay ningún valor de medición guardado, se muestra la siguiente pantalla (Imagen 4):




Imagen 4

INDICADOR DE PILA/CAMBIO DE PILA

El dispositivo está equipado con una pila de litio del tipo CR2032.

Si el símbolo de pila parpadea en la pantalla mientras se utiliza el termómetro, significa que la pila está gastada (Imagen 1). Podrá seguir realizando algunas mediciones de temperatura, pero deberá tener preparada una pila de repuesto.

Cambie la pila, si tras encender el dispositivo aparece en la pantalla la indicación "Pila gastada" (Imagen 2). No podrá realizar mediciones de temperatura hasta haber insertado una nueva pila.

Si no aparece ninguna indicación en la pantalla a pesar de pulsar el botón de encendido y apagado.


Desbloquee la tapa del compartimento de las pilas girándola más allá de la marca hacia la izquierda y desenganchándola.

Retire la pila gastada e inserte una nueva pila (CR2032) con el signo "+" señalando hacia arriba.

Vuelva a colocar y cerrar la tapa del compartimento de la pila.

Después de cambiar la pila, el termómetro debe conectarse una vez a la aplicación Natural Cycles para que la fecha y la hora puedan sincronizarse de nuevo. Para ello, abra la aplicación Natural Cycles y encienda el termómetro. Antes no es posible realizar nuevas mediciones de temperatura.

Los valores de medición ya guardados en el dispositivo se conservan al cambiar la pila.




Desbloquear
tapa del
compartimento
de la pila



Imagen 2



Imagen 3



Bloquear
tapa del
compartimento
de la pila

CAMBIO DE DISPOSITIVO

Cada NC° Thermometer (Gen 2) tiene una firma única asignada a un usuario específico. Esta asignación se realiza durante la primera puesta en marcha en la primera sincronización con la aplicación Natural Cycles.

Si se pierde el dispositivo o se avería, tiene la posibilidad de asignar un nuevo NC° Thermometer (Gen 2) a su cuenta de usuario.

Para ello, vaya al menú principal de la aplicación Natural Cycles y siga las instrucciones.

Tenga en cuenta: Si se cambia el dispositivo durante un ciclo, el ciclo actual se desactiva en la aplicación de Natural Cycles. Para su seguridad, la aplicación solo acepta datos de medición de un solo dispositivo dentro de un ciclo.


MENSAJES DE ERROR




La temperatura medida está por encima de 43,99 °C y, por tanto, fuera del rango de medición.



La temperatura medida está por debajo de 32,00 °C y, por tanto, fuera del rango de medición.



La temperatura ambiente está por encima de 40,00 °C y, por tanto, fuera de las condiciones de funcionamiento permitidas.



La temperatura ambiente está por debajo de 10,00 °C y, por tanto, fuera de las condiciones de funcionamiento permitidas.



Alarma de fiebre. Se ha medido una temperatura por encima de 37,5 °C.



La memoria del dispositivo está llena. Conecte el termómetro a la aplicación Natural Cycles para transferir los valores de medición a la aplicación.




Pila baja. Tenga preparada una pila de repuesto.




Pila gastada. Cambie la pila.




Ninguna indicación tras el encendido. Compruebe la colocación correcta y la polaridad (+/-) de la pila. Si el error sigue apareciendo, cambie la pila.




Error de conexión Bluetooth




Error del sensor. En caso de que aparezca repetidamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Natural Cycles.



La medición se ha interrumpido antes de tiempo. Repita la medición y espere al final de la medición antes de retirar el termómetro del lugar de medición.



Error de calibración. En caso de que aparezca repetidamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Natural Cycles.



El aparato se encuentra en modo de comprobación técnica. Desconecte y vuelva a encenderlo después de unos segundos para volver al modo normal.

DATOS TÉCNICOS

Tipo:	Termómetro máximo, modo directo
Puntos de medición/partes del cuerpo de referencia:	rectal, oral, axilar
Unidad de temperatura:	°C
Intervalo de medición:	32,00 °C a 43,99 °C
Precisión de la medición:	± 0,05 °C entre 35,00 °C y 38,00 °C, ± 0,10 °C en otros intervalos de temperatura
Memoria:	se pueden consultar 30 valores de medición con fecha y hora en el modo de memoria

Condiciones de uso:	Temperatura ambiente de 10 a 40 °C, humedad relativa de 15 a 95 %
Condiciones conservación y transporte:	Temperatura ambiente de -25 a 55 °C, humedad relativa de 15 a 95 %
Tiempo para igualar la temperatura de almacenamiento mínima/máxima con la temperatura de funcionamiento:	30 minutos
Pila:	1 x CR2032, 3,0 V, sin mercurio
Vida útil de la pila:	aprox. 400 mediciones
Transferencia de datos:	Bluetooth 4.0 LE (bajo consumo)
Clasificación IP:	IP 67: resistente al polvo, protección contra inmersión temporal
Vida útil estimada:	5 años
Medidas:	137 mm (long.) x 32 mm (anch.) x 15 mm (alt.)
Peso:	27 g con la pila

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Solo el fabricante o un punto expresamente autorizado pueden encargarse de la reparación del dispositivo. Póngase en contacto con:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Suecia
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Recomendamos una comprobación técnica del dispositivo cada 5 años. Esta comprobación puede realizarse en UEBE Medical GmbH o en un servicio de mantenimiento autorizado.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS

Este producto cumple con la directiva del Consejo 93/42/EC del 5 Septiembre 2007 sobre productos médicos con el marcado CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Grado de protección frente a descarga eléctrica: TYP BF



Observar las instrucciones de manejo.



Fabricante

IP 67 Resistente al polvo, protección contra inmersión temporal

LOT Número de lote/código de lote

REF Número de referencia = número de artículo

ES

RESIDUOS



Las pilas y los aparatos técnicos no se deben tirar a la basura doméstica, sino que deben llevarse a los correspondientes puntos de recogida o de eliminación.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Limpie el termómetro con un paño suave y alcohol isopropílico diluido en agua o con agua jabonosa fría.

Para limpiar, no utilice detergentes agresivos, disolventes ni gasolina.

El termómetro se puede sumergir para su limpieza en agua o en una solución desinfectante. No lo esterilice mediante agua hirviendo, gas o autoclaves de vapor.

Tenga cuidado de que no se raye la superficie del sensor de medición ni la de la pantalla.

Tras limpiar el sensor de medición con alcohol, espere 5 minutos antes de realizar la siguiente medición para que el termómetro pueda volver a alcanzar la temperatura de funcionamiento necesaria.

GARANTÍA

El dispositivo se ha fabricado y revisado cuidadosamente. A pesar de esto, si se encontraran defectos en el momento de la entrega, se ofrece una garantía con las siguientes condiciones:

Durante el plazo de la garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, solucionaremos estos defectos según nuestro criterio y afrontaremos los

costes en nuestro taller por la reparación o sustitución por un dispositivo libre de defectos.

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños causados por no seguir las instrucciones de uso, el manejo inadecuado (p. ej., rotura, pilas con fugas) o el desmontaje del dispositivo por parte del comprador. Además, no tendrán cabida las reclamaciones por daños y perjuicios según la garantía.

Los reclamos de garantía sólo pueden avanzar en el período de garantía y mediante la presentación de una prueba de compra. En el caso de un reclamo de garantía, la unidad debe ser enviada a la siguiente dirección, junto con el comprobante de compra y una descripción de la queja:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm

Suecia

ES

El coste de la devolución del aparato al distribuidor será sufragado por el remitente.

Esta garantía no supone una limitación de las reclamaciones y los derechos legales del comprador respecto al vendedor (por ejemplo, reclamaciones por defectos, responsabilidad del fabricante).

Nota: En el caso de una reclamación en garantía, es imprescindible adjuntar el comprobante de compra.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Suecia

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

KÄYTÖTARKOITUS

NC° Thermometer (Gen 2) on digitaalinen lääketieteellinen lämpömittari (suora käyttötapa) ihmisen basaalilämpötilan itsemitaukseen. Laite siirtää mitatut arvot Natural Cycles -sovellukseen Bluetooth 4.0 -liitännän kautta. Laite on tarkoitettu käytettäväksi Natural Cycles -sovelluksen kanssa. Käytö muiden sovellusten kanssa ei ole mahdollista.

TURVALLISUUSOHJEET

Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä.

Älä pudota kuumemittaria. Se ei ole iskunkestävä.

Suojaa laite korkeilta lämpötiloilta ja suoralta auringonvalolta.

Mittarin tarkoituskensaväistäinen käyttö saattaa johtaa epätarkkoihin mittaustuloksiin.

Tarkasta ennen jokaista mittausta, että mittauskärki on vahingoittumaton.

Vahingoittunut mittauskärki voi aiheuttaa vammoja.

Anturia ei saa purra eikä sitä saa taivuttaa voimakkaasti. Siitä voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.

Laitteen käyttäminen kannettavien puhelinten, mikroaltaouunien tai vastaavien voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähellä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Pysy kuumetta mitatessasi vähintään 3,3 metrin etäisyydellä tällaisista laitteista. Jos vähimmäisetäisyyden säilyttäminen ei onnistu, tarkista ennen laitteen käyttöä, että se toimii oikein. Mittarissa on pieniä osia, joita lastet voivat niellä. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.


Älä avaa laitteen koteloa (paitsi pariston vaihtamiseksi).

Poista paristo, kun laite ei käytetä pitkään aikaan.

Säilytä lämpömittari aina suojuks päällä.

Jos laitetta on säilytetty alle 10 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa, anna sen olla huoneenlämmössä vähintään 2 tuntia ennen käyttöä.

LAITTEEN KUVAUS



① Kullattu mittauskärki


④ Virtapainike

② Bluetooth-painike

⑤ Paristokotelo

③ Valaistu näyttö

NÄYTTÖ



① Lämpötilayksikkö

⑤ Tallennustila

② Bluetooth-tietoliittäntä

⑥ Synkronointi

③ Paristonäyttö

⑦ Kellonaika

④ Päivämäärä

LAITTEEN ENSIMMÄINEN KÄYTÖÖNOTTO

Ennen laitteen ensimmäistä käytöönottoa sinun on asennettava älypuhelimesi Natural Cycles -sovellus. NC° Thermometer (Gen 2) ei voi ottaa käyttöön ilman Natural Cycles -sovellusta.

Lataa Natural Cycles -sovellus App Store-tai Google Play-sovelluskaupasta.



Avaat Natural Cycles -sovellus. Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita.

Ota lämpömittari nyt käyttöön. Pidä Bluetooth-painiketta painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.

Laite kytkeytyy päälle ja vaihtaa automaattisesti SET-tilaan päävämäärään ja kellonajan asettamista varten (kuva 1).

Natural Cycles -sovellus synkronoi päävämäärään ja kellonajan automaattisesti. Lisäksi laite muodostaa yhteyden sovellukseen Bluetoothin kautta (kuva 2).

Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, näytöön tulee teksti "APP" (kuva 3).

Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä sovellukseen, se kytkeyttyy 60 sekunnin kuluttua pois päältä. Tarkasta tässä tapauksessa, että älypuhelimesi Bluetooth-toiminto on käytössä ja Natural Cycles -sovellus on käynnistetty. Yritä muodostaa yhteys uudelleen.

LÄMPÖTILAN MITTAAMINEN

Poista ennen mittautua lämpömittarin läpinäkyvä suojuus.

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta vähintään 1 sekunnin ajan. Näytöön tulee teksti "On" (kuva 1).

Laite suorittaa sisäisen itsetestin, jolloin kaikki näytösegmentit näkyvät (kuva 2).

Siirtotilan tarkistus

Laite tarkistaa, että kaikki aiemmat mittausarvot on jo




Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 1



Kuva 2

siirretty Natural Cycles -sovellukseen. Laite voi tallentaa väliaikaisesti enintään 30 mittauta.

Siirtämättömeni mittausarvojen määrä näkyy näytössä (kuva 3).

Jos Natural Cycles -sovellukseen siirtämättömiä mittauksia on enemmän kuin 25, näytöön tulee ilmoitus "APP/FULL" (kuvat 4 ja 5) muistutuksena siitä, että mittausarvot on siirrettävä sovellukseen mahdollisimman pian.

Jos suoritat yli 30 mittauta siirtämättä mittausarvoja sovellukseen, uudelle mittaukselle tehdään tilaa poistamalla vanhin arvo.

Siirtotilan tarkistuksen jälkeen näytöön sytetyy hetkeksi valo tai kuuluu äänimerkki. Laite on nyt valmis suorittamaan seuraavan mittauksen.

Mittauta ei saa missään tapauksessa aloittaa ennen kuin näytön valo on sytynyt tai äänimerkki on kuulunut, jos se on otettu käyttöön. Lämpömittarin on oltava mittaustilassa jo mittauksen alussa, jotta mittaus tapahtuu oikein.

Lämpötilan mittäminen

Aseta mittauskärki vasemmalle tai oikealle kielen alle. Lämpötila-anturin on oltava hyvin kosketuksissa kudokseen.

Sulje suu ja hengitä rauhallisesti nenän kautta, jotta hengitysilma ei vika mittaustulokseen.

Niin kauan kuin mitattu lämpötila on vielä mittausalueen (32,00–43,99 °C) ulkopuolella, näytössä näkyy L (Low = alhainen) (kuva 6). Mittauksessa tarvitaan hieman kärsvällisyyttä. Anturin on ensin lämmettävä huoneenlämmöstä ruumiinlämpöön.

Mittauksen aikana näytössä näkyy ajantasainen mittattu arvo. Odota mittauksen päättymiseen asti, jotta lämpötila-arvo on varmasti tarkka.

Pitkä merkkiäani ilmaisee mittauksen päättymisen. Jos merkkiäiset ovat poissa käytöstä, tunnistat mittauksen päättymisen näytön valon syttymisestä. Mittausarvo näytetään näytössä (kuva 7).



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7

Jos lämpömittari mittaa vähintään 37,50 °C:n lämpötilan, näyttö palaa keltaisena tai kuuluu 10 merkkiäntä nopeasti peräkkäin. Näytössä näkyvät vuorotellen lämpötila ja HI (kuumehällyts, kuva 8).

Laite yrittää nyt muodostaa Bluetooth-yhteyden ja siirtää mitattuun arvoon Natural Cycles -sovellukseen. Varmista, että älypuhelimesi on riittävän lähellä, Bluetooth on käytössä ja Natural Cycles -sovellus käynnistetty.

Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, näytöön tulee teksti "APP" (kuva 9). Tietojen siirron jälkeen lämpömittari kytkeytyy automaatisesti pois päältä (kuva 10).

Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä, mittausarvo tallentuu laitteeseen myöhempää siirtoa varten. Laite voi tallentaa väliaikaisesti jopa 30 mittausarvoa. Sen jälkeen lämpömittari kytkeytyy pois päältä (kuva 10).

MANUAALINEN TIETOJEN SIIRTO NATURAL CYCLES-SOVELLUKSEEN

Jos mittausarvoja ei voi siirtää Natural Cycles -sovellukseen heti mittauksen jälkeen (esim. jos älypuhelimesi ei ole Bluetooth-kantoalueen sisällä tai jos Natural Cycles -sovellusta ei ole avattu), voit siirtää mittausarvot myöhemmin Natural Cycles -sovellukseen. Toimi seuraavalla tavalla:

Aavaa Natural Cycles -sovellus älypuhelimeessä.

Pidä poiskytketyn laitteen Bluetooth-painiketta painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, enintään kuitenkin 5 sekuntia, kunnes Bluetooth-symboli * ilmestyy näytöön. Jos pidät painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan, siirryt tallennettujen tietojen hakutilaan.

Laite muodostaa nyt Bluetooth-yhteyden sovellukseen (kuva 1).

Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, näytöön tulee teksti "APP" (kuva 2).

Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä Natural Cycles -sovellukseen, se kytkeytyy 60 sekunnin kuluttua pois päältä. Tarkasta tässä tapauksessa, että älypuhel-



Kuva 10

mesi Bluetooth-toiminto on käytössä ja Natural Cycles -sovellus on käynnistetty, ja yritä sitten uudelleen.

TALLENNETTUJEN MITTAUSARVOJEN HAKEMINEN

Lämpömittarissa on mittausarvomuisti, jossa on 30 tallennushipaikkaa. Mittausarvot tallennetaan automaatisesti yhdessä mittauspäivämäärään ja -kellonajan kanssa. Viimeksi mitattu arvo tallennetaan tallennushipaikkaan 1, sitä ennen mitattu arvo tallennushipaikkaan 2 jne. Kun on suoritettu yli 30 mittausta, vanhin arvo (nro 30) poistetaan, jotta uusin arvo (nro 1) voidaan tallentaa.



Mittausarvot tallennetaan Natural Cycles -sovellukseen ja niitä voi analysoida siellä helposti.

Voit myös hakea 30 viimeisintä mittausarvoa suoraan NC° Thermometer (Gen 2). Toimi seuraavalla tavalla: Pidä poiskytketyn laitteen Bluetooth-painiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes symboli [M] ilmestyy näytöön. Laite kytkeytyy tallennustilaan (kuva 1).

Nyt näytössä näkyy viimeksi mitattu mittausarvo nro 1 (kuva 2, kuva 3). Mittausarvo näkyy näytössä vuorotellen vuosiluvun, kuukauden/päivän ja kellonajan kanssa. Natural Cycles -sovellukseen siirrettyjen mittausarvojen kohdalla näkyy symboli ↗.

Bluetooth-painikkeen toistuva painaminen hakee näytöön vanhempia mittauksia (nro 2, nro 3,...).

Jos mitaan mittausarvoja ei ole tallennettu, näytössä näkyy (kuva 4):



Kuva 1

PARISTONÄYTÖ / PARISTON VAIHTO

Laitteessa on tyyppin CR2032 litiumparisto.

Kun lämpömittarin käytön aikana näytössä vilkkuu paristosymboli ☰, pariston lataus on heikko (kuva 1). Voit suorittaa vielä muutamia lämpötilan mittauksia, mutta varaparisto on pidettävä valmiina.

Vaihda paristo,

kun näytössä näkyy laitteen päälekytkennän jälkeen tyhjän pariston symboli (kuva 2). Et voi enää suorittaa lämpötilan mittauksia ennen kuin olet asettanut laitteeseen uuden pariston.

kun virtapainikkeen painamisesta huolimatta näyttöön ei ilmesty mitään.

Ava paristokotelon kannen lukitus käintämällä lukitusta vasemmalle merkinnän mukaan, ja nostaa kansi irti.

Poista vanha paristo ja aseta uusi paristo (CR2032) paikalleen + -merkki ylöspäin.

Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja lukitse se.

Pariston vaihdon jälkeen lämpömittarin on muodostettava yhteys

Natural Cycles -sovellukseen kerran päivämääräni ja kellonajan synkronointia varten. Avaa tästä varten Natural Cycles -sovellus ja kytke lämpömittari päälle. Ennen tätä vaihetta uusia lämpötilan mittauksia ei voi suorittaa. Laitteeseen aiemmin tallennetut mittausarvot säilyvät, kun paristo vaihdetaan.


LAITTEEN VAIHTO

Jokaisessa NC° Thermometer (Gen 2) on yksilöllinen tunnus, joka on määritetty tietylle käyttäjälle. Tämä määritys tehdään ensimmäisen käyttöönoton aikana, kun laite synkronoidaan Natural Cycles -sovelluksen kanssa. Jos laite katoaa tai vaurioituu, voit määrittää käyttäjätilisi uuden NC° Thermometer (Gen 2).


Avaa sitä varten Natural Cycles -sovelluksen päävalikkoo ja noudata ohjeita. Ota huomioon: Jos vaihdat laitetta kierron aikana, senhetkinen kierros ei ole enää aktiivinen Natural Cycles -sovelluksessa. Turvallisuitesi vuoksi soveltuus hyväksyy kierron aikana mittausarvoja vain yhdestä ainoasta laitteesta.



Kuva 2



Paristokotelon kannen lukitus avattu



Paristokotelon kannen lukitus suljettu


VIRHEILMOITUKSET




Mitattu lämpötila on yli 43,99 °C ja siten mittausalueen ulkopuolella



Mitattu lämpötila on alle 32,00 °C ja siten mittausalueen ulkopuolella



Ympäristön lämpötila on yli 40,00 °C ja on näin ollen sallittujen käyttöolosuhteiden ulkopuolella.



Ympäristön lämpötila on alle 10,00 °C ja on näin ollen sallittujen käyttöolosuhteiden ulkopuolella.



Kuumehälytys. Yli 37,5 °C:n lämpötila mitattu.



Laitteen muisti on täynnä. Yhdistä lämpömittari Natural Cycles -sovellukseen mittausarvojen siirtämiseksi soveltuksiin.




Pariston lataus on heikko. Pidä varaparistoa valmiina.




Paristo on tyhjä. Vaihda paristo.




Näytössä ei näy mitään päälekytkennän jälkeen. Tarkasta, että paristo on oikein paikallaan ja napaisuus (+/-) on oikea. Jos virhe ilmenee edelleen, vaihda paristo.



Bluetooth-yhteysvirhe



Anturivirhe. Jos virhe ilmenee toistuvasti, ota yhteyttä Natural Cycles -asiakaspalveluun.



Mittaus keskeytyi liian aikaisin. Toista mittaus ja odota mittauksen loppuun asti, ennen kuin poistat lämpömittarin mittauspaikasta.

Kalibointivirhe. Jos virhe ilmenee toistuvasti, ota yhteyttä Natural Cycles -asiakaspalveluun.

En

Laite on teknisen tarkastuksen tilassa. Kytke se pois päältä ja muutaman sekunnin kuluttua uudelleen päälle, jotta se palaa normaalilaitaan.

TEKNISETTIEDOT

Typpi:	Maksimilämpömittari, suora mittaus
Mittauskohdat/kehon osat:	peräaukko, suu, emätin
Lämpötilayksikkö:	°C
Mittausalue:	32,00 °C - 43,99 °C
Tarkkuus:	± 0,05 °C alueella 35,00 °C - 38,00 °C, ± 0,10 °C muilla lämpötila-alueilla
Muisti:	30 mittausarvoa päävämääriineen ja kellonaikoinen, jotka voi hakea näytöön tallennustilassa
Käyttöolosuhteet:	Ympäristön lämpötila 10 - 40 °C, suhteellinen ilmankosteus 15 - 95 %
Säilytys- ja kuljetusolot:	Ympäristön lämpötila -25 - 55 °C, suhteellinen ilmankosteus 15 - 95 %
Tasausaika minimi-/maximisäilytyslämpötilasta käyttölämpötilaan:	30 minuuttia
Paristo:	1 x CR2032, 3,0 V, ei elohopeaa
Pariston käyttöikä:	n. 400 mittautta
Tietojen siirto:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-luokitus:	IP 67: pölytiivis, hetkellisen upotuksen kestävä
Arvioitu käyttöikä:	5 vuotta
Mitat:	137 mm (P) x 32 mm (L) x 15 mm (K)
Paino:	27 g pariston kanssa

ASIAKASPALVELU

Laitteen korjaukseen saa suorittaa vain valmistaja tai tehtävään nimenomaan valtuutettu taho. Ota yhteyttä:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Ruotsi
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Suosittelemme laitteen teknistä tarkastusta 5 vuoden välein. Tarkastuksen voi suorittaa joko UEBE Medical GmbH tai valtuutettu huoltopalvelu.

MERKINTÖJEN SELITYKSET

 **0123** Tuote noudattaa neuvoston direktiiviä 93/42/EY, 5.9.2007, lääkinnällisistä laitteista, ja siinä on merkintä CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Suojaus sähköisku vastaan: Typpi BF



Noudata käyttöohjeita



Valmistaja



IP 67 Pölytiivis, hetkellisen upotuksen kestävä



LOT Eränumero



REF Viitenumero = tuotenumero

HÄVITTÄMINEN

 Paristoja ja teknisiä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteessä vaan ne on toimitettava asianmukaisiin keräys- ja käsittelypisteisiin.

PUHDISTUS JA HOITO

Puhdista lämpömittari pehmeällä liinalla ja veteen laimennetulla isopropyyliakkoholilla tai kylmällä saippuavedellä.

Älä käytä puhdistuksessa voimakkaita puhdistusaineita, liuotusaineita tai bensiiniä.

Lämpömittarin voi puhdistuksen yhteydessä upottaa veteen tai desinfiointiliukseen. Ei saa steriloida keittämällä eikä kaasu- tai höyryautoklaavilla.

Varo naarmuttamasta mittausanturin tai näytön pintaa.

Jos olet puhdistanut mittausanturin alkoholilla, odota 5 minuuttia ennen lämpötilamittausta, jotta lämpömittari saavuttaa jälleen tarvittavan käytölämpötilan.

TAKUU

Laite on valmistettu ja tarkastettu huolellisesti. Mikäli laitteessa kuitenkin ilmenee puutteita toimituksen yhteydessä, annamme sille takuun seuraavien ehdoivin:

FI Laitteen takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä alkaen. Takuuikana korjaamme laitteen tai vaihdamme sen virheettömään laitteeseen valintamme mukaan kustannuksellamme omalla tehtaallamme.

Takuu ei koske tavallista osien kulumista tai vikoja, jotka ovat aiheutuneet ohjeiden noudattamatta jättämisenstä, vääränlaisesta käsittelystä (esim. rikkomisesta tai vuotavista paristoista) tai siitä, että ostaja on purkanut laitteen. Takuu ei myöskään oikeuta tekemään meitä kohtaan vahingonkorvausvaatimuksia.

Takuuvaatimusten esittäminen on mahdollista vain takuuikana ja edellyttää ostotodistusta. Takuuvaatimus edellyttää, että laite, ostotodistus ja vaatimuksen kuvaus lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Ruotsi

Lähettäjä maksaa laitteen toimittamisesta tehtaalleemme aiheutuvat kulut. Takuu ei rajoita ostajan lakiin perustuvia ja myyjään kohdistuvia vaatimuksia tai oikeuksia (esimerkiksi reklamaatiot ja valmistajavastuu).

Tärkeää tietoa: Mikäli esität takuuvaatimuksen, muista lisätä lähetykseen ostotodistus.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Ruotsi
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

UTILISATION PRÉVUE

Le NC° Thermometer (Gen 2) est un thermomètre numérique médical (en mode direct) qui permet aux personnes de mesurer elles-mêmes leur température basale. Cet appareil transfert la valeur mesurée sur l'application Natural Cycles via une interface Bluetooth 4.0. Il est destiné à être utilisé via l'application Natural Cycles. Il ne peut pas être utilisé avec d'autres applications.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'appareil peut uniquement être utilisé aux fins décrites dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages provoqués par une manipulation inappropriée.

Ne pas faire tomber le thermomètre. Il ne résiste pas aux coups, ni aux chocs.

Protéger l'appareil de la saleté, de la poussière, d'une exposition intense aux rayons du soleil ainsi que de la chaleur et du froid.

L'utilisation de l'appareil en dehors des conditions de fonctionnement prévues peut entraîner des mesures inexactes.

Avant chaque mesure, vérifier l'intégrité de la pointe de mesure. Une pointe de mesure endommagée risquerait de provoquer des blessures.

Ne pas mordre ni tordre la sonde de mesure. Cela peut entraîner des dommages ou des dysfonctionnements.

L'utilisation de cet appareil à proximité d'un téléphone mobile, d'une installation radioélectrique ou d'autres champs électromagnétiques puissants peut provoquer des dommages ou des dysfonctionnements. Toujours garder une distance minimale de 3,3 mètres entre le thermomètre et ces équipements. Dans le cas où ces conditions ne peuvent être respectées, merci de vérifier que l'appareil fonctionne correctement avant toute mesure.


Le thermomètre contient des petites pièces qui pourraient être avalées par les enfants. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.

Ne pas ouvrir l'appareil (excepté pour le changement de pile).

Retirer la pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Toujours conserver le thermomètre dans sa housse de protection.

Lorsque l'appareil est stocké à une température inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C, laissez-le au moins 2 heures à température ambiante avant de l'utiliser.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



① Pointe de mesure dorée


④ Touche Marche/Arrêt

② Touche Bluetooth

⑤ Compartiment de la pile

③ Écran rétro-éclairé

ÉCRAN D'AFFICHAGE



① Unité de température

④ Date

② Connexion des données par Bluetooth

⑤ Mode de stockage

③ Indicateur de charge de la pile

⑥ Synchronisation

⑦ Heure

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Avant la première mise en service de l'appareil, vous devez installer l'application Natural Cycles sur votre smartphone. Il est impossible de mettre en service le NC° Thermometer (Gen 2) sans l'application Natural Cycles. Téléchargez l'application Natural Cycles depuis l'App Store ou depuis Google Play.



Ouvrez l'application Natural Cycles Suivez ensuite les consignes décrites dans l'application.

Mettez désormais votre thermomètre en marche. Maintenez la touche Bluetooth appuyée pendant au moins 1 seconde.

L'appareil s'allume et passe automatiquement en mode « SET » (RÉGLAGE) pour régler la date et l'heure (Illustration 1).

FR La date et l'heure sont automatiquement synchronisées avec l'application Natural Cycles. L'appareil se connecte simultanément par Bluetooth à l'application (Illustration 2).

Lorsque la connexion est établie, « APP » s'affiche (Illustration 3).

Lorsque l'appareil ne peut pas établir de connexion avec l'application, il s'éteint après 60 secondes. Dans ce cas, vérifiez si la fonction Bluetooth de votre smartphone est activée et si l'application Natural Cycles est ouverte. Réessayez ensuite d'établir une connexion.

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Avant la mesure, retirez l'embout de protection transparent du thermomètre.

Mettez l'appareil en marche en maintenant appuyée la touche Marche/Arrêt pendant au moins 1 seconde. L'indication « On » (Marche) s'affiche sur l'écran (Illustration 1).



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3




Illustration 1




Illustration 1

L'appareil effectue alors un autotest interne ; tous les segments d'affichage apparaissent sur l'écran (Illustration 2).

Vérification du statut de transfert

L'appareil vérifie désormais si toutes les valeurs préalablement mesurées ont déjà été transférées sur l'application Natural Cycles. Il peut enregistrer temporairement jusqu'à 30 mesures.

Le nombre de valeurs mesurées qui n'ont pas encore été transférées s'affiche sur l'écran (Illustration 3).

Lorsque plus de 25 mesures enregistrées n'ont pas été transférées sur l'application Natural Cycles, le message « APP/FULL » (APP/PLEIN) s'affiche sur l'écran (Illustrations 4 et 5) pour vous rappeler que les valeurs mesurées peuvent immédiatement être transférées.

Lorsque vous effectuez plus de 30 mesures sans transférer les valeurs mesurées sur l'application, la valeur la plus ancienne est supprimée afin de faire de la place pour une nouvelle mesure.

Après vérification du statut de transfert, l'écran s'allume brièvement ou un signal sonore retentit. L'appareil est désormais prêt pour effectuer une nouvelle mesure.

Ne commencez en aucun cas une mesure avant que l'écran ne s'allume ou avant d'entendre le signal sonore (lorsque les signaux sonores sont activés). Afin de pouvoir effectuer correctement une mesure, le thermomètre doit être en mode de mesure.

Mesure de la température

Placez la pointe de mesure à droite ou à gauche sous la racine de la langue. La sonde de température doit être en contact avec le tissu.

Fermez la bouche et respirez doucement par le nez afin que les résultats de la mesure ne soient pas faussés par la respiration.

Tant que la température mesurée se situe en dessous de la plage de mesure (32,00 à 43,99 °C), l'indication « L » (pour Low = Bas) s'affiche sur l'écran (Illustration 6). Lors de la mesure, patientez un peu : la sonde



Illustration 2



Illustration 3



Illustration 4



Illustration 5




Illustration 6

FR doit d'abord passer de la température ambiante à la température corporelle.

Lors de la mesure, la température instantanée s'affiche sur l'écran. Attendez impérativement la fin de la mesure pour garantir l'exactitude de la valeur de la température.

Un long signal sonore indique la fin de la mesure. Lorsque les signaux sonores sont désactivés, vous pouvez reconnaître la fin de la mesure par l'allumage de l'écran. La valeur mesurée s'affiche sur l'écran (Illustration 7).

Si la température mesurée est supérieure à 37,50 °C, l'écran s'allume en jaune ou 10 tonalités rapprochées retentissent. La température et l'indication « HI » (pour High = Élevé ; alarme de fièvre, Illustration 8) s'affichent en alternance sur l'écran.

L'appareil cherche désormais à établir une connexion Bluetooth pour transférer la valeur mesurée sur l'application Natural Cycles. Assurez-vous que le smartphone se trouve à proximité, que le Bluetooth est activé et que l'application Natural Cycles est ouverte. Lorsque la connexion est établie, « APP » s'affiche (Illustration 9). Après le transfert des données, le thermomètre s'éteint automatiquement (Illustration 10).

Si l'appareil ne peut pas établir de connexion, la valeur mesurée sera enregistrée dans l'appareil jusqu'au prochain transfert. L'appareil peut enregistrer temporairement jusqu'à 30 valeurs mesurées. Le thermomètre s'éteint ensuite (Illustration 10).



Illustration 7



Illustration 8



Illustration 9



Illustration 10

TRANSFERT MANUEL DE DONNÉES VERS L'APPLICATION NATURAL CYCLES

Si les valeurs mesurées ne peuvent pas être transmises à l'application Natural Cycles immédiatement après la mesure (par exemple, si votre smartphone se trouve hors de portée d'une connexion Bluetooth ou si l'application Natural Cycles n'est pas ouverte), vous pouvez transférer ultérieurement les mesures vers l'application Natural Cycles. Procédez comme suit : Ouvrez l'application Natural Cycles sur votre smartphone.

L'appareil éteint, maintenez appuyée la touche Bluetooth pendant au moins 1 seconde et jusqu'à 5 secondes, jusqu'à ce que le symbole Bluetooth * apparaisse sur l'écran. Si vous maintenez la touche appuyée plus de 5 secondes, vous passez en mode Lecture de la mémoire.

L'appareil se connecte alors par Bluetooth à l'application (Illustration 1).



Illustration 1



Illustration 2

LECTURE DES VALEURS DE MESURE ENREGISTRÉES

Le thermomètre est équipé d'une mémoire de valeurs de mesure comportant 30 emplacements de mémoire. Les valeurs mesurées sont automatiquement enregistrées avec la date et l'heure de la mesure. La dernière valeur mesurée est enregistrée sur l'emplacement de mémoire 1, l'avant-dernière valeur mesurée est enregistrée sur l'emplacement de mémoire 2, et ainsi de suite. Lorsque plus de 30 mesures sont effectuées, la valeur la plus ancienne (n° 30) est supprimée pour que la nouvelle valeur (n° 1) puisse être enregistrée.

Les valeurs mesurées sont enregistrées dans l'application Natural Cycles et peuvent être analysées avec plusieurs autres informations supplémentaires.

Vous pouvez consulter les 30 dernières valeurs mesurées directement sur le NC° Thermometer (Gen 2). Procédez comme suit :

L'appareil éteint, maintenez appuyée la touche Bluetooth pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que le symbole M apparaisse sur l'écran. L'appareil passe en mode de stockage (Illustration 1).



Illustration 1



Illustration 2



Illustration 3

jour et l'heure s'affichent en alternance. Lorsque les valeurs mesurées sont transférées sur l'application Natural Cycles, le symbole  s'affiche.

En appuyant à nouveau sur la touche Bluetooth, vous allez chercher les mesures datant de plus longtemps (n° 2, n° 3...).

Lorsqu'aucune valeur de mesure n'est enregistrée, les indications suivantes s'affichent (Illustration 4) :




Illustration 4

INDICATEUR DE CHARGE DE LA PILE/CHANGEMENT DE LA PILE

L'appareil est équipé d'une pile au lithium de type CR2032.

Si le symbole de la pile  clignote sur l'écran lors de l'utilisation du thermomètre, la pile est faible (Illustration 1). Vous pouvez encore effectuer quelques mesures de la température mais vous devez vous procurer une pile de rechange.

Changez la pile dans les cas suivants :

Le voyant « Pile déchargée » (Illustration 2) s'affiche sur l'écran lors de la mise en marche du thermomètre. Vous ne pouvez plus effectuer de mesure de température avant d'avoir installé une nouvelle pile.

Rien ne s'affiche sur l'écran après avoir appuyé sur la touche Marche/Arrêt.

Débloquez le couvercle du compartiment de la pile en le tournant vers la gauche par l'intermédiaire du marquage et enlevez-le.

Retirez la pile usagée et installez la nouvelle pile (CR2032) en plaçant le signe « + » vers le haut.

Remettez le couvercle du compartiment de la pile en place et verrouillez-le.

Après un changement de pile, le thermomètre doit se connecter une fois à l'application Natural Cycles afin que la date et l'heure puissent à nouveau être synchronisées. Pour cela, ouvrez l'application Natural Cycles et mettez




Illustration 1






Illustration 2



Couvercle du compartiment de la pile débloqué



Couvercle du compartiment de la pile verrouillé

le thermomètre en marche. Sinon, il sera impossible d'effectuer une nouvelle mesure de la température.

Les valeurs mesurées et déjà enregistrées dans l'appareil sont conservées en cas de changement de pile.

CHANGEMENT DE L'APPAREIL

Chaque thermomètre NC° Thermometer (Gen 2) possède un numéro de référence unique qui est attribué à un utilisateur particulier. Cette attribution s'effectue lors de la première mise en service, au moment de la première synchronisation avec l'application Natural Cycles.

Si l'appareil devait être perdu ou défectueux, vous avez la possibilité d'attribuer un nouveau thermomètre NC° Thermometer (Gen 2) à votre compte utilisateur.


Accédez au menu principal de l'application Natural Cycles et suivez les instructions.

Remarque : lorsque vous changez l'appareil en cours de cycle, le cycle est désactivé dans l'application Natural Cycles. Pour votre sécurité, au cours d'un même cycle, l'application accepte uniquement des données mesurées à partir d'un seul et même appareil.


MESSAGES D'ERREUR




La température mesurée est supérieure à 43,99 °C et se situe donc en dehors de la plage de mesure.



La température mesurée est inférieure à 32,00 °C et se situe donc en dehors de la plage de mesure.



La température ambiante est supérieure à 40,00 °C et se situe donc en dehors des conditions de fonctionnement tolérées.



La température ambiante est inférieure à 10,00 °C et se situe donc en dehors des conditions de fonctionnement tolérées.



Alarme de fièvre. La température mesurée est supérieure à 37,5 °C.

APP
26**FULL**
26

La mémoire de l'appareil est pleine. Connectez le thermomètre à l'application Natural Cycles pour transférer les valeurs mesurées sur l'application.



Pile faible. Procurez-vous une pile de rechange.



Pile déchargée. Veuillez changer la pile.



Rien ne s'affiche lors de la mise en marche. Vérifiez que la pile est bien positionnée, dans le bon sens (+/-). Si l'erreur persiste, changez la pile.



Erreur de connexion Bluetooth.



Erreur de sonde. Si cette erreur apparaît de nouveau, veuillez vous adresser au Service clientèle de Natural Cycles.



La mesure a été interrompue prématurément. Recommencez la mesure et attendez la fin de la mesure avant de retirer le thermomètre du site de mesure.



Erreur d'étalonnage. Si cette erreur apparaît de nouveau, veuillez vous adresser au Service clientèle de Natural Cycles.



L'appareil est en mode de contrôle technique. Éteignez-le et rallumez-le quelques secondes après pour revenir en mode normal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type :	Thermomètre à maximum, mode direct
Points de mesure/points corporels de référence :	Rectal, oral, vaginal
Unité de température :	°C
Plage de mesure :	32,00 °C à 43,99 °C

Pécision :	± 0,05 °C entre 35,00 °C et 38,00 °C ± 0,10 °C pour les autres plages de température
Mémoire :	30 valeurs mesurées avec date et heure disponibles en mode de stockage
Conditions de fonctionnement :	Température ambiante entre 10 °C et 40 °C, humidité relative maximale entre 15 % et 95 %
Conditions d'entreposage et de transport :	-25 °C à +55 °C, humidité relative maximale entre 15 % et 95 %
Temps d'ajustement de la température de stockage minimale/maximale à la température de fonctionnement :	30 minutes
Pile :	1 pile CR2032, 3,0 V, sans mercure
Durée de vie de la pile :	Environ 400 mesures
Transfert des données :	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
Classification IP :	IP 67 : étanche à la poussière, protégé contre l'immersion temporaire
Durée de vie estimée :	5 ans
Dimensions :	137 mm × 32 mm × 15 mm (L×l×H)
Poids :	27 g avec pile

SERVICE APRÈS-VENTE

Seul le fabricant ou un service agréé est habilité à réparer l'appareil. Veuillez vous adresser à :

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Suède

info@naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Nous vous conseillons d'effectuer une révision technique de l'appareil tous les 5 ans. Elle peut être effectuée par UEBE Medical GmbH ou par tout autre service de maintenance autorisé.

EXPLICATION DES SYMBOLES

 Ce produit est conforme à la Directive 93/42/EWG du Conseil du 5 septembre 2007 relative aux dispositifs médicaux et porte le 0123 marquage CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Degré de protection contre les décharges électriques : TYPE BF



Respecter les consignes



Fabricant

IP 67 Étanche à la poussière, protégé contre l'immersion temporaire

LOT

Numéro de lot/numéro de charge

REF

Numéro de référence = numéro d'article

FR

ÉLIMINATION



Les piles et les équipements techniques usagés ne font pas partie des ordures ménagères et doivent être déposés dans les centres de collecte ou d'élimination prévus à cet effet.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le thermomètre avec un chiffon doux et de l'alcool isopropylique dilué avec de l'eau ou de l'eau savonneuse froide.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de détergent ou de solvant agressif, ni d'essence.

Le thermomètre peut être plongé dans de l'eau ou dans une solution de désinfection pour le nettoyage. Ne stérilisez pas l'appareil à l'eau bouillante, au gaz ou en autoclave.

Veillez à ce que la surface de la sonde de mesure et l'écran ne soient pas rayés.

Après le nettoyage de la sonde de mesure avec de l'alcool, patientez 5 minutes avant d'effectuer une mesure de température afin que le thermomètre puisse atteindre la température de fonctionnement nécessaire.

GARANTIE

L'appareil a été fabriqué avec le plus grand soin et soumis à un contrôle rigoureux. Si toutefois il devait présenter des défauts à la livraison, nous offrons une garantie aux conditions suivantes :

Pendant la durée de la garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, nous nous engageons à remédier, selon notre choix et à nos frais, aux défauts décelés, soit par une réparation dans notre usine, soit par le remplacement de l'appareil défectueux.

La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure normale des pièces, les dégâts causés par la non observation des consignes, la manipulation inappropriée (tension inadaptée, bris, piles usagées, etc.) et/ou le démontage de l'appareil par l'acquéreur. Sont en outre exclus de la garantie les demandes d'indemnisation à notre encontre.

Le droit à garantie ne peut s'appliquer que pendant la durée de la garantie et sur présentation d'une preuve d'achat. En cas de prise en charge au titre de la garantie, l'appareil doit être envoyé avec la preuve d'achat et une description de la réclamation à

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Suède

FR

Les frais de retour de l'appareil en usine sont pris en charge par l'expéditeur. Les réclamations non affranchies ne seront pas acceptées.

Les droits et prétentions légaux de l'acquéreur à l'encontre du vendeur, (réclamations pour défaut, responsabilité du producteur, etc.) ne sont pas limités par cette garantie.

En cas de prise en charge au titre de la garantie, vous devez impérativement joindre la preuve d'achat.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Suède
info@naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

A TERMÉK RENDELTELÉSÉ

Az NC° Thermometer (Gen 2) egy orvosi digitális hőmérő (közvetlen üzem-mód) az emberi test bazális hőmérsékletének a felhasználók által saját magukon elvégzett méréséhez. A készülék a mért értékeket Bluetooth 4.0 interfészen keresztül továbbítja a Natural Cycles alkalmazáshoz. A készü-léket a Natural Cycles alkalmazással együtt történő használatra terveztek. Más alkalmazásokkal történő használat nem lehetséges.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék kizárálag a használati útmutatóban leírt rendeltetésnek megfelelően használható. A gyártó nem felelős a szakszerűtlen használatból eredő károkért.

A hőmérőt ne ejtse le. Az ütésnek és annak hatásának nem ellenálló.

Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől és a közvetlen napfénytől.

A hőmérőnél a rögzítettektől eltérő módon előfordulhatnak pontatlan mérések.

Minden mérés előtt ellenőrizze a mérőcsúcs sértetlenségét. A sérült mérő-csúcs sérüléseket okozhat.

Ne harapjon rá, illetve ne hajlítsa el erősen a szenzort. Ez károsodáshoz és meghibásodáshoz vezethet.

Az eszköz hibás működéséhez vezethet, ha azt erős elektromágneses su-gárzást kibocsátó eszközök, például hordozható telefon, illetve mikrohul-lámú vagy egyéb készülékek közelében használja. Az ilyen készülékektől legalább 3,3 m-es távolságban használja a lázmérőt. Ha a minimális tá-volság nem tartható be, ellenőrizze az eszköz megfelelő működését annak használata előtt.

A készülék apró részeket tartalmaz, melyeket a gyerekek lenyelhetnek. A készüléktől a gyerekekkel távol kell tartani.


Ne nyissa ki a burkolatot. (kivéve elemcseré alkalmával)

Távolítsa el az elemet, ha a készüléket hosszabb időn át nem használja.

A hőmérőt minden felhelyezett védőkupakkal tárolja.

Ha a készüléket 10 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten tárolta, a használat előtt hagyja állni szabahőmérsékleten legalább 2 órán át.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



① Aranyozott mérőcsúcs


② Bluetooth gomb

③ Megvilágított kijelző

④ Be-ki gomb

⑤ Elemtartó rekesz

KIJELZŐ



① Hőmérséklet mértékegysége

② Bluetooth adatkapcsolat

③ Elem állapotjelzje

④ Dátum

⑤ Memória üzemmód

⑥ Szinkronizálás

⑦ Idő

A KÉSZÜLÉK ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A készülék első üzembe helyezése előtt telepítenie kell a Natural Cycles alkalmazást az okostelefonjára. Az NC° Thermometer (Gen 2) üzembe helyezése a Natural Cycles alkalmazás nélkül nem lehetséges. Töltsse le a Natural Cycles alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.



Nyissa meg a Natural Cycles alkalmazást, és kövesse a megjelenő utasításokat.

Most már üzembe helyezheti a hőmérőt. Ehhez tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a Bluetooth gombot. A készülék bekapcsol, és automatikusan SET üzemmódba lép a dátum és az idő beállításához (1. ábra). A dátum és az idő szinkronizálását a Natural Cycles alkalmazás automatikusan elvégzi. Ehhez a készülék Bluetooth használatával csatlakozik az alkalmazáshoz (2. ábra).

Sikeressé csatlakozás esetén megjelenik az „APP” kijelzés (3. ábra).

Ha a készülék nem tud kapcsolatot létesíteni az alkalmazással, 60 másodperc után kikapcsol. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció az okostelefonján, és elindult-e a Natural Cycles alkalmazást. Most próbáljon meg újra kapcsolatot létesíteni.

A HÖMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A mérés előtt vegye le a védőkupakot a hőmérőről. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a Be-ki gombot. A kijelzőn megjelenik az „On” (Be) felirat (1. ábra).

A készülék egy belső öntesztert hajt végre, eközben minden kijelzőszegmens láthatóvá válik (2. ábra).



1. ábra



2. ábra



3. ábra



1. ábra



2. ábra

Az átviteli állapot ellenőrzése

A készülék ellenőri, hogy minden korábbi mérési eredmény továbbításra került-e a Natural Cycles alkalmazáshoz. A készülék legfeljebb 30 mérést képes ideiglenesen tárolni.

A még nem továbbított mérési eredmények száma megjelenik a kijelzőn (3. ábra).

Ha több mint 25 tárolt mérés nem került átvitelre a Natural Cycles alkalmazásba, a kijelzőn megjelenik az „APP/FULL” üzenet (4. és 5. ábra), hogy emlékeztesse Önt a mérések alkalmazásba történő mielőbbi átvitelére.

Ha a mérési eredmények alkalmazásba történő átvitelre nélkül több mint 30 mérést végez, a legrégebbi érték törlésre kerül, ezzel a rendszer helyet szabadít fel az új mérés számára.

Az átviteli állapot ellenőrzése után a kijelző röviden felvillan, illetve hangjelzés hallható. A készülék most már készen áll egy új mérés elvégzésére.

Ne kezdjen mérni a kijelző felvillanása és a hangjelzés megszólalása előtt. A hőmérőnek a mérés megkezdésekor már mérési üzemmódban kell lennie ahhoz, hogy a mérés menetét helyesen rögzíteni tudja.

A hőmérséklet mérése

Helyezze a mérőcsúcsot bal vagy jobb oldalon a nyelvgyök alá. A hőmérséklet-érzékelőnek megfelelően érintkeznie kell a szövetekkel.

Csukja be a száját, és lélegezzen nyugodtan azorrán keresztül, hogy a mérési eredményt ne befolyásolja a légzés.

Amíg a mért hőmérséklet a mérési tartomány (32,00 és 43,99 °C között) alatt van, a kijelzőn az L (Low = alsacsny) jelzés látható (6. ábra). Legyen türelmes a mérés során. Az érzékelőnek először szobahőmérsékletről testhőmérsékletre kell melegednie.

A mérés során a kijelzőn az aktuális hőmérséklet jelenik meg. A hőmérsékletérték pontosságának biztosítása érdekében mindenkorban váron a mérés végéig.



3. ábra



4. ábra



5. ábra




6. ábra

A mérés végét egy hosszú hangjelzés jelzi. Kikapcsolt hangjelzések esetén a mérés vége a kijelző felvillanása alapján is megállapítható. A mérési eredmény megjelenik a kijelzőn (7. ábra).

Ha a hőmérő 37,50 °C-nál magasabb hőmérsékletet mér, a kijelző sárgán világít, illetve gyors egymásutánban 10 hangjelzés hallható. A kijelzőn felváltva látható a hőmérséklet és a „HI” felirat (lázriásztás, 8. ábra). A készülék most megröböl Bluetooth kapcsolatot létesíti, hogy a mért értéket továbbítsa a Natural Cycles alkalmazásnak. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja hatótávolságon belül van, a Bluetooth aktiválva van, és a Natural Cycles alkalmazás elindult. Sikeres csatlakozás esetén megjelenik az „APP” kijelzés (9. ábra). Az adatátvitelt követően a hőmérő automatikusan kikapcsol (10. ábra).

Ha a készülék nem tud kapcsolatot létesíteni, a mérési eredményt a későbbi továbbítás érdekében a készülék tárolja. A készülék akár 30 mérési eredményt képes ideiglenesen tárolni. A hőmérő ezután kikapcsol (10. ábra).



1. ábra

MANUÁLIS ADATÁTVITELA NATURAL CYCLES ALKALMAZÁSHOZ

Ha a mért értékeket nem lehet közvetlenül a mérés után továbbítani a Natural Cycles alkalmazásba (pl. ha az okostelefon nincs a Bluetooth funkció hatótávolságán belül, vagy a Natural Cycles alkalmazás nincs megnyitva), akkor a mérési eredményeket utólag is továbbíthatja a Natural Cycles alkalmazásba. Ehhez a következő módon járjon el:

Nyissa meg a Natural Cycles alkalmazást az okostelefonján.

A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot legalább 1, de legfeljebb 5 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik a Bluetooth szimbólum *. Ha a gombot 5 másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva, a Memórialekérdezés üzemmódba lép.

A készülék most már Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz (1. ábra).



1. ábra

Sikeres csatlakozás esetén megejlenik az „APP” kijelzés (2. ábra).

Ha a készülék nem tud kapcsolatot létesíteni a Natural Cycles alkalmazással, 60 másodperc után kikapcsol. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció az okostelefonján, és elindította-e a Natural Cycles alkalmazást, majd próbálja meg újra.

A TÁROLT MÉRÉSI EREDMÉNYEK LEKÉRDEZÉSE

A hőmérő 30 memóriahellyel rendelkezik. A mérési eredmények automatikusan a dátummal és az időponnal együtt kerülnek elmentésre. Az utolsóként mért érték az 1. memóriahelyen, az előzőleg mért érték a 2. memóriahelyen stb. tárolódik. Ha több mint 30 mérés történt, a legrégebbi érték (30.) törlésre kerül, hogy a legújabb értéket (1.) el lehessen menteni. A mérési eredmények a Natural Cycles alkalmazásban kerülnek tárolásra, ahol kényelmesen elemezhetők. Az utolsó 30 mérési eredményt közvetlenül az NC® Thermometer (Gen 2) is lekérdezheti. Ehhez a következő módon járjon el:

A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot legalább 5 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik az [M] szimbólum. A készülék Memória üzemmódba kapcsol (1. ábra).

Most az utolsóként mért, 1-es számmal jelölt érték jelenik meg. (2. ábra, 3. ábra). A mért érték az évszámmal, a hónap/nap és a pontos idővel váltakozva jelenik meg a kijelzőn. A [M] szimbólum jelenik meg a Natural Cycles App alkalmazásba továbbított mérési eredmények mellett.

A Bluetooth gomb ismételt megnyomásával a korábbi mérések (2., 3.) jeleníthetők meg.

Ha nincsenek tárolt mérési eredmények, a következő kijelző jelenik meg (4. ábra):



2. ábra



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra

ELEM ÁLLAPOTJELZŐJE/ELEMCSERE

A készülék CR2032 típusú, lítium elemmel működik. Ha a hőmérő használata közben az elem szimbólum  villog a kijelzőn, az elem töltöttsége alacsony (1. ábra). Néhány hőmérsékletmérés még elvégezhető, de érdekes készenlétben tartani egy tartalék elemet.

Cserélje ki az elemet,

ha a bekapcsolás után a kijelzőn az „Elem üres” (2. ábra) jelzés jelenik meg. Már nem végezhet több hőmérsékletmérést, anélkül hogy új elemet helyezne be. ha a Be-ki gomb megnyomása ellenére sem jelenik meg kijelzés a kijelzőn.

Nyissa ki az elemtártó rekesz fedelét a jelölés balra fordításával, és emelje le.

Vegye ki a régi elemet, és helyezzen be egy újat (CR2032) úgy, hogy a „+” jel felfelé nézzen.

Helyezze vissza az elemtártó rekesz fedelét és zárja le.

A dátum és az idő újbóli szinkronizálása érdekében az elem cseréje után a hőmérőnek egyszer csatlakoznia kell a Natural Cycles alkalmazáshoz. Ehhez nyissa meg a Natural Cycles alkalmazást, és kapcsolja be a hőmérőt. Ezt megelőzően nem lehet új hőmérsékletmérést végezni.

A készülékben már tárolt mérési eredmények az elem cseréjkor is maradnak.

KÉSZÜLÉKCSERE

Minden NC° Thermometer (Gen 2) egyedi aláírással rendelkezik, amely egy adott felhasználóhoz van rendelve. Ez a hozzárendelés az első üzembhez lézéskor történik, amikor a készülék először szinkronizál a Natural Cycles alkalmazással.

Ha a készülék elveszik vagy meghibásodik, lehetősége van arra, hogy egy új NC° Thermometer (Gen 2) rendeljen hozzá a felhasználói fiókjához.


Ehhez lépjön a Natural Cycles alkalmazás főmenüjébe, és kövesse az utasításokat.




1. ábra



2. ábra



Elemtártó rekesz
fedele nyitva



Elemtártó rekesz
fedele zárva

Vegye figyelembe a következőket: Ha egy cikluson belül cserél eszközt, az aktuális ciklus inaktivává válik a Natural Cycles alkalmazásban. Az Ön biztonságáért érdekel az alkalmazás egy cikluson belül csak egyetlen készülék mérési adatait fogadja el.


HIBAÜZENETEK




A mért hőmérséklet 43,99 °C felett van, ezért a mérési tartományon kívül esik.



A mért hőmérséklet 32,00 °C alatt van, ezért a mérési tartományon kívül esik.



A környezeti hőmérséklet meghaladja a 40,00 °C-ot, így kívül esik a megengedett működési tartományon.



A környezeti hőmérséklet nem éri el a 10,00 °C-ot, így kívül esik a megengedett működési tartományon.



Lázriasztás. Hőemelkedésnek a 37,5 °C feletti testhőmérséklet számít.



A készülék memóriája megtelt. Csatlakoztassa a hőmérőt a Natural Cycles alkalmazáshoz, továbbítsa a mérési eredményeket az alkalmazásba.



Az elem gyenge. Tartson készenlétben egy tartalék elemet.



Az elem üres. Cserélje ki az elemet.



Bekapcsolás után üres a kijelző. Ellenőrizze az elem megfelelő illeszkedését és polaritását (+/-). Ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki az elemet.



Bluetooth csatlakozási hiba

Er. 1

Érzékelőhiba. Ha ez visszatérően előfordul, kérjük, forduljon a Natural Cycles ügyfélszolgálatához.

Er. 2

A mérés idő előtt megszakadt. Ismételje meg a mérést, és várja meg a mérés végét, mielőtt eltávolítja a hőmérőt a mérési helyről.

Er. 3A

Kalibrálási hiba. Ha ez visszatérően előfordul, kérjük, forduljon a Natural Cycles ügyfélszolgálatához.

En

A készülék a technikai Ellenőrző üzemmódban van. Kapcsolja ki, majd néhány másodperc múlva ismét kapcsolja be a Normál üzemmódba történő visszatéréshez.

MŰSZAKI ADATOK

Típus:	Maximum hőmérő, közvetlen módon
Mérési helyek/referencek testtájak:	rektális, orális, vaginális
Hőmérséklet mértékegysége:	°C
Mérési tartomány:	32,00 °C - 43,99 °C,
Pontosság:	± 0,05 °C 35,00 °C és 38,00 °C között, ± 0,10 °C más hőmérséklet tartományban.
Memória:	30 mérési eredmény hozzáérhető a Memória üzemmódban dátummal és idővel
Működési feltételek:	Környezeti hőmérséklet 10-40 °C, Relatív páratartalom 15-95 %
Tárolási és szállítási feltételek:	Környezeti hőmérséklet -25 - 55 °C, Relatív páratartalom 15-95 %
A minimális/maximális tárolási hőmérséklettről az üzemi hőmérsékletre való átálláshoz szükséges időtartam:	30 perc
Elem:	1 x CR2032, 3,0 V, higanymentes
Elem élettartama:	kb. 400 mérés

Adatátvitel:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-besorolás:	IP 67: porvédett, időleges bemerítés ellen védett
Várható élettartam:	5 év
Méretek:	137 mm (Hö) x 32 mm (Szé) x 15 mm (Ma)
Tömeg:	27 g elemmel

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A készüléket csak a gyártó vagy egy kifejezetten erre felhatalmazott szolgáltató javíthatja. Kérjük, forduljon hozznák:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Svédország

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Javasoljuk a készülék 5 évente történő műszaki felülvizsgálatát. Ezt az ellenőrzést az UEBE Medical GmbH vagy az erre felhatalmazott szervizek végezhetik el.

JELMAGYARÁZAT

 Ez a termék megfelel az Európai Tanács orvosi berendezésekre vonatkozó 93/42/EC számú, 2007. szeptember 5-i direktívájának, és megtalálható rajta a CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH) jelzés.



Áramütés elleni védelem fokozata: TYP BF



Kérjük, tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat.



Gyártó



IP 67 Porvédett, időleges bemerítés ellen védett



Lot-szám/tételeszám



Referenciaszám = cikkszám

MEGSEMMSÍTÉS



Az elemeket és a műszaki berendezéseket nem szabad a háztartási szemettel együtt kidobni, hanem a megfelelő gyűjtő- és megsemmisítő helyen kell leadni.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A hőmérőt puha kendővel és vízzel hígított izopropil-alkohollal vagy hideg szappanos vízzel tisztítsa.

A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket vagy benzint.

A hőmérő tisztítás céljából vízbe vagy fertőtlenítő hatású oldatba merítető. Ne sterilizálja főzéssel, gázzal vagy gözzel történő autoklávozással.

Ügyeljen arra, hogy nehogy megkarcolja a mérőérzékelő és a kijelző felületét.

A mérőérzékelő alkohollal történő tisztítása után várjon 5 percert a következő hőmérsékletmérés előtt, hogy a hőmérő újra elérje a szükséges üzemi hőmérsékletet.

GARANCIA

HU A készüléket kellő gondossággal gyártották és tesztelték. Abban az esetben, ha a szállításkor mégis hibákat észlel, az alábbi feltételek mellett garanciát vállalunk:

A vásárlástól két évig tartó garancia időszakban fenntartjuk a jogot arra, hogy a hibát saját költségünkre kijavítsuk (a készülék gyárunkba való viszszaszállítását követően) vagy tökéletes pótkészüléket biztosítunk.

A garanciavállalás nem vonatkozik a szokásos elhasználódásnak kitett részekre, valamint a használati útmutató be nem tartásából eredő károsodásra, a nem megfelelő használatra (pl. törés, elemek szivárgása) és/vagy a készülék vásárló általi szétszerelésére. A garancia alapján nem lehet továbbá tölünk kártérítést követelni.

A garanciális igényeket csak a garanciaidő alatt, a vásárlást igazoló okmány bemutatása mellett lehet érvényesíteni. Garanciális igény esetén a készüléket a vásárlást igazoló okmánnyal és a panasz leírásával együtt az alábbi címre kell elküldeni:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Svédország

A gyár visszafizeti a készülék árát a feladónak. A visszaküldés költségeit a vevő fizeti.

A törvényes követeléseket és jogokat a vevő az eladóval szemben nem korlátozza ezt a garanciát (például: hiba követelések, a gyártó felelőssége). Figyelem: Garanciális igény érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló okmányra.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Svédország
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

FYRIRHUGUD NOTKUN

NC° Thermometer (Gen 2) er stafrænn hitamælir (með snertimælingu) sem er notaður til að mæla grunnhitastig líkamans á eigin spýtur. Tækið sendir mælingarnar yfir í Natural Cycles-appið í gegnum Bluetooth 4.0-tengingu. Tækið er ætlað til notkunar með Natural Cycles-appinu. Ekki er hægt að nota það með öðrum öppum.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Eingöngu má nota tækið í þeim tilgangi sem lýst er í þessum notkunarlæiðbeiningum. Framleiðandi ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangrar meðferðar.

Ekki missa hitamælirinn. Hann er ekki fall-né höggþolinn.

Hlífið tækinu við háum hita og beinu sórlarljósi.

Önnur en ætlud notkun hitamælisins getur leitt til ónákvæmra mælinga.

Fyrir hverja mælingu skal ganga úr skugga um að oddurinn á hitamælinum sé óskemmdur. Ef oddurinn á hitamælinum er skemmdur getur það valdið meiðslum.

Ekki má bíta í nemann eða beygja hann mikið. Það getur valdið skemmdum og trufunum á virkni.

Notkun tækisins nálgæt farsínum, örbylgjum eða öðrum tækjum með sterkt rafsegulsvið getur valdið bilunum. Haldið að minnsta kosti 3,3 metra fjarlægð frá slíkum tækjum meðan verið er að nota hitamælinn. Ef ekki er hægt að halda lágmarksfjarlægð þá vinsamlegast athugið hvort hitamælirinn virki rétt fyrir notkun.

Hitamælirinn inniheldur litla hluti sem börn gætu gleyst. Ekki leyfa bönum að nota tækið án eftirlits.


Ekki opna hylkið (nema til að skipta um rafhlöður).

Taka skal rafhlöðuna úr tækinu ef ekki á að nota það í lengri tíma.

Alltaf skal geyma hitamælinn í hulstrinu.

Ef tækið hefur verið geymt við hitastig undir 10 °C eða yfir 40 °C skal hafa það í herbergishita í að minnsta kosti 2 klukkustundir áður en það er notað.

LÝSING Á TÆKINU



① Gylltur oddur


② Bluetooth-hnappur

③ Upplýstur skjár

④ Hnappur til að kveikja og slökva

⑤ Rafhlöðuhólf

SKJÁR



① Mælieining hitastigs

② Bluetooth-gagnatenging

③ Rafhlöðuvísir

④ Dagsetning

⑤ Minnisstilling

⑥ Samstilling

⑦ Tími

TÆKIÐ TEKIÐ Í NOTKUN

Áður en þú byrjar að nota tækið þarf að setja Natural Cycles-appið upp í farsímanum. Ekki er hægt að nota NC° Thermometer (Gen 2) án Natural Cycles-appsins.

Sæktu Natural Cycles-appið í App Store eða í Google Play.



Opnaðu Natural Cycles-appið. Fylgdu leiðbeiningunum í appinu.

Byrjaðu síðan að nota hitamælinn. Til þess skaltu halda Bluetooth-hnappinum inni í að minnsta kosti eina sekúndu.

Tækið kveikir á sér og skiptir sjálfkrafa yfir í SET-stillingu til að stilla dagsetningu og tíma (mynd 1).

Dagsetning og tími eru samstílt sjálfkrafa við Natural Cycles-appið. Til þess tengist tækið við appið með Bluetooth (mynd 2).

Pegar tengingu hefur verið komið á birtist textinn „APP“ á skjánum (mynd 3).

Ef tækinu tekst ekki að koma á tengingu við appið slekkur það á sér eftir 60 sekúndur. Ef þetta gerist skaltu athuga hvort kveikt er á Bluetooth í farsímanum og hvort búið er að opna Natural Cycles-appið. Reyndu síðan aftur að koma á tengingu.

HITINN MÆLDUR

Áður en þú mælir þig skaltu taka hitamælinn úr glæra hulstrínu.

Kveiktu á tækinu með því að halda hnappinum til að kveikja og slökkva inni í að minnsta kosti eina sekúndu. Textinn „On“ birtist á skjánum (mynd 1).

Tækið framkvæmir nú sjálfsprófun og öllatriði eru sýnd á skjánum (mynd 2).



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 1



Mynd 2

Staða gagnaflutnings athuguð

Því næst athugar tækið hvort búið er að senda allar fyrri mælingar yfir í Natural Cycles-appið. Tækið getur geymt að hámarki 30 mælingar í biðminni.

Á skjánum er sýnt hversu margar mælingar er ekki búið að senda (mynd 3).

Ef ekki er búið að senda meira en 25 vistaðar mælingar yfir í Natural Cycles-appið birtist tilkynningin „APP/FULL“ (mynd 4 og 5) á skjánum til að minna þig að að senda mælingarnar sem fyrst yfir í appið.

Ef þú gerir yfir 30 mælingar án þess að senda niðurstöðurnar í appið er elstu mælingunni eytt til að búa til pláss fyrir nýja.

Pegar búið er að athuga stöðu gagnaflutnings logar ljósíð á skjánum í stutta stund eða hljóðmerki heyrist. Þá er tækið tilbúið fyrir nýja mælingu.

EKKI skal byrja á mælingunni fyrr en skjáinn lýsist upp eða hljóðmerki heyrist (ef kveikt er á hljóðmerkjum). Pegar byrjað er að mæla þarf hitamælinn þegar að vera í mælingarstillingu til þess að geta skráð framvindu mælingarinnar á réttan hátt.



Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5

Hitinn mældur

Settu oddinn á hitamælinum vinstra eða hægra megin undir tungurótina. Hitaneminn verður að vera í góðri snertingu við líkamsvef.

Lokaðu munninum og andaðu rólega í gegnum nefið svo öndunin truflí ekki mælinguna.

Svo lengi sem mælda hitastigið er undir mörkum mælisviðsins (32,00 til 43,99 °C) er stafrunn „L“ (Low = lágt) á skjánum (mynd 6). Sýna þarf dálitla polinmæði á meðan mælingin fer fram. Hitaneminn þarf fyrst að ná að hitna úr herbergishita upp í líkamshita.



Mynd 6

Meðan á mælingunni stendur er hitastigið hverja stundina sýnt á skjánum. Biða verður þar til mælingunni lýkur til að tryggja að hún sýni nákvæmt hitastig.

Pegar mælingunni lýkur er það gefið til kynna með löngu hljóðmerki. Ef slökkt er á hljóðmerkjum lýsist skjáinn upp til að gefa til kynna að

mælingunni sé lokið. Mælda hitastigið er sýnt á skjánum (mynd 7).

Ef hitamælirinn mælir hátt hitastig yfir $37,50^{\circ}\text{C}$ logar skjáinn í gulum lit eða 10 hljóðmerki heyrast hratt í röð. Skjáinn sýnir til skiptis hitastigið og textann „Hi“ (hitastiðvörun, mynd 8).

Tækið reynir nú að koma á Bluetooth-tengingu til þess að senda mælinguna yfir í Natural Cycles-appið. Gakktu úr skugga um að farsíminn sé innan móttökusvæðis, kveikt sé á Bluetooth og búið sé að opna Natural Cycles-appið.

Pegar tengingu hefur verið komið á birtist textinn „APP“ á skjánum (mynd 9). PEGAR gagnaflutningnum er lokið slekkr hitamælirinn sjálfkrafa á sér (mynd 10). Ef tækinu tekst ekki að koma á tengingu er mælingin vistuð í tækinu svo hægt sé að senda hana síðar. Tækið getur vistað allt að 30 mælingar í biðminni. Að því loknu slekkr hitamælirinn á séri (mynd 10).

GÖGN FLUTT HANDVIRKT YFIR Í NATURAL CYCLES-APPID

Ef ekki er hægt að senda niðurstöðurnar beint yfir í Natural Cycles-appið þegar mælingunni lýkur (t.d. ef farsíminn er ekki innan móttökusvæðis yfir Bluetooth eða ef ekki er búið að opna Natural Cycles-appið) getur þú sent niðurstöður mælingarinnar yfir í Natural Cycles-appið síðar. Það er gert með eftirfarandi hætti:

Opnaðu Natural Cycles-appið í farsímanum.

Hafðu slökkt á tækinu og haltu Bluetooth-hnappinum inni í 1-5 sekúndur, þar til Bluetooth-táknið * birtist á skjánum. Ef hnappinum er haldid inni í meira en 5 sekúndur er sett í stillingu til að sækja gögn úr minni. Nú tengist tækið við appið með Bluetooth (mynd 1). PEGAR tengingu hefur verið komið á birtist textinn „APP“ á skjánum (mynd 2).

Ef tækinu tekst ekki að koma á tengingu við Natural Cycles-appið slekkr það að sér eftir 60 sekúndur. Ef



Mynd 10



Mynd 2

þetta gerist skaltu athuga hvort kveikt er á Bluetooth í farsímanum og hvort búið er að opna Natural Cycles-appið. Reyndu síðan aftur.

VISTAÐAR MÆLINGAR SÓTTAR ÚR MINNI

Hitamælirinn getur vistað 30 mælingar í minni. Niðurstöður mælingarinnar eru vistaðar sjálfkrafa ásamt dagsetningu og tíma þegar mælingin fór fram. Síðasta mælingin er vistuð í stæði 1 í minninu, næsta mæling þar á undan í stæði 2 og svo framvegis. Þegar meira en 30 mælingar hafa farið fram er elstu mælingunni (nr. 30) eytt svo hægt sé að vista nýjustu mælinguna (nr. 1).

Mælingarnar eru vistaðar í Natural Cycles-appinu þar sem hægt er að greina þær á þægilegan hátt.

Einnig er hægt að kalla fram niðurstöður síðustu 30 mælinga beint í NC° Thermometer (Gen 2). Það er gert með eftirfarandi hætti:


Hafðu slökkt á tækinu og haltu Bluetooth-hnappinum inni í að minnsta kosti 5 sekúndur þar til táknið [M] birtist á skjánum. Tækið fer í minnisstillingu (mynd 1). Það er sýnd síðasta mæling í stæði nr. 1 (mynd 2, mynd 3). Skjáinn sýnir til skiptis niðurstöður mælingarinnar og ártal, mánuð/dag og tíma. Ef búið er að senda mælingar yfir í Natural Cycles-appið er það gefið til kynna með táknum [M].

Ytt er endurtekið á Bluetooth-hnappinn til að kalla fram mælingar lengra aftur í tímann (nr. 2, nr. 3 o.s.fr.). Ef engar mælingar hafa verið vistaðar sýnir skjáinn eftirfarandi (mynd 4):


RAFHLOÐUVÍSIR / SKIPT UM RAFHLÖÐU

Í tækinu er lítiúmrafhlæða af gerðinni CR2032.

Ef rafhlöðutákninu [M] blikkar á skjánum meðan á notkun hitamælisins stendur er lítil hleðsla eftir að rafhlöðunni (mynd 1). Hægt er að framkvæma nokkrar mælingar í viðbót, en hafa ætti aðra rafhlöðu til taks.




Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4



Mynd 1

Skipta skal um rafhlöðuna:

Ef táknið fyrir tóma rafhlöðu (mynd 2) birtist á skjánum þegar kveikt er á tækinu. Setja verður nýja rafhlöðu í hitamælinn til þess að geta notað hann.

Ef ekki kvíknar á skjánum jafnvel þótt ýtt sé á hnappinn til að kveikja og slökkvá.


Taktu lokið á rafhlöðuhólfinu úr láss með því að snúa því til vinstri yfir merkinguna og lyftu síðan lokinu af.

Taktu gömlu rafhlöðuna úr og settu nýja rafhlöðu (CR2032) í þannig að táknið, + "snúi upp.


Settu lokið aftur á rafhlöðuhólfið og snúðu því í læsta stöðu.

Eftir að skipt er um rafhlöðu þarf hitamælirinn að tengjast einu sinni við Natural Cycles-appið til þess að hægt sé að samstilla dagsetningu og tíma að nýju. Til þess skal opna Natural Cycles-appið og kveikja á hitamælinum. Ekki er hægt að nota hitamælinn fyrr en að þessu loknu.

Vistaðar mælingar haldast áfram í minni þegar skipt er um rafhlöðu.




Lok á rafhlöðu-hólfi ólæst



Lok á rafhlöðu-hólfi læst



ErH



ErL



H1



APP




FULL




Er.bt*



Er.I



Er.2



Er.CA

Hitastig sem er mælt, er undir 32,00 °C og er því utan mælisviðs.

Umhverfishitastig er yfir 40,00 °C og þar með utan leyfilegra marka fyrir notkun.

Umhverfishitastig er undir 10,00 °C og þar með utan leyfilegra marka fyrir notkun.

Hitaviðvörun. Hár hiti yfir 37,5 °C mældist.

Minni tækisins er fullt. Tengdu hitamælinn við Natural Cycles-appið til að senda mælingarnar yfir í appið.

Lítil hleðsla er eftir á rafhlöðunni. Hafðu aðra rafhlöðu til taks.

Rafhlaðan er tóm. Skiptu um rafhlöðu.

Ekki kvíknar á skjánum þegar kveikt er á tækinu. Gakk tu úr skugga um að rafhlaðan hafi verið sett rétt í og snúi rétt (+/-). Ef vandamálið er áfram fyrir hendi skal skipta um rafhlöðuna.

Villa í Bluetooth-tengingu.

Skynjaravilla. Ef villan kemur ítrekað upp skaltu hafa samband við notendabjónustu Natural Cycles.

Mælingunni var hætt of snemma. Endurtaktu mælinguna og bíddu þar til henni lýkur áður en hitamælirinn er tekinn frá mælistaoðnum.

Kvörðunarvilla. Ef villan kemur ítrekað upp skaltu hafa samband við notendabjónustu Natural Cycles.

SKIPT UM TÆKI

Hver NC° Thermometer (Gen 2) er með einkvæmt auðkenni sem er úthlutað tilteknun notanda. Þessi úthlutun fer fram þegar hitamælirinn er tekinn í notkun og er samstíltur við Natural Cycles-appið í fyrsta sinn. Ef tækið týnist eða bílar getur þú tengt nýjan NC° Thermometer (Gen 2) við notandareikninginn þinn.

Til þess skaltu fara í aðalvalmynd Natural Cycles-appsins og fylgja leiðbeiningunum sem þar koma fram.

Athugaðu: Ef þú skiptir um tæki innan tíðahrings verður yfirstandandi tíðahringur óvirkur í Natural Cycles-appinu. Af öryggisástæðum tekur appið eingöngu við mælingum frá einu tilteknu tæki innan sama tíðahrings.

VILLUBOD



Hitastig sem er mælt, er yfir 43,99 °C og er því utan mælisviðs.

Tækið er í tæknilegri prófunarstillingu. Slökktu á tækinu og kveiktu síðan aftur á því eftir nokkrar sekúndur til að fara aftur í venjulega stillingu.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Tegund:	Hámarks hitamælir, bein stilling
Mælistærðir / viðmiðunarstaðir á líkamanum:	endaþarmur, munnur, leggöng
Mælieining hitastigs:	°C
Mælisvið:	32.00 °C til 43.99 °C
Nákvæmni:	± 0.05 °C á milli 35.00 °C og 38.00 °C, ± 0.10 °C á öðrum hitamælisvæðum.
Minni:	Í minnisstillingu er hægt að kalla fram 30 mælingar með dagsetningu og tíma
Rekstrarskilyrði:	Umhverfishiti 10 til 40 °C, rakastig 15 til 95%
Geymslu- og flutningsskilyrði:	Umhverfishiti -25 til 55 °C, rakastig 15 til 95 %
Tími fyrir aðlögun að notkunarhitastigi úr minnsta/ mesta geymsluhitastigi:	30 mínútur
Rafhlaða:	1 x CR2032, 3,0 V, án kvikasilfurs
Endingartími rafhlöðu:	u.b.b. 400 mælingar
Gagnaflutningur:	Bluetooth 4.0 LE (Low Energy)
IP-flokkun:	IP 67: rykþétt, varið gegn því að vera dýft ofan í vökva í stutta stund
Væntanlegur endingartími:	5 ár
Mál:	137 mm (L) x 32 mm (B) x 15 mm (H)
Pyngd:	27 g með rafhlöðu

NOTENDAPJÓNUSTA

Viðgerð á tækinu má eingöngu fara fram hjá framleiðanda eða hjá aðila sem hefur sérstaka heimild til að annast sliðar viðgerðir. Hafa skal samband við:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Sweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Við mælum með því að tæknileg skoðun á tækinu fari fram á 5 ára fresti. Þessi skoðun getur ýmist farið fram hjá UEBE Medical GmbH eða hjá viðurkenndum þjónustuaðilum.

SKÝRING Á TÁKNUM



Pessi vara er í samræmi við 93/42/EB tilskipun ráðsins frá 5. september 2007 varðandi lækningatæki, og ber merkið CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Verndunarstig gegn raflosti: BF TEGUND



Vinsamlegast fylgdu notkunarleiðbeiningum



Framleiðandi



IP 67: Rykþétt, varið gegn því að vera dýft ofan í vökva í stutta stund



Lotunúmer



Tilvísunarnúmer = vörunúmer

FÖRGUN



EKKI MÁ FARGA RAFHLÖÐUM OG TÆKNIBÚNAÐI MEÐ HEIMILISSORPI HELDUR BER AÐ SKILA ÞEIM Á VIÐEIGANDI SÖFNUNAR- OG FÖRGUNARSTAÐI.

ÞRIF OG UMHIRDA

Hreinsa skal hitamælinn með mjúkum klút og vatnsþynntu ísóprópanóli eða með köldu sápuvatni.

EKKI SKAL NOTA TÆRANDI HREINSIEFNI, LEYSIEFNI EÐA BENNSÍN VIÐ ÞRIF.

Dýfa má hitamælinum í vatn eða sótthreinsilausn til að hreinsa hann. EKKI MÁ DAUDHREINSA MEÐ SUÐU, GAS- EÐA GUFUSÆFINGU.

Gæta verður þess að rispa ekki yfirborðið á hitanemanum og skjánum.

Eftir að hitaneminn er þrifinn með alkóholi skal bíða í 5 mínútur áður en hitamælirinn er notaður svo hann geti aftur náð nauðsynlegu notkunarhitastigi.

ÁBYRGÐ

Fyllstu vandvirkni var gætt við framleiðslu og prófanir á tækinu. Reynist tækið engu að síður vera gallað við afhendingu veitum við ábyrgð með eftirfarandi skilyrðum:

Á ábyrgðartímabilinu, 2 árum frá kaupdegi, lagfærum við galla hvernig sem okkur hentar og á okkar eigin kostnað í verksmiðju okkar með viðgerðarvinnu, eða með því að skipta út og afhenda ógallað tæki.

Ábyrgðin nær ekki til venjulegs slits á slithlutum eða skemmdum sem komnar eru til vegna þess að notkunarleiðbeiningum er ekki fylgt, óviðeigandi meðhöndlun (t.d. brotskemmdir, rafhlöðuleki) eða ef kaupandi hefur tekið tækið í sundur. Enn fremur, ábyrgðin er ekki ástæða til að sækjast eftir skaðabótakröfum á hendur okkur.

Ábyrgðarkröfum er aðeins hægt að færa fram á ábyrgðartímabilinu og með því að leggja fram sönnun fyrir kaupum. Ef um ábyrgðarkröfu er að ræða verður að senda tækið á eftirfarandi heimilisfang ásamt sönnun fyrir kaupum og kvörtunarlýsingu:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Sweden

Sendandi skal bera kostnað af því að senda tækið aftur til verksmiðju okkar. Lögbundnar kröfur og réttindi kaupanda á hendur seljanda (til dæmis, kröfur vegna galla, ábyrgð framleiðanda) eru ekki takmarkaðar við þessa ábyrgð.

Vinsamlegast athugið: Ef að ábyrgðarkröfu kemur er nauðsynlegt að sönnun fyrir kaupum fylgi.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Sweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO

Il NC° Thermometer (Gen 2) è un termometro digitale medico (modalità diretta) per l'autonomisurazione della temperatura basale umana. Il dispositivo trasmette i valori misurati tramite un'interfaccia Bluetooth 4.0 all'app Natural Cycles. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso con l'app Natural Cycles. Non è possibile utilizzare il termometro con altre app.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo descritto in queste istruzioni per l'uso. Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

Non far cadere il termometro. Non è resistente agli urti e alle cadute.

Proteggere l'apparecchio da sporcizia e polvere, da forte irraggiamento solare, calore e freddo.

L'utilizzo in condizioni di funzionamento diverse da quelle previste può determinare misurazioni imprecise.

Prima di ogni misurazione, verificare l'integrità della punta del termometro. Una punta danneggiata può causare lesioni.

Non mordere o piegare il sensore di misurazione, si potrebbero causare danneggiamenti e malfunzionamenti.

IT
L'uso di questa apparecchiatura in prossimità di telefoni cellulari, radio o altri forti campi elettromagnetici può comportare interferenze e malfunzionamenti. Durante l'uso mantenere una distanza minima di 3,3 m da tali apparecchi. Qualora non sia possibile rispettare la distanza minima, verificare il corretto funzionamento del dispositivo prima di utilizzarlo.

Il termometro contiene componenti di piccole dimensioni che possono essere ingeriti dai bambini. Non lasciare il dispositivo incustodito in presenza di bambini.


Non aprire il dispositivo (eccetto per la sostituzione della batteria).

Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Conservare sempre il termometro con il coperchio protettivo inserito.

Se il dispositivo è stato conservato a temperature inferiori a 10 °C o superiori a 40 °C, lasciarlo riposare per almeno 2 ore a temperatura ambiente prima di utilizzarlo.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO



① Punta di misurazione dorata


④ Tasto ON-OFF

② Tasto Bluetooth

⑤ Vano batterie

③ Display illuminato

DISPLAY



① Unità di temperatura

⑤ Modalità di memorizzazione

② Collegamento dati Bluetooth

⑥ Sincronizzazione

③ Visualizzazione batteria

⑦ Ora

④ Data

PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è necessario installare l'app Natural Cycles sullo smartphone. Non è possibile utilizzare il NC[®] Thermometer (Gen 2) senza l'app Natural Cycles.
Scaricare l'app Natural Cycles dall'App Store o da Google Play.



Aprite l'app Natural Cycles. Seguire le indicazioni contenute nell'app.

Ora mettere in funzione il termometro. Per fare ciò, tenere premuto il tasto Bluetooth per almeno 1 secondo. Il dispositivo si accende e passa automaticamente in modalità SET per l'impostazione della data e dell'ora (Fig. 1).

Data e ora vengono sincronizzate automaticamente dall'app Natural Cycles. A tale scopo, il dispositivo si collega all'app tramite Bluetooth (Fig. 2).

Se il collegamento è stato eseguito correttamente, appare l'indicazione "APP" (Fig. 3).

Se il dispositivo non è in grado di connettersi all'app, si spegne dopo 60 secondi. In questo caso, verificate che la funzione Bluetooth dello smartphone sia attivata e che l'app Natural Cycles sia avviata. Ora provate di nuovo a stabilire una connessione.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Prima della misurazione, rimuovere il cappuccio trasparente dal termometro.

Accendete l'apparecchio tenendo premuto il tasto on/off per almeno 1 secondo. Sul display appare l'indicazione "On" (Fig. 1).

Il dispositivo esegue ora un autotest interno; vengono visualizzati tutti i segmenti del display (Fig. 2).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 1



Figura 2

Controllo dello stato di trasmissione

Ora l'apparecchio verifica se tutti i precedenti valori di misura sono già stati trasferiti all'app Natural Cycles. Il dispositivo può memorizzare temporaneamente un massimo di 30 misurazioni.

Il numero dei valori misurati non ancora trasmessi viene visualizzato sul display (Fig. 3).

Se più di 25 misurazioni memorizzate non sono state trasferite all'app Natural Cycles, sul display compare il messaggio "APP/FULL" (figg. 4 e 5) per ricordarvi di trasferire i valori di misurazione all'app nel più breve tempo possibile.

Se si eseguono più di 30 misurazioni senza trasferire i valori misurati all'app, il valore più vecchio viene cancellato per lasciare spazio a una nuova misurazione.

Dopo la verifica dello stato della trasmissione il display si illumina brevemente o viene emesso un segnale acustico. Il dispositivo è ora pronto per eseguire una nuova misurazione. Non iniziare in nessun caso la misurazione prima che il display si sia illuminato o prima di aver sentito il segnale acustico (in caso di segnali acustici attivati). Per poter acquisire correttamente l'andamento della misurazione, il termometro deve essere in modalità misurazione sin all'inizio della misurazione.



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Misurazione della temperatura

Posizionare la punta di misurazione a sinistra o a destra sotto la radice della lingua. Il sensore di temperatura deve avere un buon contatto con le mucose.

Chiudere la bocca e respirare con calma attraverso il naso in modo che il risultato della misurazione non sia influenzato dall'aria respirata.

Finché la temperatura misurata è ancora al di sotto del campo di misura (da 32,00 a 43,99 °C), il display visualizza L (Low=basso) (fig. 6). Abbiate un po' di pazienza durante la misurazione. Il sensore deve prima riscaldarsi passando dalla temperatura ambiente a quella corporea.



Figura 6

Durante la misurazione, sul display viene visualizzata la temperatura corrente. È importante attendere la fine della misurazione per essere certi della precisione del valore della temperatura.

La fine della misurazione è indicata da un segnale acustico prolungato. In caso di segnali acustici disattivati, la fine della misurazione è indicata dall'illuminazione del display. Il valore misurato viene visualizzato sul display (fig. 7).

Se il termometro misura una temperatura elevata, oltre i 37,50 °C, il display si illumina di giallo e verranno emessi 10 segnali acustici in rapida successione. Sul display compariranno alternativamente la temperatura e il simbolo "Hi" (allarme febbre, Fig. 8).

Il dispositivo tenta ora di stabilire una connessione Bluetooth per trasferire il valore misurato all'app Natural Cycles. Assicuratevi che lo smartphone sia nel raggio d'azione, che il Bluetooth sia attivato e che l'app Natural Cycles sia avviata.

Se il collegamento è stato eseguito correttamente, appare l'indicazione "APP" (Fig. 9). Dopo la trasmissione dei dati, il termometro si spegne automaticamente (Fig. 10).

Se il dispositivo non è in grado di stabilire un collegamento, il valore misurato viene memorizzato nell'apparecchio per essere trasmesso in un secondo tempo. Il dispositivo può memorizzare temporaneamente fino a 30 valori di misurazione. Poi il termometro si spegne (Figura 10).

TRASMISSIONE MANUALE DEI DATI ALL'APP NATURAL CYCLES

Se non è possibile trasmettere i valori misurati all'app Natural Cycles subito dopo la misurazione (ad es. se lo smartphone non si trova nel raggio d'azione del Bluetooth o l'app Natural Cycles non è aperta), è possibile trasmetterli all'app anche successivamente. Per fare ciò, procedere come segue:

Aviare l'app Natural Cycles sul proprio smartphone.

Con il dispositivo spento, tenere premuto il tasto Bluetooth per almeno 1 secondo e non più di 5 secondi, finché sul display non appare il simbolo



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10

Bluetooth *. Se premete e tenete premuto il tasto per più di 5 secondi, accederete alla modalità di richiamo della memoria.

Il dispositivo si connette ora all'applicazione tramite Bluetooth (figura 1).

Se il collegamento è stato eseguito correttamente, appare l'indicazione "APP" (Fig. 2).

Se il dispositivo non è in grado di connettersi all'app Natural Cycles, si spegne dopo 60 secondi. In questo caso, verificate se la funzione Bluetooth del vostro smartphone è attivata e l'app Natural Cycles è avviata e riprovate.



Figura 1



Figura 2

CONSULTAZIONE DEI DATI DI MISURAZIONE SALVATI

Il termometro dispone di una memoria dei valori di misurazione con 30 posizioni. I valori misurati vengono salvati automaticamente insieme alla data e all'ora della misurazione. L'ultimo valore misurato viene memorizzato nella posizione di memoria 1, il valore misurato in precedenza nella posizione di memoria 2, ecc... Se sono state effettuate più di 30 misurazioni, il valore più vecchio (n. 30) viene cancellato per poter salvare il valore più recente (n. 1).

I valori misurati sono memorizzati nell'app Natural Cycles e possono essere analizzati comodamente con molte altre informazioni supplementari.

È inoltre possibile recuperare gli ultimi 30 valori misurati direttamente dal NC° Thermometer (Gen 2). Per fare ciò, procedere come segue:

Con il dispositivo spento, tenere premuto il tasto Bluetooth per almeno 5 secondi fino alla visualizzazione dell'icona M sul display. Il dispositivo passa alla modalità di memorizzazione (Fig. 1).

Ora viene visualizzato il valore n. 1 misurato per ultimo (Fig. 2, Fig. 3). Esso compare sul display alternativamente con l'anno, il mese/giorno e l'ora. Per i valori misurati trasmessi all'app Natural Cycles viene visualizzato il simbolo C.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Premendo ripetutamente il tasto Bluetooth, è possibile richiamare le misurazioni precedenti (n. 2, n. 3...). Se non sono memorizzati valori di misurazione, appare il seguente display (Fig. 4):



Figura 4

VISUALIZZAZIONE DELLA BATTERIA/SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Il dispositivo è dotato di una batteria al litio tipo CR2032. Se, mentre il termometro è in uso, il simbolo della batteria lampeggi sul display, la batteria sta scaricandosi (Figura 1). Potete eseguire ancora alcune misurazioni, ma dovreste tenere a portata di mano una batteria di riserva.

Sostituire la batteria,

se dopo l'accensione appare sul display il messaggio "Batteria scarica" (Fig. 2). Non è possibile eseguire misurazioni della temperatura fino a quando non si inserisce una nuova batteria.

se sul display non viene visualizzata alcuna indicazione nonostante si sia premuto il pulsante On/Off.

Sbloccate il coperchio della batteria ruotandolo verso sinistra oltre il segno e sollevatelo.

Rimuovete la vecchia batteria e inserite una nuova (CR2032) con il segno "+" rivolto verso l'alto.

Riposizionate il coperchio della batteria e bloccatelo.

Dopo aver sostituito la batteria, il termometro deve essere collegato all'app Natural Cycles, in modo che la data e l'ora possano essere nuovamente sincronizzate. Avviare, quindi, l'app Natural Cycles e accendere il termometro. Prima di ciò non sono possibili nuove misurazioni della temperatura.

I valori misurati già memorizzati nell'apparecchio vengono mantenuti anche in caso di sostituzione della batteria.






Figura 1



Figura 2



Coperchio del vano batteria sbloccato



Coperchio del vano batteria bloccato

SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO

Ogni termometro NC° Thermometer (Gen 2) ha una firma univoca assegnata a un utente specifico. Questa assegnazione viene effettuata durante la messa in funzione iniziale nel corso della prima sincronizzazione con l'app Natural Cycles.

In caso di smarrimento o guasto del dispositivo, è possibile assegnare un nuovo NC° Thermometer (Gen 2) all'account utente.

Per fare ciò, andare al menu principale dell'app Natural Cycles e seguire le istruzioni.

Attenzione: se cambiate il dispositivo all'interno di un ciclo, il ciclo corrente nell'app Natural Cycles diventa inattivo. Per la vostra sicurezza, all'interno di un ciclo l'app accetta solo i dati misurati da un unico dispositivo.


MESSAGGI DI ERRORE




La temperatura rilevata è superiore a 43,99 °C e perciò al di fuori del range di misurazione.



La temperatura rilevata è inferiore a 32,00 °C e perciò al di fuori del range di misurazione.



La temperatura ambiente è superiore a 40,00 °C e quindi al di fuori delle condizioni di funzionamento consentite.



La temperatura ambiente è inferiore a 10,00 °C e quindi al di fuori delle condizioni di funzionamento consentite.




Allarme in caso di febbre. Aumento della temperatura misurato a partire da 37,5 °C.



La memoria del dispositivo è piena. Collegare il termometro all'app Natural Cycles per trasferire i valori misurati all'app.




La batteria sta scaricandosi. Tenete pronta una batteria di riserva.




Batteria esaurita. Sostituite la batteria.




Nessuna visualizzazione dopo l'accensione. Controllate che la batteria sia ben inserita e la polarità (+/-) corretta. Se l'errore si ripresenta, sostituite la batteria.




Errore di collegamento Bluetooth




Errore del sensore. Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti Natural Cycles.



La misurazione è stata interrotta in anticipo. Ripetere la misurazione e attendere che sia completa prima di allontanare il termometro dal punto di misurazione.



Errore di calibrazione. Se il problema persiste, contattare il Servizio Clienti Natural Cycles.



Il dispositivo si trova in modalità di controllo tecnico. Spegnetelo e riaccendetelo dopo alcuni secondi per ripristinare la modalità normale.

DATI TECNICI

Tipo:	Termometro a massima, modalità diretta
Punti di misurazione/Punti di riferimento del corpo:	rettale, orale, vaginale
Unità di temperatura:	°C
Campo di misurazione:	da 32,00 °C a 43,99 °C
Precisione di misurazione:	± 0,05 °C tra 35,00 °C e 38,00 °C ± 0,10 °C in altri range di temperatura
Memoria:	30 valori misurati con data e ora richiamabili in modalità di memoria
Condizioni di funzionamento:	Temperatura ambiente tra 10 °C e 40 °C, umidità relativa dell'aria tra il 15 e il 95%

Condizioni di stoccaggio e trasporto:	da -25 °C a +55 °C, umidità relativa dell'aria tra il 15 e il 95%
Periodo di adattamento dalla temperatura di conservazione minima/massima alla temperatura di funzionamento:	30 minuti
Batteria:	1 x CR2032, 3,0 V, senza mercurio
Durata della batteria:	ca. 400 misurazioni
Trasmissione dati:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
Classificazione IP:	IP 67: a tenuta di polvere, protezione contro l'immersione temporanea
Vita utile prevista:	5 anni
Dimensioni:	137 mm (Lu) x 32 mm (La) x 15 mm (H)
Peso:	27 g con batteria

ASSISTENZA CLIENTI

Qualsiasi riparazione del dispositivo deve essere effettuata dal produttore o da soggetti espressamente autorizzati. Rivolgersi a:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Svezia
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Si consiglia di effettuare un controllo tecnico dell'apparecchio ogni 5 anni. Questo controllo può essere effettuato da UEBE Medical GmbH o da un centro di manutenzione autorizzato.

LEGENDA

Questo prodotto rispetta la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 5 settembre 2007 sui prodotti medicali ed è dotato di marcatura **0123** CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Grado di protezione da scosse elettriche: TIPO BF



Attenersi alle istruzioni per l'uso



Produttore

IP 67 A tenuta di polvere, protezione contro l'immersione temporanea

LOT Numero di lotto

REF Numero di riferimento = numero articolo

SMALTIMENTO

 Le batterie e i dispositivi tecnici non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma devono essere consegnati presso i centri di raccolta o smaltimento appropriati.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire il termometro con un panno morbido e alcool isopropilico diluito con acqua o acqua fredda saponata.

Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi né solventi o benzina. Il dispositivo può essere immerso in acqua o in una soluzione disinfettante per essere pulito. Non sterilizzate in acqua bollente, gas o autoclave a vapore.

Fate attenzione che la superficie del sensore e del display non sia graffiata. Dopo aver pulito il sensore con alcool attendete 5 minuti prima di eseguire una misurazione affinché il termometro raggiunga nuovamente la necessaria temperatura di funzionamento.

GARANZIA

Il prodotto è stato realizzato e testato con la massima precisione. Tuttavia, in caso di difetti presenti al momento della consegna, forniamo una garanzia alle seguenti condizioni:

Durante il periodo di garanzia di 2 anni dal momento dell'acquisto, l'azienda provvede a risolvere tali problematiche a propria discrezione e a proprie spese eseguendo le riparazioni necessarie oppure consegnando un dispositivo sostitutivo privo di difetti.

Non rientrano nella garanzia la normale usura delle parti logorabili o i dan-

ni causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, dall'utilizzo improprio (ad es. fonti di energia elettrica non idonee, rottura, batterie esaurite) e/o dallo smontaggio del dispositivo da parte dell'acquirente. Inoltre con la garanzia fornita non sussiste alcun diritto a richiedere risarcimenti.

Le rivendicazioni in garanzia sono valide esclusivamente nel periodo di garanzia e presentando la ricevuta d'acquisto. In caso di richiesta in garanzia, è necessario inviare il dispositivo insieme alla ricevuta d'acquisto e alla descrizione del reclamo a:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Svezia

I costi di spedizione del dispositivo al nostro stabilimento sono a carico del mittente. Non saranno accettati reclami restituiti in porto assegnato.

I diritti legittimi dell'acquirente nei confronti del venditore (ad es. reclami su difetti, responsabilità diretta del produttore) non sono limitati da questa garanzia.

Attenzione: in caso di richiesta in garanzia, è assolutamente necessario accludere la ricevuta d'acquisto.

IT

Natural Cycles[®]

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Svezia
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

PASKIRTIS

„NC° Thermometer (Gen 2)“ yra medicininis skaitmeninis termometras (tiesioginis režimas), skirtas bazinei žmogaus kūno temperatūrai savarankiškai matuoti. Prietaisas per „Bluetooth“ 4.0 sąsają perduoda išmatuotasių vertes į programėlę „Natural Cycles“. Prietaisas skirtas naudoti su programėle „Natural Cycles“. Nėra galimybės naudoti su kitomis programėlėmis.

SAUGOS NURODYMAI

Prietaisas gali būti naudojamas tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytiems tikslams. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

Termometro negalima mėtyti. Prietaisas nėra atsparus smūgiams ar purtymui.

Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spinduliuų.

Naudojant termometrą ne pagal paskirtį, matavimai gali būti netikslūs.

Prieš kiekvieną matavimą patirkrinkite matavimo antgalio vientisumą. Pažeistas matavimo antgalis gali sukelti sužalojimus.

Nekandžiokite ir stipriai nesulenkitė matavimo jutiklio. Tai gali sukelti gedimus ir veikimo triktis.

Šio prietaiso naudojimas šalia mobiliųjų telefonų, mikrobangų krosnelių ar kitų stiprų elektromagnetinį lauką turinčių įrenginių gali sukelti gedimus. Naudodamai termometrą, išlaikykite bent 3,3 metro atstumą nuo tokijų prietaisų. Jei negalite išlaikyti minimalaus atstumo, prieš naudodamai patirkrinkite, ar termometras veikia tinkamai.

Termometre yra smulkiai dalių, kurias vaikai gali nuryti. Neleiskite vaikams naudoti prietaiso be suaugusijų priežiūros.


Neatidarykite korpuso (išskyrus keičiant bateriją).

Išimkite bateriją, jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką.

Visada laikykite termometrą su uždėtu apsauginiu dangteliu.

Jei prietaisas buvo laikomas žemesnėje nei 10 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje, prieš naudodamai palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.

PRIETAISO APRĀŠYMAS



① Pauksuotas matavimo antgalis


③ Apšviestas ekranas

② „Bluetooth“ mygtukas

④ Ij. / išj. mygtukas

⑤ Baterijos dėklas

EKRANAS



① Temperatūros vienetas

⑤ Saugojimo režimas

② „Bluetooth“ duomenų ryšys

⑥ Sinchronizavimas

③ Baterijos būklės indikatorius

⑦ Laikas

④ Data

PRIETAISO NAUDOJIMO PRADŽIA

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, savo išmanijame telefone turite jdiegti programėlę „Natural Cycles“. Nejmanoma pradėti naudoti „NC° Thermometer (Gen 2)“ neturint programėlės „Natural Cycles“.

Atsisūskite programėlę „Natural Cycles“ iš „App Store“ arba „Google Play“.



Atidarykite programėlę „Natural Cycles“. Laikykės programėlės nurodymų.

Dabar pradėkite naudoti termometrą. Paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 1 sekundę.

Prietaisas įsijungia ir automatiškai persijungia į SET režimą, kad būtų galima nustatyti datą ir laiką (1 pav.). Datą ir laiką automatiškai sinchronizuojama programėlė „Natural Cycles“. Tuo tikslu prietaisas prisijungia prie programėlės per „Bluetooth“ jungtį (2 pav.).

Jei ryšys užmegztas, pasirodo rodmuo „APP“ (3 pav.).

Jei prietaisas negali užmegzti ryšio su programėle, jis išsijungia po 60 sekundžių. Tokiu atveju patirkinkite, ar jūsų išmanijame telefone suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija ir ar paleista programėlė „Natural Cycles“. Dabar pabandykite iš naujo užmegzti ryšį.

TEMPERATŪROS MATAVIMAS

Prieš matuodami, nuimkite nuo termometro permatomą apsauginį dangtelį.

Ijunkite prietaisą paspausdami ir palaikydami jj. / išj. mygtuką bent 1 sekundę. Ekrane pasirodo rodmuo „On“ (1 pav.).

Prietaisas dabar atlieka vidinį savaiminį testavimą; rodomi visi ekrano segmentai (2 pav.).

Perkėlimo būklės patirkrinimas

Dabar prietaisas patirkina, ar visos ankstesnės išmatuotosios vertės jau buvo perkeltos į programėlę „Na-

tural Cycles“. Prietaisas laikinai gali saugoti daugiausia 30 matavimus.

Dar neperkelyt išmatuotujų verčių skaičius rodomas ekrane (3 pav.).

Jei į programėlę „Natural Cycles“ nebuvu perkelti daugiau nei 25 išsaugoti matavimai, ekrane pasirodo pranešimas „APP/FULL“ (4 ir 5 pav.), kuris primena, kad išmatuotasioms vertėms turite kuo greičiau perkelti į programėlę.

Jei atliekate daugiau nei 30 matavimų neperkeldami išmatuotujų verčių į programėlę, seniausia vertė ištirnamo, kad būtų vienos naujam matavimui.

Patirkinus perkėlimo būklę, ekranas trumpam nušinta arba pasigirsta garsinis signalas. Dabar prietaisas yra pasirengęs atlėkti naują matavimą.

Nepradėkite matavimo, kol nenušvinta ekranas arba nepasigirsta garsinis signalas, kai yra aktyvinti garsiųjų signalai. Pradėjus matavimą, termometras jau turi būti nustatytas matavimo režimu, kad būtų galima teisingai užfiksuoti matavimo eigą.

Temperatūros matavimas

Padékite matavimo antgalį kairėje arba dešinėje po liežuvio šaknimi. Temperatūros jutiklis turi glaudžiai liestis prie audinių.

Užsižiaupkite ir ramiai kvėpuokite per nosį, kad matavimo rezultatui neturėtų įtakos oras, kuriuo kvėpuojate.

Kol išmatuota temperatūra vis dar yra žemesnė už matavimo diapazoną (32,00–43,99 °C), ekrane rodoma L (Low = žema) (6 pav.). Matuodami būkite kantrūs. Jutiklis pirmiausia turi sušilti nuo kambario temperatūros iki kūno temperatūros.

Matavimo metu ekrane rodoma esama temperatūra. Būtinai palaukite matavimo pabaigos, kad užtikrintumėte temperatūros vertės tikslumą.

Matavimo pabaigą rodo ilgas garsinis signalas. Jei garsiniai signalai išjungti, matavimo pabaigą atpažinėsite pagal nušvitusį ekraną. Išmatuotoji vertė rodoma ekrane (7 pav.).



3 pav.



4 pav.



5 pav.



1 pav.



2 pav.



3 pav.



6 pav.



7 pav.



1 pav.



2 pav.

Jei termometras matuoja paklusią temperatūrą, kuri yra 37,50 °C ar aukštesnė, ekranas nušvinta geltonai arba greitai vienas po kito pasigirsta 10 garsinių signalų. Ekrane pakaitomis rodoma temperatūra ir HI (įspėjimas apie karščiavimą, 8 pav.).

Prietaisas dabar bando užmegzti „Bluetooth“ ryšį, kad išmatuotąjai vertė perkeltų į programėlę „Natural Cycles“. Jis tikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas yra ryšio diapazone, yra suaktyvintas „Bluetooth“ ryšys ir paleista programėlė „Natural Cycles“.

Jei ryšys užmegztas, pasirodo rodmuo „APP“ (9 pav.). Po duomenų perkėlimo termometras automatiškai išsijungia (10 pav.).

Jei prietaisas negali užmegzti ryšio, išmatuotoji vertė išsaugoma prietaise, kad ją būtų galima perkelti vėliau. Prietaisas gali saugoti iki 30 išmatuotųjų verčių. Tada termometras pats išsijungia (10 pav.).

RANKINIS DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į PROGRAMĖLĘ „NATURAL CYCLES“

Jei išmatuotujų verčių negalima perkelti į programėlę „Natural Cycles“ iš karto po matavimo (pvz., jei jūsų išmanusis telefonas néra „Bluetooth“ ryšio diapazone arba programėlė „Natural Cycles“ néra atidaryta), vėliau išmatuotasioms vertes galite perkelti į programėlę „Natural Cycles“. Tuo tikslu atlikite šiuos veiksmus:

Išmaniajame telefone atidarykite programėlę „Natural Cycles“.

Kai prietaisas išjungtas, spauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 1 sekundę, bet ne ilgiau kaip 5 sekundes, kol ekrane pasirodys „Bluetooth“ simbolis *. Jei spauskite ir palaikysite mygtuką ilgiu nei 5 sekundes, jėsite į atminties iškvietimo režimą.

Dabar prietaisas prisijungia prie programėlės per „Bluetooth“ jungtį (1 pav.).

Jei ryšys užmegztas, pasirodo rodmuo „APP“ (2 pav.).

Jei prietaisas negali užmegzti ryšio su programėle „Natural Cycles“, jis išsijungia po 60 sekundžių. Tokiu atveju patikrinkite, ar jūsų išmaniajame telefone suaktyvinta



8 pav.



9 pav.



10 pav.

„Bluetooth“ funkcija ir ar paleista programėlė „Natural Cycles“, ir pabandykite dar kartą.

IŠSAUGOTŲ IŠMATUOTŲJŲ VERČIŲ IŠKVETIMAS

Termometre yra išmatuotujų verčių atmintis su 30 atminties vietų. Išmatuotosios vertės automatiškai išsaugomos kartu su išmatavimo data ir laiku. Paskutinė išmatuota vertė išsaugoma 1-oje atminties vietoje, anksčiau išmatuota vertė – 2-oje atminties vieteje ir t.t. Jei buvo atlikta daugiau nei 30 matavimų, seniausia vertė (Nr. 30) ištrinama, kad būtų galima išsaugoti naujausią vertę (Nr. 1).

Išmatuotosios vertės saugomos programėlėje „Natural Cycles“ ir ten jas galima patogiai analizuoti.

Taip pat galite iškvesti paskutines 30 išmatuotujų verčių tiesiogiai iš „NC° Thermometer (Gen 2)“. Tuo tikslu atlikite šiuos veiksmus:

Kai prietaisas išjungtas, spauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 5 sekundes, kol ekrane pasirodys simbolis M. Prietaisas persijungia į saugojimo režimą (1 pav.).


Dabar rodomas paskutinė išmatuota išmatuotoji vertė Nr. 1 (2 pav., 3 pav.). Išmatuotoji vertė ekrane rodoma pakaitomis su metų skaičiumi, mėnesiu / diena ir laiku. Prie išmatuotujų verčių, kurios buvo perkeltos į programėlę „Natural Cycles“, rodomas simbolis ↗.

Pakartotinai spausdami „Bluetooth“ mygtuką, iškviečiate ankstesnius matavimus (Nr. 2, Nr. 3, ...).

Jei néra išsaugota išmatuotujų verčių, rodomas tokis ekranas (4 pav.):




1 pav.



2 pav.



3 pav.



4 pav.



1 pav.



2 pav.

BATERIJOS BŪKLĖS INDIKATORIUS / BATERIJOS KEITIMAS


Prietaise yra CR2032 tipo ličio baterija.

Jei naudojant termometrą ekrane mirksi baterijos simbolis └, baterija senka (1 pav.). Dabar galite atlikti dar kelis temperatūros matavimus, bet jau turėtumėte turėti pasiruošę atsarginę bateriją.



1 pav.

Pakeiskite bateriją, jei po įjungimo ekrane pasirodo rodmuo „Baterija tuščia“ (2 pav.). Dabar negalite atliki temperatūros matavimo, kol nejdėsite naujos baterijos.



2 pav.

Atfiksukite baterijos déklo dangtelį, pasukdami jį į kairę už žymos ir nukelkite.

Išimkite seną bateriją ir įdékite naują bateriją (CR2032) „+“ ženklu į viršų.

Vėl uždékite ir užfiksukite baterijos déklo dangtelį.

Pakeitus bateriją, termometras turi vieną kartą prisijungti prie programėlės „Natural Cycles“, kad vėl būtų galima sinchronizuoti datą ir laiką. Norédami tai atliki, atidarykite programėlę „Natural Cycles“ ir įjunkite termometrą. Iki tol nauji temperatūros matavimai negalimi.

Prietaise jau išsaugotos išmatuotosios vertės išlieka keičiant bateriją.

PRIETAISO KEITIMAS

Kiekvienas „NC° Thermometer (Gen 2)“ turi unikalų parašą, susietą su konkrečiu naudotoju. Šis susiejimas atliekamas naudojimo pradžioje, atliekant pirmajį sinchronizavimą su programėle „Natural Cycles“.

Jei prietaisą pamestumėte arba jis sugestų, galite savo naudotojo paskyrai priskirti naujų „NC° Thermometer (Gen 2)“.

Norédami tai atliki, eikite į pagrindinį programėlės „Natural Cycles“ meniu ir laikykites nurodymų.

Atnkreipkite dėmesį: Jei prietaisą pakeisite ciklo metu, dabartinis ciklas programėlėje „Natural Cycles“ taps neaktyvus. Dėl jūsų saugumo programėlė ciklo metu priima matavimo duomenis tik iš vieno prietaiso.

KLAIDŲ PRANEŠIMAI



Išmatuota temperatūra, aukštesnė nei 43,99 °C, yra už matavimo ribų.



Išmatuota temperatūra, žemesnė nei 32,00 °C, yra už matavimo ribų.



Aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 40,00 °C, todėl neatitinka leistinų eksplotavimo sąlygų.



Aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10,00 °C, todėl neatitinka leistinų eksplotavimo sąlygų.



Įspėjimas apie karščiavimą. Matuojama pakilusi temperatūra, kuri yra 37,5 °C ar aukštesnė.



Prietaiso atmintis pilna. Prijunkite termometrą prie programėlės „Natural Cycles“, kad išmatuotosios vertės būtų perkeltos į programėlę.



Baterija senka. Turėkite pasiruošę atsarginę bateriją.



Baterija tuščia. Pakeiskite bateriją.



Po įjungimo nerodomi rodmenys Patirkinkite, ar baterijos padėtis ir polišumas (+/-) tinkami. Jei klaida kartojasi, pakeiskite bateriją.



„Bluetooth“ ryšio klaida



Jutiklio klaida. Jei klaida kartojasi, susisiekite su „Natural Cycles“ klientų aptarnavimo tarnyba.



Matavimas buvo nutrauktas anksčiau laiko. Prieš išimdami termometrą iš matavimo vietos, pakartokite matavimą ir palaukite, kol matavimas baigsis.



Kalibravimo klaida. Jei klaida kartojasi, susisiekite su „Natural Cycles“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Prietaisas veikia techniniu patikros režimu. Išjunkite ją ir po kelių sekundžių vėl įjunkite, kad galėtumėte grįžti į įprastą režimą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	Maksimalus termometras, tiesioginis režimas
Matavimo vietas / referencinės kūno vietos:	rektalinė, oralinė, vaginalinė
Temperatūros vienetas:	°C
Diapazonas:	Nuo 32,00 °C iki 43,99 °C
Tiksumas:	±0,05 °C nuo 35,00 °C iki 38,00 °C, ± 0,10 °C kituose temperatūry diapazonuose
Atmintis:	Saugojimo režimu galima iškvesti 30 išmatuotųjų verčių su nurodyta data ir laiku
Veikimo sąlygos:	Aplinkos temperatūra nuo 10 iki 40 °C, santykinė oro drėgmė nuo 15 iki 95 %
Laikymo ir transportavimo sąlygos:	Aplinkos temperatūra nuo -25 iki 55 °C, santykinė oro drėgmė nuo 15 iki 95 %
Laikas, per kurį minimali / maksimali laikymo temperatūra pritaikoma iki darbinės temperatūros:	30 minučių
Baterija:	1 x CR2032, 3,0 V, be gyvaidabrio
Baterijos veikimo laikas:	apie 400 matavimų
Duomenų perkėlimas:	„Bluetooth“ 4.0 LE (low energy)
IP klasifikacija:	IP 67: atsparus dulkėms, apsauga nuo laikino panardinimo
Tikėtina naudojimo trukmė:	5 metai
Matmenys:	137 mm (L) x 32 mm (P) x 15 mm (A)
Svoris:	27 g su baterija

KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Prietaisą gali taisyti tik gamintojas arba aiškiai tam įgaliota įstaiga. Kreipkitės į:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Švedija
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Rekomenduojame kas 5 metus atlikti techninę prietaiso patikrą. Šią patikrą gali atlikti „UEBE Medical GmbH“ arba įgaliotos techninės priežiūros paslaugų tarnybos.

ŽENKLŲ REIKŠMĖS



Šis gaminys atitinka 2007 m. rugpjėjo 5 d. Tarybos direktyvą 93 / 42 / EB dėl medicinos prietaisų ir turi ženkltą CE 0123 („TÜV SÜD Product Service GmbH“).



Apsaugos nuo elektros šoko laipsnis: TYP BF



Laikyklės naudojimo instrukcijų



Gamintojas



IP 67 Atsparus dulkėms, apsauga nuo laikino panardinimo



Siuntos numeris / partijos numeris



Nuorodos numeris = prekės numeris

ATLIEKŲ ATSIKRATYMAS



Baterijų ir techninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, tačiau juos reikia atiduoti atitinkamose surinkimo ir šalinimo vietose.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Termometrą valykite minkšta šluoste ir vandeniu praskiestu izopropilo alkoholiu arba šaltu muiliuotu vandeniu.

Valymui nenaudokite agresyvių valymo priemonių, tirpiklių ar benzino.

Valymui termometrą galima panardinti į vandenį arba dezinfekavimo tirpalią. Nesterilizuokite virimo būdu, dujomis ar garais autoklave.

Atkreipkite dėmesį, kad nesubraižytumėte matavimo jutiklio ir ekrano paviršiaus.

Nuvalę matavimo jutiklį alkoholiu, prieš atlikdami temperatūros matavimą palaukite 5 minutes, kad termometras vėl pasiektų reikiama darbinę temperatūrą.

GARANTIJA

Prietaisas buvo pagamintas ir išbandyta itin rüpestingai. Tuo atveju, jei pristatytais prietaisais vis dėlto turėtų trūkumų, suteikiame garantiją toliau nurodytomis sąlygomis:

Per 2 metų garantinį laikotarpį nuo pirkimo dienos pašaliname defektus savo nuožiūra ir mūsų išlaidomis savo gamykloje atlikdami remonto darbus arba pristatydami prietaisą be defekto.

Garantija netaikoma, jei dalys susidėvi įprastai, ar žalai, atsiradusiai dėl pirkėjo naudojimo instrukcijų nesilaikymo, netinkamo tvarkymo (pvz, lūžimo, nesandarios baterijos) ar savavalško prietaiso išardymo. Be to, garantija nėra pagrindas pareikšti pretenzijas dėl žalos atlyginimo.

Pretenzijos dėl garantijos gali būti keliamos tik garantijos laikotarpiu ir pateikus pirkimo įrodymą. Pateikiant pretenziją dėl garantijos, prietaisas turi būti išsiųstas šiuo adresu kartu su pirkimo įrodymu ir skundo aprašymu:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Švedija

|renginio gražinimo į mūsų gamykla išlaidas apmoka siuntėjas.
Įstatymų numatytu pirkėjo pretenzių ir teisių pardavėjui (pavyzdžiui, pretenzių dėl trūkumų, gamintojo atsakomybės) ši garantija neapriboja.
Atkreipkite dėmesį: pretenzijos dėl garantijos atveju būtina pridėti pirkimo įrodymą.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Švedija

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

ZWECKBESTÄMMUNG

Den NC° Thermometer (Gen 2) ass e medezineschen Digitalthermometer (Direktmodus) fir d'Selbstmessung vun der mënschlecher Basaltemperatur. Den Apparat iwwerdréit déi gemooss Wärter iwwer eng Bluetooth-4.0-Schnëttstell un d'App Natural Cycles. Den Apparat ass fir d'Verwendung mat der App Natural Cycles bestëmmpt. E Betrib mat aneren Appen ist net méiglech.

SÉCHERHEETSHIWEISER

Den Apparat däerf nimmé fir den an dëser Gebrauchsanweisung beschriwwenen Zweck verwent ginn. Den Hiersteller ass net fir Schied haftbar, déi aus onsachgeméisser Handhabung resultéieren.

Loosst den Thermometer net falen. En hält kee Schlag oder Opprall aus. Schützt den Apparat virun héijen Temperaturen an direktem Sonnenliicht. Wann Dir den Thermometer anescht benotzt ewéi virgesinn, kann dat zu ongereeë Miessunge féieren.

Préif viru jiddwer Miessung, datt Moosspätz onbeschiedegt ass. Eng beschiedegt Moosspätz kann zu Verletzungen féieren.

Net op de Moosfüler bässem oder dëse staark verbéien. Dëst kann zu Be-schiedegungen a Funktiounsstéierungen féieren.

D'Verwendung vun désem Apparat nobai vu Mobiltelefonen, Mikrowellen oder aneren Apparater mat staarken elektromagnétische Felder ka Feel-funktiounen verursachen. Haalt op d'mannst 3,3 Meter Ofstand zu esou Apparater, wann Dir den Thermometer benotzt. Wann Dir de Mindestostand net anhale kënnt, dann iwwerpréift, ob den Thermometer richtege funkto-niéiert, éier Dir e benotzt.


Den Thermometer enthält kleng Deeler, déi Kanner verschlécke können. Loosst Kanner den Apparat net ouni Opsiicht benotzen.

Maacht d'Gehais net op (ausser fir d'Batterie ze wiesselen).

Huel d'Batterie eraus, wann den Apparat méi laang Zäit net benotzt gëtt. Versuerg den Thermometer émmer mat opgesater Schutzposchett.

Wann den Apparat bei Temperaturen énner 10 °C oder iwwer 40 °C versu-er-gt gouf, looss en op d'mannst 2 Stonne bei Raumtemperatur leien, éier s Du e benotz.

APPARATBESCHREIWUNG



① Vergolt Moosspätz


④ Un-Aus-Tast

② Bluetoothtast

⑤ Batteriefach

③ Beliichten Display

DISPLAY



① Temperatuureenheet

⑤ Späichermodus

② Bluetoothdateverbinding

⑥ Synchroniséierung

③ Batterieusicht

⑦ Auerzäit

④ Datum

EISCHTABETRIBNAM VUM APPARAT

Virun der Éischtbetribnam vum Apparat muss Du d'App Natural Cycles op dengem Smartphone installéieren. D'Abetribnam vum NC° Thermometer (Gen 2) ass ouni d'App Natural Cycles net méiglech.
Luet d'App Natural Cycles am App Store oder bei Google Play erof.



Maach d'App Natural Cycles op. Befolleg d'Uweisungen an der App.

Huel némnen den Thermometer a Betrib. Hal dozou d'Bluetoothtast op d'mannst 1 Sekonn laang gedréckt. Den Apparat schalt sech an a wiesselt automatesch an de SET-Modus, fir den Datum an d'Auerzäit anzestellen (Bild 1).

Datum an Auerzäit ginn automatesch vun der App Natural Cycles synchroniséiert. Dozou verbënnt sech den Apparat iwwer Bluetooth mat der App (Bild 2).

Bei erfolgrächter Verbindung erschéngt d'Usiicht „APP“ (Bild 3).

Wann den Apparat keng Verbindung zur App opbaue kann, schalt e sech no 60 Sekonnen of. Préif an dësem Fall, ob d'Bluetoothfunktioun vun dengem Smartphone aktivéiert an d'App Natural Cycles gestart ass.

Versich erneit, eng Verbindung opzebauen.

MOOSSE VUN DER TEMPERATUR

Huel virun der Miessung d'transparent Schutzposchett vum Thermometer ewech.

Schalt den Apparat an, andeem s Du d'Un-Aus-Tast op d'mannst 1 Sekonn laang gedréckt häs. Um Display erschéngt d'Usiicht „On“ (Bild 1).

Den Apparat féiert elo en interne Selbsttest duerch; all Displaysegmente ginn ugewisen (Bild 2).



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 1



Bild 2

Prüfung vum Iwwerdrouungsstatus

Den Apparat préift elo, ob schonn all viregt Moosswäerter un d'App Natural Cycles iwwerdroe goufen. Den Apparat ka maximal 30 Miessungen téschespäicher. D'Zuel vun den nach net iwwerdroene Moosswäerter gëtt um Display ugewisen (Bild 3).

Wa méi ewéi 25 gespäichert Miessungen net un d'App Natural Cycles iwwerdroe goufen, erschéngt um Display d'Meldung „APP/FULL“ (Bild 4 a 5), fir dech dorun ze erënneren, d'Moosswäerter esou bal ewéi méiglech un d'App ze iwwerdroen.

Wann s Du méi ewéi 30 Miessungen duerchféiers, ouni d'Moosswäerter un d'App ze iwwerdroen, gëtt den eelste Wäert geläscht, fir Platz fir eng nei Miessung ze schafen.

No der Prüfung vum Iwwerdrouungsstatus liicht den Display kuerz op bzw. et erteint e Signaltoun. Den Apparat ass elo bereet fir d'Duerchféierung vun enger neier Miessung.

Fänk op kee Fall mat der Miessung un, éier den Display opliicht bzw. bei aktivéierte Signaltounen de Signaltoun ze héieren ass. Den Thermometer muss um Ufank vun der Miessung schonn am Moosssmodus sinn, fir de Verlauf vun der Miessung korrekt erfaassen ze können.

Moosee vun der Temperatur

Placéier d'Moossspätz lénks oder riets énner der Zongewuerzel. Den Temperatursensor muss e gudde Geweebekontakt hunn.

Maach de Mond zou an temt roueg duerch d'Nues, esou datt d'Moosssresultat net duerch d'Oteloft beeinträchtegt gëtt.

Esou laang déi gemooss Temperatur nach énnerhalb dem Moosssberäich (32,00 bis 43,99 °C) läit, gëtt um Display L (Low = Niddereg) ugewisen (Bild 6). Hief bei der Miessung e bëssee Gedold. De Sensor muss sech fir d'éischt vun Zémmertemperatur op Kierptemperatur erwieren.

Wärend der Miessung gëtt déi aktuell Temperatur um Display ugewisen.



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Waart onbedéngt d'Enn vun der Miessung of, fir d'Genauegkeet vum Temperaturwäert sécherzestellen.

D'Enn vun der Miessung gëtt duerch e laange Signaltoun ugewisen. Bei desaktivéierte Signaltéin erkëns Du d'Enn vun der Miessung um Oplichte vum Display. De Moosswäert gëtt um Display ugewisen (Bild 7). Falls den Thermometer eng erhéicht Temperatur ab 37,50 °C mësst, liicht den Display giel bzw. et erteilen 10 Signaltéin a séerer Folleg. Um Display ginn ofwieselend d'Temperatur an HI ugewisen (Féiwralarm, Bild 8).

Den Apparat versicht elo, eng Bluetoothverbindung hierzestellen, fir de gemoossene Wäert un d'App Natural Cycles ze iwwerdroen. Stell sécher, datt sech de Smartphone a Reechwält befënnt, Bluetooth aktivéiert an d'App Natural Cycles gestart ass.

Bei erfolgräicher Verbindung erschéngt d'Usiicht „APP“ (Bild 9). No der Dateniwwerdroung schalt sech den Thermometer automatesch of (Bild 10).

Falls den Apparat keng Verbindung hierstelle kann, gëtt de Moosswäert fir d'spéider Iwwerdroung am Apparat gespächert. Den Apparat ka bis zu 30 Miessungen tëschespäicher. Den Thermometer schalt sech dono of (Bild 10).



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10

Den Apparat verbënnt sech elo iwwer Bluetooth mat der App (Bild 1).

Bei erfolgräicher Verbindung erschéngt d'Usiicht „APP“ (Bild 2).

Wann den Apparat keng Verbindung zur App Natural Cycles opbaue kann, schalt e sech no 60 Sekonnen of. Präif an désem Fall, ob d'Bluetoothfunktioun vun dem Smartphone aktivéiert an d'App Natural Cycles gestart ass a versch et erneit.



Bild 1



Bild 2

OFRUFFE VU GESPÄCHERTE MOOSSWÄERTER

Den Thermometer verfüügt iwwer e Moosswäertspäicher mat 30 Späicherplazen. D'Moosswäerter ginn automatesch zesumme mat Datum an Auerzäit vun der Miessung ofgespächert. De fir d'lescht gemoossene Wäert gëtt op Späicherplatz 1 gespächert, dee virdrus gemoossene Wäert op Späicherplatz 2 asw. Wa méi ewéi 30 Miessungen duerchgefériert goufen, gëtt den eelste Wäert (Nr. 30) geläscht, fir den neisten Wäert (Nr. 1) späicherzen ze können.

D'Moosswäerter ginn an der App Natural Cycles gespächert a kënnen do bequeem analyséiert ginn.

Du kanns déi lescht 30 Moosswäerter awer och direkt um NC° Thermometer (Gen 2) ofruffen. Géi douzou follgendermoosse vir:

Hal bei ausgeschaltelem Apparat d'Bluetoothtast mindestens 5 Sekonne laang gedréckt, bis d'Bluetoothsymbol  um Display erschéngt. Den Apparat schalt an de Späichermodus (Bild 1).

Elo gëtt de fir d'lescht gemoossene Moosswäert Nr. 1 ugewisen (Bild 2, Bild 3). De Moosswäert gëtt ofwieselend mat Joreszuel, Mount/Dag an Auerzäit um Display ugewisen. Bei Moosswäerter, déi un d'App Natural Cycles iwwerdroe goufen, gëtt d'Symbol  ugewisen. Duerch widderhollt Drécke vun der Bluetoothtast riffs Du déi weider zeréckleind Miessungen (Nr. 2, Nr. 3,...) op. Wa keng Moosswäerter gespächert sinn, gëtt follgenden Display ugewisen (Bild 4):



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 4

MANUELL DATENIWWERDROUNG UN D'APP NATURAL CYCLES

Wann d'Moosswäerter net direkt no der Miessung un d'App Natural Cycles iwwerdroe kënnen ginn (z. B. wann däi Smartphone net a Bluetoothrechewäit oder d'App Natural Cycles net op ass), kanns Du d'Moosswäerter nodréig-lech un d'App Natural Cycles iwwerdroen. Géi dozou follgendermoosse vir: Maach d'App Natural Cycles op dengem Smartphone op.

Hal bei ausgeschaltelem Apparat d'Bluetoothtast mindestens 1 Sekonn laang, héchstens awer 5 Sekonne laang gedréckt, bis d'Bluetoothsymbol  um Display erschéngt. Wann s Du d'Tast méi laang ewéi 5 Sekonne gedréckt häls, gelaangs Du an de Späicherofruffmodus.

BATTERIEUSIICHT/BATTERIEWIESSEL

Den Apparat gëtt mat enger Lithiumbatterie vum Typ CR2032 ekipéiert.

Wa während der Benutzung vum Thermometer d' Batteriesymbol  um Display blénkt, ass d'Batterie schwaach (Bild 1). Du kanns nämmen nach e puer Temperaturmessungen duerchféieren, sollts awer schonn eng Ersatzbatterie bereethalen.

Wiessel d'Batterie,

wann nom Aschalten d'Usiicht „Batterie eidel“ (Bild 2) um Display erschéngt. Du kanns elo keng Temperaturmessunge méi duerchféieren, bis Du eng nei Batterie ageset hues.

wann trotz dem Drécken vun der Un-Aus-Tast keng Usiicht um Display erschéngt.

Entriegel de Batteriefachdeckel, andeem s Du en iwwer d'Markéierung ewech no lénks dréis, an hief en op. Huel déi al Batterie eraus a setz eng nei Batterie (CR2032) mam Zeechen „+“ no uewen an.

Setz de Batteriefachdeckel nees drop a verrigel en.

Nom Batteriewiessel muss sech den Thermometer eemol mat der App Natural Cycles verbannen, fir datt Datum an Auerzäit nees synchroniséiert kënne ginn. Maach dozou d'App Natural Cycles op a schalt den Thermometer an. Virdru si keng nei Temperaturmessunge méiglech.

Schonn am Apparat gespächerte Mooswärter bleiwe beim Batteriewiesel erhalten.

APPARATWIESSEL


Jiddwer NC° Thermometer (Gen 2) huet eng eenzegaarteg Signatur, déi engem bestëmmte Benutzer zouceuerdent ass. Dës Zouuerdnung erfollegt während der Éischtbetribnam bei der éischter Synchronisation mat der App Natural Cycles.




Bild 1



Bild 2



Batteriefachdeckel entriegelt



Batteriefachdeckel verrigelt

Sollt däin Apparat verluer goen oder defekt sinn, hues Du d'Méglechkeet, dengem Benutzerkont en neien NC° Thermometer (Gen 2) zouzeuerdn. Wiessel dofir an den Haaptmenü vun der App Natural Cycles a befolleg d'Uweisungen.

Beuecht wgl.: Wann s Du den Apparat bannent engem Zyklus auswiessels, gëtt den aktuellen Zyklus an der App Natural Cycles inaktiv. Zu denger Sécherheet akzeptéiert d'App bannent engem Zyklus nämme Moosdate vun engem eenzegen Apparat.


FEELERMELDUNGEN




Déi gemooss Temperatur läit iwwer 43,99 °C an dohier bausent dem Moossberäich.



Déi gemooss Temperatur läit énnner 32,00 °C an dohier bausent dem Moossberäich.



D'Émgéigendtemperatur läit iwwer 40,00 °C an domat bausent den zoulässege Betriebsbedéngungen.



D'Émgéigendtemperatur läit énnner 10,00 °C an domat bausent den zoulässege Betriebsbedéngungen.



Féiweralarm. Erhéicht Temperatur ab 37,5 °C gemooss.



De Späicher vum Apparat ass voll. Verbann den Thermometer mat der App Natural Cycles, fir d'Mooswärter un d'App ze iwwerdroen.



Batterie schwaach. Hal eng Ersatzbatterie bereet.



Batterie eidel. Wiessel wgl. d'Batterie.



Keng Usiicht nom Aschalten. Préif de korrekte Sëtz an d'Polaritéit (+/-) vun der Batterie. Wann de Feeler weiderhin optrëtt, Batterie wiesselen.

Erbt

Bluetoothverbindungsfeeler

Er. I

Sensorfeeler. Wann e stänneg oprött, went dech wgl. un de Clientsdéngscht vun Natural Cycles.

Er. 2

Miessung gouf virzäiteg ofgebrach. Widderhuel d'Miessung a waart d'Enn vun der Miessung of, éier s Du den Thermometer vum Moosseru ewechhëls.

Er. CR

Kalibréerfeeler. Wann e stänneg oprött, went dech wgl. un de Clientsdéngscht vun Natural Cycles.

En

Den Apparat befénnt sech am technesche Préifmodus. Schalt en aus an no e puer Sekonnen nees an, fir an den Normalmodus zeréckzekéieren.

TECHNESCH DATEN

Typ:	Maximumthermometer, Direktmodus
Moossplazen/Referenzkierperplazen:	rektal, oral, vaginal
Temperaturreenheet:	°C
Beràich:	32,00 °C bis 43,99 °C
Genauegkeet:	±0,05 °C tëschent 35,00 °C an 38,00 °C, ±0,10 °C an aneren Temperaturberäicher
Späicher:	30 Moosswärter mat Datum an Auerzäit am Späichermodus ofruffbar
Betriebsbedéngungen:	Raumtemperatur 10 bis 40 °C, relativ Loftflichtegkeet 15 bis 95 %
Lagerungs- an Transportbedéngungen:	Raumtemperatur -25 bis 55 °C, relativ Loftflichtegkeet 15 bis 95 %
Zäit fir Uglächung vu minimaler/maximaler Lagertemperatur op Betriebstemperatur:	30 Minuten

Batterie:	1 x CR2032, 3,0 V, quecksélwerfräi
Batterieliewendsauer:	ca. 400 Miessungen
Dateniwwerdroung:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-Klassifizéierung:	IP 67: stëbsdicht, Schutz géint zäitweilegt Ënnertauchen
Ze erawardend Betriebsliewendsauer:	5 Joer
Ofmiessungen:	137 mm (L) x 32 mm (B) x 15 mm (H)
Gewiicht:	27 g mat Batterie

CLIENTSDÉNGSCHT

Eng Reparatur vum Apparat däarf némmen duerch den Hiersteller oder eng ausdrécklech dozou ermächtegt Plaz erfollegen. Went dech wgl. un:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Schweden

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Mir empfielen all 5 Joer eng technesch Iwwerprüfung vum Apparat. Dës Iwwerprüfung kann entweeder duerch d'UEBE Medical GmbH oder autoriséiert Maintenanceservicer erfollegen.

ZEECHENERKLÄRUNG



Dëst Produkt befollegt d'Richtlinn 93/42/EWG vum Rot vum 5. September 2007 a Bezuch op medezinesch Apparater an dréit d'Kennzeichnung CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Schutzgrad géint Stroumschléi: TYP BF



Beuecht wgl. d'Betriebsinstruktioonen



Hiersteller



IP 67 Stëbsdicht, Schutz géint zäitweilegt Ënnertauchen

LOT Lot-Nummer/Chargennummer

REF Referenznummer = Artikelnummer

ENTSUERGUNG

 Batterien an technesch Apparater däerfen net am Hausoffall entsuert ginn, mee se musse bei den entsprechende Sammel- an Entsuergungspunkten ofgl ginn.

RENGEGUNG A FLEEG

Rengeg den Thermometer mat engem duussen Duchs a waasserverdünntem Isopropylalkohol oder mat kalem Seefewaasser.

Verwent keng aggressiv Rengegungsmëttel, Léisungsmëttel oder Bensinn fir d'Rengegen.

Den Thermometer ka fir d'Rengegung a Waasser oder Desinfektiounsléistung agetaucht ginn. Net duerch Kachen, Gas- oder Dampautoklave steriliséieren.

Uecht dorop, d'Uewerfläch vum Moosssensor an dem Display net ze verkraken.

Waart nom Rengege vum Moosssensor mat Alkohol 5 Minuten, éier s Du eng Temperaturmessung duerchfiers, fir datt den Thermometer nees déi noutwenneg Betriebstemperatur erreeche kann.

GARANTIE

LU Den Apparat gouf mat aller Suergfalt hiergestallt a gepréift. Fir de Fall, datt e bei der Ausliwwerung trotzdem Mängel opweise sollt, gi mir eng Garantie zu den nofolgende Bedéngungen:

Wärend der Garantiezäit von 2 Joer ab dem Kafdatum behiwe mir Mängel no eisem Ermissen an op eis Käschten an eiser Fabrik duerch Reparaturarbechten oder der Ersatzliwwerung vun engem mängelfräiem Apparat. D'Garantie deckt keng normal Ofnotzung vun Ofnotzungsdeeler oder Schied duerch d'Netbefollegung vum Benutzerhandbuch, onsaachgeméiss Handhabung (z. B. Broch, ausgelaf Batterien) oder en Ausenanerbaue vum Apparat duerch de Keefer of. Dës Weidere stellt d'Garantie keng Grénn duer, fir Schuedensersatzfuerderunge géint eis ze stellen.

Garantieuspréch kennen nième wärend dem Garantiezäitraum an géint Virlag vun engem Kafbeweis virbruecht ginn. Am Fall vun enger Garantieverderung muss d'Eenheet zesusumme mam Kafbeweis an enger Beschreibung vun der Plainte u follgend Adress geschéckt ginn:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Schweden

D'Käschte fir d'Recksendung vum Apparat un eis Fabrik gi vum Absender gedroen.

D'Statutoresch Fuerderungen a Rechter vum Keefer géintiwer dem Verkeefter (zum Beispill Mängelhaftung, Hierstellerhaftung) ginn net vun déser Garantie ageschränkt.

Remarque: Am Fall vun engem Garantieusproch ass et wichteg, de Kafbeweis unzehänken.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Schweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS

NC° Thermometer (Gen 2) ir medicīnās digitālais termometrs (tiešais režīms) cilvēka kermeņa bazālās temperatūras mērišanai pašu spēkiem. Ierīce pārraida izmērītās vērtības ar Bluetooth 4.0 saskarni Natural Cycles App lietotnei. Ierīce ir paredzēta lietošanai ar Natural Cycles App lietotni. Darbība nav iespējama ar citām lietotnēm.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Ierīci drīkst izmantot tikai šajā lietošanas instrukcijā paredzētajam mērkim. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.

Nenometiet termometru. Tas nav izturīgs pret triecieniem vai sitieniem.

Sargājiet ierīci no augstām temperatūrām un tiešas saules gaismas.

Ja termometrs tiek izmantots kā citādi, nekā norādīts, iespējami neprecīzi mērijumi.

Pirms katras mērišanas reizes pārbaudiet, vai mērišanas gals ir neskarts. Bojāts mērišanas gals var kļūt par iemeslu ievainojumiem.

Mērtaustu nedrīkst kost vai specīgi saliekt. Tas var kļūt par cēloni bojāumiem un darbības traucējumiem.

Ja šī ierīce tiek izmantota mobilo tālruni, mikroviļņu krāšņu vai citu ierīču tuvumā, kas veido spēcīgus elektromagnētiskus laukus, iespējami darbības traucējumi. Termometra lietošanas laikā ievērojiet vismaz 3,3 metru attālumu no šādām ierīcēm. Ja nav iespējams nodrošināt minimālo attālumu, pirms termometra lietošanas pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi.

Termometrā ir mazas detaļas, ko bērni varētu norīt. Neļaujiet bērniem bez uzraudzības lietot ierīci.


Neatveriet ietvaru (izņemot reizēs, kad jānomaina baterija).

Ja ierīce ilgstoti netiek izmantota, izņemiet bateriju.

Vienmēr uzglabājiet termometru ar uzliktu aizsargapvalku.

Ja ierīce ir tikusi uzglabāta temperatūrā, kas ir zemāka par 10 °C vai augstāka par 40 °C, pirms lietošanas atstājiet to vismaz 2 stundas istabas temperatūrā.

IERĪCES APRAKSTS



① Apzeltīts mērišanas gals


④ Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš

② Bluetooth poga

⑤ Bateriju nodalījums

③ Izgaismots displejs

DISPLEJS



① Temperatūras vienība

⑤ Saglabāšanas režīms

② Bluetooth datu savienojums

⑥ Sinhronizācija

③ Baterijas indikators

⑦ Pulkstenlaiks

④ Datums

IERĪCES PIRMĀ LIETOŠANA

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes jums ir jāinstalē Natural Cycles App lietotni savā viedtālruni. NC° Thermometer (Gen 2) darbība nav iespējama bez Natural Cycles App lietotnes. Lejupielādējiet Natural Cycles App lietotni App Store veikalā vai Google Play lietotņu veikalā.



Atveriet Natural Cycles App lietotni. Sekojiet lietotnes norādījumiem.

Tagad termometrs ir gatavs lietošanai. Turiet nospiestu Bluetooth pogu vismaz 1 sekundi.

Ierīce ieslēdzas un automātiski pārslēdzas SET režīmā, lai iestatītu datumu un pulkstenļaiku (1. attēls).

Datumu un pulkstenļaiku automātiski sinhronizē Natural Cycles App lietotne. Šim nolūkam ierīce izveido savienojumu ar lietotni (2. attēls).

Ja ir izdevies izveidot savienojumu, parādās rādījums "APP" (3. attēls).

Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu ar lietotni, tā izslēdzas pēc 60 sekundēm. Šajā gadījumā pārbaudiet, vai jūsu viedtālruna Bluetooth funkcija ir tikusi aktivizēta, un Natural Cycles App lietotne ir atvērta. Tagad mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.



1. attēls



2. attēls



3. attēls



1. attēls



2. attēls

Pārraides statusa pārbaude

Ierīce tagad pārbauda, vai esošie iepriekšējie mērījumu dati ir tikuši pārraidīti Natural Cycles App lietotnei. Ierīce var saglabāt tikai 30 mērījumu datus.

Vēl nepārraidītie mērījumu dati tiek uzrādīti displejā (3. attēls).

Ja vairāk nekā 25 saglabāto mērījumu dati nav tikuši pārraidīti Natural Cycles App lietotnei, displejā parādās ziņojums "APP/FULL" (4. un 5. attēls), lai atgādinātu jums par to, ka pēc iespējas ātrāk jāpārnes mērījuma datus uz lietotni.

Ja esat veikuši vairāk nekā 30 mērījumus bez datu pārnešanas uz lietotni, visvečākā vērtība tiek dzēsta, lai radītu vietu jauniem mērījumiem.

Pēc pārraides statusa pārbaudes displejs tālaicīgi izgaismojas vai atskan skanas signāls. Tagad ierīce ir gatava jauna mērījuma veikšanai.

Nekādā gadījumā nesāciet mērījumu pirms displeja ir izgaismojies vai, aktivizēta skanas signāla gadījumā, ja ir dzirdams skanas signāls. Lai termometrs pareizi apkopotu visu mērīšanas procesu, mērījuma sākumā termometram ir jābūt iestatītam mērīšanas režīmā.



3. attēls



4. attēls



5. attēls

Temperatūras mērīšana

Levietojet mērīšanas galu labajā vai kreisajā pusē zem mēles saknes. Temperatūras sensoram ir jābūt labā kontaktā ar mikstajiem audiem.

Aizveriet muti un mierīgi elpojet caur degunu, lai elpošanas gaiss neietekmētu mērījuma rezultātu.

Ja izmērītā temperatūra ir zemāka par mērījuma dia-
pazonu (32,00 līdz 43,99 °C), displejā tiek uzrādīts L
(Low = zems) (6. attēls). Mērījuma laikā ir nepieciešama
pacietība. Sensoram no sākuma ir jāsasilst no istabas
temperatūras līdz ķermēna temperatūrai.

Mērījuma laikā aktuālā temperatūra tiek attēlotā displejā. Noteikti no-
gaidiet līdz mērīšana ir pabeigta, lai nodrošinātu temperatūras vērtības
precizitāti.



6. attēls

TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANA

Pirms temperatūras mērīšanas noņemiet no termo-
metra caurspīdīgo aizsargapvalku.

Ieslēdziet ierīci, vismaz 1 sekundi turot nospiestu
lešlēšanas / izslēšanas pogu. Displejā tiek parādīts
paziņojums „On“ (1. attēls).

Ierīce tagad veic iekšējo testu; tiek parādīti visi displeja
segmenti (2. attēls).

Par mērījuma beigām tiek ziņots ar garu skaņas signālu. Ja skaņas signāli ir deaktivizēti, par mērījuma beigām tiks pazinots ar displeja izgaismošanos. Mērījuma vērtība tiek uzrādīta displejā (7.attēls).

Ja termometrs ir konstatējis paaugstinātu temperatūru, sākot no $37,50^{\circ}\text{C}$, displejs iedegas dzeltenā krāsā vai ar ūsiem intervāliem atskan 10 skaņas signāli. Displejā pārmaiņus tiek uzrādīta temperatūra un HI (paaugstīnātas temperatūras brīdinājums, 8.attēls).

Ierīce tagad mēģina izveidot Bluetooth savienojumu, lai pārraidītu izmērītos datus Natural Cycles App lietotnei. Pārliecīnieties, ka viedtālrunis atrodas tuvumā, Bluetooth ir aktivizēts un Natural Cycles App lietotne ir atvērta.

Ja ir izdevies izveidot savienojumu, parādās rādījums "APP" (9.attēls). Pēc datu pārraides termometrs automātiski izslēdzas (10.attēls).

Ja ierīcei neizdodas izveidot savienojumu, mērījuma dati tiek saglabāti ierīcē vēlakai pārraidei. Ierīce var saglabāt līdz pat 30 mērījumu datus. Pēc tam termometrs izslēdzas (10.attēls).

MANUĀLA PĀRRAIDE UZ NATURAL CYCLES APP LIETOTNI


Ja mērišanas dati uzeiz nevar tikt pārraidīti Natural Cycles App lietotnei, (piem., ja jūsu viedtālrunis atrodas āpus Bluetooth sasniegšanās zonas vai Natural Cycles App lietotne nav atvērta), jūs varat mērījuma datus pārnest uz Natural Cycles App lietotni vēlāk. Rīkojieties šādi:

Atveriet Natural Cycles App lietotni savā viedtālrunī.

Ierīcei esot izslēgtai, nospiediet Bluetooth pogu vismaz 1 sekundi, taču ne ilgāk par 5 sekundēm, līdz displejā parādās Bluetooth simbols *. Ja turēsiet pogu nospiesu ilgāk nekā 5 sekundes, tiks atvērts saglabāto datu atvēšanas režīms.

Ierīce tagad ar Bluetooth palīdzību izveido savienojumu ar lietotni (1.attēls).

Ja ir izdevies izveidot savienojumu, parādās rādījums "APP" (2.attēls).



10.attēls



1.attēls



2.attēls

Ja ierīcei nav izdevies izveidot savienojumu ar Natural Cycles App lietotni, pēc 60 sekundēm tā izslēdzas. Tādā gadījumā pārbaudiet, vai jūsu viedtālruna Bluetooth funkcija ir aktivizēta un Natural Cycles App lietotne ir atvērta un mēģiniet vēlreiz.

AGLABĀTO MĒRĪŠANAS DATU ATVĒRŠANA

Termometram ir mērījumu datu atmiņa, kurā ir vieta 30 mērījumu datiem.

Mērījumu dati tiek automātiski saglabāti kopā ar mērījuma veikšanas datumu un pulksteņlaiku. Pēdējā izmērītā vērtība tiek saglabāta 1.atmiņā, savukārt priekšpēdējā vērtība - 2.atmiņā utt. Ja ir veikti vairāk nekā 30 mērījumi, vecākā vērtība (Nr.30) tiek dzēsta, lai būtu iespējams saglabāt visjaunāko vērtību (Nr.1). Mērījuma dati tiek saglabāti Natural Cycles App lietotnē, kur tos ir iespējams ērti analizēt.

Jūs varat aplūkot pēdējo 30 mērījumu datus arī pašā NC° Thermometer (Gen 2). Rīkojieties šādi:

Ierīcei esot izslēgtai, turiet nospiestu Bluetooth pogu vismaz 5 sekundes līdz displejā parādās M simbols. Ierīce pārslēdzas uz atmiņas režīmu (1.attēls).

Tagad tiek uzrādīta pēdējā izmērītā vērtība Nr.1 (2.attēls, 3.attēls). Displejā pārmaiņus ar mērījuma vērtību tiek uzrādīts gads, mēnesis/diena un pulksteņlaiks. Ar datiem, kas ir pārnesti uz Natural Cycles App lietotni, tiek uzrādīts refresh symbol.

Atkārtoti nospiežot Bluetooth pogu, jūs varat atvērt tālākus iepriekšējos mērījumus (Nr. 2, Nr. 3, ...).

Ja nav saglabātu mērījuma datu, tiek uzrādīts šāds displejs (4.attēls):


BATERIJAS INDIKATORS/BATERIJAS NOMA

Ierīce ir aprīkota ar CR2032 tipa litija bateriju.

Ja termometra lietošanas laikā displejā mirgo baterijas simbols -, tas nozīmē, ka baterija ir gandrīz tukša (1.attēls). Jūs varēsiet vēl veikt pāris temperatūras mērījumus, taču ir jāsagādā rezerves baterija.



1.attēls



2.attēls



3.attēls



4.attēls



1.attēls

LV-201

LV-200

Nomainiet bateriju, ja

pēc ierīces ieslēgšanas displejā parādās paziņojums „Batterie leer” (“Tukša baterija”) (2.attēls). Tagad vairs nav iespējams veikt temperatūras mērišanu, ja vien nav ievietota jauna baterija.

Neskatoties uz to, ka ir nospiesta leslēgšanas/izslēgšanas pogā, displejā neparādās rādījums.

Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, pagriežot to aiz atzīmes pa kreisi un noceļot.

Izņemiet veco bateriju un ievietojiet jauno bateriju (CR2032) ar “+” zīmi uz leju.

Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ un nofiksējiet to.

Pēc baterijas nomainīšanas termometrs ir atkal jāsavieno ar Natural Cycles App lietotni, lai būtu iespējams sinhronizēt datumu un pulksteņlaiku. Lai to izdarītu, atveriet Natural Cycles App lietotni un ieslēdziet termometru.

Pirms tam nebūs iespējams veikt jaunus temperatūras mērījumus. Baterijas nomainīšanas gadījumā saglabātie mērījumu dati tiek saglabāti.

IERĪCES NOMAIŅA


Katram NC° Thermometer (Gen 2) ir sava unikāla signatūra, kas ir piešķirta vienam noteiktam lietotājam. Šī piešķiršana notiek pirmās lietošanas reizes laikā, kad ierīce tiek sinhronizēta ar Natural Cycles App lietotni.

Ja ierīce tiek nozaudēta vai bojāta, jums ir iespēja savam lietotāja kontam pievienot jaunu NC° Thermometer (Gen 2).


Šim nolūkam ieejiet Natural Cycles App lietotnē un sekojiet norādījumiem. Lūdzam nemt vērā: ja esat nomainījuši ierīci cikla laikā, aktuālais cikls Natural Cycles App lietotnē vairs nav aktīvs. Jūsu drošības nolūkos lietotne viena cikla laikā akceptē datus tikai no vienas vienīgas ierīces.



2.attēls




Baterijas
nodalījums-
vāciņš atvērts



Baterijas
nodalījums-
vāciņš aizvērts


KĻŪDU ZINOJUMI




Izmērītā temperatūra ir augstāka par 43,99 °C, tā ir ārpus mērišanas diapazona.



Izmērītā temperatūra ir zemāka par 32,00 °C, tā ir ārpus mērišanas diapazona.



Apkārtējā temperatūra pārsniedz 40,00 °C un tādējādi neatbilst pieļaujamajiem lietošanas apstākliem.



Apkārtējā temperatūra ir zemāka nekā 10,00 °C un tādējādi neatbilst pieļaujamajiem lietošanas apstākliem.



Paaugstinātas temperatūras brīdinājums. Ir noteikta paaugstināta temperatūra, sākot no 37,5 °C.



Ierīces atmiņa ir pilna. Izveidojiet savienojumu starp termometru un Natural Cycles App lietotni, lai pārraidītu mērījuma datus uz lietotni.




Baterija ir gandrīz tukša. Sagatavojiet rezerves bateriju.




Baterija ir tukša. Lūdzu, nomainiet bateriju.




Pēc ieslēgšanas nav rādījumu. Pārbaudiet, vai baterija ir pilnībā ievietota un tās polaritāti (+/-). Ja kļūda atkārtojas, nomainiet bateriju.



Bluetooth savienojuma kļūda.



Sensora kļūda. Ja kļūda parādās atkārtoti, lūdzam sazināties ar Natural Cycles klientu apkalpošanas centru.



Mērījums ir pārtrauks pirms laika. Atkārtojet mērījumu un nogaidiet līdz mērījuma beigām, pirms izņemiet termometru no mērišanas vietas.

Kalibrēšanas kļūda. Ja kļūda parādās atkārtoti, lūdzam sazināties ar Natural Cycles klientu apkalpošanas centru.

En

Ierīce atrodas tehniskās pārbaudes režīmā. Izslēdziet to un atkal ieslēdziet pēc pāris sekundēm, lai atgrieztos normālajā režīmā.

TEHNISKIE DATI

Tips:	maksimuma termometrs, tiešais darbības veids
Mērišanas vietas/atsauces-kermenja atveres:	rektāli, orāli, vagināli
Temperatūras vienība:	°C
Diapazons:	no 32,00 °C līdz 43,99 °C
Precīzitāte:	± 0,05 °C diapazonā no 35,00 °C līdz 38,00 °C, ± 0,10 °C citos temperatūras diapazonos
Atmiņa:	Saglabāšanas režīmā ir apskatāmi 30 mēriju dati ar datumu un pulkstenlaiku.
Ekspluatācijas apstākļi:	apkārtējā temperatūra no 10 līdz 40 °C, relatīvais mitrums no 15 līdz 95 %
Glabāšanas un transportēšanas apstākļi:	apkārtējā temperatūra no -25 līdz 55 °C, relatīvais mitrums no 15 līdz 95 %
Nepieciešamais laiks ierīces pielāgošanai no minimālās/maksimālās uzglabāšanas temperatūras līdz lietošanas temperatūrai:	30 minūtes
Baterija:	1 x CR2032, 3,0 V, nesatur dzīvsudrabu
Baterijas kalpošanas ilgums:	apm. 400 mērijumi
Datu pārraide:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP klasifikācija:	IP 67: putekļdrošs, aizsargāts pret īslaicīgu iegremdešanu ūdenī
Sagaidāmais kalpošanas ilgums:	5 gadi

Izmēri:	137 mm (G) x 32 mm (P) x 15 mm (A)
Svars:	27 g ar bateriju

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Ierīces remontu drīkst veikt tikai ražotājs vai šādām darbībām autorizēta darbīnīca. Lūdzam sazināties ar:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Zviedrija

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Mēs iesakām veikti ierīces tehnisko pārbaudi reizi 5 gados. Šo pārbaudi var veikt vai nu UEBE Medical GmbH vai autorizēts tehniskās apkopes dienests.

APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMI



Šis izstrādājums atbilst 2007. gada 5. septembra Padomes Direktīvas 93/42/EK prasībām medicīniskajām ierīcēm, un uz tā ir markējums CE 0123 ("TÜV SÜD Product Service GmbH").



Aizsardzības līmenis no elektriskā trieciena: TIPS BF



Levērojiet lietošanas instrukciju norādījumus



Ražotājs



IP 67 Putekļdrošs, aizsargāts pret īslaicīgu iegremdešanu ūdenī



Partijas numurs/sērijas numurs



Atsaunes numurs = preces numurs

UTILIZĒŠANA



Baterijas un tehniskās ierīces nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem; tās ir jānogādā atbilstošās savākšanas un utilizēšanas vietās.

TĪRŠANA UN APKOPE

Tīriet termometru ar mīkstu drānu un ar ūdeni atšķaidītu izopropilspirtu vai ar aukstu ziepju ūdeni.

Neizmantojet spēcīgus tīršanas līdzekļus, šķidinātājus vai benzīnu.

Tīršanas nolūkos termometru drīkst iegremdēt ūdenī vai dezinfekcijas šķīdumā. Nedrīkst sterilizēt vārot, gāzes vai tvaika autoklāvā.

Uzmanieties, lai mērišanas sensora un displeja viirma netiktu saskrāpēta,

Pēc mērišanas sensora tīršanas ar spirtu nogaidiet 5 minūtes un tikai tad veiciet temperatūras mērišanu, lai termometrs sasniegtu nepieciešamo lietošanas temperatūru.

GARANTIJA

Ierīce tika izgatavota un pārbaudīta ar lielu rūpību. Gadījumos, kad piegādātajai ierīcei tiek konstatēti trūkumi, mūsu garantija ir spēkā šādos apstākļos:
Garantijas periodā – 2 gadu laikā kopš iegādes brīža – mēs pēc saviem ieskatiem mūsu ražotnē novēršam radušos defektus, veicot remontu, vai piegādājam ierīci bez bojājumiem, un sedzam visas izmaksas.

Garantija neattiecas uz nodilstošo daļu normālu nodilumu un nolietojumu vai uz bojājumiem, kas radušies, ja netiek ievērotas lietošanas instrukcijas, ja ir bijusi neatbilstoša rīcība (piem., salūšana, bateriju noplūde) vai pircējs ir izjaucis ierīci. Turklat garantija nevar būt par iemeslu prasības pieteikumam par bojājumiem attiecībā pret mums.

Garantijas prasības var pieteikt tikai garantijas periodā un, uzrādot pirkuma apliecinājumu. Garantijas prasības gadījumā ierīce jānosūta uz tālāk norādīto adresi, pievienojot pirkuma apliecinājumu un sūdzības aprakstu:

LV

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Zviedrija

Izmaksas par ierīces atgriešanu mūsu ražotnē ir jāuzņemas nosūtītājam.

Šī garantija neierobežo likumdošanā noteiktās pircēja prasības un tiesības attiecībā pret pārdevēju (piem., prasības par defektiem, ražotāja atbildību). Ievērojet: garantijas prasības gadījumā noteikti pievienojiet pirkuma apliecinājumu.

Natural Cycles[®]

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Zviedrija

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

LV-206

LV

LV-207

BEOOGD GEBRUIK

De NC° Thermometer (Gen 2) is een digitale medische thermometer (directe modus) voor het zelf meten van de menselijke lichaamstemperatuur. Het apparaat verzendt de gemeten waarden via een Bluetooth 4.0-interface naar de Natural Cycles-app. Het apparaat is bedoeld voor gebruik met de Natural Cycles-app. De thermometer is niet bruikbaar met een andere app.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing staat. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

Apparaat niet laten vallen. Thermometer is niet schokbestendig.

Niet blootstellen aan direct zonlicht of hete temperaturen.

De thermometer is enkel ontwikkeld voor het meten van lichaamstemperatuur. Fout gebruik kan leiden tot afwijkingen in de temperatuurmeting.

Controleer vóór elke meting dat de meetsensor niet kapot is. Een beschadigde meetsensor kan letsel veroorzaken.

Bijt niet op de meetsensor en verbuig deze niet. Dat kan schade en storingen veroorzaken.


Het gebruik van dit apparaat in de buurt van draadloze telefoons, magnetrons of overige apparaten met sterke elektromagnetische velden kan leiden tot storingen. Houd bij gebruik een minimumafstand van 3,3 m tot dergelijke apparaten. Controleer de correcte werking van het apparaat voordat u het gebruikt, als u niet aan de minimumafstand kunt voldoen.

De thermometer bevat delen die los kunnen komen en ingeslikt kunnen worden door kinderen. Laat kinderen nooit alleen met de thermometer.

Haal de thermometer niet uit elkaar. U kunt wel zelf de batterij vervangen. Verwijder de batterij wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Bewaar de thermometer altijd in de beschermhoes.

Laat het apparaat ten minste 2 uur op kamertemperatuur komen voordat je het gebruikt, wanneer het bij temperaturen onder 10 °C of boven 40 °C is bewaard.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT



① Vergulde meetsensor


④ Aan/uit-knop

② Bluetooth-knop

⑤ Battericompartiment

③ Verlicht display

DISPLAY



① Temperatuureenheid

④ Datum

② Bluetooth-gegevensverbinding

⑤ Opslagmodus

③ Batterij-indicator

⑥ Synchronisatie

⑦ Tijd

EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET APPARAAT

Voordat je het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, moet je de Natural Cycles-app op je smartphone installeren. Ingebruikname van de NC[®] Thermometer (Gen 2) is niet mogelijk zonder de Natural Cycles-app. Download de Natural Cycles-app uit de App Store of Google Play.



Open de Natural Cycles-app. Volg de aanwijzingen in de app.

Zet nu de thermometer aan. Houd hiervoor de Bluetooth-knop minstens 1 seconde ingedrukt.

Het apparaat gaat aan en schakelt automatisch over naar de SET-modus voor het instellen van de datum en tijd (Afbeelding 1).

De datum en tijd worden automatisch gesynchroniseerd met de Natural Cycles-app. Hiervoor maakt het apparaat via Bluetooth verbinding met de app (Afbeelding 2).

Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt "APP" in het display (Afbeelding 3).

Als het apparaat geen verbinding kan maken met de app, wordt het na 60 seconden uitgeschakeld. Controleer in dat geval of de Bluetooth-functie van je smartphone is ingeschakeld en of de Natural Cycles-app actief is. Probeer nu opnieuw verbinding te maken.




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 1



Afbeelding 2

NL METEN VAN DE TEMPERATUUR

Verwijder de transparante beschermkap van de thermometer voordat je gaat meten.

Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop minstens 1 seconde ingedrukt te houden. Op het display wordt "On" (aan) weergegeven (Afbeelding 1).

Het apparaat voert nu een interne zelftest uit; alle displaysegmenten worden weergegeven (Afbeelding 2).

Controle van de overdrachtsstatus

Het apparaat controleert nu of alle eerdere metingen al zijn overgebracht naar de Natural Cycles-app. Het apparaat kan maximaal 30 metingen bufferen.

Het aantal meetwaarden dat nog niet is verzonden, wordt weergegeven op het display (Afbeelding 3).

Als meer dan 25 opgeslagen metingen niet zijn overgebracht naar de Natural Cycles-app, komt "APP/FULL" (APP/VOL) (afbeelding 4 en 5) in het display te staan om je eraan te herinneren de metingen zo snel mogelijk naar de app te verzenden.

Als je meer dan 30 metingen uitvoert zonder de meetwaarden naar de app over te brengen, wordt de oudste waarde verwijderd om ruimte te maken voor een nieuwe meting.

Na het controleren van de overdrachtsstatus licht het display kort op of klinkt er een akoestisch signaal. Het instrument is nu klaar om een nieuwe meting uit te voeren.

Afbeelding 5
Begin nooit met meten voordat het display oplicht of de pieptoon klinkt wanneer de pieptonen zijn geactiveerd. De thermometer moet aan het begin van de meting al in de meetmodus staan om de voortgang van de meting correct te kunnen registreren.



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5


Meten van de temperatuur

Plaats de meetsensor links of rechts onder de wortel van de tong. De temperatuursensor moet goed weefselcontact hebben.

Sluit je mond en adem rustig door je neus, zodat de meting niet wordt beïnvloed door de ademhaling.

Zolang de gemeten temperatuur nog onder het meetbereik (32,00 tot 43,99 °C) zit, wordt L (Low = Laag) weergegeven op het display (Afbeelding 6). Heb wat geduld bij de meting. De sensor moet eerst opwarmen van kamertemperatuur naar lichaamstemperatuur.

Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur aangegeven op het display. Wacht tot het einde van de meting om de nauwkeurigheid van de temperatuurwaarde te garanderen.



Afbeelding 6

Het einde van de meting wordt aangegeven door een lange pieptoon. Als de pieptonen zijn gedeactiveerd, kun je het einde van de meting zien aan het oplichten van het display. De gemeten waarde wordt weergegeven op het display (Afbeelding 7).

Als de thermometer een verhoogde temperatuur boven 37,50 °C meet, licht het display geel op of klinken er snel achter elkaar 10 piepjes. Het display toont afwisselend de temperatuur en HI (koortsalarm, Afbeelding 8).

Het apparaat probeert nu een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen om de gemeten waarde naar de Natural Cycles-app te verzenden. Zorg ervoor dat je smartphone binnen bereik is, dat Bluetooth is ingeschakeld en dat de Natural Cycles-app actief is.

Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt "APP" op het display (Afbeelding 9). Na de gegevensoverdracht schakelt de thermometer automatisch uit (Afbeelding 10).

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen, wordt de gemeten waarde in het apparaat opgeslagen voor latere verzending. Het apparaat kan tijdelijk maximaal 30 gemeten waarden opslaan. De thermometer schakelt vervolgens uit (Afbeelding 10).

HANDMATIGE GEGEVENSVERDRACHT NAAR DE NATURAL CYCLES-APP

Als de metingen niet direct na de meting naar de Natural Cycles-app kunnen worden gezonden (bijvoorbeeld als je smartphone zich niet binnen het Bluetooth-bereik bevindt of als de Natural Cycles-app niet actief is), kun je de metingen later naar de Natural Cycles-app sturen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Open de Natural Cycles-app op je smartphone.

Met het apparaat uitgeschakeld, houd je de Bluetooth-knop ten minste 1 seconde, maar niet langer dan 5 seconden, ingedrukt totdat het Bluetooth-pictogram * op het display verschijnt. Als je de knop langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de geheugenoproepmodus geactiveerd.



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9



Afbeelding 10

Het apparaat maakt nu verbinding met de app via Bluetooth (Afbeelding 1).

Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt "APP" in het display (Afbeelding 2).

Als het apparaat geen verbinding kan maken met de Natural Cycles-app, wordt het na 60 seconden uitgeschakeld. Controleer in dit geval of de Bluetooth-functie van je smartphone is ingeschakeld en of de Natural Cycles-app actief is en probeer het opnieuw.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

OPROEPEN VAN OPGESLAGEN METINGEN

De thermometer heeft een geheugen met 30 geheugenlocaties voor meetwaarden. De gemeten waarden worden automatisch samen met de datum en tijd van de meting opgeslagen. De laatst gemeten waarde wordt opgeslagen op geheugenlocatie 1, de eerder gemeten waarde wordt opgeslagen op geheugenlocatie 2, etc. Als er meer dan 30 metingen zijn uitgevoerd, wordt de oudste waarde (nummer 30) gewist om de meest recente waarde (nummer 1) op te slaan.

De gemeten waarden worden opgeslagen in de Natural Cycles-app en kunnen daar eenvoudig worden geanalyseerd.

Je kunt de laatste 30 meetwaarden ook rechtstreeks op de NC° Thermometer (Gen 2) oproepen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, houd je de Bluetooth-knop minstens 5 seconden ingedrukt totdat het pictogram M op het display verschijnt. Het apparaat schakelt over naar de geheugenmodus (Afbeelding 1). De laatst gemeten waarde nr. 1 wordt nu weergegeven (Afbeelding 2, Afbeelding 3). De gemeten waarde wordt afwisselend in het display weergegeven met het jaar, de maand/dag en de tijd. Bij metingen die zijn verzonden naar de Natural Cycles-app wordt het pictogram ↗ weergegeven.

Druk meeraals op de Bluetooth-knop om de vorige metingen op te roepen (nr. 2, nr. 3,...).



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Als er geen gemeten waarden zijn opgeslagen, wordt het volgende display weergegeven (Afbeelding 4):



Afbeelding 4

BATTERIJ-INDICATOR/BATTERIJ VERVANGEN

Het apparaat is uitgerust met een lithiumbatterij van het type CR2032.

Als het batterijsymbool op het display knippert terwijl de thermometer in gebruik is, is de batterij bijna leeg (Afbeelding 1). Je kunt nu nog enkele temperatuurmetingen uitvoeren, maar je moet een vervangende batterij bij de hand hebben.

Vervang de batterij, als de indicatie "Batterij leeg" (Afbeelding 2) op het display verschijnt na het inschakelen. Je kunt pas temperatuurmetingen uitvoeren nadat je een nieuwe batterij hebt geplaatst.

Als je toch op de aan-/uitknop drukt, blijft het display leeg.


Ontgrendel het klepje van het batterijcompartiment door het voorbij de markering naar links te draaien en til het klepje op.

Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij (CR2032) met het "+" teken naar boven gericht.


Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug en vergrendel het.

Nadat de batterij is vervangen, moet de thermometer eenmaal met de Natural Cycles-app verbinden, zodat de datum en tijd opnieuw kunnen worden gesynchroniseerd. Hiertoe open je de Natural Cycles-app en schakel je de thermometer in. Eerder zijn er geen nieuwe temperatuurmetingen mogelijk.

Gemeten waarden die al in het apparaat zijn opgeslagen, blijven behouden wanneer de batterij wordt vervangen.



Klepje van batterijcompartiment ontgrendeld



Klepje van batterijcompartiment vergrendeld

APPARAAT WIJZIGEN

Elke NC° Thermometer (Gen 2) heeft een unieke handtekening die is gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Deze koppeling vindt plaats tijdens de eerste inbedrijfstelling tijdens de eerste synchronisatie met de Natural Cycles-app.

Als je apparaat verloren raakt of defect is, kun je een nieuwe NC° Thermometer (Gen 2) koppelen aan je gebruikersaccount.

Ga daarvoor naar het hoofdmenu van de Natural Cycles-app en volg de instructies.

Let op: Als je het apparaat binnen een cyclus vervangt, wordt de huidige cyclus inactief in de Natural Cycles-app. Voor jouw veiligheid accepteert de app binnen één cyclus alleen meetgegevens van één apparaat.


FOUTmeldingen




De gemeten temperatuur ligt boven 43,99 °C en valt daar door buiten het meetbereik



De gemeten temperatuur ligt onder 32,00 °C en valt daar door buiten het meetbereik



De omgevingstemperatuur is hoger dan 40,00 °C en ligt daarom buiten de toegestane bedrijfsomstandigheden.



De omgevingstemperatuur is lager dan 10,00 °C en ligt daarom buiten de toegestane bedrijfsomstandigheden.



Koortsalarm. Verhoogde temperatuur wordt gemeten vanaf 37,5 °C.



Toestelgeheugen is vol. Sluit de thermometer aan op de Natural Cycles-app om de meetwaarden over te brengen naar de app.



Batterij bijna leeg. Zorg dat je een nieuwe batterij bij de hand hebt.




Batterij leeg. Vervang de batterij.




Geen weergave na inschakelen. Controleer of de batterij correct is geplaatst en of de polariteit (+/-) correct is. Als de fout zich blijft voordoen, vervang je de batterij.




Bluetooth-verbindingsfout




Sensorfout. Als dit herhaaldelijk gebeurt, neem dan contact op met de klantenservice van Natural Cycles.



Meting voortijdig afgebroken. Herhaal de meting en wacht tot het einde van de meting voordat je de thermometer van de meetplek verwijderd.



Kalibratiefout. Als dit herhaaldelijk gebeurt, neem dan contact op met de klantenservice van Natural Cycles.



Het apparaat staat in de technische testmodus. Schakel het apparaat uit en na enkele seconden weer aan om terug te keren naar de normale modus.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type:	Maximumthermometer, direct mode
Meetplekken/referentiële-chaamsdelen:	rectaal, oraal, vaginale
Temperatuureenheid:	°C
Meetwaarde bereik:	32,00 °C tot 43,99 °C
Nauwkeurigheid:	± 0,05 °C tussen de 35,00 °C en 38,00 °C, ± 0,10 °C in andere temperatuurgebieden
Geheugen:	in de geheugenmodus kunnen 30 meetwaarden met datum en tijd worden opgeroepen
Gebruiksconditie:	Omgevingstemperatuur: 10 tot 40 °C, Relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 95%

Opslag- en transport-condities:	Omgevingstemperatuur -25 tot 55 °C. Relatieve luchtvochtigheid 15 tot 95 %.
Tijd voor aanpassing van minimale/maximale bewaar temperatuur naar bedrijfstemperatuur:	30 minuten
Batterij:	1x CR2032, 3,0 V, kwikvrij
Levensduur batterij:	ca. 400 metingen
Gegevensoverdracht:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-classificatie:	IP 67: stofdicht, bestand tegen tijdelijke onderdompeling
Verwachte levensduur:	5 jaar
Afmetingen:	137 mm (l) x 32 mm (b) x 15 mm (h)
Gewicht:	27 g met batterij

KLANTEN SERVICE

Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door de fabrikant of door een uitdrukkelijk erkende instantie. Neem contact op met:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Zweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

We raden aan het apparaat elke 5 jaar technisch te laten inspecteren. Deze inspectie kan worden uitgevoerd door UEBE Medical GmbH of door geautoriseerde onderhoudsdiensten.

VERKLARING VAN SYMBOLEN



Dit product houdt zich aan de richtlijn 93/42/EWG van 5 september 2007, handelend over medische producten en draagt het teken CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Beschermingsgraad tegen elektrische schok: Type BF



Raadpleeg de gebruikershandleiding!



Fabrikant

IP 67 Stofdicht, bestand tegen tijdelijke onderdompeling

LOT Partijnummer/batchnummer

REF Referentienummer = artikelnummer

VERWIJDEREN



Batterijen en technische apparatuur horen niet bij het huisvuil.
Batterijen aub afleveren bij uw batterij-inleverpunt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig de thermometer met een zachte doek en met water verdunde isopropylalcohol of koud zeepsop.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of benzine voor het reinigen.

De thermometer kan voor de reiniging worden ondergedompeld in water of ontsmettingsoplossing. Steriliseer niet door middel van koken of autoclaven met gas of stoom.

Zorg dat er geen krassen op het oppervlak van de meetsensor en het display komen.

Als je de sensor met alcohol hebt gereinigd, wacht dan 5 minuten voordat je een temperatuurmeting uitvoert, zodat de thermometer weer op de vereiste bedrijfstemperatuur kan komen.

GARANTIE

Het apparaat is met grote zorg vervaardigd en getest. In het geval dat er toch gebreken bij de levering zijn, geven wij een garantie onder de volgende voorwaarden:

Gedurende de garantieperiode van 2 jaar gerekend van de datum van aanschaf herstellen wij defecten op onze manier en op onze kosten in onze werkplaats door reparatie of omruiling van een niet defect apparaat.

NL

Niet onder de garantie vallen normale slijtage of schade die ontstaan is door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of nalatig gebruik (b.v. breuk, lekkende batterijen) of demonteren van het apparaat door de gebruiker. Verder leidt de garantie er niet toe dat op grond ervan claims tegen ons kunnen aangespannen.

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de garantie binnen de daarvoor gestelde garantietijd en door het overhandigen van het aankoopbewijs. In het geval van aanspraak op de garantie dient u het apparaat samen met het aankoopbewijs en een schriftelijke verklaring te worden opgestuurd naar

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Zweden

De kosten voor het terugzenden van het apparaat worden gedragen door de inzender van de klacht.

De wettelijke aanspraken en rechten van de koper tegen de verkoper (bijvoorbeeld defecten, productbetrouwbaarheid) worden door deze garantie niet gehinderd.

Opgelet: in het geval van een garantieclaim, verzeker u ervan het bewijs van aankoop mee te sturen.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Zweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

NL

TILENKT BRUK

NC° Thermometer (Gen 2) er et medisinsk digitalt termometer (direkte-modus) for egenmåling av den menneskelige basaltemperaturen. Enheten overfører de målte temperaturene via Bluetooth-4.0-grensesnittet på Natural Cycles-appen. Enheten er beregnet på måling med Natural Cycles-appen. Drift med andre apper er ikke mulig.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Enheten må bare brukes til formålet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er et resultat av uforsiktigsmessig håndtering.

Ikke mist termometeret i bakken. Det er ikke støtsikkert.

Beskytt enheten mot høye temperaturer og direkte sollys.

Bruk av termometeret til andre formål enn det som er beregnet, kan føre til unøyaktige målinger.

Kontroller at målespissen er uskadet før hver måling. En skadet målespiss kan føre til personskader.

Ikke bit føleren eller bøy den kraftig. Dette kan føre til skader og funksjonsfeil.

Hvis denne enheten brukes i nærheten av mobiltelefoner, mikrobølgeovner eller andre enheter med sterkt elektromagnetisk stråling, kan det føre til feil. Hold en avstand på minst 3,3 meter fra slike enheter når du bruker termometeret. Hvis du ikke kan opprettholde minimumsavstanden, må du kontrollere at termometeret fungerer som det skal, før du bruker det.

Termometeret inneholder små deler som barn kan svekle. Ikke la barn bruke enheten uten tilsyn.

Ikke åpne dekselet (bortsett fra ved skifting av batteri).


Ta ut batteriet hvis enheten ikke skal brukes på en lengre stund.

Oppbevar alltid termometeret med beskyttelseshylsen.

Hvis enheten har blitt oppbevart ved temperaturer under 10 °C eller over 40 °C, må du la det ligge minst 2 timer i romtemperatur før du bruker det.

NO

ENHETSBEKRIVELSE



① Forgylt målespiss


④ Av/på-knapp

② Bluetooth-knapp

⑤ Batterilomme

③ Opplyst display

DISPLAY



① Temperaturehet

⑤ Lagringsmodus

② Bluetooth-dataforbindelse

⑥ Synkronisering

③ Batterivisning

⑦ Klokkeslett

④ Dato

FØRSTE IDRIFTSETTELSE AV ENHETEN

Før første idriftsettelse av enheten må du installere Natural Cycles-appen på smarttelefonen din. Idriftsettelse av NC® Thermometer (Gen 2) er ikke mulig uten Natural Cycles-appen.

Last ned Natural Cycles-appen i App Store eller hos Google Play.



Åpne Natural Cycles-appen. Følg anvisningene i appen. Nå kan du ta termometeret i bruk. Gjør det ved å holde Bluetooth-knappen inn i minst 1 sekund.

Enheten slås på og veksler automatisk til SET-modus for innstilling av dato og klokkeslett (Fig. 1).

Dato og klokkeslett synkroniseres automatisk av Natural Cycles-appen. For å gjøre det forbindes enheten med appen med Bluetooth (Fig. 2).

Hvis forbindelsen er vellykket, vises «APP» (Fig. 3).

Hvis enheten ikke kan opprette en forbindelse til appen, slås den av etter 60 sekunder. Kontroller i så fall om Bluetooth-funksjonen til smarttelefonen er aktivert og Natural Cycles-appen er startet. Prøv nå på nytt å opprette en forbindelse.

MÅLE TEMPERATUREN

Ta den gjennomsiktige beskyttelseshylsen av termometeret før målingen.

Slå på enheten ved å trykke på av/på-knappen i minst 1 sekund. På displayet vises «On» (Fig. 1).

Enheten gjennomfører nå en intern selvtest; alle displaysegmentene vises (Fig. 2).

Kontroll av overføringsstatusen

Enheten kontrollerer nå om alle tidligere måleverdier for Natural Cycles-appen er overført. Enheten kan lagre maksimalt 30 målinger midlertidig.

Antallet måleverdier som ennå ikke er overført, vises på displayet (Fig. 3).

Hvis mer enn 25 lagrede meldinger ikke er overført til Natural Cycles-appen, vises meldingen «APP/FULL» (Fig. 4 og 5) for å minne på å overføre måleverdiene til appen så snart som mulig.

Hvis du gjennomfører mer en 30 meldinger uten å overføre måleverdiene til appen, slettes den eldste verdien for å gi plass til en ny melding.

Etter kontroll av overføringsstatusen lyser displayet en kort stund eller det høres en signallyd. Enheten er nå klar til gjennomføring av en ny måling.

Start under ingen omstendigheter målingen før displayet lyser eller signallyden høres, hvis det er aktivert. Termometeret må være i målemodus ved start av målingen for å registrere målingsforløpet korrekt.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Måle temperaturen

Plasser målespissen til venstre eller høyre under tungeroten. Temperatursensoren må ha god kontakt med vevet.

Lukk munnen og pust rolig gjennom nesen slik at måleresultatet ikke påvirkes av innåndingssluften.

Så lenge den målte temperaturen er under måleområdet (32,00 til 43,99 °C), vises L (Low = Lav) på displayet (Fig. 6). Vær litt tålmodig under målingen. Sensoren må oppvarmes fra romtemperaturen til kroppstemperaturen først.

Under målingen vises den aktuelle temperaturen på displayet. Vent til slutten av målingen for å sikre nøyaktigheten til temperaturverdiene.

Slutten av målingen markeres med en lang signallyd. Hvis signallyden er deaktivert, merker du at målingen er slutt på at displayet lyser. Måleverdien vises på displayet (Fig. 7).

Hvis termometeret viser en forhøyet temperatur fra og med 37,50 °C, lyser displayet gult hhv. det høres 10

signallyder i rask rekkefølge. På displayet vises vekselvis temperaturen og HI (feberalarm, Fig. 8). Enheten prøver nå å opprette en Bluetooth-forbindelse for å overføre den målte verdien til Natural Cycles-appen. Forsikre deg om at smarttelefonen er innenfor rekkevidde, Bluetooth er aktivert og Natural Cycles-appen er startet.

Hvis forbindelsen er vellykket, vises «APP» (Fig. 9). Etter dataoverføringen slås termometeret av automatisk (Fig. 10).

Hvis enheten ikke kan opprette en forbindelse, lagres måleverdien i enheten for senere overføring. Enheten kan lagre opptil 30 måleverdier midlertidig. Deretter slås termometeret av (Fig. 10).

MANUELL DATAOVERFØRING TIL NATURAL CYCLES-APPEN

Hvis måleverdiene ikke kan overføres til Natural Cycles-appen rett etter målingen (f.eks. hvis smarttelefonen ikke er innenfor Bluetooth-rekkevidde eller Natural Cycles-appen ikke er åpenet), kan du overføre måleverdiene til Natural Cycles-appen senere. Gå frem på følgende måte:

Åpne Natural Cycles-appen på smarttelefonen.

Mens enheten er slått av, holder du Bluetooth-knappen inne i minst 1 sekund, men maksimalt 5 sekunder, til Bluetooth-symbolet * vises på displayet. Hvis du holder knappen inne lenger enn 5 sekunder, havner du i minneåpningsmodus.

Enheten forbinder nå med appen via Bluetooth (Fig. 1). Hvis forbindelsen er vellykket, vises «APP» (Fig. 2).

Hvis enheten ikke kan opprette en forbindelse til Natural Cycles-appen, slås den av etter 60 sekunder. Kontroller i så fall om Bluetooth-funksjonen til smarttelefonen er aktivert og Natural Cycles-appen er startet, og prøv på nytt.



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

ÅPNE LAGREDE MÅLEVERDIER

Termometeret har et måleverdiminne med 30 lagringsplasser. Måleverdiene lagres automatisk med dato og klokkeslett. Den sist målte verdien lagres på minneplass 1, den forrige verdien på minneplass 2 osv. Hvis det er gjennomført mer enn 30 målinger, slettes den eldste verdien (nr. 30) for å kunne lagre den nyeste verdien (nr. 1).

Måleverdien lagres i Natural Cycles-appen og kan enkelt analyseres der.

Du kan imidlertid også åpne de siste 30 måleverdiene direkte på NC° Thermometer (Gen 2). Gå frem på følgende måte:

Mens enheten er slått av, holder du Bluetooth-knappen inne i minst 5 sekunder til symbolet M vises på displayet. Enheten veksler til minnemodus (Fig. 1).

Nå vises den siste målte måleverdien nr. 1 (Fig. 2, Fig. 3). Måleverdien vises vekselvis med årstall, måned/dag og klokkeslett på displayet. Ved måleverdier som er overført til Natural Cycles-appen, vises symbolet ↷.

Hvis du trykker gjentatte ganger på Bluetooth-knappen, henter du frem målinger lengre tilbake (nr. 2, nr. 3,...). Hvis det ikke er lagret noen måleverdier, vises det følgende displayet (Fig. 4):



Fig. 1



Fig. 2

BATTERIVISNING/BATTERISKIFTE

Enheten er utstyrt med et litiumbatteri av type CR2032.

Hvis batterisymbolet ━ blinker på displayet under bruk av termometeret, er batteriet svakt (Fig. 1). Du kan fortsatt gjennomføre noen temperaturmålinger, men må ha et reservebatteri klart.

Skift batteri

Hvis visningen «Tomt batteri» (Fig. 2) vises på displayet når enheten er slått på. Du kan ikke gjennomføre noen temperaturmålinger nå før du har satt i et nytt batteri. Hvis det ikke vises noen visning på displayet selv om du trykker på av/på-knappen.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 1






Fig. 2

Lås opp batteriromdekselet ved å dreie det mot venstre forbi markeringen, og løft det av.



Batterirom-deksel låst opp

Batterirom-deksel låst

Ta ut det gamle batteriet, og sett i et nytt (CR2032) med tegnet «+» opp.

Sett på igjen batteriromdekselet, og lås det.

Etter skifte av batteri må termome-

teret forbines med Natural Cycles-appen igjen slik at dato og klokkeslett kan synkroniseres igjen. Gjør det ved å åpne Natural Cycles-appen og slå på termometeret. Før det er nye temperaturmålinger ikke mulig.

Måleverdier som er lagret i apparatet fra før, beholdes ved skifte av batteri.

SKIFTE ENHET

Hvert NC° Thermometer (Gen 2) har en unik signatur som er tilordnet en bestemt bruker. Denne tilordningen skjer under første idriftsettelse ved første synkronisering med Natural Cycles-appen.

Hvis enheten har gått tapt eller er defekt, har du mulighet til å tilordne et nytt NC° Thermometer (Gen 2) til brukerkontoen din.

Gjør det ved å gå til hovedmenyen i Natural Cycles-appen og følge avvisningene.

OBS: Hvis du skifter enhet i løpet av en syklus, blir den aktuelle syklusen i Natural Cycles-appen inaktiv. For din egen sikkerhet aksepterer appen bare måldata fra én enhet under en syklus.

FEILMELDINGER



Den målte temperaturen er over 43,99 °C og er derfor utenfor måleområdet.



Den målte temperaturen er under 32,00 °C og er derfor utenfor måleområdet.



Omgivelsestemperaturen er over 40,00 °C og dermed utenfor de tillatte driftsforholdene.



Omgivelsestemperaturen er under 10,00 °C og dermed utenfor de tillatte driftsforholdene.



Ferberalarm. Forhøyet temperatur fra og med 37,5 °C målt.



Minnet til enheten er fullt. Forbind termometeret med Natural Cycles-appen for å overføre måleverdiene til appen.



Svakt batteri. Ha et reservebatteri klart.



Tomt batteri. Skift batteri.



Ingen visning etter at enheten er slått på. Kontroller at batteriet sitter som det skal og har korrekt polaritet (+/-). Skift batteri hvis feilen opptrer på nytt.



Bluetooth-forbindelsesfeil



Sensorfeil. Ta kontakt med Natural Cycles-kundeservice hvis den oppstår flere ganger.



Måling avbrutt for tidlig. Gjenta målingen, og vent til målingen er avsluttet før du fjerner termometeret fra målestedet.



Kalibreringsfeil. Ta kontakt med Natural Cycles-kundeservice hvis den oppstår flere ganger.



Enheten er i teknisk kontrollmodus. Slå den av og på igjen etter noen sekunder for å gå tilbake til normalmodus.

TEKNIKE DATA

Type:	Maksimalt termometer, direktemodus
Målesteder / referansesteder på kroppen:	rekta, oral, vaginal
Temperaturenhet:	°C
Område:	32,00 °C til 43,99 °C
Nøyaktighet:	± 0,05 °C mellom 35,00 °C og 38,00 °C, ± 0,10 °C i andre temperaturområder
Minne:	30 måleverdier med dato og klokkeslett kan hentes i minnemodus
Driftsforhold:	Omgivelsestemperatur 10 til 40 °C, relativ fuktighet 15 til 95 %
Lagrings- og transport-forhold:	Omgivelsestemperatur -25 til 55 °C, relativ fuktighet 15 til 95 %
Tid for utligning av minimum/maksimum lagertemperatur til driftstemperatur:	30 minutter
Batteri:	1 x CR2032, 3,0 V, uten kvikksølv
Batterilevetid:	ca. 400 målinger
Dataoverføring:	Bluetooth 4.0 LE (low energy)
IP-klassifisering:	IP 67: støvtett, kortvarig beskyttelse mot neddykking i vann
Forventet driftslevetid:	5 år
Mål:	137 mm (L) x 32 mm (B) x 15 mm (H)
Vekt:	27 g med batteri

NO

KUNDESERVICE

Enheten må bare repareres av produsenten eller noen som er uttrykkelig autorisert til å gjøre det. Ta kontakt med:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Sverige

help.naturalcycles.com, www.naturalcycles.com

NO-228

Vi anbefaler en teknisk kontroll av enheten hvert 5. år. Denne kontrollen kan enten utføres av UEBE Medical GmbH eller en autorisert vedlikeholds-tjeneste.

TEGNFORKLARING



Dette produktet er i samsvar med rådsdirektiv 93/42/EØS fra 5. september 2007 vedrørende medisinske enheter og har merket CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Grad av beskyttelse mot elektrisk støt: TYP BF



Følg driftsanvisningene



Produsent

IP 67 Støvtett, kortvarig beskyttelse mot neddykking i vann



Lotnummer/chargenummer



Referansenummer = Artikkelenummer

KASSERING



Batterier og tekniske apparater må ikke avhendes sammen med husholdningsavfall, men leveres inn på et egnet innsamlings- og kasseringssted.

RENGJØRING OG PLEIE

Rengjør termometeret med en myk klut og vannfortynnet isopropylalkohol eller med kaldt såpevann.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, løsemidler eller bensin til rengjøring. Termometeret kan dykkes ned i vann eller desinfeksjonsløsning for rengjøring. Ikke steriliser ved hjelp av kokong eller gass- eller dampautoklaver. Pass på å ikke røre opp overflaten til målesensoren eller displayet.

Vent minst 5 minutter etter rengjøring av målesensoren med alkohol før du gjennomfører en temperaturmåling slik at termometeret kan nå den nødvendige driftstemperaturen igjen.

NO

NO-229

GARANTI

Enheten ble fremstilt og kontrollert med maksimal grundighet. Hvis det likevel skulle være feil på den ved leveringen, gir vi en garanti med følgende vilkår:

I løpet av garantiperioden på 2 år fra kjøpsdatoen retter vi opp feil etter eget skjønn og på egen bekostning ved anlegget gjennom reparasjonsarbeid eller erstatning med en defektfri enhet.

Garantien dekker ikke normal slitasje på slitedeler eller skade som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, feil håndtering (f.eks. brudd, lekkasje fra batterier) eller demontering av enheten av kjøperen. Garantien utgjør heller ikke grunnlag for å hevde erstatningskrav mot oss.

Garantikrav kan bare fremmes i garantiperioden og ved å fremlegge kjøpsbevis. Hvis det oppstår et garantikrav, må enheten sendes til følgende adresse sammen med kjøpsbeiset og en beskrivelse av klagen:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Sverige

Kostnaden ved å returnere enheten til fabrikken skal bæres av senderen.

Lovbestemte krav og rettigheter som kjøperen har overfor selgeren (for eksempel krav om mangler, produsentens ansvar), er ikke begrenset av denne garantien.

Merk: I tilfelle garantikrav er det viktig å legge ved kjøpsbeiset.

Natural Cycles®

NO NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Sverige
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

PRZENASCZENIE

NC° Thermometer (Gen 2) jest medycznym termometrem cyfrowym (tryb bezpośredni) do samodzielnego pomiaru podstawowej temperatury ciała człowieka. Urządzenie przesyła wyniki pomiarów do aplikacji Natural Cycles za pośrednictwem interfejsu Bluetooth 4.0. Urządzenie jest przeznaczone do użytku z aplikacją Natural Cycles. Współpraca z innymi aplikacjami nie jest możliwa.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy stosować wyłącznie w celu opisanym w instrukcji użycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieodpowiedniego użycia.

Nie upuszczaj termometru. Nie jest on odporny na wstrząsy ani uderzenia. Urządzenie należy chronić przed zanieczyszczeniem, kurzem oraz ostrym światłem słonecznym. Urządzenie należy chronić przed wysoką temperaturą oraz dużym zimnem.

Stosowanie termometru w sposób inny niż wskazany w instrukcji użycia może skutkować niedokładnymi pomiarami.

Przed każdym pomiarem należy sprawdzić czy końcówka pomiarowa nie jest uszkodzona. Uszkodzona końcówka pomiarowa może spowodować zranienie. Nie gryźć czujnika pomiarowego ani go mocno nie wyginać. Mogliby to skutkować uszkodzeniami i zakłóceniami działania.

Użytkowanie urządzenia w pobliżu telefonu komórkowego, radia lub innych urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne może powodować błędy pomiaru i zakłócać działanie. W czasie użytkowania NC° Thermometer 2, w/w urządzenia należy trzymać w odległości co najmniej 3,3 m. Jeżeli nie można zachować minimalnej odległości, przed użyciem należy sprawdzić, czy termometr działa prawidłowo.


Urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połkniete przez dzieci. Dlatego nie należy pozostawiać urządzenia z dziećmi bez nadzoru.

Pod żadnym pozorem nie otwieraj urządzenia (poza wymianą baterii).

Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię. Termometr należy zawsze przechowywać we futerale.


Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 40°C, należy je pozostawić w temperaturze pokojowej na co najmniej 2 godziny przed użyciem.

OPIS PRODUKTU



- ① Pozłacana końcówka pomiarowa
- ② Przycisk Bluetooth
- ③ Podświetlany wyświetlacz
- ④ Przycisk Włączania/Wyłączania
- ⑤ Komora baterii

WYŚWIETLACZ



- ① Jednostka temperatury
- ② Symbol połączenia Bluetooth
- ③ Wyświetlacz baterii
- ④ Data
- ⑤ Tryb pamięci
- ⑥ Synchronizacja
- ⑦ Czas

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zainstalować na smartfonie aplikację Natural Cycles. Uruchomienie NC° Thermometer (Gen 2) nie jest możliwe bez aplikacji Natural Cycles.

Pobierz aplikację Natural Cycles z App Store lub Google Play.



Otwórz aplikację Natural Cycles. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Uruchomić termometr. Aby to zrobić, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth przez co najmniej 1 sekundę.

Urządzenie włącza się i automatycznie przechodzi do trybu USTAWIENIA, gdzie można ustawić datę i czas (Rys. 1).

Data i czas są synchronizowane automatycznie z aplikacją Natural Cycles. Aby to zrobić, urządzenie łączy się z aplikacją via Bluetooth (Rys.2).

Jeśli połączenie zakończyło się pomyślnie, pojawia się oznaczenie „APP” (Rys. 3).

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z aplikacją, wówczas wyłącza się automatycznie po 60 sekundach.

Jeśli tak się stanie, sprawdź czy masz na swoim smartfonie aktywną funkcję Bluetooth a aplikacja Natural Cycles jest włączona. Teraz spróbuj połączyć się jeszcze raz.

POMIAR TEMPERATURY

Przed pomiarem, zdejmij przeźroczysty ochronny futek z termometrem.

Włącz urządzenie naciskając i przytrzymując przycisk Wł/Wyl. [on/off] przez co najmniej 1 sekundę. Słowo „On” pojawi się na wyświetlaczu (Rys.1).

Teraz urządzenie przeprowadza wewnętrzny autotest; wyświetlają się wszystkie elementy wyświetlacza (Rys.2).

Sprawdzanie statusu transferu

Urządzenie teraz sprawdza czy wszystkie poprzednie pomiary zostały już przesłane do aplikacji Natural Cycles. Urządzenie jest w stanie tymczasowo przechowywać do 30 pomiarów.

Ilość pomiarów, które nie zostały jeszcze przesłane, jest pokazana na wyświetlaczu (Rys.3).

Jeśli więcej niż 25 zapisanych pomiarów nie zostało przesłanych do aplikacji Natural Cycles, na wyświetlaczu pojawia się informacja „APP/FULL” (Rys. 4 i 5), aby przypomnieć o przesłaniu jak najszybciej wykonanych pomiarów do aplikacji.

Jeśli wykonano więcej niż 30 pomiarów bez przesyłania ich wyników do aplikacji, najstarszy pomiar będzie usunięty, aby zrobić miejsce dla nowego pomiaru.

Po sprawdzeniu stanu transmisji wyświetlacza zaświeci się na chwilę lub rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Urządzenie jest teraz gotowe do wykonania nowego pomiaru.

Nigdy nie należy rozpoczynać pomiaru przed zaświeceniem się wyświetlacza lub usłyszeniem sygnału dźwiękowego, jeśli jest on aktywny. W momencie rozpoczęcia pomiaru termometr musi być już w trybie pomiarowym, aby można było prawidłowo zarejestrować przebieg pomiaru.




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

Pomiar temperatury


Umieść końcówkę czujnika w jednej z dwóch komór cieplnych pod językiem. Czujnik musi mieć bezpośredni kontakt z tkanką.

Zamknij usta i oddychaj przez nos, tak by wdychane powietrze nie wpłynęło na wynik pomiaru.

Tak długo, jak mierzona temperatura będzie poniżej zakresu pomiarowego ($32,00^{\circ}\text{C}$ to $43,99^{\circ}\text{C}$), wyświetlać się będzie symbol L (low - niska temperatura) (Rys. 6).

Należy być trochę cierpliwym podczas wykonywania pomiaru. Czujnik musi się nagrzać z temperatury pokojowej do temperatury ciała.

Podczas pomiaru, na wyświetlaczu pojawia się bieżąca temperatura. Należy poczekać do zakończenia pomiaru, aby mieć pewność, że temperatura została zmierzona dokładnie.



Rys. 6

PL

Zakończenie pomiaru jest sygnaлизowane długim sygnałem dźwiękowym. Jeśli sygnały dźwiękowe są wyłączone, koniec pomiaru można rozpoznać po zaświeceniu się wyświetlacza. Wartość pomiaru jest pokazywana na wyświetlaczu (rys. 7).

Jeśli termometr zmierzy temperaturę wyższą niż 37,5°C, wyświetlacz zaświeci się na żółto lub rozlegnie się 10 sygnałów dźwiękowych w krótkim odstępie czasu. Na wyświetlaczu pojawia się na przemian temperatura i HI (alarm gorączkowy, rys. 8).

Urządzenie stara się połączyć przez Bluetooth, aby przesłać zmierzane wartości pomiaru do aplikacji Natural Cycles. Upewnij się, że smartfon znajduje się w zasięgu, Bluetooth jest aktywny a aplikacja Natural Cycles jest włączona.

Jeśli połączenie zakończyło się pomyślnie, pojawia się oznaczenie „APP” (Rys. 9). Po przesłaniu danych, termometr wyłącza się automatycznie (Rys. 10).

Jeśli urządzenie nie może się połączyć, wówczas wynik pomiaru jest zapisywany w urządzeniu, aby go przesłać w czasie późniejszym. Urządzenie może tymczasowo przechowywać do 30 pomiarów. Następnie termometr wyłącza się (Rys. 10).

RĘCZNE PRZEŚŁYNIĘ DANYCH DO APLIKACJI NATURAL CYCLES

Jeśli wyniki pomiaru nie mogą zostać przesłane do aplikacji Natural Cycles bezpośrednio po pomiarze (np. jeśli smartfon nie jest w zasięgu Bluetooth'a lub aplikacja Natural Cycles nie jest otwarta), pomiary można przenieść do aplikacji Natural Cycles w późniejszym czasie. Aby to zrobić, należy postępować następująco:

Otwórz aplikację Natural Cycles na smartfonie.

Mając urządzenie wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekundę, ale nie dłużej niż 5 sekund, do momentu aż symbol Bluetooth'a  pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli przytrzymasz ten przycisk dłużej niż 5 sekund, uruchomisz tryb przywoływania zapisanych w pamięci danych.



Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9



Rys. 10

Teraz urządzenie łączy się z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth'a (Rys.1).

Jeśli połączenie zakończyło się pomyślnie, pojawia się oznaczenie „APP” (Rys. 2).

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z aplikacją Natural Cycles, wówczas wyłącza się automatycznie po 60 sekundach. Jeśli tak się stanie, sprawdź czy masz na swoim smartfonie aktywną funkcję Bluetooth a aplikacja Natural Cycles jest włączona. Teraz spróbuj połączyć się jeszcze raz.



Rys. 1



Rys. 2

PRZYWOŁYWANIE ZAPISANYCH POMIARÓW

Termometr posiada pamięć na zapisanie 30 pomiarów. Wyniki pomiaru są zapisywane automatycznie wraz z datą i czasem wykonanego pomiaru. Ostatni najnowszy pomiar jest zapisywany jako 1; wynik pomiaru wykonanego przed nim jest zapisywany jako 2 itd. Po wykonaniu ponad 30 pomiarów, najstarszy pomiar (nr 30) zostaje usunięty, po to, aby najnowszy pomiar (nr 1) mógł zostać zapisany.

W aplikacji Natural Cycles zapisywane są wyniki pomiarów oraz wiele innych dodatkowych informacji, gdzie mogą być z łatwością analizowane.

Ostatnie 30 pomiarów można również przywołać bezpośrednio z termometra do pomiaru podstawowej temperatury ciała. Aby to zrobić, należy postępować następująco:


Gdy urządzenie jest wyłączone, należy naciągnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth przez co najmniej 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol . Urządzenie przełącza się w tryb przechowywania (rys. 1).

Ostatni najnowszy pomiar, nr 1, pojawia się teraz na wyświetlaczu (Rys. 2, Rys. 3). Wyświetlacz wyświetla kolejno wynik pomiaru, rok, miesiąc/dzień i czas. Dla pomiarów, które zostały przesłane do aplikacji Natural Cycles, wyświetla się symbol .


Naciśnij kilkakrotnie przycisk Bluetooth, aby wywołać wcześniejsze pomiary (nr 2, nr 3, ...).



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Jeśli nie ma żadnych zapisanych pomiarów, na wyświetlaczu pojawia się następujące (Rys 4):

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII/WYMIANA BATERII

Urządzenie jest wyposażone w baterię litową CR2032. Jeśli, podczas używania termometru, na wyświetlaczu migła ikona baterii , oznacza to niski poziom naładowania baterii (Rys. 1). Można nadal wykonać kilka pomiarów, ale powinno się już zadbać o nową baterię na wymianę.

Wymień baterię, jeśli:

Po włączeniu urządzenia, symbol „battery flat” [bateria rozładowana] (Rys. 2) pojawia się na wyświetlaczu. Należy wymienić baterię na nową przed wykonaniem jakiegokolwiek następnego pomiaru temperatury.

Nic nie pojawia się na wyświetlaczu pomimo wcisnięcia przycisku Włączanie/Wyłączanie [on/off].

Odblokuj pokrywę od baterii przekręcając ją ze znacznikiem w lewo.


Następnie wyjmij pokrywę.

Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię (CR2032) ze znakiem „+” ku górze.

Umieść z powrotem pokrywę od baterii we właściwym miejscu i ją zamknij.

Po wymianie baterii, termometr musi być połączony z aplikacją Natural Cycles w celu ponownej synchronizacji daty i czasu. Aby to zrobić, otwórz aplikację Natural Cycles i włącz termometr. Do momentu, aż nie zostanie to wykonane, nie należy wykonywać jakichkolwiek nowych pomiarów temperatury.


Przy wymianie baterii, pomiary zapisane w urządzeniu pozostają zachowane w pamięci.




Rys. 4




Rys. 1



Rys. 2



Pokrywa komory na baterię odblokowana



Pokrywa komory na baterię zamknięta

WYMIANA URZĄDZENIA

Każdy termometr NC° Thermometer (Gen 2) do pomiarów podstawowej temperatury ciała posiada unikatowy numer przypisany konkretnemu użytkownikowi. Numery zostają przypisane w czasie początkowego ustawienia, kiedy urządzenie jest synchronizowane z aplikacją Natural Cycles po raz pierwszy.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia urządzenia, można przypisać nowy NC° Thermometer (Gen 2) do pomiarów podstawowej temperatury ciała do twojego konta użytkownika.

Aby to zrobić, należy przejść do menu głównego aplikacji Natural Cycles i postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: W przypadku wymiany urządzenia w trakcie cyklu, bieżący cykl staje się nieaktywny w aplikacji Natural Cycles. Dla bezpieczeństwa, aplikacja akceptuje dane pomiarowe wyłącznie z jednego urządzenia w trakcie cyklu.


INFORMACJE O BŁĘDACH




Dokonany pomiar wynosi powyżej 43,99 °C i znajduje się poza zasięgiem pomiarowym termometru.



Dokonany pomiar wynosi poniżej 32,00 °C i znajduje się poza zasięgiem pomiarowym termometru.



Temperatura otoczenia wynosi powyżej 40,00 °C i znajduje się poza dopuszczalnymi warunkami działania.



Temperatura otoczenia wynosi poniżej 10,00 °C i znajduje się poza dopuszczalnymi warunkami działania.



Ostrzeżenie o gorączce. Zmierzona temperatura wyższa niż 37,5°C.



Pamięć urządzenia jest pełna. Podłącz termometr do aplikacji Natural Cycles, aby przesłać wykonane pomiary do aplikacji.




Niski poziom baterii. Przygotuj nową baterię na wymianę.




Bateria jest rozładowana. Wymień baterię.




Wyświetlacz nieaktywny po włączeniu. Sprawdź czy bateria znajduje się w dobrym położeniu oraz poprawnym ułożeniu (+/-). Jeżeli problem pojawi się nadal, wymień baterię.




Błąd połączenia Bluetooth.




Błąd czujnika. Jeśli sytuacja się powtórzy, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Natural Cycles.



Pomiar został anulowany za wcześnie. Powtórz pomiar i poczekaj do zakończenia pomiaru zanim wyjmiesz termometr z miejsca pomiaru.



Błąd kalibracji. Jeśli sytuacja się powtórzy, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Natural Cycles.



Urządzenie znajduje się w technicznym trybie testowym. Wyłącz i włącz urządzenie po paru sekundach, aby powrócić do normalnego trybu.

DANE TECHNICZNE

Typ:	Maksymalny termometr, tryb bezpośredni
Miejsca pomiaru/ referencyjne miejsca ciała:	odbyt/usta/pochwa
Jednostka temperatury:	°C
Zasięg pomiarów:	32,00 °C to 43,99 °C
Dokładność pomiarów:	± 0,05°C pomiędzy 35,00°C a 38,00°C ± 0,10°Cw innych zakresach pomiaru
Pamięć:	30 pomiarów z datą i czasem może być przywoływanych w trybie pamięci
Warunki działania:	Temperatura otoczenia 10°C do 40°C, maksymalna względna wilgotność 15% do 95%.

PL

Warunki przechowywania i transportu:	-25°C do +55°C, maksymalna względna wilgotność 15% do 95%
Czas dostosowania z minimalnej/maksymalnej temperatury przechowywania do temperatury działania:	30 minut
Bateria:	1 x CR2032, 3,0 V, nie zawiera rtęci
Żywotność baterii:	około 400 pomiarów
Przesyłanie danych:	Bluetooth 4.0 LE (niska energia)
Wskaźnik IP:	IP67: odporność na kurz, ochrona przed krótkotrwałym zanurzeniem
Spodziewana żywotność:	5 lat
Wymiary:	137 mm (dł.) x 32 mm (szer.) x 15 mm (wys.)
Waga:	27 g z baterią

OBSŁUGA Klienta

Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis. Prosimy skontaktować się z:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Szwecja
info@naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Zalecamy kontrolę techniczną urządzenia co 5 lat. Taka kontrola może zostać przeprowadzona przez UEBE Medical GmbH lub autoryzowany serwis.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 5 września 2007 r. dotyczącą wyrobów medycznych i posiada znak CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym: TYP BF

PL



Przestrzegać instrukcji obsługi!



Producent

IP 67 Odporność na kurz, ochrona przed krótkotrwającym zanurzeniem

LOT Nr seryjny/ Nr serii

REF Numer referencyjny = numer artykułu urządzenia

UTYLIZACJA



Baterie i urządzenia techniczne nie mogą być utylizowane wraz z domowymi odpadkami, ale powinny być odpowiednio utylizowane w przeznaczonych do tego punktach.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Termometr należy czyścić miękką ściereczką i alkoholem izopropylowym rozcieńczonym w wodzie lub zimną wodą z mydłem.

Nie używać silnych środków czyszczących, rozpuszczalników lub benzyny lakowej do czyszczenia urządzenia.

W czasie czyszczenia, termometr można zanurzyć w wodzie lub roztworze dezynfekującym. Nie wolno sterylizować urządzenia poprzez gotowanie, używanie gazu lub umieszczenie w autoklawie parowym.

Należy upewnić się, że powierzchnia czujnika pomiarowego oraz wyświetlacza nie są zarysowane.

Po czyszczeniu czujnika pomiarowego alkoholem, należy odczekać 5 minut przed wykonaniem pomiaru temperatury, aby termometr powrócił do wymaganej temperatury działania.

GWARANCJA

Urządzenie zostało wyprodukowane i przetestowane z zachowaniem najwyższej staranności. Jednak w przypadku wystąpienia usterki po dostawie urządzenia, udzielamy gwarancji zgodnie z następującymi warunkami:

W okresie objętym gwarancją, czyli w okresie 2 lat od daty zakupu, producent zastrzega sobie prawo do usunięcia usterki na własny koszt w swoim zakładzie, lub wymiany urządzenia na nowe.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części ani szkód powstały na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, nieprawidłowego użytkowania (np. użycie nieodpowiedniego źródła zasilania, uszkodzenie, rozlane baterie) i/lub rozmontowania urządzenia przez kupującego. Ponadto gwarancja nie daje podstaw do wysuwania jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie w stosunku do producenta.

Reklamacje gwarancyjne można składać wyłącznie w okresie obowiązywania gwarancji oraz za okazaniem dowodu zakupu. W przypadku reklamacji gwarancyjnej urządzenie należy przesyłać razem z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na następujący adres:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Szwecja

Koszty zwrotu urządzenia do naszego zakładu ponosi nadawca. Reklamacje odesiane za pobraniem nie będą przyjmowane.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza roszczeń i praw kupującego wobec sprzedawcy (np. roszczenia wynikające z wad produktu, odpowiedzialność producenta).

Uwaga: w przypadku reklamacji gwarancyjnej należy koniecznie dołączyć dowód zakupu.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Szwecja
info@naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O NC° Thermometer (Gen 2) é um termómetro médico digital (modo direto) para a automedicação da temperatura corporal basal humana. O dispositivo transfere os valores medidos para a aplicação Natural Cycles através de uma interface Bluetooth 4.0. O dispositivo destina-se a ser utilizado com a aplicação Natural Cycles. Não é possível utilizá-lo com outras aplicações.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O dispositivo só pode ser utilizado para os fins descritos nas presentes instruções de utilização. O fabricante não é responsável por danos causados por um manuseamento inadequado.

Não deixe cair o termómetro. Este não é resistente a choques nem a impactos.

Proteja o dispositivo contra temperaturas elevadas ou luz solar direta.

A utilização fora das condições de utilização previstas pode levar a valores de medição imprecisos.

Antes de cada medição, verifique a integridade da ponta de medição. Uma ponta de medição danificada pode causar ferimentos.

Não roa nem dobre o sensor de medição. Tal pode provocar danos e avarias. A utilização deste dispositivo na proximidade de telemóveis, micro-ondas ou outros dispositivos com fortes campos eletromagnéticos pode levar a avarias. Durante a utilização do termómetro, mantenha uma distância de, no mínimo, 3,3 m em relação a tais dispositivos. Caso não consiga assegurar a distância mínima, verifique se o dispositivo está a funcionar corretamente antes de o utilizar.

O termómetro contém peças pequenas, que podem ser ingeridas por crianças. Por esta razão, mantenha este dispositivo fora do alcance de crianças não acompanhadas.


Não abra o dispositivo (exceto para a substituição da pilha).

Retire a pilha se o dispositivo não for utilizado durante um longo período de tempo.

Guarde sempre o termómetro com a caixa de proteção colocada.

Se o dispositivo estiver guardado a temperaturas inferiores a 10 °C ou superiores a 40 °C, deixe-o repousar à temperatura ambiente durante, pelo menos, 2 horas antes de o utilizar.

DESCRÍÇÃO DO DISPOSITIVO



① Ponta de medição banhada a ouro


③ Visor iluminado

② Botão Bluetooth

④ Botão de ligar/desligar

⑤ Compartimento da pilha

VISOR



① Unidade de temperatura

⑤ Modo de armazenamento

② Ligação de dados Bluetooth

⑥ Sincronização

③ Índicador da pilha

⑦ Hora

④ Data

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deve instalar a aplicação Natural Cycles no seu smartphone. Não é possível utilizar o NC° Thermometer (Gen 2) sem a aplicação Natural Cycles. Transfira a aplicação Natural Cycles a partir da App Store ou do Google Play.



Abra a aplicação Natural Cycles. Siga as instruções na aplicação.

Em seguida, coloque o termómetro em funcionamento. Para tal, mantenha premido o botão Bluetooth durante, pelo menos, 1 segundo.

O dispositivo liga-se e muda automaticamente para o modo SET para definir a data e a hora (Fig. 1).

A aplicação Natural Cycles sincroniza automaticamente a data e a hora. Para tal, o dispositivo liga-se à aplicação através do Bluetooth (Fig. 2).

Quando a ligação for estabelecida com sucesso, é apresentada a indicação "APP" (Fig. 3).

Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação à aplicação, este desliga-se após 60 segundos. Neste caso, verifique se a função de Bluetooth do seu smartphone está ativa e se a aplicação Natural Cycles foi iniciada. Em seguida, tente estabelecer novamente a ligação.

MEDIR A TEMPERATURA

Antes de efetuar a medição, retire a caixa de proteção transparente do termómetro.

Ligue o dispositivo premindo e mantendo premido o botão de ligar/desligar durante, pelo menos, 1 segundo. O visor apresenta a indicação "On" (Fig. 1).

O dispositivo efetua agora um autoteste interno; são apresentados todos os segmentos do visor (Fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 1



Fig. 2

Verificar o estado de transferência

O dispositivo verifica agora se todos os valores de medição anteriores já foram transferidos para a aplicação Natural Cycles. O dispositivo pode armazenar temporariamente um máximo de 30 medições.

O número de valores de medição ainda não transferidos é apresentado no visor (Fig. 3).

Se não tiverem sido transferidas mais de 25 medições guardadas para a aplicação Natural Cycles, a mensagem "APP/FULL" (Fig. 4 e 5) é apresentada no visor para o lembrar de transferir os valores de medição para a aplicação o mais rapidamente possível.

Se realizar mais de 30 medições sem as transferir para a aplicação, o valor mais antigo é eliminado para criar espaço para uma nova medição.

Depois de verificar o estado de transferência, o visor acende-se por breves instantes ou é emitido um sinal sonoro. O dispositivo está agora pronto para efetuar uma nova medição. Nunca inicie a medição antes de o visor se acender ou de ser emitido um sinal sonoro quando este está ativado. O termómetro já deve estar no modo de medição no início da medição, de modo a poder registar corretamente o progresso da medição.



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Medir a temperatura

Coloque a ponta de medição no lado esquerdo ou direito debaixo da raiz da língua. O sensor de temperatura deve ter um bom contacto com os tecidos. Feche a boca e respire calmamente pelo nariz para que a medição não seja afetada pela respiração.

Enquanto a temperatura medida continuar abaixo do intervalo de medição (32,00 a 43,99 °C), o visor apresenta a letra "L" (Low = Baixo) (Fig. 6). Seja paciente durante a medição. O sensor tem de aquecer primeiro desde a temperatura ambiente até à temperatura corporal.

Durante a medição, a temperatura atual é apresentada no visor. Certifique-se de que aguarda até ao final da medição para garantir a precisão do valor da temperatura.



Fig. 6

O fim da medição é indicado por um sinal sonoro longo. Quando os sinais sonoros estão desativados, o visor acende-se para indicar o fim da medição. O valor de medição é apresentado no visor (Fig. 7).

Se o termómetro medir uma temperatura superior a 37,50 °C, o visor acende-se a amarelo ou são emitidos 10 sinais sonoros sucessivos. O visor apresenta alternadamente a temperatura e HI (alarme de febre, Fig. 8). O dispositivo irá agora tentar ligar-se ao Bluetooth para transferir o valor medido para a aplicação Natural Cycles. Certifique-se de que o smartphone está dentro do alcance, de que o Bluetooth está ativo e de que a aplicação Natural Cycles foi iniciada.

Quando a ligação for estabelecida com sucesso, é apresentada a indicação "APP" (Fig. 9). Após a transferência de dados, o termómetro desliga-se automaticamente (Fig. 10).

Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação, o valor de medição é armazenado no dispositivo para efetuar a transferência mais tarde. O dispositivo pode armazenar temporariamente até 30 valores de medição. Em seguida, o termómetro desliga-se (Fig. 10).

TRANSFERÊNCIA MANUAL DE DADOS PARA A APLICAÇÃO NATURAL CYCLES

Se não for possível transferir os valores de medição para a aplicação Natural Cycles imediatamente após a medição (por exemplo, se o seu smartphone não estiver dentro do alcance do Bluetooth ou se a aplicação Natural Cycles não estiver aberta), pode transferir os valores de medição para a aplicação Natural Cycles mais tarde. Para tal, proceda da seguinte forma:

Abra a aplicação Natural Cycles no seu smartphone.

Com o dispositivo desligado, mantenha premido o botão Bluetooth durante, pelo menos, 1 segundo, mas não mais do que 5 segundos, até que o símbolo de Bluetooth * seja apresentado no visor. Se manter o botão premido durante mais de 5 segundos, este entrará no modo de recuperação de armazenamento.



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

O dispositivo liga-se agora à aplicação através do Bluetooth (Fig. 1).

Quando a ligação for estabelecida com sucesso, é apresentada a indicação "APP" (Fig. 2).

Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação à aplicação Natural Cycles, este desliga-se após 60 segundos. Neste caso, verifique se a função de Bluetooth do seu smartphone está ativa e se a aplicação Natural Cycles foi iniciada e tente novamente.



Fig. 1



Fig. 2

ACESSO A VALORES DE MEDIÇÃO GUARDADOS

O termómetro tem uma memória dos valores de medição com 30 espaços de armazenamento. Os valores de medição são automaticamente guardados juntamente com a data e a hora da medição. O último valor medido é armazenado no espaço de armazenamento 1, o valor medido anteriormente é armazenado no espaço de armazenamento 2, e assim sucessivamente. Se forem efetuadas mais de 30 medições, o valor mais antigo (n.º 30) é eliminado para ser possível guardar o valor mais recente (n.º 1). Os valores de medição são guardados na aplicação Natural Cycles e podem ser analisados de forma prática. Também pode aceder aos últimos 30 valores de medição diretamente no NC° Thermometer (Gen 2). Para tal, proceda da seguinte forma:

Com o dispositivo desligado, mantenha premido o botão Bluetooth durante, pelo menos, 5 segundos até que o símbolo M seja apresentado no visor. O dispositivo muda para o modo de armazenamento (Fig. 1).

É apresentado o último valor medido, ou seja, o n.º 1 (Fig. 2, Fig. 3). O valor de medição é apresentado alternadamente com o ano, mês/dia e a hora no visor. Para os valores de medição já transferidos para a aplicação Natural Cycles, é apresentado o símbolo ↵.

Ao premir repetidamente o botão Bluetooth, pode aceder às medições anteriores (n.º 2, n.º 3,...).

Se não tiverem sido guardados quaisquer valores de medição, é apresentado o seguinte visor (Fig. 4):



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

INDICADOR DA PILHA/SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

O dispositivo está equipado com uma pilha de lítio do tipo CR2032.

Se o símbolo da pilha  piscar no visor enquanto o termómetro estiver a ser utilizado, significa que a pilha está fraca (Fig. 1). Quando tal ocorrer, pode efetuar mais algumas medições de temperatura, mas já deve ter uma pilha de substituição pronta.

Substitua a pilha:

Se o visor apresentar "Pilha descarregada" (Fig. 2) depois de ligar o termómetro. Não será possível efetuar uma medição da temperatura antes de inserir uma pilha nova.

Se, apesar de premir o botão de ligar/desligar, não for apresentada qualquer indicação no visor.

Desbloqueie a tampa do compartimento da pilha rodando-a para a esquerda, para além da marcação, e levante-a.

Remova a pilha usada e insira uma pilha nova (CR2032) com o símbolo "+" voltado para cima.

Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha e bloqueie-a.

Após substituir a pilha, é necessário que o termómetro estabeleça novamente ligação à aplicação Natural Cycles para sincronizar a data e a hora. Para tal, abra a aplicação Natural Cycles e ligue o termômetro. Não é possível efetuar uma nova medição da temperatura antes de efetuar este passo.


Os valores de medição já guardados no dispositivo são mantidos quando a pilha é substituída.




Fig.1



Fig.2



Tampa do
compartimento
da pilha
desbloqueada



Tampa do
compartimento
da pilha
bloqueada

Se perder o seu dispositivo ou se este estiver avariado, pode associar um novo NC° Thermometer (Gen 2) à sua conta de utilizador.


Para tal, acesse ao menu principal da aplicação Natural Cycles e siga as instruções.

Tenha em atenção que: Se mudar o dispositivo dentro de um ciclo, o ciclo atual torna-se inativo na aplicação Natural Cycles. Para a sua segurança, a aplicação só aceita dados de medição de um único dispositivo num ciclo.


MENSAGENS DE ERRO




A temperatura medida é superior a 43,99 °C e, por conseguinte, está fora do intervalo de medição



A temperatura medida é inferior a 32,00 °C e, por conseguinte, está fora do intervalo de medição



A temperatura ambiente é superior a 40,00 °C e, por conseguinte, está fora das condições de utilização permitidas.



A temperatura ambiente é inferior a 10,00 °C e, por conseguinte, está fora das condições de utilização permitidas.




Alarme de febre. Temperatura medida superior a 37,5 °C.




A memória do dispositivo está cheia. Ligue o termômetro à aplicação Natural Cycles para transferir os valores de medição para a aplicação.



Pilha fraca. Tenha uma pilha de substituição pronta.



Pilha descarregada. Substitua a pilha.



Não é apresentada qualquer indicação ao ligar o termômetro. Verifique se a pilha está corretamente colocada e se a polaridade (+/-) está correta. Se o erro persistir, substitua a pilha.

Er. b

Erro de ligação Bluetooth

Er. I

Erro do sensor. Se o problema voltar a ocorrer, entre em contacto com o atendimento ao cliente da Natural Cycles.

Er. 2

A medição foi interrompida prematuramente. Repita a medição e aguarde até ao final da mesma antes de remover o termómetro do local de medição.

Er.CA

Erro de calibração. Se o problema voltar a ocorrer, entre em contacto com o atendimento ao cliente da Natural Cycles.

En

O dispositivo encontra-se no modo de teste técnico. Desligue-o e volte a ligá-lo após alguns segundos para regressar ao modo normal.

DADOS TÉCNICOS

Tipo:	Termómetro máximo, modo direto
Pontos de medição/zonas de referência do corpo:	retal, oral, vaginal
Unidade de temperatura:	°C
Intervalo de medição:	32,00 °C a 43,99 °C
Precisão da medição:	± 0,05 °C entre 35,00 °C e 38,00 °C, ± 0,10 °C noutras intervalos de temperatura
Memória:	No modo de armazenamento, é possível aceder a 30 valores de medição com data e hora
Condições de utilização:	Temperatura ambiente de 10 a 40 °C, humidade relativa de 15 a 95%
Condições de armazenamento e transporte:	Temperatura ambiente de -25 a 55 °C, humidade relativa de 15 a 95%
Tempo para ajustar a temperatura mínima/máxima de armazenamento à temperatura de funcionamento:	30 minutos

Pilha:	1 CR2032, 3,0 V, sem mercúrio
Duração da pilha:	Aprox. 400 medições
Transferência de dados:	Bluetooth 4.0 LE (baixo consumo de energia)
Classificação IP:	IP 67: à prova de pó, proteção contra imersão temporária
Vida útil prevista:	5 anos
Dimensões:	137 mm (C) x 32 mm (L) x 15 mm (A)
Peso:	27 g com pilha

ATENDIMENTO AO CLIENTE

O dispositivo só pode ser reparado pelo fabricante ou por um organismo expressamente autorizado para o efeito. Contacte:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b
11234 Estocolmo, Suécia
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Recomendamos uma inspeção técnica do dispositivo a cada 5 anos. Esta inspeção pode ser efetuada pela UEBE Medical GmbH ou por serviços de manutenção autorizados.

LEGENDA



Este produto está em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 5 de setembro de 2007 relativa a produtos médicos e contém a marcação CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Grau de proteção contra choques elétricos: Tipo BF



Leia as instruções de utilização



Fabricante

IP 67

À prova de pó, proteção contra imersão temporária

LOT Número de lote

REF Número de referência = número do artigo

ELIMINAÇÃO

 As pilhas e os dispositivos técnicos não devem ser descartados no lixo doméstico, mas sim entregues aos locais de recolha ou eliminação adequados.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o termómetro com um pano macio e álcool isopropílico diluído em água ou com água com sabão fria.

Não utilize benzina, solventes ou detergentes agressivos para efetuar a limpeza.

O termómetro pode ser mergulhado em água ou numa solução desinfetante para a limpeza. Não esterilize com recurso a fervura, autoclaves a vapor ou gás.

Tenha cuidado para não riscar a superfície do sensor de medição e do visor. Depois de limpar o sensor de medição com álcool, aguarde 5 minutos antes de efetuar uma medição da temperatura para que o termómetro possa regressar à temperatura de funcionamento pretendida.

GARANTIA

O dispositivo foi concebido e testado com todo o cuidado devido. No entanto, caso no momento da entrega este apresente defeitos, fornecemos uma garantia nas seguintes condições:

Durante o período de garantia de 2 anos a partir da data de compra, corrigiremos os defeitos conforme o nosso critério e a nosso cargo na nossa fábrica, reparando ou substituindo por um dispositivo sem defeitos.

A garantia não cobre o desgaste normal das peças de desgaste ou danos causados pela não observância das instruções de utilização, manuseamento incorreto (por exemplo, quebra, pilhas com fugas) ou desmontagem do dispositivo por parte do comprador. Além disso, não podem ser fundamentadas reclamações por danos contra nós através da garantia.

Os pedidos de garantia apenas podem ser efetuados durante o período de garantia e mediante apresentação do talão de compra. Em caso de recla-

mação de garantia, o dispositivo deve ser enviado, juntamente com o talão de compra e a descrição da reclamação, à

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Estocolmo
Suécia

Os custos do envio do dispositivo para a nossa fábrica são da responsabilidade do remetente.

As reivindicações e direitos legais do comprador contra o vendedor (por exemplo, reivindicações por defeitos, responsabilidade do produtor) não são restringidos por esta garantia.

Tenha em atenção: Em caso de reclamação de garantia, anexe o talão de compra.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Estocolmo, Suécia
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

SCOPUL PROPUȘ

NC° Thermometer (Gen 2) este un termometru digital de uz medical (mod direct) pentru măsurarea individuală a temperaturii bazale umane. Dispozitivul transmite valorile măsurate către aplicația Natural Cycles printr-o interfață Bluetooth 4.0. Dispozitivul este destinat utilizării cu aplicația Natural Cycles. Nu este posibilă utilizarea cu alte aplicații.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul descris în aceste instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu este responsabil pentru daune rezultate ca urmare a manipulării necorespunzătoare.

Nu scăpați din mana termometrului. Nu este rezistent la șocuri sau impact.

Protejați dispozitivul de temperaturi ridicate și de lumina directă a soarelui. Folosirea termometrului, în afara celor prevăzute, poate duce la măsurări inexacte.

Înainte de fiecare măsurare, verificați integritatea vârfului de măsurare. Un vârf de măsurare deteriorat poate cauza vătămări corporale.

Nu mușcați și nu îndoiați excesiv senzorul de măsurare. În caz contrar, sunt posibile deteriorări și defecțiuni.

Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea telefoanelor mobile, a aparatelor cu microunde sau a aparatelor similare cu câmpuri electromagnetice puternice poate conduce la erori de funcționare. În timpul utilizării, mențineți o distanță minimă de 3,3 m față de astfel de aparete. Dacă nu puteți respecta distanța minimă, verificați funcționarea corectă a dispozitivului înainte de a-l utiliza.

Dispozitivul conține părți mici care ar putea fi înghițite de copii. Nu lăsați aparatul nesupravegheat la indemana copiilor.


Nu deschideți carcasa (decât pentru a schimba bateria).

Scoateți bateria atunci când dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Depozitați întotdeauna termometrul cu carcasa de protecție atașată.


Dacă dispozitivul a fost depozitat la temperaturi sub 10 °C sau peste 40 °C, lăsați-l la temperatura camerei timp de cel puțin 2 ore înainte de a-l utiliza.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



- ① Vârf de măsurare placat cu aur
- ② Butonul Bluetooth
- ③ Afisaj iluminat
- ④ Butonul Pornit/Oprit
- ⑤ Compartiment pentru baterie

AFIȘAJ



- ① Unitate de temperatură
- ② Conexiune de date Bluetooth
- ③ Indicatorul bateriei
- ④ Data
- ⑤ Mod de memorare
- ⑥ Sincronizare
- ⑦ Ora

PUNEREA ÎNICIALĂ ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

Înainte ca dispozitivul să fie pus în funcțiune pentru prima dată, trebuie să instalați aplicația Natural Cycles pe smartphone-ul dumneavoastră. Punerea în funcțiune a NC° Thermometer (Gen 2) nu este posibilă fără aplicația Natural Cycles.

Descărcați aplicația Natural Cycles din App Store sau Google Play.



Descărcați de pe
App Store



ACUM PE
Google Play

Deschideți aplicația Natural Cycles. Urmați instrucțiunile din aplicație.

Puneți termometrul în funcțiune. În acest scop, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 1 secundă.

Dispozitivul pornește și comută automat la modul de setare (SET) pentru setarea datei și a orei (Figura 1).

Data și ora sunt sincronizate automat de aplicația Natural Cycles. În acest scop, dispozitivul se conectează la aplicație prin Bluetooth (Figura 2).

Când conexiunea este reușită, apare indicatorul „APP” (Aplicație) (Figura 3).

Dacă nu se poate realiza o conexiune a dispozitivului la aplicație, dispozitivul se oprește după 60 de secunde. În acest caz, verificați dacă funcția Bluetooth a smartphone-ului dumneavoastră este activată și dacă aplicația Natural Cycles este pornită. Ulterior, încercați să stabiliți din nou o conexiune.

MĂSURAREA TEMPERATURII

Înainte de a efectua măsurătoarea, îndepărtați carcasa de protecție transparentă de pe termometru.

Porniți dispozitivul ținând apăsat butonul Pornit/Oprit timp de cel puțin 1 secundă. Afisajul indică „On” (Pornit) (Figura 1).

Ulterior, dispozitivul efectuează o autotestare internă; sunt afișate toate segmentele de afișare (Figura 2).

Verificarea stării de transfer

Dispozitivul verifică dacă toate valorile măsurate anterioare au fost deja transferate în aplicația Natural Cycles. Dispozitivul poate stoca într-o memorie intermedieră maximum 30 de măsurători.

Numărul de valori măsurate care nu au fost încă transferate este indicat pe afișaj (Figura 3).

Dacă nu au fost transferate în aplicația Natural Cycles mai mult de 25 de măsurători salvate, pe afișaj apare mesajul „APP/FULL” (APLICAȚIE/MEMORIE PLINĂ) (Figurile 4 și 5) pentru a vă reaminti să transferați valorile măsurate în aplicație cât mai curând posibil.

Dacă efectuați mai mult de 30 de măsurători fără a transfera valorile măsurate în aplicație, ceea ce vechea valoare este ștersă pentru a crea spațiu pentru o nouă măsurătoare.

După verificarea stării de transfer, afișajul luminează scurt sau este emis un semnal sonor. Dispozitivul este pregătit să efectueze o nouă măsurătoare.

Nu începeți niciodată măsurarea înainte ca afișajul să lumineze sau să se audă semnalul sonor, în cazul în care sunt activate semnalele sonore. La începutul măsurătorii, termometrul trebuie să se afle deja în modul de măsurare, pentru a putea înregistra corect desfășurarea măsurătorii.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

Măsurarea temperaturii

Așezați vârful de măsurare în partea stângă sau dreaptă sub rădăcina limbii. Între senzorul de temperatură și țesut trebuie să existe un contact bun. Închideți gura și respirați încet pe nas, astfel încât rezultatul măsurătorii să nu fie afectat de aerul respirat.

Atât timp cât temperatura măsurată se situează în continuare sub intervalul de măsurare (32,00 - 43,99 °C), afișajul va indica L (Low = scăzut) (Figura 6). Așteptați puțin pentru efectuarea măsurătorii. Senzorul trebuie mai întâi să se încălzească de la temperatura camerei la temperatura corpului.

În timpul măsurării, temperatura actuală este indicată pe afișaj. Așteptați




Figura 6

RO

RO

finalul măsurătorii pentru a asigura precizia valorii temperaturii.

Finalul măsurătorii este indicat de un semnal sonor lung. Dacă semnalele sonore sunt dezactivate, finalul măsurătorii este indicat prin iluminarea afişajului. Valoarea măsurată este indicată pe afişaj (Figura 7). Dacă termometrul măsoară o temperatură mai mare de 37,50 °C, afişajul va lumina galben sau va emite 10 semnale sonore rapide. Afişajul indică alternativ temperatură și HI (alarmă de febră, Figura 8).

Dispozitivul încearcă să stabilească o conexiune Bluetooth pentru a transfera valoarea măsurată în aplicația Natural Cycles. Asigurați-vă că smartphone-ul este în raza de acțiune, că Bluetooth-ul este activat și că aplicația Natural Cycles este pornită.

Când conexiunea este reușită, apare indicatorul „APP” (Aplicație) (Figura 9). După transferarea datelor, termometrul se oprește automat (Figura 10).

Dacă dispozitivul nu poate stabili o conexiune, valoarea măsurată este stocată în dispozitiv pentru transferarea ulterioră. Dispozitivul poate stoca într-o memorie intermedieră până la 30 de valori măsurate. Apoi, termometrul se va opri (Figura 10).

TRANSFERAREA MANUALĂ A DATELOR ÎN APlicația NATURAL CYCLES

Dacă valorile măsurate nu pot fi transferate în aplicația Natural Cycles imediat după măsurare (de exemplu, dacă smartphone-ul nu se află în raza de acțiune Bluetooth sau aplicația Natural Cycles nu este deschisă), puteți transfera ulterior valorile măsurate în aplicația Natural Cycles. Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

Deschideți aplicația Natural Cycles de pe smartphone.

Cu dispozitivul opert, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 1 secundă, însă nu mai mult de 5 secunde, până când pe afişaj apare simbolul Bluetooth * . Dacă țineți apăsat butonul mai mult de 5 secunde, veți accesa modul de apelare a memoriei. Ulterior, dispozitivul se conectează la aplicație prin Bluetooth (Figura 1).



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10

Când conexiunea este reușită, apare indicatorul „APP” (Aplicație) (Figura 2).

Dacă nu se poate realiza o conexiune a dispozitivului la aplicația Natural Cycles, dispozitivul se oprește după 60 de secunde. În acest caz, verificați dacă funcția Bluetooth a smartphone-ului dumneavoastră este activată și dacă aplicația Natural Cycles este pornită și încercați din nou.



Figura 2

ACCESAREA VALORILOR MĂSURATE SALVATE

Termometrul dispune de o memorie pentru valorile măsurate cu 30 de spații de memorare. Valorile măsurate sunt salvate automat împreună cu data și ora măsurătorii. Ultima valoare măsurată este stocată în spațiul de memorare 1, iar valoarea măsurată anterior în spațiul de memorare 2 etc. Dacă sunt efectuate mai mult de 30 de măsurători, cea mai veche valoare (nr. 30) este ștersă pentru a putea salva cea mai recentă valoare (nr. 1). Valorile măsurate sunt salvate în aplicația Natural Cycles și pot fi analizate acolo cu ușurință.

De asemenea, puteți accesa ultimele 30 de valori măsurate direct pe NC° Thermometer (Gen 2). Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

Cu dispozitivul opert, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de cel puțin 5 secunde, până când pe afişaj apare simbolul [M]. Dispozitivul comută la modul de memorare (Figura 1).



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Figura 1

INDICATORUL BATERIEI/SCHIMBAREA BATERIEI

Dispozitivul este echipat cu o baterie cu litiu tip CR2032.

Dacă simbolul bateriei  luminează intermitent pe afişaj în timp ce termometrul este în uz, bateria este descărcată (Figura 1). Ulterior, puteţi efectua câteva măsurători suplimentare ale temperaturii, însă ar trebui să aveţi deja o baterie de schimb pregătită.

Schimbaţi bateria

dacă afişajul indică „Baterie descărcată complet” (Figura 2) după pornire. Nu veţi mai putea efectua măsurători ale temperaturii până când nu veţi introduce o baterie nouă.

dacă, deşi ati apăsat butonul Pornit/Oprit, pe afişaj nu apare nicio indicaţie.

Deblocaţi capacul compartimentului pentru baterie rotindu-l spre stânga, dincolo de marcaj, şi ridicaţi-l.

Scoateţi bateria veche şi introduceţi o baterie nouă (CR2032) cu simbolul „+” orientat în sus.

Puneţi la loc capacul compartimentului pentru baterie şi blocaţi-l.

După înlocuirea bateriei, termometrul trebuie să se conecteze o dată

la aplicaţia Natural Cycles pentru sincronizarea datei şi a orei. În acest scop, deschideţi aplicaţia Natural Cycles şi porniţi termometrul. Până la efectuarea acestor paşi nu sunt posibile noi măsurători ale temperaturii.

Valorile măsurate salvate deja în dispozitiv sunt păstrate în cazul schimbării bateriei.

ÎNLOCUIREA DISPOZITIVULUI

Fiecare NC° Thermometer (Gen 2) are o semnătură unică alocată unui anumit utilizator. Această alocare se realizează în timpul punerii inițiale în funcțiune, la prima sincronizare cu aplicația Natural Cycles.


În cazul pierderii sau defectării dispozitivului dumneavoastră, aveţi posi-




Figura 1



Figura 2



Capacul compartimentului pentru baterie este deblocat



Capacul compartimentului pentru baterie este blocat

bilitatea de a aloca un nou NC° Thermometer (Gen 2) contului dumneavoastră de utilizator.

În acest scop, accesaţi meniu principal al aplicației Natural Cycles și urmați instrucțiunile.

Vă rugăm să rețineți: Dacă înlocuți dispozitivul pe durata unui ciclu, ciclul actual devine inactiv în aplicația Natural Cycles. Pentru siguranța dumneavoastră, aplicația acceptă date de măsurare de la un singur dispozitiv în cadrul unui ciclu.

MESAJE DE EROARE



Temperatura măsurată este peste 43,99 °C și, prin urmare, se află în afara domeniului de măsurare.



Temperatura măsurată este sub 32,00 °C și, prin urmare, se află în afara domeniului de măsurare.



Temperatura ambientă este mai mare de 40,00 °C și, prin urmare, în afara condițiilor de funcționare admise.



Temperatura ambientă este mai mică de 10,00 °C și, prin urmare, în afara condițiilor de funcționare permise.



Alarmă de febră. Este măsurată o valoare ridicată a temperaturii, de peste 37,5 °C.



Memoria dispozitivului este plină. Conectați termometrul la aplicația Natural Cycles pentru a transfera valorile măsurate în aplicație.



Baterie descărcată. Pregătiți o baterie de rezervă.



Baterie descărcată complet. Schimbați bateria.



Pe afişaj nu apare nicio indicaţie după pornire. Verificați dacă bateria este așezată corect și dacă este respectată polaritatea (+/-). Dacă eroarea persistă, înlocuiți bateria.



Eroare de conexiune Bluetooth



Eroare senzor. Dacă eroarea apare din nou, contactați departamentul de relații cu clienții pentru aplicația Natural Cycles.



Măsurătoarea a fost întreruptă prematur. Repetați măsurătoarea și așteptați finalul măsurătorii înainte de a îndepărta termometrul din locul de măsurare.



Eroare de calibrare. Dacă eroarea apare din nou, contactați departamentul de relații cu clienții pentru aplicația Natural Cycles.



Dispozitivul se află în modul de testare tehnică. Oprită-l și porniți-l din nou după câteva secunde pentru a reveni la modul normal.

DATE TEHNICE

Tip:	Termometru maxim, regim direct
Puncte de măsurare/zone de referință ale corpului:	rectal, oral, vaginal
Unitate de temperatură:	°C.
Domeniul de masurare:	32,00 °C la 43,99 °C
Precizia măsurătorii:	± 0,05 °C între 35,00 °C și 38,00 °C, ± 0,10 °C în alte intervale de temperatură
Memorie:	30 de valori măsurate, cu indicarea datei și a orei, care pot fi accesate în modul de memorare
Condiții de operare:	Temperatura ambientală 10 până la 40 °C, umiditatea relativă 15 - 95 %
Condiții de depozitare și transport:	Temperatura ambientală -25 la 55 °C, umiditatea relativă 15 - 95 %

RO

Temperatura minimă/maximă de depozitare la temperatură de funcționare:	30 de minute
Baterie:	1 x CR2032, 3,0 V, fără mercur
Durata de viață a bateriei:	aprox. 400 de măsurători
Transfer de date:	Bluetooth 4.0 LE (low energy, consum redus de energie)
Clasificare IP:	IP 67: rezistent la praf, protecție împotriva imersiei temporare
Durată de funcționare preconizată:	5 ani.
Dimensiuni:	137 mm (L) x 32 mm (l) x 15 mm (î)
Greutate:	27 g, inclusiv bateria

SERVICIUL PENTRU CLIENTI

Dispozitivul trebuie reparat numai de către producător sau de către o entitate autorizată în mod expres în acest sens. Vă rugăm să contactați:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Suedia

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Recomandăm o verificare tehnică a dispozitivului la fiecare 5 ani. Această verificare poate fi efectuată de către UEBE Medical GmbH sau de către prestatori de servicii de întreținere autorizați.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR



Acest produs respectă Directiva 93/42 / CEE a Consiliului din 5 septembrie 2007 privind dispozitivele medicale și poartă marca CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Protecția împotriva șocurilor electrice: tip BF

RO



Consultați instrucțiunile de utilizare



Producător

IP 67 Rezistent la praf, protecție împotriva imersiei temporare

LOT Numărul lotului

REF Număr de referință = numărul articolului

AVERTISMENT

 Echipamentele tehnice și bateriile nu aparțin deșeurilor menajere. Acestea trebuie aruncate la punctele de colectare și reciclare adecvate.

CURĂTARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curătați termometrul cu o lavetă moale și alcool izopropilic diluat cu apă sau cu apă rece cu săpun.

Nu utilizați detergenți agresivi, solvenți sau benzină pentru curătare.

Termometrul poate fi scufundat în apă sau soluție dezinfecțantă pentru curătare. Nu sterilizați prin fierbere, cu gaz sau în autoclave cu abur.

Acordați atenție pentru a nu zgâria suprafața senzorului de măsurare și a afișajului.

După curătarea senzorului de măsurare cu alcool, așteptați 5 minute înainte de a efectua o măsurare a temperaturii, astfel încât termometrul să poată atinge din nou temperatura de funcționare necesară.

GARANȚIE

Dispozitivul a fost fabricat și testat în mod riguros. În cazul în care acesta prezintă totuși defecte la momentul livrării, oferim o garanție în următoarele condiții:

În timpul perioadei de garanție de 2 ani de la data achiziționării, defectele vor fi remediate fără costuri suplimentare prin lucrări de reparatie, schimbarea pieselor defecte sau prin înlocuirea dispozitivului.

Garanția nu acoperă uzura normală a pieselor, deteriorari cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de manipulare necorespunzătoare (de

exemplu socuri, surgeri de baterii) sau dezasamblarea dispozitivului de către cumpărător. În afară de aceasta, garanția nu constituie motive pentru a ne solicita daune.

Solicitările de garanție pot fi facute numai în perioada de garanție și la prezentarea dovezii de cumpărare. În cazul unei reclamații privind garanția, dispozitivul împreună cu dovada achiziționării și o descriere a reclamației trebuie trimise la adresa:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Suedia

Costul returnării dispozitivului în fabrica noastră va fi suportat de expeditor. Creanțele și revendicările legale ale cumpărătorului față de vânzător (de exemplu, creanțele privind defecturile, răspunderea producătorului) nu sunt restricționate de această garanție.

Rețineți: În cazul unei reclamații privind garanția, asigurați-vă că ati completat dovada achiziționării.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Suedia
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

ÚČEL URČENIA

NC° Thermometer (Gen 2) je lekársky digitálny teplomer (priamy režim) na vlastné meranie bazálnej teploty ľudského tela. Zariadenie prenáša namerané hodnoty do aplikácie Natural Cycles cez rozhranie Bluetooth 4.0. Zariadenie je určené na použitie s aplikáciou Natural Cycles. Používanie s inými aplikáciami nie je možné.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie sa smie používať len na účely opísané v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

Teplomer nevystavujte prudkým nárazom. Je odolný iba proti slabým nárazom a úderom.

Chráňte prístroj pred vysokou teplotou a priamym slnečným svetlom.

Nedržanie inštrukcií uvedených v tomto letáku a meranie teploty mimo vymedzený priestor môže zapríčiniť nesprávnosť merania.

Pred každým meraním skontrolujte neporušenosť meracieho hrotu. Poškodený merací hrot môže viesť k zraneniu.

Sondu nehryzte ani silno neohýbajte. Môže to viesť k poškodeniu a poruchám.

Používanie tohto prístroja v blízkosti mobilných telefónov, mikrovlnných alebo iných zariadení so silnými elektromagnetickými polami môže viesť k nesprávnemu fungovaniu. Pri používaní zachovávajte od takýchto zariadení minimálnu vzdialenosť 3,3 metra. V prípade, že nemôžete dodržať minimálnu vzdialenosť, skôr ako prístroj použijete, skontrolujte jeho správne fungovanie.

Teplomer obsahuje malé časti, ktoré môžu prehltnúť deti. Preto prístroj nechávajte bez dozoru deťom!


Teplomer neotvárajte (okrem výmeny batérie).

Ak zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte batériu.

Teplomer vždy skladujte s nasadeným ochranným krytom.

Ak sa zariadenie skladovalo pri teplotách pod 10 °C alebo nad 40 °C, pred použitím ho ponechajte pri izbovej teplote aspoň na 2 hodiny.

POPIS ZARIADENIA



① Pozlátený merací hrot


④ Tlačidlo zapnutia/vypnutia

② Tlačidlo Bluetooth

⑤ Priehradka na batériu

③ Podsvietený displej

DISPLEJ



① Jednotka teploty

④ Dátum

② Dátové pripojenie cez
Bluetooth

⑤ Režim pamäte

③ Indikátor batérie

⑥ Synchronizácia

⑦ Čas

PRVÉ UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím zariadenia si musíte do smartfónu nainštalovať aplikáciu Natural Cycles. Uvedenie NC° Thermometer (Gen 2) do prevádzky nie je možné bez aplikácie Natural Cycles.

Stiahnite si aplikáciu Natural Cycles z obchodu App Store alebo Google Play.



Otvorte aplikáciu Natural Cycles. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Teraz uvedte teplomer do prevádzky. Urobíte to tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Bluetooth aspoň na 1 sekundu.

Zariadenie sa zapne a automaticky prepne do režimu SET (Nastaviť) pre nastavenie dátumu a času (obrázok 1). Dátum a čas sa automaticky synchronizujú z aplikácie Natural Cycles. Za týmto účelom sa zariadenie pripojí k aplikácii cez Bluetooth (obrázok 2).

Ak je pripojenie úspešné, na displeji sa zobrazí „APP“ (obrázok 3).

Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k aplikácii, po 60 sekundách sa samo vypne. V takom prípade skontrolujte, či je na vašom smartfóne aktivovaná funkcia Bluetooth a či je spustená aplikácia Natural Cycles. Teraz skúste znova nadviazať spojenie.

MERANIE TEPLOTY

Pred meraním odstráňte z teplomera priehľadný ochranný kryt.

Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania aspoň na 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí „On“ (obrázok 1).

Zariadenie teraz vykoná interný autotest; zobrazia sa všetky segmenty displeja (obrázok 2).

Kontrola stavu prenosu

Zariadenie teraz skontroluje, či všetky predchádzajúce namerané hodnoty už boli prenesené do aplikácie Natural Cycles. Zariadenie dokáže uložiť do pamäte maximálne 30 meraní.

Počet nameraných hodnôt, ktoré ešte neboli prenesené, sa zobrazí na displeji (obrázok 3).

Ak sa do aplikácie Natural Cycles neprenieslo viac ako 25 uložených meraní, na displeji sa zobrazí správa „APP/FULL“ (obrázky 4 a 5), ktorá vám pripomienie, aby ste namerané hodnoty čo najskôr preniesli do aplikácie.

Ak vykonáte viac ako 30 meraní bez prenosu meraní do aplikácie, najstaršia hodnota sa vymaže, aby sa vytvoril priestor pre nové meranie.

Po skontrolovaní stavu prenosu sa krátko rozsvieti displej alebo zaznie pípnutie. Zariadenie je teraz pripravené na vykonanie nového merania.

Ak sú aktivované signálne tóny, nezačíname meranie, kým sa nerozsvieti displej alebo nezaznie signálny tón. Teplomer musí byť na začiatku merania už v režime merania, aby mohol správne zaznamenať priebeh merania.



Obrazok 1



Obrazok 2



Obrazok 3



Obrazok 4



Obrazok 5



Obrazok 3



Obrazok 4



Obrazok 5

Meranie teploty

Umiestnite hrot vľavo alebo vpravo pod koreň jazyka. Snímač teploty musí mať dobrý kontakt s tkanivom.

Zatvorte ústa a pokojne dýchajte nosom, aby výsledok merania nebol ovplyvnený vzduchom, ktorý dýchate.

Pokiaľ je nameraná teplota stále pod meracím rozsahom (32,00 až 43,99 °C), na displeji sa zobrazí L (nízka = nízka) (obrázok 6). Meranie si vyžaduje trpežlivosť. Senzor sa musí najskôr zahriať z izbovej teploty na telesnú teplotu.

Počas merania sa zobrazuje na displeji aktuálna teplota. Nezabudnite počkať na koniec merania, aby ste zistili presnosť odčítania teploty.

Koniec merania je signalizovaný dlhým pípnutím. Ak sú signálne tóny deaktivované, koniec merania spoznáte po rozsvietení displeja. Nameraná



Obrazok 6

hodnota sa zobrazí na displeji (obrázok 7).

Ak teplomer nameria zvýšenú teplotu 37,50 °C a viac, displej sa rozsvieti nažltô alebo sa ozve 10 pípnutí v rýchлом sledu. Na displeji sa striedavo zobrazuje teplota a HI (alarm horúčky, obrázok 8).

Zariadenie sa teraz pokúsi nadviazať spojenie Bluetooth, aby prenieslo nameranú hodnotu do aplikácie Natural Cycles. Uistite sa, že váš smartfón je v dosahu, funkcia Bluetooth je zapnutá a aplikácia Natural Cycles je spustená.

Ak je pripojenie úspešné, na displeji sa zobrazí „APP“ (obrázok 9). Po prenose údajov sa teplomer automaticky vypne (obrázok 10).

Ak zariadenie nedokáže nadviazať spojenie, nameraná hodnota sa uloží do zariadenia pre neskorší prenos. Zariadenie dokáže uložiť až 30 meraní. Teplomer sa potom sám vypne (obrázok 10).

MANUÁLNY PRENOS ÚDAJOV DO APLIKÁCIE NATURAL CYCLES

Ak sa namerané hodnoty nedajú preniesť do aplikácie Natural Cycles ihneď po meraní (napr. ak váš smartfón nie je v dosahu funkcie Bluetooth alebo aplikácia Natural Cycles nie je otvorená), môžete následne preniesť namerané hodnoty do aplikácie Natural Cycles. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Otvorte na svojom smartfóne aplikáciu Natural Cycles. Pri vypnutom zariadení stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth aspoň 1 sekundu, ale maximálne 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí symbol Bluetooth *. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd, prejdete do režimu vyvolania pamäte.

Zariadenie sa teraz pripojí k aplikácii cez funkciu Bluetooth (obrázok 1).

Ak je pripojenie úspešné, na displeji sa zobrazí „APP“ (obrázok 2).

Ak sa zariadenie nemôže pripojiť k aplikácii Natural



Obrázok 7:



Obrázok 8



Obrázok 9



Obrázok 10



Obrázok 1



Obrázok 2

Cycles, po 60 sekundách sa samo vypne. V takom prípade skontrolujte, či je na vašom smartfóne aktivovaná funkcia Bluetooth a či je spustená aplikácia Natural Cycles, a skúste to znova.

VYVOLANIE ULOŽENÝCH NAMERANÝCH HODNÔT

Teplomer má pamäť nameraných hodnôt s 30 pamäťovými miestami. Namerané hodnoty sa automaticky ukladajú spolu s dátumom a časom meraania. Posledná nameraná hodnota sa uloží na pamäťové miesto 1, predtým nameraná hodnota na pamäťové miesto 2 atď. Ak bolo vykonaných viac ako 30 meraní, najstaršia hodnota (č. 30) sa vymaže, aby bolo možné uložiť najnovšiu hodnotu (č. 1).

Namerané hodnoty sú uložené v aplikácii Natural Cycles a možno ich tam pohodlne analyzovať.

Môžete tiež vyvolať posledných 30 meraní priamo na NC° Thermometer (Gen 2). Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Pri vypnutom zariadení stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth aspoň na 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí symbol [M]. Zariadenie sa prepne do režimu ukladania (obrázok 1).


Teraz sa zobrazí posledná nameraná hodnota č.1 (obrázok 2, obrázok 3). Nameraná hodnota sa na displeji zobrazuje striedavo s rokom, mesiacom/dňom a časom. Symbol ↪ sa zobrazuje pri nameraných hodnotách, ktoré boli prenesené do aplikácie Natural Cycles.

Opakoványm stlačením tlačidla Bluetooth vyvoláte predchádzajúce merania (č. 2, č. 3...).

Ak nie sú uložené žiadne namerané hodnoty, zobrazí sa nasledujúci displej (obrázok 4):



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4

INDIKÁTOR BATÉRIE/VÝMENA BATÉRIE

Zariadenie je vybavené lítiovou batériou CR2032.

Ak počas používania teplomera na displeji bliká symbol batérie □, batéria je slabá (obrázok 1). Teraz môžete vykonať niekoľko ďalších meraní teploty, ale mali by ste už mať pripravenú náhradnú batériu.



Obrázok 1

Výmena batérie,

ak sa po zapnutí na displeji zobrazí správa „Batéria je vybitá“ (obrázok 2). Teraz nie je možné merať teplotu, kým nevložíte novú batériu.

ak sa na displeji napriek stlačeniu tlačidla zapnutia/vypnutia nič nezobrazí.

Odomknite kryt priečadky pre batérie otvorením doľava za značku a nadvihnite ho.

Vyberte starú batériu a vložte novú batériu (CR2032) tak, aby znamienko „+“ ukazovalo nahor.

Nasadte a zaistite kryt priečadky na batériu.

Po výmene batérie sa teplomer musí raz pripojiť k aplikácii Natural Cycles, aby bolo možné znova

synchronizovať dátum a čas. Ak to chcete urobiť, otvorite aplikáciu Natural Cycles a zapnite teplomer. Dovtedy nie sú možné žiadne nové merania teploty.

Namerané hodnoty, ktoré sú už uložené v prístroji, zostávajú zachované aj pri výmene batérie.

VÝMENA ZARIADENIA

Každý NC[®] Thermometer (Gen 2) má jedinečný podpis spojený s konkrétnym používateľom. Toto mapovanie sa vykonáva počas prvého spustenia pri prvej synchronizácii s aplikáciou Natural Cycles.


Ak sa vaše zariadenie strati alebo je chybne, máte možnosť priradiť k svojmu používateľskému účtu nový NC[®] Thermometer (Gen 2).

Ak to chcete urobiť, prejdite do hlavnej ponuky aplikácie Natural Cycles a postupujte podľa pokynov.


Upozornenie: Ak vymeníte zariadenia v rámci cyklu, aktuálny cyklus sa v aplikácii Natural Cycles stane neaktívny. Pre vašu bezpečnosť aplikácia prijíma namerané údaje iba z jedného zariadenia v rámci cyklu.



Obrázok 2



Odomknutý kryt priečadky na batériu



Zamknutý kryt priečadky na batériu


CHYBOVÉ HLÁSEŇIA:




Nameraná teplota je vyššia ako 43,99 °C, a teda mimo meracieho rozsahu



Nameraná teplota je nižšia ako 32,00 °C, a teda mimo meracieho rozsahu



Teplota okolia je nad 40,00 °C, a teda mimo prípustných pre-vádzkových podmienok.



Teplota okolia je nad 10,00 °C, a teda mimo prípustných pre-vádzkových podmienok.



Alarm horúčky. Nameraná zvýšená teplota nad 37,5 °C.



Pamäť zariadenia je plná. Pripojte teplomer k aplikácii Natural Cycles na prenos údajov do aplikácie.




Batéria je slabá. Pripravte si náhradnú batériu.




Vybitá batéria. Vymeňte batériu.




Po zapnutí sa nič nezobrazuje. Skontrolujte správne uloženie a polaritu (+/-) batérie. Ak chyba pretrváva, vymeňte batériu.



Chyba pripojenia Bluetooth



Chyba senzora. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis Natural Cycles.



Meranie bol predčasne prerušené. Pred odstránením teplomera z miesta merania zopakujte meranie a počkajte na ukončenie merania.

Chyba kalibrácie Ak problém pretrváva, kontaktujte zákazníky servis Natural Cycles.

En

Zariadenie je v režime technického testovania. Vypnite ho a po niekoľkých sekundách ho znova zapnite, aby ste sa vrátili do normálneho režimu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Teplomer s indikáciou maxima, priamy režim
Miesta merania/referenčné časti tela:	rektálne, orálne, vaginálne
Jednotka teploty:	°C
Rozsah merania:	32,00 °C až 43,99 °C
Presnosť merania:	± 0,05 °C medzi 35,00°C a 38,00 °C, ± 0,10 °C pri ostatných rozsahoch teplôt
Pamäť:	V režime pamäte je možné vyvolať 30 meraní s dátumom a časom
Prevádzkové podmienky	Teplota prostredia 10 až 40 °C, relativná vlhkosť vzduchu 15 až 95 %
Teplota skladovania a pri preprave:	Teplota okolia -25 až 55 °C, relativná vlhkosť vzduchu 15 až 95 %
Čas na nastavenie z minimálnej/maximálnej skladovej teploty na prevádzkovú teplotu:	30 minút
Batéria:	1 x CR2032 3,0 V bez ortuti
Životnosť batérie:	asi 400 meraní
Prenos dát:	Bluetooth 4.0 LE (nízkoenergetický)
Klasifikácia IP:	IP 67: prachotesný, ochrana proti dočasnému ponoreniu
Očakávaná životnosť batérie:	5 rokov
Rozmery:	137 mm (L) x 32 mm (B) x 15 mm (H)
Hmotnosť:	27 g s batériou

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Zariadenie môže opravovať iba výrobca alebo orgán, ktorý je na to výslovne oprávnený. Prosím kontaktujte:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Švédsko

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Odporúčame technickú kontrolu zariadenia každých 5 rokov. Túto kontrolu môže vykonať buď spoločnosť UEBE Medical GmbH, alebo autorizované servisné služby.

VYSVETLENIE ZNAČIEK



Tento produkt je v súlade so smernicou Rady 93/42/ES z 5. septembra 2007 o zdravotníckych pomôckach a nesie označenie CE 0123 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Ochranný stupeň proti elektrickému výboju: Typ BF



Dbajte na návod k používaniu



Výrobca



IP 67 Prachotesný, ochrana proti dočasnému ponoreniu



Číslo šarže/číslo šarže



Referenčné číslo = číslo výrobku

LIKVIDÁCIA



Baterie a technické prístroje nepatria do domáceho odpadu, preto ich odovzdávajte do určených zberných alebo likvidačných miest.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Teplomer čistite mäkkou handričkou a izopropylalkoholom zriedeným vodou alebo studenou mydlovou vodou.

Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani benzín.

Pri čistení môžete zariadenie ponoriť do vody alebo dezinfekčného roztoku. Nesterilizujte varením, plynom ani v parnom autokláve.

Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch meracieho senzora a displeja.

Po vyčistení meracieho senzora alkoholom počkajte pred meraním teploty 5 minút, aby teplomer opäť dosiahol potrebnú prevádzkovú teplotu.

ZÁRUKA

Zariadenie bolo vyrobené a testované s maximálnou starostlivosťou. V prípade, že by napriek tomu pri dodaní zariadenie vykazovalo chyby, poskytujeme záruku za nasledujúcich podmienok:

Počas záručnej doby 2 roky od dátumu zakúpenia odstraňujeme nedostatky podľa vlastného uvázenia a na naše náklady opravou v našom závode alebo výmenou chybného prístroja.

Záruka nezahŕňa bežné opotrebenie spotrebnych dielov ani poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania návodu na používanie, neodbornej manipulácie (napr. zlomenie, vytečené batérie) alebo demontáže prístroja kupujúcim. Záruka ďalej nezakladá žiadne nároky na náhradu škody voči našej spoločnosti.

K reklamácii môže dôjsť len pri predložení dokladu o kúpe. V prípade reklamácie musí byť jednotka odoslaná na adresu spolu s dokladom o kúpe a popisom sťažnosti:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Švédsko

Náklady na zaslanie prístroja späť do nášho závodu znáša odosielateľ.

Uplatnenie reklamácie nad rámec záručnej doby je možné: prípadnou poruchou alebo vadou spôsobenou výrobcom.

Vezmite prosím na vedomie: V prípade reklamácie je nutné priložiť doklad o kúpe.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Švédsko

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

PREDVIDENI NAMEN UPORABE

NC° Thermometer (Gen 2) je medicinski digitalni termometer za samostojno (neposredno) merjenje bazalne temperature človeškega telesa. Naprava prek vmesnika Bluetooth 4.0 prenese izmerjene vrednosti v aplikacijo Natural Cycles. Naprava je namenjena za uporabo z aplikacijo Natural Cycles. Uporaba z drugimi aplikacijami ni mogoča.

VARNOSTNA NAVODILA

Napravo je dovoljeno uporabljati samo za namen, opisan v teh navodilih za uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki je posledica nepravilnega ravnanja.

Pazite, da termometer ne pada na tla. Ni namreč odporen na pretere ali udarce.

Pripomočka ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.

Če termometra ne uporabljate na predvideni način, so meritve lahko napaka.

Pred vsako meritvijo se prepričajte, da je merilna konica nepoškodovana. Poškodovana merilna konica lahko povzroči telesne poškodbe.

Merilnega tipala ne grizite ali močno upogibajte. To lahko povzroči poškodbe in nepravilno delovanje naprave.

Kadar ta pripomoček uporabljate v bližini prenosnih telefonov, mikrovalov ali drugih naprav z močnimi elektromagnetskimi polji, lahko pride do motenj delovanja. Med uporabo termometra se zato od takih naprav oddaljite najmanj 3,3 metra. Če te najmanjše razdalje ne morete zagotoviti, se pred uporabo prepričajte, da termometer deluje pravilno.

Termometer vključuje majhne dele, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Otroci lahko ta pripomoček uporabljajo samo pod nadzorom.


Ne odpirajte ohišja (razen ob zamenjavi baterije).

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.

Termometer vedno shranjujte z nameščenim zaščitnim ovitkom.

Če ste napravo hranili pri temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C, jo pustite na sobni temperaturi vsaj dve uri, preden jo uporabite.

OPIS NAPRAVE



① Pozlačena merilna konica


④ Tipka za vklop/izklop

② Tipka Bluetooth

⑤ Predalček za baterijo

③ Osvetljen zaslon

ZASLON



① Enota za merjenje temperature

⑤ Način shranjevanja

② Podatkovna povezava Bluetooth

⑥ Sinhronizacija

③ Prikaz napolnjenosti baterije

⑦ Ura

④ Datum

PRVI ZAGON NAPRAVE

Pred prvim zagonom naprave morate na pametni telefon namestiti aplikacijo Natural Cycles. NC° Thermometer (Gen 2) brez aplikacije Natural Cycles ni mogoče zagnati.

Aplikacijo Natural Cycles prenesite iz trgovine App Store ali Google Play.



Odprite aplikacijo Natural Cycles. Upoštevajte navodila v aplikaciji.

Vklopite zdaj termometer. Pri tem pritisnite tipko Bluetooth in jo držite vsaj eno sekundo.

Naprava se vklopi in samodejno preklopí v način SET (Nastavitev), kjer lahko nastavite datum in čas (slika 1).

Aplikacija Natural Cycles samodejno sinhronizira datum in čas. V ta namen se naprava prek povezave Bluetooth poveže z aplikacijo (slika 2).

Če je povezava uspešno vzpostavljena, se prikaže oznaka »APP« (Aplikacija) (slika 3).

Če naprava ne more vzpostaviti povezave z aplikacijo, se po 60 sekundah izklopi. V tem primeru preverite, ali je na vašem pametnem telefonu aktivirana funkcija Bluetooth in ali je aplikacija Natural Cycles odprta. Poskusite zdaj ponovno vzpostaviti povezavo.



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 1



Slika 2

MERJENJE TEMPERATURE

Pred merjenjem s termometrom odstranite prozoren zaščitni ovitek.

Napravo vklopite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in jo držite vsaj eno sekundo. Na zaslolu se prikaže oznaka »On« (Vkllop) (slika 1).

Naprava zdaj izvede notranji samopreizkus; prikazani so vsi segmenti zaslona (slika 2).

Preverjanje stanja prenosa

Naprava zdaj preveri, ali so bile vse predhodno izmer-

jene vrednosti že prenesene v aplikacijo Natural Cycles. Naprava lahko začasno shrani največ 30 meritev.

Število še neprenesenih izmerjenih vrednosti se bo prikazalo na zaslolu (slika 3).

Če več kot 25 shranjenih meritev ni bilo prenesenih v aplikacijo Natural Cycles, se na zaslolu prikaže sporočilo »APP/FULL« (Aplikacija/Polno) (sliki 4 in 5), ki vas opomni, da izmerjene vrednosti čim prej prenesete v aplikacijo.

Če opravite več kot 30 meritev, ne da bi jih prenesli v aplikacijo, se najstarejša izmerjena vrednost izbriše, da ustvari prostor za novo meritve.

Po preverjanju stanja prenosa se zaslonski čas vklopi ali pa se ogledi zvočni signal. Naprava je zdaj pripravljena na izvedbo nove meritve.

Nikoli ne začnите meriti, preden zasveti zaslonski čas zasliši zvočni signal, če je ta aktiviran. Termometer mora biti ob začetku merjenja že v načinu merjenja, da lahko pravilno zabeleži potek meritve.

Merjenje temperature

Merilno konico namestite levo ali desno pod koren jezika. Temperaturni senzor mora imeti dober stik s tkivom.

Zaprite usta in mirno dihajte skozi nos, tako da dihanje ne vpliva na rezultat merjenja.

Dokler je izmerjena temperatura pod merilnim območjem (32,00 do 43,99 °C), je na zaslolu prikazana vrednost L (Low = nizko) (slika 6). Pri merjenju imejte malo potropljenja. Senzor se mora naprej segreti s sodočno temperaturo na telesno temperaturo.

Med meritvijo je na zaslolu prikazana trenutna temperatura. Ne pozabite počakati do konca merjenja, da bo vrednost temperature natančna.

Konec meritve bo zaznamoval dolg zvočni signal. Če je zvočni signal onemogočen, konec meritve prepozname takoj, da zasveti zaslonski čas. Izmerjena vrednost je prikazana na zaslolu (slika 7).

Če termometer izmeri povisano temperaturo – več



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6



Slika 7

kot 37,50 °C, se na zaslonu priže rumena lučka ali pa se v hitrem zaporedju oglesi 10 zvočnih signalov. Na zaslonu se izmenično prikazuje temperatura in oznaka HI (Visoko) (alarm za vročino, slika 8).

Naprava zdaj poskuša vzpostaviti povezavo Bluetooth za prenos izmerjene vrednosti v aplikacijo Natural Cycles. Prepričajte se, da je pametni telefon v dosegu, da je povezava Bluetooth aktivirana in da je aplikacija Natural Cycles odprta.

Če je povezava uspešno vzpostavljena, se prikaže označa »APP« (Aplikacija) (slika 9). Po prenosu podatkov se termometer samodejno izklopi (slika 10).

Če naprava ne more vzpostaviti povezave, se izmerjena vrednost shrani v napravi za pozneje prenos. Naprava lahko začasno shrani največ 30 izmerjenih vrednosti. Termometer se nato izklopi (slika 10).

ROČNI PRENOS PODATKOV V APLIKACIJO NATURAL CYCLES

Če izmerjenih vrednosti ni mogoče prenesti v aplikacijo Natural Cycles takoj po merjenju (npr. če pametni telefon ni v dosegu povezave Bluetooth ali aplikacija Natural Cycles ni odprta), lahko izmerjene vrednosti prenesete v aplikacijo Natural Cycles naknadno. Sledite naslednjim korakom:

Na svojem pametnem telefonu odprite aplikacijo Natural Cycles.

Ko je naprava izklopljena, pritisnite tipko Bluetooth in jo držite vsaj 1 sekundo, vendar ne več kot 5 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol * za povezavo Bluetooth. Če tipko držite dlje kot 5 sekund, preidev v način prikaza shranjenih vrednosti.

Naprava se zdaj prek povezave Bluetooth poveže z aplikacijo (slika 1).

Če je povezava uspešno vzpostavljena, se prikaže označa »APP« (Aplikacija) (slika 2).

Če naprava ne more vzpostaviti povezave z aplikacijo Natural Cycles, se po 60 sekundah izklopi. V tem primeru preverite, ali je na vašem pametnem telefonu aktivirana funkcija Bluetooth in ali je aplikacija Natural Cycles odprta ter poskusite znova.



Slika 8

Slika 9

Slika 10

PRIKLIC SHRANJENIH IZMERJENIH VREDNOSTI

Termometer ima pomnilnik izmerjenih vrednosti s 30 pomnilniškimi mestimi. Izmerjene vrednosti se samodejno shranijo skupaj z datumom in uro meritve. Zadnja izmerjena vrednost se shrani na pomnilniško mesto 1, predhodno izmerjena vrednost na pomnilniško mesto 2 itd. Če je bilo opravljenih več kot 30 meritev, se najstarejša vrednost (št. 30) izbriše, da se lahko shrani najnovejša vrednost (št. 1).

Izmerjene vrednosti so shranjene v aplikaciji Natural Cycles, kjer jih je mogoče priročno analizirati.

Zadnjih 30 izmerjenih vrednosti lahko prikličete tudi neposredno na NC° Thermometer (Gen 2). Sledite naslednjim korakom:

Ko je naprava izklopljena, pritisnite tipko Bluetooth in jo držite vsaj 5 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol [M]. Naprava preide v način shranjevanja (slika 1). Zdaj se prikaže zadnja izmerjena vrednost št. 1 (slika 2, slika 3). Izmerjena vrednost je na zaslonu prikazana izmenično z letom, mesecem/dnevom in časom meritve. Pri izmerjenih vrednostih, ki so bile prenesene v aplikacijo Natural Cycles, je prikazan simbol ☰.

Z večkratnim pritiskom tipke Bluetooth booste priklicali nadaljnje predhodne meritve (št. 2, št. 3 itd.).

Če ni shranjenih nobenih izmerjenih vrednosti, se prikaže naslednji prikaz (slika 4):




Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

PRIKAZ NAPOLNjenosti BATERIJE/MENJAVA BATERIJE

Naprava ima vključeno litijevo baterijo tipa CR2032.

Če med uporabo termometra na zaslonu utripa simbol baterije ☰, je baterija skoraj izpraznjena (slika 1). Še vedno lahko opravite nekaj meritve temperature, vendar pripravite rezervno baterijo.

Zamenjajte baterijo, če se po vklopu na zaslonu prikaže sporočilo »Batterie leer« (Prazna baterija) (slika 2). Dokler ne vstavite nove baterije, ne morete opraviti novih meritve temperature;



Slika 1



Slika 2

če se na zaslonu kljub pritisku gumba za vklop/izklop ne prikaže nobena oznaka.

Odklenite pokrov predalčka za baterijo tako, da ga obrnete v levo preko oznake, in ga dvignite.

Odstranite staro baterijo in vstavite novo baterijo (CR2032), pri čemer naj bo znak »+« obrnjen navzgor.

Ponovno namestite pokrov predalčka za baterijo in ga zaklenite.

Po menjavi baterije se mora termometer enkrat povezati z aplikacijo Natural Cycles, da se lahko ponovno sinhronizirata datum in čas. V ta namen odprite aplikacijo Natural Cycles in vklopite termometer. Brez tega koraka nove meritve temperature niso mogoče.

Izmerjene vrednosti, ki so že shranjene v napravi, se ob menjavi baterije ohranijo.

MENJAVA NAPRAVE

Vsek NC° Thermometer (Gen 2) vključuje edinstven podpis, ki je dodeljen določenemu uporabniku. Ta dodelitev se izvede med prvim zagonom naprave, ko se ta prvič sinhronizira z aplikacijo Natural Cycles.

Če napravo izgubite ali se pokvari, lahko uporabniškemu računu dodelite nov NC° Thermometer (Gen 2).

Vstopite v glavni meni aplikacije Natural Cycles in sledite navodilom.

Pozor: Če napravo zamenjate znotraj cikla, bo v aplikaciji Natural Cycles trenutni cikel neaktiviran. Zaradi vaše varnosti aplikacija sprejema podatke o meritvah znotraj cikla samo iz ene naprave.

SPOROČILA O NAPAKAH

 Izmerjena temperatura je nad 43,99°C, kar pomeni, da je izven merilnega območja.

 Izmerjena temperatura je pod 32,00 °C, kar pomeni, da je izven merilnega območja.



Temperatura okolice je višja od 40,00 °C in s tem zunaj dovoljenih pogojev delovanja.



Temperatura okolice je nižja od 10,00 °C in s tem zunaj dovoljenih pogojev delovanja.



Alarm za vročino. Izmerjena povisana temperatura – več kot 37,5 °C.



Pomnilnik naprave je poln. Povežite termometer z aplikacijo Natural Cycles, da prenesete izmerjene vrednosti v aplikacijo.



Baterija je skoraj izpraznjena. Pripravite rezervno baterijo.



Baterija je prazna. Zamenjajte baterijo.



Po vklopu ostane zaslon prazen. Preverite ustrezno namestitev in polarnost (+/-) baterije. Če se napaka še naprej pojavlja, zamenjajte baterijo.



Napaka v povezavi Bluetooth



Napaka senzorja. Če se napaka večkrat pojavi, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Natural Cycles.



Meritve je bila predčasno prekinjena. Ponovite meritve in počakajte na konec meritve, preden odstranite termometer z merilnega mesta.



Napaka pri umerjanju. Če se napaka večkrat pojavi, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Natural Cycles.



Naprava je v načinu tehničnega pregleda. Termometer izklopite in ga nato ponovno vklopite, da se vrnete v običajni način delovanja.

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta:	Termometer z vso opremo, neposredni način delovanja
Merilna mesta/referenčni deli telesa:	rek talno, peroralno, vaginalno
Enota za merjenje temperature:	°C
Merilno območje:	Od 32,00 °C do 43,99 °C
Točnost:	± 0,05 °C v območju med 35,00 °C in 38,00 °C, ± 0,10 °C v ostalih merilnih območjih
Pomnilnik:	možnost priklica 30 izmerjenih vrednosti z datumom in uro meritve v načinu shranjevanja
Pogoji delovanja:	Temperatura okolice med 10 in 40 °C, relativna vlažnost med 15 in 95 %
Pogoji za shranjevanje in prevažanje:	Temperatura okolice med -25 in 55 °C, relativna vlažnost med 15 in 95 %
Čas prilagajanja od najniže/najvišje temperature shranjevanja do delovne temperature:	30 minut
Baterija:	1 × CR2032, 3,0 V, brez živega srebra
Življenska doba baterije:	pribl. 400 meritev
Prenos podatkov:	Bluetooth 4.0 LE (nizka energija)
Razred zaščite IP:	IP 67: zaščita pred vdorom prahu, zaščita pred kratkotrajno potopitvijo
Pričakovana življenska doba:	5 let
Mere:	137 mm (D) × 32 mm (Š) × 15 mm (V)
Teža:	27 g z baterijo

SLUŽBA ZA POMOČ STRANKAM

Napravo lahko popravlja le proizvajalec ali izrecno pooblaščeni organ. Obrnite se na:

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm, Sweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

Priporočamo, da se naprava tehnično pregleda vsakih 5 let. Ta pregled lahko opravi družba UEBE Medical GmbH ali pooblaščene servisne službe.

RAZLAGA OZNAK



Ta izdelek je v skladu z direktivo Sveta 93/42/EGS z dne 5. septembra 2007 o medicinskih pripomočkih in nosi oznako CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Stopnja zaščite pred električnim udarom: Tip BF



Glejte navodila za uporabo.



Proizvajalec



IP 67 Zaščita pred vdorom prahu, zaščita pred kratkotrajno potopitvijo



Številka serije/šarže



Referenčna številka = številka izdelka

ODLAGANJE MED ODPADKE



Baterij in tehničnih aparativov ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke, pač pa jih je treba zavreči na primernih mestih za njihovo zbiranje in odstranitev.

NEGA IN ČIŠČENJE

Termometer očistite z mehko krpo in v vodi razredčenim izopropilnim alkoholom ali s hladno milnico.

Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, topil ali bencina.

Termometer lahko med čiščenjem potopite v vodo ali razkužilo. Ne sterilizirajte s kuhanjem ali v plinskem ali parnem avtoklavu.

Pazite, da ne opraskate površine merilnega senzorja in zaslona.

Po čiščenju merilnega senzorja z alkoholom pred merjenjem temperature počakajte 5 minut, da lahko termometer ponovno doseže potrebno delovno temperaturo.

GARANCIJA

Naprava je bila izdelana in preizkušena z vso potrebno skrbnostjo. V primeru, da bi se ob dobavi kljub temu pokazale napake, zagotavljamo garancijo pod naslednjimi pogoji:

Med garancijsko dobo, ki traja 2 leti od datuma nakupa, bomo pomanjkljivosti po lastni presoji in na svoje stroške v lastni tovarni odpravili tako, da bomo zadevni pripomoček popravili ali ga nadomestili z novim brezhibnim pripomočkom.

Ta garancija ne krije običajne obrabe obrabljivih delov ali poškodb, ki nastanejo, ker stranka ne upošteva navodil za uporabo, pripomočka ne uporablja ustrezno (npr. zlom, puščanje baterij) ali ga razstavi. Ta garancija prav tako ni razlog za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zoper nas.

Uveljavljanje garancije je mogoče samo med garancijsko dobo in ob predložitvi dokazila o nakupu. Kadar uveljavljate garancijo, morate izdelek skupaj z dokazilom o nakupu in opisom težave poslati na naslednji naslov:

NaturalCycles Nordic AB
Sankt Eriksgatan 63b
11234 Stockholm
Sweden

Stroške vrnitve pripomočka v našo tovarno mora kriti pošiljatelj.

Ta garancija kupcu neomejuje zakonsko določenih zahtevkov ali pravic s strani prodajalca (na primer uveljavljanje napak, odgovornosti proizvajalca).

Upoštevajte: Ob uveljavljanju garancije morate obvezno priložiti dokazilo o nakupu.

Natural Cycles®

NaturalCycles Nordic AB

Sankt Eriksgatan 63b

11234 Stockholm, Sweden

help.naturalcycles.com

www.naturalcycles.com

Natural Cycles°

NaturalCycles Nordic AB
St Eriksgatan 63b
112 34 Stockholm
Sweden
help.naturalcycles.com
www.naturalcycles.com

 Manufacturer:
UEBE Medical GmbH
Bgm.-Kuhn-Str. 22
97900 KÜlsheim
Germany

 0123  0640