

Tableau de compatibilité

Coils - Microcatheter

Coil	Microcathéter (diamètre interne distal minimal)	Exemple (diamètre externe distal Fr)
AZUR CX® ou HYDROCOIL®* 18 (Terumo)	0.018	PROGREAT 2.4 Fr / DIREXION 2.4 Fr
CONCERTO® (Medtronic)	0.0165	FINECROSS / MAMBA FLEX / CORSAIR / ELONG / TURNPIKE ...
	0.021	PROGREAT 2.7 Fr
INTERLOCK® (Boston)	0.018	PROGREAT 2.4 Fr / DIREXION 2.4 Fr

***AZUR HYDROCOIL 18 poussable: utiliser guide 0.016 ou 0.018**